



Kasutusjuhend

Maquet Rolite XL seeria

Autoriõigused

Kõik õigused kaitstud. Kopeerimine, kohandamine ja tõlkimine on eelneva kirjaliku nõusolekuta keelatud, välja arvatud autoriõiguse seadusega kooskõlas olevatel juhtudel.

© Copyright 2024

Maquet SAS

Õigus teha tehnilisi muudatusi

Toote edasise arendamisega seonduvalt võivad käesolevas käsiraamatus esitatud/kasutatud illustratsioonid ja nimetatud tehnilised omadused mõnevõrra hetkeseisust erineda.

V09 04.08.2025



Kokkuvõte

1	Sissejuhatus	7
1.1	Eessõna	7
1.2	Vastutus	7
1.3	Muud selle tootega seotud dokumendid	7
1.4	Teave dokumendi kohta	8
1.4.1	Lühendid	8
1.4.2	Käsiraamatus kasutatud sümbolid	8
1.4.2.1	Viited	8
1.4.2.2	Numbrilised markeeringud	8
1.4.2.3	Toimingud ja tulemused	8
1.4.2.4	Menüüd ja nupud	9
1.4.2.5	Ohu tasemed	9
1.4.2.6	Tähistused	9
1.4.3	Määratlused	9
1.4.3.1	Isikuterühmad	9
1.4.3.2	Valgustuse tüüp	10
1.5	Tootel ja pakendil kasutatud sümbolid	10
1.6	Toote ülevaade	12
1.6.1	Koostedetailid	14
1.6.1.1	Kuplid	14
1.6.2	Valikud	18
1.6.2.1	Valikud Maquet PowerLED II	18
1.6.2.2	Valikud Volista	19
1.6.3	Tarvikud	20
1.6.3.1	Kaamera OHDII FHD QL AIR05 juhtmevaba süsteemiga (ainult Volista kupli- tel)	20
1.6.3.2	QL+ pideme toed (ainult Maquet PowerLED II)	20
1.6.3.3	QL pideme toed (ainult Volista)	21
1.6.3.4	LMD (ainult Maquet PowerLED II ja Volista VSTII)	22
1.6.3.5	Toitekaablid	22
1.7	Seadme andmesilt	23
1.8	Rakenduvad standardid	24
1.9	Teave ettenähtud kasutuse kohta	28
1.9.1	Ettenähtud kasutus	28
1.9.2	Ettenähtud kasutaja	28
1.9.3	Sobimatu kasutus	29
1.9.4	Vastunäidustus	29
1.10	Peamine funktsioon	29
1.11	Kliiniline kasu	29
1.12	Garantii	29
1.13	Toote eluiga	29
1.14	Juhised keskkonnamõju vähendamiseks	30



2	Ohutusteave	31
2.1	Keskkonnatingimustele esitatavad nõudmised	31
2.2	Ohutuseeskirjad	31
2.2.1	Toote ohutu kasutamine	31
2.2.2	Elektrisüsteemid	33
2.2.3	Optika	33
2.2.4	Infektsioon	33
2.3	Toote ohutusemärgised	34
3	Juhtliidesed	35
3.1	Kupli juhtklaviatuur	36
3.2	Puutetundlik ekraan	37
4	Kasutus	40
4.1	Igapäevane kontroll enne kasutamist	40
4.2	Valgustuse juhtimine	43
4.2.1	Valgustuse sisse-/väljalülitamine	43
4.2.1.1	Mobiilse valgusti sisselülitamine	43
4.2.1.2	Kupli juhtklaviatuurilt	44
4.2.1.3	Puutetundlikult ekraanilt	44
4.2.2	Valgustuse reguleerimine	45
4.2.2.1	Kupli juhtklaviatuurilt	45
4.2.2.2	Puutetundlikult ekraanilt	46
4.2.3	Taustvalgustus	47
4.2.3.1	Kupli juhtklaviatuurilt	47
4.2.3.2	Puutetundlikult ekraanilt	48
4.2.4	VALGUSTUSE AUTOMAATJUHTIMINE (AIM)*	49
4.2.4.1	Kupli juhtklaviatuurilt (ainult Maquet PowerLED II-ga)	49
4.2.4.2	Puutetundlikult ekraanilt	50
4.2.5	Volista VisioNIR* (ainult VSTII korral)	51
4.2.6	Mugavusvalgustus* (valik saadaval ainult Maquet PowerLED II)	52
4.2.7	LMD* (ainult Maquet PowerLED II ja Volista VSTII)	53
4.2.8	Eelistused	54
4.2.8.1	Eelistuse valimine/salvestamine	54
4.2.8.2	Tehasesätted	55
4.3	Selle valgustuse suunamine	57
4.3.1	Mobiilse valgusti liigutamine	57
4.3.2	Steriliseeritava pideme paigaldamine	59
4.3.2.1	STG PSX-i steriliseeritava pideme paigaldamine kupli külge ja eemaldamine kupli küljest	59
4.3.2.2	STG HLX-i steriliseeritava pideme paigaldamine kupli külge ja eemaldamine kupli küljest	60
4.3.2.3	DEVON®/DEROYAL® tüüpi pideme paigaldamine ja eemaldamine®**	61
4.3.2.4	STG PSX VZ steriliseeritava pideme paigaldamine ja eemaldamine	62
4.3.3	Kupli keeramine	63
4.3.4	Laser-positsioneerimise abifunktsioon (ainult Maquet PowerLED II)	65
4.3.4.1	Kupli juhtklaviatuurilt	65



4.3.4.2	Abifunktsioon puutetundlikult ekraanilt	66
4.3.5	Eelpositsioneerimise näited	66
4.3.6	Mobiilse valgusti hoiulepanek	67
4.4	QL+ seadme paigaldamine/eemaldamine	68
4.4.1	Seadme paigaldamine Maquet PowerLED II kuplile	68
4.4.2	Seadme eemaldamine	69
4.5	QL seadme paigaldamine/eemaldamine	70
4.5.1	Seadme eelpositsioneerimine	70
4.5.1.1	Kaamera ja LMD QL	70
4.5.1.2	Kuplil	71
4.5.2	Seadme paigaldamine kuplile	71
4.5.3	Seadme mahamonteerimine	72
4.5.4	Pideme tugi Quick Lock kiirlukustusel	73
4.6	Kaamera kasutamine	74
4.6.1	Juhtmevaba videosüsteem (ainult Volista dome)	74
4.6.2	Kaamera juhtimine	76
4.6.2.1	Kupli juhtklaviatuurilt	76
4.6.2.2	Puutetundlikult ekraanilt	76
4.6.3	Kaamera suunamine	79
4.7	Parameetrid ja funktsioonid	80
4.7.1	Ekraani heledus	81
4.7.2	Kuupäeva, kellaaja ja stopperi/timeri funktsioonid	82
4.7.3	Kaldekäepide	83
4.7.4	Info	84
4.8	Varuaku	85
4.8.1	Valgusindikaatorid	85
4.8.2	Aku testimise läbiviimine	86
4.8.2.1	Puutetundlikult ekraanilt	86
5	Tõrked ja rikked	87
5.1	Hoiatusmärgutuled	87
5.1.1	Märgutuled kupli juhtklaviatuuril	87
5.1.2	Märgutuled puutetundlikul ekraanil	87
5.2	Võimalikud tõrked ja rikked	88
6	Puhastamine / Desinfitseerimine / Steriliseerimine	90
6.1	Süsteemi puhastamine ja desinfitseerimine	90
6.1.1	Seadme puhastamine	91
6.1.2	Seadme desinfitseerimine	91
6.1.2.1	Kasutatavad desinfitseerimisained	91
6.1.2.2	Lubatud toimeained	91
6.2	Maquet Sterigripi steriliseeritavate pidemete puhastamine ja steriliseerimine	92
6.2.1	Ettevalmistused puhastamiseks	92
6.2.2	Puhastamise korral käsitsi	92
6.2.3	Puhastamise korral pesemis- ja desinfitseerimismasinas	92
6.2.4	Maquet Sterigripi pidemete steriliseerimine	93



7	Hooldus.....	94
8	Tehnilised omadused	95
8.1	Optika karakteristikud	95
8.1.1	Maquet PowerLED II kupli optilised omadused	95
8.1.2	VSTII kuplite optilised omadused.....	97
8.1.3	VCSII kuplite optilised omadused	99
8.2	Elektrilised omadused	101
8.2.1	Maquet PowerLED II.....	101
8.2.2	Volista VSTII	101
8.2.3	Volista VCSII.....	102
8.3	Mehaanilised omadused.....	102
8.3.1	Maquet PowerLED II.....	102
8.3.2	Volista	102
8.4	Kaamera ja vastuvõtja tehnilised omadused	103
8.5	Muud omadused	104
8.6	Kinnitus vastavuse kohta elektromagnetilise ühilduvuse nõuetele	105
8.6.1	FCC OSA 15 (ainult USA puhul).....	106
9	Jäätmekäitlus	107
9.1	Pakendi utiliseerimine.....	107
9.2	Toode	107
9.3	Elektrilised ja elektroonilised koosteosad	107

1 Sissejuhatus

1.1 Eessõna

Teie meditsiinasutus on langetanud valiku Getinge uuendusliku meditsiinitehnika kasuks. Täname teid meie suhtes üles näidatud usalduse eest.

Getinge on maailma üks esimesi meditsiiniseadmete tarnijaid operatsioonisaalide, hübriidsaalide, induktioonisaalide, intensiivravi üksuste ja patsientide transportimise jaoks. Oma toodete juurutamisel on Getinge seadnud alati esikohale tervishoiutöötajate ja patsientide vajadused. Olgu tegemist ükskõik kas ohutusvaldkonna, tõhususe või säästlikkusega, Getingel on alati pakkuda välja haiglate vajadustele vastavad lahendused.

Operatsioonivalgustite, ülavalgustite suunamishoobade ja multimeedia lahenduste valdkonnas suure oskusteabe pagasiga Getinge rõhub oma eesmärkides parima teenuse pakkumiseks nii patsientide kui ka tervishoiutöötajate jaoks kvaliteedile ja uuenduslikkusele. Getinge operatsiooni-valgustid on tuntud üle kogu maailma just oma disaini ja uuenduslikkuse poolest.

1.2 Vastutus

Tootele tehtavad muudatused

Tootele on keelatud teha mis tahes muudatusi ilma Getinge eelneva nõusolekuta

Seadme kavandatud kasutus

Getinge ei vastuta otseste ega kaudsete kahjude eest, mis tulenevad tegevusest, mis ei ole kooskõlas käesoleva kasutusjuhendiga.

Paigaldamine ja hooldus

Paigaldus-, hooldus- ja demonteerimistoiminguid peavad teostama Getinge poolt välja õpetatud ja volitatud isikud.

Seadme kasutamise väljaõpe

Väljaõppe peavad läbi viima Getinge volitatud töötajad otse seadmel.

Ühilduvus teiste meditsiiniseadmetega

Süsteemi tohib paigaldada ainult vastavalt standardile IEC 60601-1 heakskiidetud meditsiiniseadmeid.

Andmed ühilduvuse kohta on esitatud peatükis Tehnilised omadused [► Lk 95].

Ühilduvaid tarvikuid kirjeldatakse täpsemalt asjaomasest peatükis.

Vahejuhtumi korral

Kõigist seadmega seotud tõsistest vahejuhtumitest tuleb teatada tootjale ning kasutaja ja/või patsiendi asukohajärgse liikmesriigi pädevale asutusele.

1.3 Muud selle tootega seotud dokumendid

- Paigaldusjuhend (ref. ARD01834)
- Hooldusjuhend (ref. ARD01830)
- Remondijuhend (ref. ARD01832)
- Demonteerimisjuhend (ref. ARD01835)

1.4 Teave dokumendi kohta

Käesolev kasutusjuhend on mõeldud kasutamiseks toote igapäevaste kasutajate, personali järelevalvetöötajate ja haigla administratsiooni poolt. Selle eesmärgiks on viia kasutajad kurssi toote kontseptsiooni, ohutustehnika ja kasutamise põhimõtetega. Kasutusjuhend on struktureeritud ja jaotatud mitmeks eraldi peatükiks.

Tähtis teada:

- Enne toote esmakordset kasutamist lugege kogu kasutusjuhend tähelepanelikult läbi.
- Toimige alati vastavuses kasutusjuhendis kajastatud teabega.
- Hoidke seda dokumenti seadme läheduses.

1.4.1 Lühendid

AIM	VALGUSTUSE AUTOMAATJUHTIMINE
CEM	Elektromagnetiline ühilduvus
FSP*	Voogu stabiliseeriv süsteem (Flux Stability Program)
HD	Kõrglahutus (High Definition)
IFU	Kasutusjuhend (Instruction For Use)
K	Kelvin
LED	Elektroluminestsentsdiod (Light Emitting Diode)
LMD	Luminance Management Device (valgustuse juhtimisseade)
Ix	Luks
N/A	Ei ole kohaldatav (Not Applicable)
QL (+)	Kiirlukustus (+)
SF	Ühekordse kaarega (Single Fork)
Värvustasa- kaal	Valge tasakaal (White Balance)

1.4.2 Käsiraamatus kasutatud sümbolid

1.4.2.1 Viited

Viited kasutusjuhendis teistele lehtedele on tähistatud sümboliga „►►“.

1.4.2.2 Numbrilised markeeringud

Numbrilised markeeringud joonistel ja tekstiosades on tähistatud ruudu sees 1.

1.4.2.3 Toimingud ja tulemused

Kasutaja poolt teostamisele tulevad toimingud on esitatud järjekorras ja tähistatud järjekorranumbritega, toimingu tulemus on aga tähistatud sümboliga „➤“.

Näide:

Eeldused:

- Steriliseeritav pide ühildub tootega.
1. Pideme paigaldamine kandurile.
 - Kuuldavale tuleb asendisse lukustumisele iseloomuliku heli „klõps“.
 2. Pöörake käepidet kuni teise, lukustumisele iseloomuliku heli kõlamiseni.

1.4.2.4 Menüüd ja nupud

Menüüde ja nuppude nimed on esitatud **rasvases** kirjas.

Näide:

1. Vajutage nupule **Salvesta**.

- Muudatused salvestatakse ja kuvamisele tuleb menüü **Eelistused**Eelistused.

1.4.2.5 Ohu tasemed

Ohutuseeskirjades on kirjeldatud ohu tüüp ja kuidas seda ära hoida. Ohutusjuhised tähistavad ohtusid kolmes kategoorias järgmiselt:

Sümbol	Ohuaste	Tähendus
	OHT!	Märgib otsest ja kohest ohtu, mis võib olla traagiliste tagajärgedega või põhjustada väga tõsiste, traagiliste tagajärgedega lõppeda võivate traumade tekke.
	HOIATUS!	Märgib võimalikku ohtu, mis võib tuua kaasa isikukohaste traumade tekke, ohu tervisele või suure varalise, isikukohaste traumadega lõppeda võiva kahju.
	ETTEVAATUST!	Märgib võimalike varaliste kahjude ohtu.

Tab. 1: Ohutuseeskirjades kajastatud ohu tasemed

1.4.2.6 Tähistused

Sümbol	Tähistuse liik	Tähendus
	MÄRKUS	Täiendav abi või kasulik teave, millega ei kaasne isikukohaste traumade ega varalise kahju ohtu.
	KESKKOND	Teave jäätmete taaskasutamise või utiliseerimise kohta.

Tab. 2: Dokumendis kasutatud tähistuste tüübid

1.4.3 Määratlused

1.4.3.1 Isikuterühmad

Kasutajad

- Kasutajad on isikud, kellele on seadme kasutamine lubatud nende kvalifikatsiooni tõttu või kes on läbinud otstarbekohase koolitusloaga isiku poolt läbiviidava koolituse.
- Kasutajad vastutavad seadme kasutusohutuse eest ning selle kasutamise eest üksnes otstarbekohastel eesmärkidel.

Kvalifitseeritud personal:

- Kvalifitseeritud personal hõlmab isikuid, kes on omandanud oma teadmised meditsiinitehnika valdkonna erikursusel või tänu oma ametialasele kogemusele ning teadmistepagasile sooritatavate ülesannete ohutustehnika valdkonnas.
- Riikides, kus meditsiinilis-tehnilise valdkonna ameti praktiseerimine on litsentseeritud, on kvalifitseeritud personali hulka kuulumiseks vajalik vastava loa olemasolu.

1.4.3.2 Valgustuse tüüp**Kirurgiline valgustus**

Valgusti, mille kiiratavat valgusvihku saab suunata teistest valguskiirtest sõltumatult, et tagada valgustus kirurgiliste operatsioonide jaoks. Kirurgilist valgustit ei saa esimese rikke korral automaatselt kompenseerida. Kui aga seda kasutatakse koos teise kirurgilise valgustiga, peab tekkinud kirurgiline valgustussüsteem olema esimese rikke korral kompenseeritav.

Kirurgiline valgustussüsteem

Mitme kirurgilise valgusti kombinatsioon, mis on mõeldud ravi- ja diagnostikaoperatsioonide teostamiseks ning kasutamiseks operatsioonisaalides. Kirurgiline valgustussüsteem peab olema varustatud integreeritud avariisüsteemiga ja võimaldama tsentraliseeritud valgustuse, mis sobib patsiendi keha kohtvalgustamiseks ka esmase rikke tingimustes.


Näide: Kaks mobiilset valgustit või üks mobiilne valgusti kombineerituna koos teise väiksema kirurgilise valgustusega (lakke või ühe seinale kinnitatava kirurgilise valgustiga) moodustavad kirurgilise valgustussüsteemi.

1.5 Tootel ja pakendil kasutatud sümbolid

	Järgige kasutusjuhiseid (IEC 60601-1:2012)		CE-märgis (Euroopa)
	Järgige kasutusjuhiseid (IEC 60601-1:2005)		UL-märgis (Kanada ja Ameerika Ühendriigid)
	Järgige kasutusjuhiseid (IEC 60601-1:1996)		Mitte visata ära koos olmeprügiga
	Tootja + tootmiskuupäev		Meditsiiniseadme märgistus (MD)
	Tooteviide		Seadme kordumatu identifitseerimistunnus
	Toote seerianumber		Pakendi asetuse suund
	Vahelduvvoolu sisend		Kergesti purunev, käidelda ettevaatusega
	Alalisvoolu sisend		Kaitsta vihma eest
	Alalisvoolu väljund		Ladustamise temperatuurivahemik

	Ooterežiim		Ladustamise niiskushuht
	Laserkiirgus		Ladustamise õhurõhu vahemik
	Potentsiaaliühtlustus		Pöördjalgade lukustus kasutusasendis
	Oht: isoleerimata pinge toote sees		Ümbermineku oht: ärge lükake mobiilset valgustit ega toetuge sellele, kui rattad on lukustatud
 	Kaldpinna korral olge valgustit liigutades ise kupli poolel. Seadet võib liigutada tõmmates ainult siis, kui maapind on kaldus. Akud peavad olema suunatud kaldega allapoole.	 	Liigutage ROLITE mobiilset valgustit seda lükates. Ärge liigutage seda tõmmates. Liigutamise ajal peab ROLITE mobiilse valgusti kupli vars olema alla volditud.
	Seaduslik esindaja vastavas riigis		

1.6 Toote ülevaade



Joon. 1: Maquet Rolite PowerLED II ülevaade


- | | |
|-----------------------|--------------------|
| 1 Kuppel | 6 Pöörlevad rattad |
| 2 Vedrutõukuriga vars | 7 Akukd |
| 3 Ülemine post | 8 Pidurid |
| 4 Alumine post | 9 Juhtliides |
| 5 Alusplaat | |

Funktsioonid	Volista VCSII	Volista VSTII	Maquet PWDII
Boost-režiim	✓	✓	✓
Valgussõõri läbimõõdu muutmine	✓	✓	✓
Taustvalgustus	✓	✓	✓
AIM režiim	✗	✓	✓
Laser-positsioneerimise süsteem	✗	✗	✓
Kupli klaviatuuri antimikroobne ki- le	✗	✗	✓
Värvustemperatuuri valik tellimisel	✗	✗	✓
Muudetava värvustemperatuuri re- žiim	✓	✓	✗
Volista VisioNIR	✗	✓	✗
Mugavusvalgus*	✗	✗	✓
Juhtmevaba süsteemiga kaamera	✓	✓	✗
Kallutatavad QL+ pideme toed	✗	✗	✓
Kallutatavad QL pideme toed	✓	✓	✗
Steriliseeritavad pidemed	✓	✓	✓
LMD	✗	✓	✓
Toitekaablid	✓	✓	✓

Tab. 3: Erinevatele kuplitele saadaval olevad funktsioonid ja tarvikud

1.6.1 Koostedetailid

1.6.1.1 Kupid




Joon. 2: Maquet Rolite saadaval olevad kupid

- 1 PowerLED II 700 Maquet kuppel
- 2 PowerLED II 500 Maquet kuppel

- 3 Volista VSTII/VCSII 600 kuppel
- 4 Volista VSTII/VCSII 400 kuppel


Boost-režiim



Joon. 3: Boost-režiim

Boost-režiim (täiendav valgustusvaru) võimaldab maksimaalse valgustuse lülituse juhul, kui kirurgilised tingimused seda nõuavad. Tavatingimustes ei ole see vajalik, võimaldades lülituse valgustusintensiivsuse suurendamiseks üksnes vajaduse korral.

Valgusõõri läbimõõdu muutmine




Joon. 4: Valgusõõri läbimõõdu muutmine

1 Maquet PowerLED II 700

2 Maquet PowerLED II 500

3 Volista VSTII/VCSII 400/600


Valgusõõri läbimõõdu muutmine võimaldab reguleerida töövälja suurust vastavalt sisselõike mõõtmetele. Maquet PowerLED II valgustussüsteem võimaldab seda läbimõõtu reguleerida Maquet PowerLED II 700 korral kolmel tasandil (väike, keskmine ja suur) ja Maquet PowerLED II 500 puhul kahel tasandil (väike ja keskmine). Volista valgustussüsteem võimaldab valgusõõri läbimõõdu reguleerimist viiel tasemel.

AIM režiim (ainult Maquet PowerLED II ja Volista VSTII)

Joon. 5: Ühe või kahe kirurgi osalemisel

See funktsioon võimaldab takistustest (kirurgi pea, õlad) kupli ja operatsioonivälja vahel põhjustatud valguskao automaatse kompenseerimise. Varjatud LED-lampide valgusintensiivsus seeläbi langeb, samas kui vabade LED-lampide valgusintensiivsus suureneb, et:


- valgustus operatsioonivälja kohal oleks stabiilne,
- kirurg oleks oma liikumistes täiesti vaba,
- kirurgi töötingimused oleks optimaalseimad.

Taustvalgustus

Joon. 6: Taustvalgustus

Mitmevärviline taustvalgustus on mõeldud kontrasti teravdamiseks ekraanipildi selgemaks nägemiseks väheinvasiivsete protseduuride käigus. See tagab kirurgilisele meeskonnale ja anesteesioloogile minimaalse valgustuse väheinvasiivsete protseduuride ajal. Samuti loob see rahuliku atmosfääri patsientide vastuvõtmisel, et vähendada nende stressi.

Laser-positsioneerimise abifunktsioon (ainult Maquet PowerLED II)



Joon. 7: Laseri abil positsioneerimine Maquet PowerLED II

See funktsioon tagab kirurgilise valgustuse ideaalse positsioneerimise sisselõike suhtes. Kirurg saab seega töötada optimaalsetes tingimustes, tagades huvipakkuva ala maksimaalse valgustuse.



HOIATUS!

Traumade tekke oht

Silmade pikaajaline kokkupuude laseriga võib põhjustada silmavigastusi.

Ärge suunake laserkiirt patsiendi silmadesse, kui need ei ole kaitstud. Kasutaja ei tohi otse laseri poole vaadata.

Antimikroobne kile kupli klaviatuuril (ainult Maquet PowerLED II)


PVC-kile ja hõbedaioone sisaldav värv on integreeritud kuplite kõige enam kasutatavatesse piirkondadesse (klaviatuurid, väline käepide), et tagada antibakteriaalne ¹ toime kahe puhastuse vahel. Puhastustoimingute ajal, aga ka niiskuse juuresolekul, vabanevad hõbedaioonid. Ioonid puutuvad kokku bakteritega, blokeerides nende ainevahetuse ja/või katkestades nende paljunemismehhanismi, mis viib nende hävitamiseni.

¹ ISO 22196: 2011 Staphylococcus aureus ja Escherichia coli vähenemine ületab LOG 2.

1.6.2 Valikud

1.6.2.1 Valikud Maquet PowerLED II


Mugavusvalgus*



Joon. 8: Mugavusvalgustus

See funktsioon võimaldab moodustada peamise töövälja ümber väikese intensiivsusega valgus-sõõri. Selle perifeerse valgustuse lisamisest tulenev valguskontrastsuse vähenemine parandab kirurgilise meeskonna mugavust ja visuaalset jõudlust, eelkõige vähendades pimestamise efekti.

Värvustemperatuur




Joon. 9: Värvustemperatuur 3800K ja 4300K.

Maquet PowerLED II kirurgiline valgustus on saadaval kahes värvustemperatuuri versioonis: 3800K 4300K.

1.6.2.2 Valikud Volista


Muudetava värvustemperatuuri režiim

VSTII operatsioonivalgustus on kolme erineva värvussoojusega: 3900K, 4500K ja 5100K. VCSII operatsioonivalgustus on kolme erineva värvussoojusega: 3900K, 4200K ja 4500K.



Joon. 10: Värvussoojus

Volista VisionNIR (ainult VSII-I)



Joon. 11: Volista VisionNIR funktsioon

Volista VisionNIR funktsioon seisneb LED-i spektrist tulevate lähi-infrapuna kiirte filtreerimises, et hoida neid väga madalal tasemel. Volista VisionNIR sobib kasutamiseks lähi-infrapunakaamerate jaoks, häirimata ekraanil uuesti edastatavat signaali. Volista VisionNIR-i saab kasutada nii operatsiooni ajal, kasutades ICG-d (indotsüaniinroheline), kui ka teatud kudede loomulikke omadusi kiirata pärast stimulatsiooni fluorestsentsvalgust (autofluorestsents). Selleks peab fluorestsentskaamera tuvastusala olema lainepikkusel üle 740 nm (vt tabel 35).




MÄRKUS

Seadete optimeerimiseks on soovitatav esmalt katsetada NIR-pildisüsteemi ja fluorestsentsvärvi Volista VisionNIR funktsiooniga.

1.6.3 Tarvikud


1.6.3.1 Kaamera OHDII FHD QL AIR05 juhtmevaba süsteemiga (ainult Volista kuplitel)



Joon. 12: Kaamera OHDII FHD QL AIR05


See Quick Lock kiirlukustussüsteemi abil ühelt operatsiooniplokilt teisele ümber tõstetav kaamera hõlbustab oluliselt kirurgilise meeskonna tööd. See muudab operatsioonide teostamise sujuvamaks, tagades vaba juurdepääsu kirurgilisele alale kriitilistes töötappides ning võimaldades kirurgi liigutuste paremat jälgimist ja tema vajaduste tõhusamat etteaimamist.

1.6.3.2 QL+ pideme toed (ainult Maquet PowerLED II)




Joon. 13: STG PSX-i steriliseeritava pideme tugi

See pideme tugi paigaldatakse kupli keskmesse QL+ kiirlukustussüsteemi abil. See on mõeldud STG PSX tüüpi steriliseeritava pideme paigaldamiseks.



Joon. 14: STG HLX-i steriliseeritava pideme tugi


See pideme tugi paigaldatakse kupli keskmesse QL+ kiirlukustussüsteemi abil. See on mõeldud STG HLX tüüpi steriliseeritava pideme paigaldamiseks.



Joon. 15: DEVON/DEROYAL pideme adapter


See DEVON/DEROYAL pideme adapter paigaldatakse kupli keskele QL+ kiirlukustussüsteemi abil. See on mõeldud Devon®-i või Derooyal®-i tüüpi ühekordselt kasutatava pideme paigaldamiseks. See on saadaval kahes versioonis: kallutusega või ilma (valgussõõru läbimõõdu muutmise pideme abil).

1.6.3.3 QL pideme toed (ainult Volista)




Joon. 16: STG PSX-i steriliseeritava pideme tugi

See pideme tugi paigaldatakse kupli keskmesse QL kiirlukustussüsteemi abil. See on mõeldud STG PSX tüüpi steriliseeritava pideme paigaldamiseks.



Joon. 17: STG HLX-i steriliseeritava pideme tugi


See pideme tugi paigaldatakse kupli keskmesse QL kiirlukustussüsteemi abil. See on mõeldud STG HLX tüüpi steriliseeritava pideme paigaldamiseks.



Joon. 18: Adapter ühekordselt kasutatava kallutatava pideme jaoks

See ühekordselt kasutatava pideme adapter paigaldatakse kupli keskmesse QL kiirlukustussüsteemi abil. See on mõeldud Devon®-i või Deroyal®-i tüüpi ühekordselt kasutatava pideme paigaldamiseks.

1.6.3.4 LMD (ainult Maquet PowerLED II ja Volista VSTII)



Joon. 19: LMD moodul

LMD süsteem (Luminance Management Device) reguleerib kirurgi silma poolt tajutavat valgust. See uuendus on juurutatud optimaalse nägemisteravuse saavutamiseks ja silmanägemise kohanemiskeskuste ärahoidmiseks valgusintensiivsuse muutumise korral. Kirurgi jaoks on seeläbi tagatud alati sama valgustustase, nii hämaramate õõnsuste kui ka heledate kudede vaatlemisel.

1.6.3.5 Toitekaablid

Tooteartikkel	Nimetus	Viide	Pikkus
POWER CORD C13 EUR	Euroopa toitekaabel	5 686 04 960	4 m
POWER CORD C13 GBR	Suurbritannia toitekaabel	5 686 04 961	4 m
POWER CORD C13 US	Ameerika Ühendriikide toitekaabel	5 686 04 967	4 m
POWER CORD C13 BRA	Brasiilia toitekaabel	5 686 04 963	4 m
POWER CORD C13 CHE	Šveitsi toitekaabel	5 686 04 965	4 m
POWER CORD C13 AUS	Austraalia toitekaabel	5 686 04 964	4 m
POWER CORD C13 ITA	Itaalia toitekaabel	5 686 04 962	4 m
POWER CORD C13 ARG	Argentiina toitekaabel	5 686 04 968	2,5 m


Tab. 4: Toitekaablid



MÄRKUS

Kui kasutatakse muud toitekaablit, ei tohi selle takistus ületada 100 mΩ.

1.7 Seadme andmesilt



Joon. 20: Toote tehasesildi asukoht

- | | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| 1 Toote nimi | 4 Seerianumber |
| 2 Tootmiskuupäev | 5 Toote kordumatu tunnus (UDI) |
| 3 Tootekood | |

1.8 Rakenduvad standardid

Seade vastab järgmiste standardite ja direktiividega kehtestatud ohutusnõuetele:

Viitenumber	Pealkiri
IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+A-MD2:2020 ANSI/AAMI ES60601-1:2005/A2:2021 CAN/CSA-C22.2 nr 60601-1:14/A2:22	Elektrilised meditsiiniseadmed – Osa 1: Üldised nõuded esmasele ohutusele ja olulistele toimimisinäitajatele
IEC 60601-2-41:2021	Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2–41: Erinõuded kirurgias ja diagnoosimisel kasutatavate valgustite esmasele ohutusele ja olulistele toimimisinäitajatele
IEC 60601-1-2:2014+AMD1:2020 ANSI/AAMI/IEC 60601-1-2:2014/A1:2021 CSA C22.2 nr 60601-1-2:16 (R2021) EN IEC 60601-1-2:2015/A1:2021	Elektrilised meditsiiniseadmed – Osa 1–2: Üldised ohutusnõuded – Kollateraalsandard: Elektromagnetiline ühilduvus – Nõuded ja katsetused
IEC 60601-1-6:2010+AMD1:2013+A-MD2:2020	Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 1–6: Üldnõuded esmasele ohutusele ja seadmeomasele toimivusele – Kollateraalsandard: Kasutussobivus
IEC 60601-1-9:2007+AMD1: 2013+A-MD2:2020	Elektrilised meditsiiniseadmed – Osa 1–9: Üldnõuded esmasele ohutusele ja olulistele toimimisinäitajatele – Kollateraalsandard: Keskkonda arvestava projekteerimise nõuded
IEC 62366-1:2015+AMD1:2020	Meditsiiniseadmed – Osa 1: Kasutatavusprojekteerimise rakendamine meditsiiniseadmetele
IEC 62311:2019	Elektroonika- ja elektriseadmete hindamine seoses inimesele toimivate elektromagnetväljade (0 Hz kuni 300 GHz) kokkupuutepiirangutega
IEC 62304:2006+AMD1:2015	Meditsiiniseadmete tarkvara – Tarkvara elutsükli protsessid
EN 62471:2008	Lampide ja lampseadmete fotobioloogiline ohutus
IEC 60825-1:2014* EN 60825-1:2014+A11:2021*	Lasertoodete ohutus. Osa 1: Seadmete klassifikatsioon ja nõuded
ISO 20417:2020	Meditsiiniseadmed – Tootja esitatav teave
ISO 15223-1:2021*	Meditsiiniseadmed – Tootjainfos kasutatavad tingimärgid – Osa 1: Üldnõuded
21 CFR Part 1040*	Title 21--Food And Drugs Chapter I--Food And Drug Administration Department Of Health And Human Services Subchapter J -- Radiological Health Part 1040 – Performance standards for light-emitting products

Tab. 5: Vastavus tootestandarditele

* ainult Maquet PowerLED II kuplite puhul

Kvaliteedihaldus:

Viitenumber	Aasta	Pealkiri
ISO 13485	2016	ISO 13485:2016 Medical devices – Quality management systems – Requirements for regulatory purposes
ISO 14971	2019	ISO 14971:2019 Medical devices – Application of risk management to medical devices
ISO 14001	2024	ISO 14001:2015/A1:2024 Environmental management systems - Requirements with guidance for use
21 CFR Part 11	2023	Title 21--Food And Drugs Chapter I--Food And Drug Administration Department Of Health And Human Services Subchapter A -- General PART 11 - Electronic records, electronic signatures
21 CFR Part 820	2020	Title 21--Food And Drugs Chapter I--Food And Drug Administration Department Of Health And Human Services Subchapter H -- Medical Devices PART 820 - Quality System Regulation

Tab. 6: Vastavus kvaliteedistandarditele

Keskkonnavalased normid ja nõuded:

Riik	Viitenumber	Versioon	Pealkiri
EU	ROHS Directives	2011	DIRECTIVE 2011/65/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment
		2015	COMMISSION DELEGATED DIRECTIVE (EU) 2015/863 of 31 March 2015, amending Annex II to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards the list of restricted substances
		2016	COMMISSION DELEGATED DIRECTIVE (EU) 2016/585 of 12 February 2016 amending, for the purposes of adapting to technical progress, Annex IV to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards an exemption for lead, cadmium, hexavalent chromium, and polybrominated diphenyl ethers (PBDE) in spare parts recovered from and used for the repair or refurbishment of medical devices or electron microscopes
		2017	DIRECTIVE (EU) 2017/2102 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 15 November 2017 amending Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment
Ülemaailmne	IEC 63000	2022	Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances
EU	REACH Regulation	2006	REGULATION (EC) No 1907/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and REACH - Restriction of Chemicals (REACH), amending Directive 1999/45/EC and repealing Council Regulation (EEC) No 793/93 and Commission Regulation (EC) No 1488/94 as well as Council Directive 76/769/EEC and Commission Directives 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC
Ameerika Ühendriigid California	US California proposition 65 Act	1986	HEALTH AND SAFETY CODE - HSC DIVISION 20. MISCELLANEOUS HEALTH AND SAFETY PROVISIONS CHAPTER 6.6. Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986
Hiina	SJ/T 11365-2006	2006	ACPEIP - Administrative Measure on the Control of Pollution caused by Electronic Information Products Chines RoHS (Restriction of Hazardous Substances)

Tab. 7: Keskkonnavalased normid ja nõuded

Riik	Viitenumber	Aasta	Pealkiri
Argentiina	Dispocision 2318/2002	2002	Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica - Registro de productos Medicas - Reglamento
Austraalia	TGA 236-2002	2021	Therapeutic Goods (Medical Devices) Regulations 2002. Statutory Rules No. 236, 2002 made under the Therapeutic Goods Act 1989
Bosnia ja Hertsegoviina	Act	2008	Medicinal products and medical devices act of Bosnia and Herzegovina ("Official Gazette of BiH, No. 58/08)
Brasiilia	RDC 665/2022	2022	Resolution RDC n°665, 30 March 2022, Provides for the Good Manufacturing Practices for Medical Devices and Medical devices for In Vitro Diagnostics
Brasiilia	RDC 751/2022	2022	RDC No. 751, of September 15, 2022, which provides for risk classification, notification and registration regimes, and labeling requirements and instructions for use of medical devices.
Brasiilia	Ordinance 384/2020	2020	INMETRO Certification - Compliance Assessment Requirements for Equipment under Health Surveillance Regimen - Consolidated.
Kanada	SOR/98-282	2024	Medical Devices Regulations
Hiina	Regulation n°739	2021	Regulation for the Supervision and Administration of Medical Devices
Kolumbia	Decree 4725	2005	DECRETO NÚMERO 4725 DE 2005 (Diciembre 26) por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano.
EU	Regulation 2017/745/EU	2017	REGULATION (EU) 2017/745 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 5 April 2017 on medical devices, amending Directive 2001/83/EC, Regulation (EC) No 178/2002 and Regulation (EC) No 1223/2009 and repealing Council Directives 90/385/EEC and 93/42/EEC
India	Rule	2017	Medical Device Rules, 2017
Indoneesia	Regulation 62	2017	Regulation of the minister of health of the republic of Indonesia number 62 of 2017 on product license of medical devices, in vitro diagnostic medical devices and household health products
Iisrael	Law 5772-2012	2012	The Medical Equipment Law, 5772-2012
Jaapan	MHLW Ordinance: MO n°169	2021	Ministerial Ordinance on Standards for Manufacturing Control and Quality Control for Medical Devices and In-Vitro Diagnostics
Keenia	Act	2002	The Pharmacy and Poisons Act, Cap 244 of the Laws of Kenya
Malaysia	Act 737	2012	Medical Device Act 2012 (Act 737)

Tab. 8: Vastavus turustandarditele

Riik	Viitenumber	Aasta	Pealkiri
Montenegro	Law 53/09	2009	Law of Montenegro on Medical Devices (2009)
Maroko	Law 84/12	2012	Law n°84-12 relative to medical devices
Uus-Mere-maa	Regulation 2003/325	2003	Medicines (Database of Medical Devices) Regulations 2003 (SR 2003/325)
Saudi Araabia	Regulation	2017	"Medical Device Interim Regulation" issued by the Board of Directors of the Food and Drug Authority (1-8-1429) dated 29/12/1429 H and amended by Saudi Food and Drug Authority Board of Directors decree No. (4-16-1439) dated 27/12/2017
Serbia	Law 105/2017	2017	Law on Medicinal Products and Medical Devices, "Official Gazette of the Republic of Serbia," No. 105/2017
Lõuna-Korea	Act 14330	2016	Medica Device Act
Lõuna-Korea	Decree 27209	2016	Enforcement Decree of Medicl Act
Lõuna-Korea	Rule 1354	2017	Enforcement Rule of the Medical Act
Šveits	RS (Odim) 812.213	2020	Medical Devices Ordinance (MedDO) of 1 July 2020
Taiwan	Act	2020	Taiwanese Medical Device Act
Tai	Act 2562	2019	Medical Device Act (No. 2) B.E. 2562(2019)
UK	Act	2021	Medical Devices Regulations 2002 n°618
USA	21CFR Part 7	2023	Title 21--Food And Drugs Chapter I--Food And Drug Administration Department Of Health And Human Services Subchapter A -- General PART 7 - Enforcement policy
USA	21CFR Subchapter H	-	Title 21--Food And Drugs Chapter I--Food And Drug Administration Department Of Health And Human Services Subchapter H -- Medical Devices
Vietnam	Decree 98/2021	2021	Decree No. 98/2021/ND-CP November 8, 2021 of the Government on the management of medical equipment

Tab. 8: Vastavus turustandarditele

1.9 Teave ettenähtud kasutuse kohta

1.9.1 Ettenähtud kasutus

Maquet Rolite on mõeldud patsiendi keha valgustamiseks kirurgiliste operatsioonide, diagnoosimise või raviprotseduuride käigus.

1.9.2 Ettenähtud kasutaja

- Seadme kasutamine on lubatud üksnes meditsiinitöötajatele, kes on tutvunud käesoleva juhendiga.
- Seadme puhastamine on lubatud üksnes vastavat kvalifikatsiooni omava personali poolt.

1.9.3 Sobimatu kasutus

- Põhivalgustussüsteemina (kaks või kolm kuplit) kõigis patsiendile tehtavates operatsioonides, kas riskiga või ilma.
- Kahjustatud (näiteks hooldamata) toote kasutamine.
- Kasutamine mujal kui tervishoiuasutuses (näiteks koduravi).
- Kaamera kasutamine abivahendina operatsiooni ajal või diagnoosimisel.

1.9.4 Vastunäidustus

Tootel ei ole vastunäidustusi.

1.10 Peamine funktsioon

Maquet Rolite operatsioonivalgustuse põhilised jõudlusnäitajad põhinevad operatsioonivälja laitmatus valgustamises piirates samas valgustamisega kaasneva soojusenergia kiirgumist.

1.11 Kliiniline kasu

Operatsiooni- ja läbivaatusvalgusteid peetakse invasiivse ja mitteinvasiivse ravi või diagnostika täiendavaks osaks ning need on hädavajalikud, et tagada kirurgidele ja tervishoiutöötajatele optimaalne nähtavus.

Nende kaudne kliiniline kasu väljendub abis, mida need kirurgiliste operatsioonide ja läbivaatuste ajal pakuvad. LED-põhised kirurgilised valgustid pakuvad võrreldes teiste tehnoloogiatega mitmeid eeliseid (nt hõõgvalgus).

Õige kasutamise korral teevad valgustid järgmist.

- Aitavad täiendada töökoha mugavust ning parandada nähtavust, hajutades valgust seal, kus kirurgid ja tervishoiutöötajad seda vajavad, vähendades samal ajal sellest eralduvat soojust.
- Pakuvad varjuhaldust, võimaldades meditsiinitöötajatel keskenduda operatsioonile või diagnostikale.
- Võimaldavad pikemat tööiga, vähendades osalise kustumise riski operatsioonide ajal.
- Tagavad pideva valgustuse kogu kasutusaja vältel.
- Pakuvad eri valgustatud kudede täpset värviesitust.

1.12 Garantii

Toote garantiitingimuste teadasaamiseks võtke ühendust Getinge piirkondliku esindusega.

1.13 Toote eluiga

Toote eeldatav eluiga on 10 aastat.


See kasutusiga ei kehti tarbekaupade, näiteks steriliseeritavate käepidemete kohta.

See 10-aastane kasutusiga sõltub sellest, kas Getinge poolt koolitatud ja heakskiidetud töötajad teostavad iga-aastaseid perioodilisi kontrolle. Pärast seda ajavahemikku, kui seade on veel kasutuses, peab Getinge poolt koolitatud ja heakskiidetud personal teostama kontrolli, et tagada seadme ohutus igal ajal.

1.14 Juhised keskkonnamõju vähendamiseks

Seadme optimaalseks kasutamiseks ja keskkonnamõjude vähendamiseks järgige järgmisi juhi-
seid:

- Energiatarbimise vähendamiseks lülitage seade jõudeoleku ajaks välja.
- Paigutage seade õigesti, et mitte kompenseerida halba asetust valgusvõimsuse suurendamisega.
- Järgige määratud hooldustähtaegu, mis aitavad hoida keskkonnamõju võimalikult madalal tasemel.
- Jäätmekäitlust ja seadme utiliseerimist puudutavaid küsimusi on käsitletud peatükis Jäätmekäitlus [► Lk 107].
- Kasutage lisavarustust otstarbekohaselt, et vältida üleliigset energiakulu:



Joon. 21: Seadme energiatarve kasutamise ajal



MÄRKUS

Seadme energiatarve on näidatud peatükis 9.2 Elektrilised omadused.
Seade vastab RoHS direktiivile ja ainete REACH määrusele (vt tabel 5).

2 Ohutusteave

2.1 Keskonnatingimustele esitatavad nõudmised

Transpordi- ja hoiutingimustele esitatavad nõuded

Ümbritsev temperatuur	-10 °C kuni +60 °C
Suhteline niiskus	20% kuni 75%
Õhurõhk	500 hPa kuni 1060 hPa

Tab. 9: Transpordi- ja hoiutingimustele esitatavad nõuded

Kasutuskeskkonnale esitatavad nõuded

Ümbritsev temperatuur	+10 °C kuni +40 °C
Suhteline niiskus	20% kuni 75%
Õhurõhk	500 hPa kuni 1060 hPa

Tab. 10: Kasutuskeskkonnale esitatavad nõuded

2.2 Ohutuseeskirjad

2.2.1 Toote ohutu kasutamine



HOIATUS!

Traumade tekke oht

Intensiivsed magnetväljad võivad põhjustada valgustuse talitlushäireid ja valgustuse enneaegset nihkumist.

Mitte kasutada seadet MRT-kabinetis.



HOIATUS!

Põletusoht

See seade ei ole tulekindel. Sädemed, mis tavaolukordades endast ohtu ei kujuta, võivad hapnikuga rikastatud keskkonnas põhjustada süttimise.

Ärge kasutage seadet tuleohtlike gaaside ega hapnikuga rikastatud keskkonnas.



HOIATUS!

Traumade tekke oht / Nakkusoht

Kahjustatud seadme kasutamine kujutab endast traumade tekke ohtu kasutajale ning nakkusohtu patsiendile.

Kahjustatud seadme kasutamine ei ole lubatud.



HOIATUS!

Elektrilöögi oht

Pistiku valesti lahtiühendamine võib kahjustada toitekaablit ja muuta pingetatud osad ligipääsetavaks.

Ärge eemaldage toitekaablit sellest tõmmates.

**HOIATUS!**

Traumade tekke oht

Mobiilne valgusti võib vale käsitlemise korral ümber minna.

Liigutage mobiilset valgustit seda lükates. Ärge liigutage seda mitte kunagi tõmmates, välja arvatud juhul, kui maapind on kaldu.

**HOIATUS!**

Traumade tekke oht

Mobiilne valgusti võib ümber minna, kui inimene sellele toetub.

Ärge toetuge mitte kunagi mobiilsele valgustile.

**HOIATUS!**

Koe reaktsiooni oht

Valgus on energialiik, mis ei pruugi teatud lainepikkusega kiirguse tõttu kõikide patoloogiate puhul sobida.

Kasutajal peab olema pädevus ohtude hindamiseks valgustuse kasutamisel UV ja/või infrapuna kiirguse talumatusega isikute juures nagu ka valgusele tundlike isikute juures.

Enne mis tahes protseduuridega alustamist veenduge, et valgustus oleks antud patoloogiatüübi korral kasutatav.

**HOIATUS!**

Kudede kuivamise või põletuse oht

Valgus on energia, mis võib põhjustada patsiendile vigastusi (nt kudede kuivatamine, võrkkesta põletus), eriti mitmest kuplist tulevate valguskiirte kattumise või pikaajalise sekkumise korral.

Kasutaja peab olema teadlik ohtudest, mis on seotud avatud haavade kokkupuutumisega intensiivse valgusallikaga. Kasutajal tuleb olla tähelepanelik ja korrigeerida valguse intensiivsust vastavalt konkreetse toiminguga ja patsiendi vajadustele, seda eeskätt pikema kestusega toimingute korral.

**HOIATUS!**

Traumade tekke oht

Enneaegselt tühjeneva aku kaasnep kupli kustumise oht operatsiooni ajal.

Aku töökorras oleku testimiseks kontrollige aku voolupidavust igakuiselt.

Võimalike ebakõlade täheldamisel võtke ühendust Getinge tehnilise toega.

2.2.2 Elektrisüsteemid



ETTEVAATUST!

Törke oht seadme funktsioneerimisel

Selliste tarvikute, andurite või kaablite kasutamine, mis ei ole selle seadme tootjatehase tarnitud või soovitatud, võib tuua kaasa elektromagnetkiirguse suurenemise või seadme immuunsustaseme languse ning põhjustada seadme mittenõuetekohase toimimise.

Kasutage üksnes tootjatehase tarnitud või soovitatud tarvikuid ja kaableid.



HOIATUS!

Elektrilöögi oht

Ilma vastava väljaõppeta isik võib paigaldus-, hooldus-, remondi- või demonteerimistööde käigus saada vigastusi või elektrilöögi.

Seetõttu tohib seadme või selle komponentide paigaldust, hooldust, remonti ja demonteerimist teostada ainult Getinge hooldustehnik või Getinge poolt koolitatud hooldustehnik.



HOIATUS!

Elektrilöögi oht

Kasutaja võib saada elektrilöögi, kui seade pole vooluvõrku ühendatud.

Kui valgustus ei ole vooluvõrku ühendatud, ühendage seadme potentsiaali-ühtlustus ruumis oleva potentsiaaliühtlustusega.

2.2.3 Optika



HOIATUS!

Traumade tekke oht

See toode kiirgab potentsiaalselt ohtlikku optilist kiirgust. Silmakahjustuste tekke oht.

Kasutaja ei tohi vaadata otse kirurgilise valgusti poolt kiiratavasse valgusesse. Näooperatsiooni ajal peavad patsiendi silmad olema kaitstud.

2.2.4 Infektsioon




HOIATUS!

Nakkusoht

Hooldus- või puhastustoimingute teostamisega kaasneb operatsiooniala saastumise oht.

Hooldus- või puhastustoimingute teostamine patsiendi vastuvõtu ajal ei ole lubatud.

2.3 Toote ohutusmärgised




Joon. 22: Lasersildi asukoht

Märgis	Täendus
	Laserkiirgus (ainult Maquet PowerLED II) Ärge vaadake valgusvihku Klass 2 laserseade
	Laserkiirgus (ainult Maquet PowerLED II) Ärge vaadake valgusvihku Klass 2 laserseade
	Ümbermineku oht: Kui rattad on lukustatud, on keelatud mobiilset valgustit lükata või sellele toetuda.
	Liigutage ROLITE mobiilset valgustit seda lükates. Ärge liigutage seda tõmmates. Liigutamise ajal peab ROLITE mobiilse valgusti kupli vars olema alla volditud.
	Kaldpinna korral olge valgustit liigutades ise kupli poolel. Seadet võib liigutada tõmmates ainult siis, kui maapind on kaldus. Akud peavad olema suunatud kaldega allapoole.

Tab. 11: Toote ohutusmärgis

3 Juhtliidesed




Joon. 23: Juhtliidesed

1 Kupli juhtklaviatuur

2 Puutetundlik ekraan


3.1 Kupli juhtklaviatuur



Joon. 24: Juhtklaviatuurid asuvad kuplite harudel

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1 Sisse-/väljalülitamine | 8 Taseme näidik |
| 2 Hoiatustuli | 9 Miinus (taseme langetamine) |
| 3 Aku märgutuli | 10 AIM režiim |
| 4 Valgustuse reguleerimine | 11 Taustvalgustuse režiim |
| 5 Valgussõõri läbimõõdu muutmine | 12 Laser-positsioneerimise režiim* |
| 6 Kaamera suum (ei tööta PowerLEDII korral) | 13 Laseriohutuse sümbol |
| 7 Pluss (taseme tõstmine) | 14 Värvestemperatuuri muutmine |

3.2 Puutetundlik ekraan



Joon. 25: Puutetundliku juhtliidese ekraan


- 1** Olekuriba
- 2** Menüüriba

- 3** Aktiivala

Nr	Nimetus
1	Ekraani ala, kuhu kuvatakse veanäidik, akude näidik, kella-aeg, Getinge logo ja kliendi logo.
2	Ekraani ala, mis võimaldab sisenemise järgmistesse menüüdesse: avaleht, eelistused, funktsioonid ja parameetrid.
3	Ekraani ala, mis võimaldab seadme funktsioonide juhtimist.

Tab. 12: Puutetundliku ekraani info

Olekuriba




Joon. 26: Puutetundliku ekraani olekuriba

- | | | | |
|---|---------------------------|---|--------------|
| 1 | Kliendi logo (valikuline) | 4 | Kell |
| 2 | Veanäidik | 5 | Getinge logo |
| 3 | Aku näidik | | |

Nr	Nimetus	Võimalikud tegevused
1	Kliendi logo	Kliendil on võimalus selles kohas esitleda oma asutuse logo. Rakendamiseks pöörduge tehnilise teenistuse poole.
2	- Viitab süsteemi rikkele. - See ikoon ilmub ainult süsteemi rikke korral.	Veateadete kuvamiseks vajutage veanäidikule .
3	- Näitab aku olekut; rohkem teavet leiade peatükist Märgutuled puutetundlikul ekraanil [► Lk 87] - Ilmub ainult siis, kui varundussüsteem on kasutusel (nt sisi, kui pole ühendatud vooluvõrku)	Erinevate aku olekute kuvamiseks vajutage Akude näidik .
4	Kellaaja näit	Kuupäeva ja kellaaja seadistamiseks vajutage Kell .
5	Getinge logo	- Toote hooldusteabe kuvamiseks vajutage Getinge' logo. - Getinge spetsialistidele või vastavat pädevust omavatele isikutele mõeldud menüü kuvamiseks vajutage teist korda Getinge' logole Isikuterühmad .

Tab. 13: Puutetundliku ekraani olekuriba info

Menüüriba



Joon. 27: Puutetundliku ekraani Menüüriba

Nr	Nimetus	Võimalikud tegevused
1	Leht, mis võimaldab juurdepääsu kõikidele käskudele ja teabele.	Tagasi avalehele liikumiseks vajutage Avaleht .
2	Kasutaja poolt määratud eelistused.	Liikumiseks kõiki eelsalvestatud seadistusi sisaldavale lehele vajutage Eelistused .
3	Muudetavate parameetritega sätteid, akutest ja teave konfiguratsiooni kohta	Konfiguratsiooni seadistuste ja avariitesti-de teabe lehe avamiseks vajutage Parameetrid .
4	Akude testimine	Nupu Aku testid vajutamisel pääsete häi-retestide lehele.
5	Tagasi	Liikumiseks tagasi eelmisele ekraaninäi-dule vajutage nuppu Tagasi .

Tab. 14: Puutetundliku ekraani olekuriba info


4 Kasutus

4.1 Igapäevane kontroll enne kasutamist



MÄRKUS


Toote nõuetekohase kasutamise tagamiseks on vajalik igapäevase visuaalse ja funktsionaalse kontrolli teostamine selleks vastavat pädevust omava isiku poolt. Nende kontrollide tulemused on soovitatav registreerida koos kontrolli teostamise kuupäeva ja kontrolli teostanud isiku allkirjaga.



Joon. 28: Seadme seisukord

Seadme seisukord


1. Kontrollige, et seade ei oleks saanud lööki või kahjustusi.
2. Veenduge, et seadme värvkattel ei oleks mõrasid ega kahjustusi.
3. Võimalike puuduste täheldamise korral võtke ühendust tehnilise toega.



Joon. 29: Vedrutõukuriga varre metallplaatide kontrollimine

Vedrutõukuriga varre metallplaadid


1. Veenduge, et vedrutõukuriga varre metallplaadid oleksid korrektselt oma pesades.
2. Võimalike puuduste täheldamise korral võtke ühendust tehnilise toega.



Joon. 30: Vedru käe tugi

Vedru käe tugi


1. Suunake vedrutõukuriga vars madalasse asendisse, seejärel horisontaalasendisse ning lõpetuseks ülemisse asendisse.
2. Veenduge, et vedrutõukuriga vars püsiks kõikides nendes asendites paigal.
3. Võimalike puuduste täheldamise korral võtke ühendust tehnilise toega.



Joon. 31: Kontrollige katteid ja korpuseid

Silikoonist katted ja kupli korpus


1. Veenduge, et kupli katted oleksid korrektses asendis ja heas seisukorras.
2. Veenduge, et kupli korpus oleks korrektses asendis ja heas seisukorras.
3. Võimalike puuduste täheldamise korral võtke ühendust tehnilise toega.




Joon. 32: Kupli liitekohtade kontrollimine

Kupli liitekohad


1. Veenduge, et kupli liitekohad oleksid korrektses asendis ja heas seisukorras.
2. Võimalike puuduste täheldamise korral võtke ühendust tehnilise toega.



Joon. 33: Alumise poole kontrollimine



Joon. 34: Kupli klaviatuuri seisukord



Joon. 35: LED märgutuled

Kupli alumine pool


1. Kontrollige üle kahjustuste puudumine alumiisel poolel (kriimud, plekid jne, ...).
2. Võimalike puuduste täheldamise korral võtke ühendust tehnilise toega.

Kupli juhtklaviatuur

1. Kontrollige kupli juhtklaviatuuri seisukorda ja õiget asendit.
2. Vajutage sisse-/väljalülitamise klahvi 5 sekundit.
 - Kõik klahvid ja hoiatusmärgutuled on taustvalgustusega.
3. Võimalike puuduste täheldamise korral võtke ühendust tehnilise toega.

LED märgutulede toimimine


1. Valgustuse sisselülitamiseks vajutage kupli juhtklaviatuuri sisse-/väljalülitamise klahvile.
2. Kontrollige üle kupli reageerimine klahvide käsklustele reguleerides selleks kupli valgustuse intensiivsust minimaalsest maksimaalseni.
 - Valgustugevus muutub vastavalt valitud tasemele.
3. Lülitage valgustus sisse valides suurima läbimõõduga valgussõõri (et kõik LEDid süttiksid) Valgustuse reguleerimine [» Lk 45].
4. Kontrollige üle kõikide LED märgutulede toimimine.



Joon. 36: Haaratav pideme tugi

Kupli pideme liides

1. Eemaldage pideme tugi ().
➤ Kontrollige üle, et eemaldamine toimub takistusteta.
2. Paigaldage pideme tugi tagasi kuplile ().
➤ Kontrollige üle, et paigaldus toimuks tõrgeteta ja et pideme tugi jääb korrektselt paigale.



Joon. 37: Aku testimine


Avariirežiimile ümberlülitumise test

1. Viige puutekraani juhtnupu abil läbi varutoitele ülemineku test ().
2. Tõrke ilmumise korral võtke ühendust tehnilise toega.

4.2 Valgustuse juhtimine

4.2.1 Valgustuse sisse-/väljalülitamine


4.2.1.1 Mobiilse valgusti sisselülitamine



Joon. 38: Valgusti sisselülitamine

1. Seadme sisselülitamiseks vajutage mobiilse valgusti toitenuppu **1**.


4.2.1.2 Kupli juhtklaviatuurilt



Joon. 39: Valgustuse sisse-/väljalülitamine kupli klaviatuuri abil

1. Kupli sisselülitamiseks vajutage **Sisse-/väljalülitamine** [1].
 - Valgustus lülitub sisse ja valgustuse tase määratakse vastavalt viimasele väljalülitamisel kasutatud väärtusele.
2. Vajutage uuesti **Sisse-/väljalülitamine** [1] kuni klaviatuuri tulede kustumiseni.
 - Kui tugi vabastatakse, lülitub kuppel välja.

4.2.1.3 Puutetundlikult ekraanilt



Joon. 40: Valgustuse sisse-/väljalülitamine puutetundliku ekraani abil

Lülitage valgustus sisse


1. Vajutage **Kupli aktiivne tsoon** [1].
 - **Toite märgutuli** [2] ja kuppel süttivad põlema.

Valgustuse väljalülitamine

1. Vajutage **Kupli aktiivne tsoon** [1].
 - Kuvatakse kupli funktsioonide juhtimise leht.
2. Vajutage **Kuppel ON/OFF** [3].
 - Kuppel kustub koos **kupli** märgutulega.
 - Valgustus on välja lülitatud.

4.2.2 Valgustuse reguleerimine

4.2.2.1 Kupli juhtklaviatuurilt



Joon. 41: Valgustuse reguleerimine kupli juhtklaviatuuri abil

Valgustugevuse reguleerimine

1. Vajutage **Reguleeri valguse intensiivsust** [4].
 - Klahvi taustvalgus klaviatuuril põleb.
2. Kupli valgustugevuse suurendamiseks vajutage **Pluss** [7].
3. Kupli valgustugevuse vähendamiseks vajutage **Miinus** [9].

Boost-režiimi sisse-/väljalülitamine

1. Pärast 100% valgustugevuse saavutamist vajutage pikalt **Pluss** [7] kuni taseme viimase LED märgutule [8] vilkuma hakkamiseni.
 - Boost-režiim on sellega aktiveeritud.
2. Boost-režiimi lülitamiseks mitte aktiivsesse olekusse vajutage **Miinus** [9].
 - Boost-režiim on sellega lülitatud mitteaktiivsesse olekusse.


Valgussõõri läbimõõdu reguleerimine

1. Vajutage **Sõõri läbimõõdu muutmine** [5].
 - Klahvi taustvalgus klaviatuuril põleb.
2. Kupli valgussõõri läbimõõdu suurendamiseks vajutage **Pluss** [7].
3. Kupli valgussõõri läbimõõdu vähendamiseks vajutage **Miinus** [9].

Värvustemperatuuri reguleerimine

1. Vajutage **Värvustemperatuur** [14].
 - Klahvi taustvalgus klaviatuuril põleb.
2. Soojema värvustemperatuuri valimiseks vajutage **Pluss** [7].
3. Jahedama värvustemperatuuri valimiseks vajutage **Miinus** [9].

4.2.2.2 Puutetundlikult ekraanilt



Joon. 42: Valgustuse reguleerimine puutetundlikult ekraanilt

Valgustugevuse reguleerimine

1. Liikuge kupli lehele, vajutage **standardrežiim** [1].
➤ Klahv on aktiveeritud olekus sinine.
2. Kupli valgustugevuse suurendamiseks vajutage **Pluss** [3].
3. Kupli valgustugevuse vähendamiseks vajutage **Miinus** [2].

Boost-režiimi aktiveerimine

1. Liikuge kupli lehele, vajutage **standardrežiim** [1].
➤ Klahv on aktiveeritud olekus sinine.
2. Vajutage **Boost-režiim** [5].
➤ Klahv on aktiveeritud olekus sinine ja valgustustaseme näidiku viimane riba [4] vilgub. Kuplil aktiveeritakse seejärel Boost-režiim.

Valgussõõri läbimõõdu reguleerimine


1. Liikuge kupli lehele, vajutage **standardrežiim** [1].
➤ Klahv on aktiveeritud olekus sinine.
2. Kupli valgussõõri läbimõõdu suurendamiseks [8] vajutage **Läbimõõdu suurendamine** [7].
3. Kupli valgussõõri läbimõõdu vähendamiseks [8] vajutage **Läbimõõdu vähendamine** [6].

Värvustemperatuuri reguleerimine

1. Liikuge kupli lehele, soovitud värvustemperatuuri valimiseks vajutage **Kollane lamp** [9], **Valge lamp** [10] või **Sinine lamp** [11].
➤ Klahv on aktiveeritud olekus sinine ja kuppel lülitub soovitud värvustemperatuurile.

4.2.3 Taustvalgustus

4.2.3.1 Kupli juhtklaviatuurilt



Joon. 43: Taustvalgustuse reguleerimine kupli klaviatuuri abil

Maquet PowerLED II

Valige taustvalgustuse värvus

1. Vajutage **Taustvalgustus** [11].
 - Klahvi taustvalgus klaviatuuril põleb.
2. Vajutage soovitud värvuse valimiseks uuesti **Taustvalgustuse režiim** [11]. Värvitsükkel on järgmine: valge, kollane, roheline, türkiis, sinine, lilla.

Taustvalgustuse valgustugevuse reguleerimine

1. Vajutage **Taustvalgustus** [11].
 - Klahvi taustvalgus klaviatuuril põleb.
2. Kupli valgustugevuse [8] suurendamiseks vajutage **Pluss** [7].
3. Kupli valgustugevuse [8] vähendamiseks vajutage **Miinus** [9].

Volista korral


Taustvalgustuse režiimi aktiveerimine

1. Vajutage **Taustvalgustus** [11].
 - Klaviatuuril paikneva klahvi taustvalgustus süttib.

Taustvalgustuse valgustustaseme reguleerimine

1. Vajutage **Taustvalgustus** [11].
 - Klaviatuuril paikneva klahvi taustvalgustus süttib.
2. Kupli valgustustaseme tõstmiseks [8] vajutage **Pluss** [7].
3. Kupli valgustustaseme langetamiseks [8] vajutage **Miinus** [9].

4.2.3.2 Puutetundlikult ekraanilt



Joon. 44: Taustvalgustuse reguleerimine puutekraani abil

Maquet PowerLED II korral**Valige taustvalgustuse värvus**

1. Liikuge kupli lehele ja vajutage **Taustvalgustuse režiim** [1].
➤ Klahv on aktiveeritud olekus sinine.
2. Vajutage soovitud värvi [7] valimiseks **Eelmine** [5] või **Järgmine** [6]. Värvitsüklil on järgmine: valge, kollane, roheline, türkiis, sinine, lilla.

Taustvalgustuse valgustugevuse reguleerimine

1. Liikuge kupli lehele ja vajutage **Taustvalgustuse režiim** [1].
➤ Klahv on aktiveeritud olekus sinine.
2. Kupli valgustugevuse [4] suurendamiseks vajutage **Pluss** [3].
3. Kupli valgustugevuse [4] vähendamiseks vajutage **Miinus** [2].

Volista korral**Taustvalgustuse režiimi aktiveerimine**


1. Liikuge kupli lehele, vajutage **Standardvalgustus/Taustvalgustus** [1].
➤ Klahv on aktiveeritud olekus sinine.

Taustvalgustuse valgustugevuse reguleerimine

1. Liikuge kupli lehele, vajutage **Standardvalgustus/Taustvalgustus** [1].
➤ Klahv on aktiveeritud olekus sinine.
2. Kupli valgustugevuse [4] suurendamiseks vajutage **Pluss** [3].
3. Kupli valgustugevuse [4] vähendamiseks vajutage **Miinus** [2].

4.2.4 VALGUSTUSE AUTOMAATJUHTIMINE (AIM)*

4.2.4.1 Kupli juhtklaviatuurilt (ainult Maquet PowerLED II-ga)



Joon. 45: AIM režiim kupli juhtklaviatuurilt

AIM režiimi sisse-/väljalülitamine

1. Aktiveeri AIM vajutades AIM režiimi 10 klahvi.
 - AIM režiim 10 ja valgustuse reguleerimine 4 klahvid on klaviatuuril taustvalgustusega ja AIM režiim on aktiveeritud.
2. Deaktiveeri AIM vajutades AIM režiimi 10 klahvi.
 - Klahv AIM 10 režiim ei ole klaviatuuril enam taustvalgustusega ja AIM režiim on keelatud.

Valgustugevuse reguleerimine AIM-ga


1. Kui AIM on aktiveeritud, vajutage kupli valgustugevuse suurendamiseks Pluss 7.
2. Kui AIM on aktiveeritud, vajutage kupli valgustugevuse vähendamiseks Miinus 9.



MÄRKUS

Boost-režiim ei ole saadaval, kui AIM on aktiveeritud; valgustusel on sellisena 10 valgustustaset.

4.2.4.2 Puutetundlikult ekraanilt



Joon. 46: AIM režiim puuteekraanilt

AIM režiimi sisse-/väljalülitamine

1. Aktiveerige AIM funktsioon, vajutades **AIM režiimi** [1] klahvi.
 - Klahv on aktiveeritud olekus sinine ja kupli AIM režiim on aktiveeritud.
2. AIM funktsiooni lülitamine mitteaktiivsesse olekusse toimub vajutusest valikule **Standardvalgustuse režiim** [6] või Taustvalgustuse **režiim** [7].
 - AIM klahv lülitub välja ja valitud režiimi klahv on taustvalgustusega. AIM deaktiveeritakse kupliil.

Valgustugevuse reguleerimine AIM-ga

1. Kupli valgustugevuse suurendamiseks vajutage **Pluss** [3].
2. Kupli valgustugevuse vähendamiseks vajutage **Miinus** [2].


**MÄRKUS**

Boost-režiim ei ole aktiveeritud AIM režiimi korral saadaval, valgustusel on sellise-
na Maquet PowerLED II korral 10 valgustustaset ja Volista korral 5 valgustaset.

Valgussõõri läbimõõdu reguleerimine AIM-ga

1. Kupli valgussõõri läbimõõdu suurendamiseks vajutage **Läbimõõdu suurendamine** [5].
2. Kupli valgussõõri läbimõõdu vähendamiseks vajutage **Läbimõõdu vähendamine** [4].

4.2.5 Volista VisionIR* (ainult VSTII korral)



Joon. 47: VisionIR

Reguleerige kupli valgustust Volista VisionIR režiimis

1. Liikuge kupli lehele ja vajutage **Volista VisionIR režiim** [1].
 - Klahv on aktiveeritud olekus sinine.
2. Aktiveerige võimendusrežiim, reguleerige valguse intensiivsust või valgussõõri läbimõõtu samamoodi nagu standardrežiimis [2] Valgustuse reguleerimine.

Värvustemperatuuri reguleerimine

1. Liikuge kupli lehele, soovitud värvustemperatuuri valimiseks vajutage **3900 K** [3], **4500 K** [4] või **5100 K** [5].
 - Klahv on aktiveeritud olekus sinine ja kuppel lülitub soovitud värvustemperatuurile.

Funktsiooni VisionIR Boost aktiveerimine/deaktiveerimine

1. Funktsiooni VisionIR Boost aktiveerimiseks vajutage klahvi **VisionIR Boost** [6].
 - Klahv on aktiveeritud olekus sinine.
2. Funktsiooni VisionIR Boost deaktiveerimiseks vajutage klahvi **VisionIR Boost** [6].



MÄRKUS

Enamikul juhtudel, kui fluorestsentskaamerat kasutatakse koos indotsüaniinroheli-sega, näitab Volista VisionIR kupli standardrežiim fluorestsentssignaali väheseid häiringuid. Nõrga signaali korral või ekraani kontrastsuse parandamiseks on võimalik sätteid optimeerida funktsiooni VisionIR Boost abil (vt tabel 35). Seejärel seatakse kuplid automaatselt värvustemperatuurile 5100 K ja Volista 600 keskses rõngas olevad LED-lambid lülitatakse välja.

4.2.6 Mugavusvalgustus* (valik saadaval ainult Maquet PowerLED II)




Joon. 48: Mugavusvalgustus

Eeldused:

- Standardrežiim või AIM režiim on aktiveeritud [1].
1. Vajutage **Mugavusvalgustuse** [2] klahvi.
 - Klahv on aktiveeritud olekus sinine ja kupli mugavusvalgustuse režiim on aktiveeritud.
 2. Kui mugavusvalgustus on aktiveeritud, vajutage selle deaktiveerimiseks **Mugavusvalgustuse** [2] klahvi.
 - Klahv kustub ja mugavusvalgustuse režiim lülitub kuplil mitteaktiivsesse olekusse.

4.2.7 LMD* (ainult Maquet PowerLED II ja Volista VSTII)



Joon. 49: Valgustuse LMD

LMD režiimi sisse-/väljalülitamine

1. Valige soovitud, kirurgi jaoks mugav valgustugevus.
2. Seejärel vajutage **LMD** [1].
 - Klahv aktiveeritakse siniselt ja LMD aktiveeritakse.
3. Kui LMD on aktiveeritud, vajutage selle lülitamiseks mitteaktiivsesse olekusse **LMD** [1].
 - Klahv lülitub välja ja LMD deaktiveeritakse.

Reguleerige ereduse seadeväärtus

1. Kupli ereduse suurendamiseks [4] vajutage **Ereduse suurendamine** [3].
2. Kupli ereduse vähendamiseks [4] vajutage **Ereduse vähendamine** [2].

Valgussõõri läbimõõdu reguleerimine LMD-ga

1. Kupli valgussõõri läbimõõdu suurendamiseks [7] vajutage **Läbimõõdu suurendamine** [6].
2. Kupli valgussõõri läbimõõdu vähendamiseks [7] vajutage **Läbimõõdu vähendamine** [5].

Värvutemperatuuri reguleerimine aktiveeritud LMD-ga

1. Pärast LMD aktiveerimist vajutage soovitud värvitemperatuuri valimiseks **3900 K** [8], **4500 K** [9] või **5100 K** [10].
 - Klahv on aktiveeritud olekus sinine ja kuppel lülitub soovitud värvustemperatuurile.



MÄRKUS

Maksimaalsel seadistusel ei ole ereduse tõstmine võimalik ning klahv **Pluss** [3] on seega halli tooni ega ole kasutatav.
Minimaalsel seadistusel ei ole ereduse vähendamine võimalik ning klahv **Minus** [2] on seega halli tooni ega ole kasutatav.


Eredustaseme näidik [4] võimaldab visuaalse ülevaate salvestatud ereduse hoidmisest.

	Seadeväärtus on saavutatud.
	Kuppel on minimaalsel seadistusel ja kiiratav eredus on seadeväärtusest suurem (oranži värvi moodik seadeväärtuse kohal).
	Kuppel on maksimaalsel seadistusel ja kiiratav eredus on seadeväärtusest väiksem (oranži värvi moodik seadeväärtuse all).

Tab. 15: Ereduse tase

4.2.8 Eelistused

4.2.8.1 Eelistuse valimine/salvestamine



Joon. 50: Eelistuste leht

Eelistuse rakendamine

1. Eelistuste lehe kuvamiseks vajutage **Eelistused** [1].
 - Ekraanile kuvatakse eelistuste leht.
2. Kuue salvestatud eelistuse seast vajutage **Eelistuse kasutamine** [2] vastavalt soovitud eelistuse nimetusele [4].
 - Lülitatakse valitud eelistusele.



Joon. 51: Eelistuse salvestamine

Salvesta eelistus

1. Määrake valgustuse parameetrid vastavalt eelistuse osas soovitud konfiguratsioonile.
2. Vajutage nuppu **Eelistuse salvestamine** [3].
 - Avaneb eelistuse sisestamise aken (vt eespool), millel on näidatud valitud eelistus [5].
3. Sisestage klaviatuuri abil eelistuse nimi [8].
4. Eelistuse salvestamiseks vajutage **Eelistuse salvestamine** [7]. Samas on võimalik muudatuste tühistamine, vajutades selleks **Muudatuse tühistamine** [6].
 - Enne tagasipöördumist eelistuste lehele avaneb hüpikaken kinnitusega eelsätete salvestamise kohta.

4.2.8.2 Tehasesätted

Rakendus	Uroloogia/Günekoloogia		Laparotoomia		Ortopeedia	
	PWDII 500	PWDII 700	PWDII 500	PWDII 700	PWDII 500	PWDII 700
Valgustus	80%	80%	100%	100%	60%	60%
Valgussõõri läbimõõt	Väike	Väike	Keskmine	Suur	Keskmine	Keskmine
AIM	–	–	Lubatud	Lubatud	–	–
Laser auto	–	–	–	–	–	–
Mugavus-valgustus	Lubatud	Lubatud	Lubatud	Lubatud	Lubatud	Lubatud
Endo	–	–	–	–	–	–

Tab. 16: Tehase poolt eelseadistatud Maquet PowerLED II kuplite eelistused

Rakendused	Otorinolarüngoloogia		Plastiline kirurgia		Südamekirurgia	
	PWDII 500	PWDII 700	PWDII 500	PWDII 700	PWDII 500	PWDII 700
Valgustus	60%	60%	100%	100%	100%	100%
Valgussõõri läbimõõt	Väike	Väike	Keskmine	Suur	Keskmine	Suur
AIM	Lubatud	Lubatud	Lubatud	Lubatud	Lubatud	Lubatud
Laser auto	–	–	–	–	–	–
Mugavus-valgustus	Lubatud	Lubatud	Lubatud	Lubatud	Lubatud	Lubatud
Endo	–	–	–	–	–	–

Tab. 17: Tehase poolt eelseadistatud Maquet PowerLED II kuplite eelistused (jätkub)

Rakendused	Valgustus	Valgussõõri läbimõõt	Värvustemperatuur
Uroloogia/Günekoloogia	80%	Väike	4 500
Laparotoomia	100%	Suur	3 900
Ortopeedia	60%	Keskmine	5 100
Otorinolarüngoloogia	60%	Väike	4 500
Plastiline kirurgia	100%	Väike	5 100
Kardioloogia	100%	Väike	3 900

Tab. 18: Tehase poolt eelseadistatud Volta kuplite eelistused

Rakendused	Suurendus	Värvustasakaal	Kontrast
Laparotoomia	50%	Automaatne	Kõrge
Ortopeedia	50%	Automaatne	Keskmine
Plastiline kirurgia	20%	Automaatne	Standardne
Kardioloogia	50%	Automaatne	Kõrge

Tab. 19: Tehase poolt salvestatud kaamera eelistused (ainult Volista puhul)

4.3 Selle valgustuse suunamine

4.3.1 Mobiilse valgusti liigutamine



HOIATUS!

Elektrilöögi oht
Pistiku valesti lahtiühendamine võib kahjustada toitekaablit ja muuta pingetatud osad ligipääsetavaks.

Ärge eemaldage toitekaablit sellest tõmmates.



HOIATUS!

Traumade tekke oht
Mobiilne valgusti võib vale käsitlemise korral ümber minna.

Liigutage mobiilset valgustit seda lükates. Ärge liigutage seda mitte kunagi tõmmates, välja arvatud juhul, kui maapind on kaldu.



HOIATUS!

Ebamugavuse oht kasutamise ajal
Vale positsioneerimine võib põhjustada mobiilse valgusti kontrollimatu liikumise.


Järgige positsioneerimisetappe, mis tagavad seadme hea stabiilsuse.



HOIATUS!

Traumade tekke oht
Mobiilne valgusti võib ümber minna, kui inimene sellele toetub.

Ärge toetuge mitte kunagi mobiilsele valgustile.



Joon. 52: Valgusti liigutamine

1. Veenduge, et kuppel on välja lülitatud ja et mobiilne valgusti on vooluvõrgust lahti ühendatud.
2. Keerake toitekaabel ümber alusplaadil asuva kaablikerija [1].
3. Keerake vedrutõukuriga varre komplekti [2] nii palju tagasi, kui võimalik, et piirata seadme liikumist.
4. Enne mobiilse valgusti liigutamist vabastage rattad, avades rattapidurid [3].
5. Liigutage seadet, kasutades alumise posti [4] käepidet ja lükake sellest seadme veeremise ajal.
6. Kui seade on soovitud kohale viidud, lukustage seade, vajutades ratastel olevaid pidureid [3].

4.3.2 Steriliseeritava pideme paigaldamine




HOIATUS!

Nakkusoht

Steriliseeritavad pidemed on seadme ainsad steriliseeritavad elemendid. Steriilse inventari mis tahes kokkupuutega muude pindadega kaasneb nakkusoht. Mittesteriilse personali mis tahes kokkupuutega steriliseeritavate pidemetega kaasneb nakkusoht.

Seadmega manipuleerimine steriliseeritud meeskonna poolt operatsiooni ajal peab toimuma üksnes steriliseeritavate pidemete kasutamisel. HLX pideme korral ei ole lukustusnupp steriilne. Mittesteriilse personali kokkupuude steriliseeritavate pidemetega ei ole lubatud.


4.3.2.1 STG PSX-i steriliseeritava pideme paigaldamine kupli külge ja eemaldamine kupli küljest



Joon. 53: STG PSX-i steriliseeritava pideme paigaldamine

Paigaldage steriliseeritav pide kupli külge

1. Kontrollige pide üle ja veenduge pragude ja mustuse puudumises sellel.
2. Sisestage pide paigalduskohta toel.
 - Kostub klõpsatus.
3. Keerake pidet, kuni kostub teine klõpsatus.
4. Veenduge, et pide oleks korralikult kinni.
 - Pide on nüüd asendisse lukustunud ja kasutamiseks valmis.




Joon. 54: STG PSX-i steriliseeritava pideme eemaldamine

Steriliseeritava pideme eemaldamine kupli küljest

1. Vajutage lukustusnuppu.
2. Eemaldage pide.


4.3.2.2 STG HLX-i steriliseeritava pideme paigaldamine kupli külge ja eemaldamine kupli küljest



Joon. 55: STG HLX-i steriliseeritava pideme paigaldamine

Paigaldage steriliseeritav pide kupli külge

1. Kontrollige pide üle ja veenduge pragude ja mustuse puudumises sellel.
2. Sisestage pide paigalduskohta toel.
3. Keerake pidet kuni pöörde lõpuni.
 - Lukustusnupp tuleb pesast välja.
4. Veenduge, et pide oleks korralikult kinni.
 - Pide on nüüd asendisse lukustunud ja kasutamiseks valmis.



Joon. 56: STG HLX-i steriliseeritava pideme eemaldamine.

Steriliseeritava pideme eemaldamine kupli küljest


1. Vajutage lukustusnuppu.
2. Eemaldage pide.

4.3.2.3 DEVON®/DEROYAL® tüüpi pideme paigaldamine ja eemaldamine®**



MÄRKUS


Tutvuge juhistega, mis on esitatud koos DEVON/DEROYAL tüüpi pidemega tarnitud kasutusjuhendis.



Joon. 57: DEVON/DEROYAL tüüpi pideme paigaldamine oma kohale

DEVON/DEROYAL tüüpi pideme paigaldamine kuplile

1. Keerake pide pideme toele kuni käiguosa lõpuni.
➤ Pide on seeläbi valmis kasutamiseks.




Joon. 58: DEVON/DEROYAL tüüpi pideme eemaldamine

DEVON/DEROYAL tüüpi pideme eemaldamine kuplilt

1. Keerake pide pideme toelt lahti.


4.3.2.4 STG PSX VZ steriliseeritava pideme paigaldamine ja eemaldamine



Joon. 59: STG PSX VZ steriliseeritava pideme paigaldamine

Kaamera steriliseeritava pideme paigaldamine kuplile

1. Vaadake pide üle ning veenduge, et see ei oleks saastunud ega pragunenud.
2. Sisestage pide oma kohale kaameral.
 - Kostub klõpsatus.
 - Pide on nüüd asendisse lukustunud ja kasutamiseks valmis.



Joon. 60: STG PSX VZ steriliseeritava pideme eemaldamine

Kaamera steriliseeritava pideme eemaldamine kuplilt

1. Vajutage lukustusnuppu.
2. Eemaldage pide.

4.3.3 Kupli keeramine



HOIATUS!

Nakkusoht / koe reaktsiooni oht

Seadme kokkupuutumisega muu inventariga võib kaasneda kübemetede pudenemine operatsioonialale.

Seadke seade enne patsiendi vastuvõtmist õigesse asendisse. Seadme liigutamisel on seadme igasuguse kokkupuute vältimiseks muu inventariga vajalik kõrgendatud tähelepanu.




HOIATUS!

Nakkusoht

Steriliseeritavad pidemed on seadme ainsad steriliseeritavad elemendid. Steriilse inventari mis tahes kokkupuutega muude pindadega kaasneb nakkusoht. Mittesteriilse personali mis tahes kokkupuutega steriliseeritavate pidemetega kaasneb nakkusoht.

Seadmega manipuleerimine steriliseeritud meeskonna poolt operatsiooni ajal peab toimuma üksnes steriliseeritavate pidemetega kasutamisel. HLX pideme korral ei ole lukustusnupp steriilne. Mittesteriilse personali kokkupuute steriliseeritavate pidemetega ei ole lubatud.


Kupli keeramine



Joon. 61: Kupli käsitsemine

- Kupli liigutamiseks on võimalik käsitseda kuplit erinevatel viisidel:
 - steriilsele personalile: steriilse, selleks otstarbeks ettenähtud käepidemega kupli keskel [1];
 - mittesteriilne personal: haarates otse kuplist või selle välimisest pidemest [2].

Valgustuse pöördenurgad




Joon. 62: Maquet Rolite pöördenurgad

a	b	c	d
+20° / -70° (PWDII ja Volista VSTII) +45°/-45° (Volista VCSII)	+15° / -15°	360°	260° (PWDII) 330° (Volista)

Tab. 20: Maquet Rolite pöördenurgad

Valgusti poolt hõivatav ruum



Joon. 63: Maquet Rolite valgustuse hõivatav ruum

4.3.4 Laser-positsioneerimise abifunktsioon (ainult Maquet PowerLED II)




HOIATUS!

Traumade tekke oht

Silmade pikaajaline kokkupuude laseriga võib põhjustada silmavigastusi.


Ärge suunake laserkiirt patsiendi silmadesse, kui need ei ole kaitstud. Kasutaja ei tohi otse laseri poole vaadata.



Kupli optimaalse positsiooni määratlemiseks on võimalik käivitada positsioneerimisabi (vt allpool). Seejärel ilmuvad valgustuspunkti tasemele kaks laserikiirt. Seejärel tuleb kuplit langetada või tõsta, et viia kaks valguspunkti üksteisele lähemale.

Joon. 64: Laser-positsioneerimine


4.3.4.1 Kupli juhtklaviatuurilt



Joon. 65: Laser-positsioneerimise abifunktsiooni aktiveerimine klaviatuuri kaudu

1. Vajutage **Laser** 1, kuni klahv hakkab vilkuma.
 - Valguse intensiivsus väheneb ja ilmub kaks laserpunkti kahekümneks sekundiks.
2. Asetage kuppel nii, et kaks valguspunkti läheksid üksteisele lähemale.
 - Kuppel on paigutatud valgustatavast alast optimaalsele kaugusele.
3. Laseri käsitsi väljalülitamiseks vajutage uuesti **Laser** 1 enne, kui on kakskümmend sekundit läbi saab.


4.3.4.2 Abifunktsioon puudetundlikult ekraanilt



Joon. 66: Laser-positsioneerimise abifunktsiooni aktiveerimine puudetundliku ekraani kaudu

1. Vajutage kupli lehel **Laser** [1].
 - Ilmub hüpikaken.
2. Positsioneerimise abifunktsiooni aktiveerimiseks vajutage **Aktiveeri laser** [3] või kupli lehele naasmiseks **Tühista laser** [2].
 - Valguse intensiivsus väheneb ja ilmub kaks laserpunkti kahekümneks sekundiks.
3. Asetage kuppel nii, et kaks valguspunkti läheksid üksteisele lähemale.
 - Kuppel on paigutatud valgustatavast alast optimaalsele kaugusele.


4.3.5 Eelpositsioneerimise näited



Joon. 67: Maquet Rolite eelpositsioneerimine

4.3.6 Mobiilse valgusti hoiulepanek

Kui mobiilset valgustit ei kasutata, on selle hoiulepanekul soovitatav järgida järgmisi juhiseid.



Joon. 68: Hoiulepaneku asend

1. Laske vedrutõukuriga vars nii palju alla, kui võimalik [1].
2. Lukustage seade maapinnale, vajutades ratastel olevaid pidureid [2].
3. Kui akud on olemas, ühendage kaabel [3] vooluvõrku, et neid laadida, veendudes enne, et kuppel on välja lülitatud.



MÄRKUS

Aku laadimise aeg on hinnanguliselt umbes 14 tundi.



MÄRKUS

Toote ladustamisel saavad akud tühjaks. Ühendage seade regulaarselt vooluvõrku, et seda laadida ja kontrollida aku taset enne kasutamist.

4.4 QL+ seadme paigaldamine/eemaldamine



HOIATUS!


Nakkusoht

Pideme toe või kaamera paigaldamise või eemaldamisega operatsiooni ajal kaasneb kübemetepudenemise oht operatsioonialasse.

Quick Lock kiirlukustusseadme paigaldamine või eemaldamine tuleb teostada väljaspool operatsiooniala.

4.4.1 Seadme paigaldamine Maquet PowerLED II kuplile


Pideme tugede jaoks



Joon. 69: QL+ seadme puhul

1. Sisestage QL+ seade kupli keskel olevasse korpusesse, kuni see lukustub.
2. Kontrollige, kas QL+ seade on õigesti fikseeritud, liigutades selleks kuplit.
 - QL+ seade on paigaldatud.

LMD puhul



Joon. 70: QL+ seadme puhul


1. Sisestage QL+ seade selle korpusesse kupli keskel **1**.
2. Keerake tarvikut, kuni kuulete „klõpsatust” **2**.
3. Kontrollige, kas QL+ seade on õigesti fikseeritud, liigutades selleks kuplit.
 - QL+ seade on paigaldatud.

4.4.2 Seadme eemaldamine



MÄRKUS

Pideme toe eemaldamiseks pöörake kuppel ümber nii, et alumine külg oleks lae poole.



Joon. 71: Kiirlukustusseadme eemaldamine

1. Pöörake kuppel tagurpidi nii, et alumine külg oleks lae poole [1].
2. Kui kuppel on ümber pööratud, keerake lukustusliidest [2] vastupäeva, seejärel eemaldage kiirlukustusseade, hoides samal ajal lukustusliidest [2].
 - Kiirlukustusseade on eemaldatud.

4.5 QL seadme paigaldamine/eemaldamine



HOIATUS!

Traumade tekke oht

Pideme toe või kaamera eemaldamisega kaasneb kokkupuuteoht pinge all olevate pindadega.

Enne Quick Lock kiirlukustusseadme tarvikute paigaldamisega/lahtimonteerimisega alustamist spetsialisti poolt kuplil tuleb vastav konfiguratsioon voolu alt välja lülitada.



HOIATUS!


Nakkusoht

Pideme toe või kaamera paigaldamise või eemaldamisega operatsiooni ajal kaasneb kübemetes pudenumise oht operatsioonialasse.

Quick Lock kiirlukustusseadme paigaldamine või eemaldamine tuleb teostada väljaspool operatsiooniala.

4.5.1 Seadme eelpositsioneerimine

4.5.1.1 Kaamera ja LMD QL




Joon. 72: Quick Lock kiirlukustusega kaamera eelseadistatud asend

1. Pöörake soklit **1** teraviku suunas **2** rohelist värvi noole moodustamiseks **3**.

➤ Kaamera on positsioneerimiseks valmis.


4.5.1.2 Kupliil



Joon. 73: Kupli eelseadistatud asend


1. Liitmik [4] kupli keskel suunake nii, et kaks rohelist värvi noolt [5] ja [6] oleks seeläbi teine-teisega välja joondatud.
➤ Kuppel on kaamera paigaldamiseks valmis.

4.5.2 Seadme paigaldamine kuplile




Joon. 74: Kupli positsioneerimine

1. Positsioneerige kuppel alumise poolega lae suunas.
➤ Sellega on hõlbustatud kaamera paigaldamine kuplile.




Joon. 75: Quick Lock kiirlukustuse paigaldusjuhised

1. Suunake kaamera sakiga [7] saki pesa suunas [4].
2. Suunake kaks noolt [3] ja [6] teine-teisega kohakuti.



Joon. 76: Kaamera seadmine kuplile

1. Sisestage kaamera kuplisse kuni kaamera aluse asetumiseni ühtlaselt käiguosa lõpuni vastu alumist poolt.
2. Keerake kaamera alust kahe käega päripäeva kuni asendisse lukustumisele iseloomuliku heli kõlamiseni.




Joon. 77: Kaamera lukustamine kuplile

1. Kontrollige üle, et kaamera on korrektselt oma kohale asetunud ja et lukustuse nupp paikneks korrektselt oma pesas.
 2. Liigutage kuplit kaamera abil ringi eesmärgiga veenduda seadme korrektses asetumises oma kohale.
 3. Kontrollige üle kaameraploki pöördeulatus, mis peab olema 330°.
- Seade on paigaldatud.

4.5.3


Seadme mahamonteerimine



Joon. 78: Kupli mahamonteerimine


1. Vajutage lukustusnupule.
 2. Hoidke nuppu all [1] ja keerake seadme alust kahe käega vastupäeva.
 3. Eemaldage kaamera Quick Lock kiirlukustus ülesuunalise tõmbeliigutusega [2].
- Seade on maha monteeritud.

4.5.4 Pideme tugi Quick Lock kiirlukustusel



Joon. 79: Pideme tugi, Quick Lock

1. Paigaldamise etapid on samad mis kaamera puhul.
2. Rohelised nooled peavad olema välja joondatud ja liitmik peab olema suunatud õigesse asendisse.



Joon. 80: Pideme asetamine oma kohale

1. Sisestage pide, joondades selleks välja rohelist värvi nooled (pidemel sakk puudub).
2. Keerake pideme alust, nagu ka kaamera korral, päripäeva, seejärel kontrollige üle riivi korrektne lukustumine.
 - Pideme tugi on paigaldatud.


4.6 Kaamera kasutamine

4.6.1 Juhtmevaba videosüsteem (ainult Volista dome)



MÄRKUS

Süsteemi optimaalseks kasutamiseks vältige kahe kaamera kasutamist samas konfiguratsioonis ning ärge asetage kaamerat vastuvõtjast kaugemale kui 3 m kaugusele.



Joon. 81: Juhtmeta videovastuvõtja

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1 Sisse-/väljalülitamise nupp | 5 Signaali näidik |
| 2 Toitenäidik | 6 HDMI-pesa |
| 3 Paarimisnupp | 7 USB-C pistik |
| 4 Paarimisnäidik | |

Vastuvõtja sisse-/väljalülitamine

- Vastuvõtja sisselülitamiseks vajutage sisse-/väljalülitamise nuppu **Marche/Arrêt** 1, kuni toitenäidik 2 süttib roheliselt.
- Vastuvõtja väljalülitamiseks klõpsake sisse-/väljalülitamise nuppu **Marche/Arrêt** 1, kuni toitenäidik 2 kustub.

Kui seadet pole 5 minutit kasutatud, läheb vastuvõtja ooterežiimi ja toitenäidik 2 hakkab vilkuma. Vastuvõtja lülitub automaatselt sisse, kui kaamera on tuvastatud.

Kaamera paarimine toimub automaatselt (automaatrežiim on vaikimisi aktiivne).

- Lülitage kaamera ja vastuvõtja sisse.
- Kaamera otsimise ajal vilgub paarimisnäidik 4 kiiresti.
- Paarimise ajal vilgub paarimisnäidik 4 aeglaselt.
- Paarimine on edukalt lõpule viidud, kui paarimisnäidik 4 jääb pidevalt roheliselt põlema.
- Kui paarimisnäidik 4 põleb punaselt, on paarimine ebaõnnestunud. Sel juhul kontrollige, kas kaamera on sisse lülitatud, ja alustage paarimisnupu abil uuesti paarimist.

	Pildi kadumise oht		Nõrk signaal
	Keskmise tugevusega signaal		Hea signaal

Tab. 21: Signaali tugevus

Operatsioonikeskkonna elemendid (personal, teised seadmed, ploki konfiguratsiooni) võivad mõjutada signaali tugevust. Signaali tugevust saab parandada kaamera ja/või vastuvõtja liigutamisega.



MÄRKUS

Süsteemil on kaks paarimisrežiimi:

- Automaatne: vastuvõtja paarib end automaatselt iga sisse lülitatud ja saadaval oleva kaameraga.
- Manuaalne: Iga uue sisselülitatud ja saadaval oleva kaameraga paarimine toimub alles pärast paarimisprotseduuri käivitamist paarimisnupu abil.

Kaamera paarimine

- Kui vastuvõtja on manuaalses režiimis, vajutage paarimisnuppu **Paarimine** [3], kuni paarimisnäidik [4] hakkab kiiresti roheliselt vilkuma.
- Kui kaamera on leitud, hakkab paarimisnäidik [4] paarimise ajal aeglasemalt vilkuma ja jääb pidevalt roheliselt põlema, kui paarimine on lõpule viidud.

Paarimisrežiimi muutmine: manuaalne või automaatne

- Vastuvõtja peab olema juba kaameraga paaritud.
- Vajutage paarimisnuppu **Paarimine** [3], kuni signaalinäidiku [5] üks riba hakkab siniselt vilkuma. Kui see on vasakpoolne, väiksem riba, on vastuvõtja manuaalses paarimisrežiimis; kui see on parempoolne, suurem riba, on vastuvõtja automaatses paarimisrežiimis.



Joon. 82: Automaatne/manuaalne režiim



MÄRKUS


Kui on kaks kaamerat, ei toimu ümberlülitumine automaatselt, kui üks kaameratest lülitatakse manuaalses režiimis välja. Vajutage **Pairing** [3], et lülituda aktiivsele kaamerale.

Tehase seadete taastamine

Vajutage 5 sekundit nuppu **On/Off** [1], et taastada vastuvõtja tehaseseadistused.

4.6.2 Kaamera juhtimine

4.6.2.1 Kupli juhtklaviatuurilt



Joon. 83: Kaamera klaviatuuri juhtkäsklused

Reguleerige välja kaamera suurendus


1. Vajutage **Kaamera suurendus** [1].
 2. Suurenduse muutmiseks vajutage **Pluss** [3] või **Miinus** [2].
- Kaamera suurendus muutub vastavalt valitud funktsiooni taseme näidule [4].

4.6.2.2 Puutetundlikult ekraanilt



MÄRKUS

Puutetundliku ekraani korral osutub võimalikuks kaamera sisselülitamine või välja-lülitamine valgustusest sõltumatult.



Joon. 84: Kaamera sisselülitamine

Kaamera sisselülitamine avalehel

1. Vajutage **Kaamera aktiivala** [1].
- Klahv muutub aktiveerimisel roheliseks ja ekraanile kuvatakse pilt.
2. Liikumiseks kaamera lehele vajutage uuesti **Kaamera aktiivala** [1].

Kaamera sisselülitamine kupli lehel

1. Liikuge kupli lehele, vajutage **Kaamera otselink** [2].
- Seejärel kuvatakse kaamera leht ja kaamera on sisselülitatud olekus.



Joon. 85: Kaamera leht

Kaamera väljalülitamine

1. Liikuge kaamera lehele ja kaamera välja lülitamiseks vajutage **Kaamera ON/OFF** [3].
➤ Klahv kustub ning kaamera lülitub välja.

Kaamera lülitamine pausile


1. Kaamera lülitamiseks pausile vajutage **Kaamera pausimine** [4].
➤ Klahv aktiveeritakse sinisena ja taasedastav pilt on külmutatud.
2. Video jätkamiseks vajutage uuesti **Kaamera pausimine** [4].



Joon. 86: Suurendamise reguleerimine

Suurendamine/Vähendamine

1. Suurenduse reguleerimise menüü avamiseks vajutage **Suurendus** [5].
2. Ekraanile kuvatava pildi reguleerimiseks reaajas vajutage **Suurendamine** [6] või **Vähendamine** [7].




Joon. 87: Valge tasakaal

Valge tasakaalu automaatne reguleerimine

1. Vajutage **Valge tasakaal** [8].
 2. Valge tasakaalu automaatseks seadistamiseks vajutage **Automaattasakaalustus** [9], valge tasakaalu seadistamiseks 3200 K märgile vajutage **Kunstlik valgus** [10] ning valge tasakaalu seadistamiseks 5800 K märgile vajutage **Päevavalgus** [11].
- Valitud klahv on aktiveerituna sinine ja valge tasakaal on sellega kinnitatud.

Valge tasakaalu käsitsi reguleerimine

1. Vajutage **Valge tasakaal** [8].
 2. Asetage kaamera alla ühtlaselt valge pind.
 3. Valge tasakaalustamiseks vastavalt kaamera alla paigaldatud taustale vajutage **Manuaalne tasakaalustamine** [12].
- Valitud klahv on aktiveerituna sinine ja valge tasakaal on sellega kinnitatud.




Joon. 88: Fokusseerimine

Automaatne fokusseerimine

1. Fokusseerimise menüü avamiseks vajutage **Fookus** [13].
 2. Vajutage **Automaatne fokusseerimine** [14].
- Klahv on aktiveeritud olekus sinine ja fokusseerimine toimub automaatselt.

Manuaalne fokusseerimine

1. Fokusseerimise menüü avamiseks vajutage **Fookus** [13].
2. Vajutage **Automaatne fokusseerimine** [14].
 - Klahv on aktiveeritud olekus sinine ja fokusseerimine toimub automaatselt.
3. Positsioneerige kaamera soovitud kaugusele.
4. Vajutage **Manuaalne fokusseerimine** [15].
 - Klahv on aktiveeritud olekus sinine ja kaamera fookus külmutatakse.




Joon. 89: Kontrastsuse reguleerimine

Kontrastsuse seadistamine

1. Kontrastsuse seadistamise menüü avamiseks vajutage **Kontrastsus** [16].
2. Valiku tegemiseks kontrastsuse kolmest valikust [9] vajutage **Kontrastsuse suurendamine** [17] või **Kontrastsuse vähendamine** [18].

4.6.3 Kaamera suunamine




Joon. 90: Kaamera suunatus

Ekraanipildi suunatuse optimeerimine vastavalt vaataja paiknemisele

1. Sisestage pide oma kohale kaameral.
2. Tehke kaameraga pööre, kaamerat selleks pidemest pöörates.
 - Ekraanil on näha, kuidas pilt pöördub.

4.7 Parameetrid ja funktsioonid



Joon. 91: Puutekraani seadete leht

Ekraani heleduse reguleerimine

1. Vajutage menüüribas **Parameetrid** [1].
 - Kuvatakse Parameetrite leht (vt ülal).
2. Vajutage **Ekraani heledus** [2].
 - Kuvatakse heleduse reguleerimise leht.

Juurdepääs kuupäeva ja kellaaja seadistustele ning stopperi/timeri funktsioonidele

1. Vajutage menüüribas **Parameetrid** [1].
 - Kuvatakse Parameetrite leht (vt ülal).
2. Vajutage **Kuupäev/kellaag** [3].
 - Juurdepääs kuupäeva ja kellaaja seadistustele ning stopperi/timeri funktsioonidele


Juurdepääs kaldkäepideme reguleerimisele

1. Vajutage menüüribas **Parameetrid** [1].
 - Kuvatakse Parameetrite leht (vt ülal).
2. Vajutage **Tilt kaldkäepide** [4].
 - Kuvatakse Tilt kaldkäepideme reguleerimise leht.

Konfigureerimisinfo avamine

1. Vajutage menüüribas **Parameetrid** [1].
 - Kuvatakse Parameetrite leht (vt ülal).
2. Vajutage **Info** [5].
 - Kuvatakse konfigureerimisinfo leht.


4.7.1 Ekraani heledus



Joon. 92: Ekraani heleduse reguleerimine

1. Puutetundliku ekraani heleduse suurendamiseks vajutage **Pluss** [2] ning puutetundliku ekraani heleduse vähendamiseks vajutage **Miinus** [1].
 - Ekraani heledus muutub vastavalt heledustaseme näidikule [3].
2. Heleduse muudetud väärtuse kinnitamiseks vajutage **OK** [5] ning tehtud muudatuste tühistamiseks vajutage **Tühista** [4].
 - Parameetritega seadistatud heledus salvestatakse ja süsteem lülitub tööle antud heledusel.

4.7.2 Kuupäeva, kellaaja ja stopperi/taimeri funktsioonid



Joon. 93: Kuupäeva ja kellaaja seadistused

Kuupäeva ja kellaaja formaadi määramine

1. Kuupäeva soovikohase kuvamisformaadi valimiseks vajutage **Kuupäeva formaat** [1]. Kuupäeva on võimalik konfigurereida kuvamiseks vastavalt Euroopa, Inglise või Ameerika standardile.
 - Valitud formaat on tähistatud sinisel taustal.
2. Kellaaja soovikohase kuvamisformaadi valimiseks vajutage **Kellaaja formaat** [2].
 - Kui klahv on aktiivne, on valitud formaadiks 24h, muudel juhtudel on valitud formaadiks 12h.

Kuupäeva muutmine

1. Vajutage **Kuupäeva muutmine** [3].
 - Avaneb parameetrite sisestamise aken.
2. Vajutage väljale, mida soovite muuta: päev, kuu või aasta [6].
 - Valitud väli on ümbritsetud sinise raamiga.
3. Sisestage klaviatuuri abil soovitud väärtus [5], seejärel vajutage muudatuste kinnitamiseks **OK** [7].
 - Parameetrite sisestamise aken sulgub ja tehtud muudatused on kehtivad.

Kellaaja muutmine

1. Vajutage **Kellaaja muutmine** [4].
 - Avaneb parameetrite sisestamise aken.
2. Vajutage väljale, mida soovite muuta: tunnid või minutid [6].
 - Valitud väli on ümbritsetud sinise raamiga.
3. Sisestage klaviatuuri abil soovitud väärtus [5], seejärel vajutage muudatuste kinnitamiseks **OK** [7].
 - Parameetrite sisestamise aken sulgub ja tehtud muudatused on kehtivad.


4.7.3 Kaldkäepide



Joon. 94: Kaldkäepideme seaded (ainult Volista)

Kaldkäepideme seadistamine

1. Vajutage nuppu **Valgustus** [1], et kaldkäepide reguleeriks kupli valguse intensiivsust.
2. Vajutage **Valgussõõri läbimõõt** [2], et kaldkäepide reguleeriks kupli valgussõõri läbimõõtu.
3. Vajutage klahvi **Värvustemperatuur** [3], et kaldkäepide reguleeriks kuplite(te) valgustemperatuuri.
4. Vajutage klahvi **Deactiveeri** [4], et kaldkäepide deaktiveeruks ega reguleeriks valgustuse parameetreid.



Joon. 95: Kaldkäepideme komplekt

Reguleerige valgussõõri läbimõõtu (või ainult Volista puhul valitud seadistust) kaldkäepidemega

1. Valgussõõri suurendamiseks või kahandamiseks pöörake pidet.




MÄRKUS

Kaldkäepidemel ei ole stopperit.

4.7.4

Info



Joon. 96: Teabeleht

1 Puutetundlik ekraan

2 Kuplid

3 Hooldus

4 Toide

5 Ümberlülitus avariirežiimile

6 Akude vastupidavus

7 Veateated

Nr	Võimalik tegevus
1	Tarkvara versiooni ja selle ajakohastamise kuupäeva, samuti puutetundliku ekraani koodi, selle seerianumbri ja installeerimise kuupäeva nägemiseks vajutage Puutetundlik ekraan .
2	Info nägemiseks installeeritud kupli(te) kohta vajutage Kuplid , kuvatakse järgmine teave: toote viitenumber, seerianumber, saadaolevad valikud ja kasutusajad.
3	Teostatud hoolduste kuupäevade nagu ka Getinge kontaktandmete nägemiseks vajutage Hooldus .
4	Elektrikatkestuste ajaloo nägemiseks vajutage Toide .
5	Avariirežiimile ümberlülitamise testimiste ajaloo nägemiseks vajutage Ümberlülitused avariirežiimile .
6	Akude vastupidavuse testimiste ajaloo nägemiseks vajutage Akude vastupidavus .
7	Veateadete ajaloo nägemiseks vajutage Veateated .

Tab. 22: Infomenüüd

4.8 Varuaku

4.8.1 Valgusindikaatorid

Märgutuled	Nimetus	Tähendus
	Aku oranž märgutuli	Üleminek avariirežiimile
	Punane vilkuv märgutuli	Kohene seiskumine

Tab. 23: Kupli klaviatuuri avariifunktsiooni märgutuled

Märgutuled	Nimetus	Tähendus
	Aku oranž märgutuli, täis	Üleminek avariirežiimile
	Aku oranž märgutuli, ei ole täis	Aku allesjäänud tööiga
	Punane vilkuv märgutuli	Kohene seiskumine

Tab. 24: Puutetundliku ekraani avariifunktsiooni märgutuled

4.8.2 Aku testimise läbiviimine

**HOIATUS!**

Traumade tekke oht

Akude vastupidavustestiga laetakse akud täiesti tühjaks.

Ärge teostage operatsioone vahetult pärast akude vastupidavustesti. Jätke akudele täislaadimiseks aega.

4.8.2.1 Puutetundlikult ekraanilt



Joon. 97: Akude testimine

Avariirežiimile ümberlülitamise testi käivitamine

1. Kustutage valgustus.
2. Vajutage menüüribas **Aku testid** [1].
➤ Kuvatakse akude testimise leht.
3. Testi käivitamiseks vajutage **Ümberlülituse testimine** [2].
➤ Viimase, avariirežiimile ümberlülitumise testi [6] kuupäev ajakohastub ja eduka testi korral ilmub roheline linnuke. Testi ebaõnnestumise korral ilmub aga punane ristike nagu ka klahv **Hooldusteave** [4].
4. Testi ebaõnnestumise korral vajutage hooldusteabe lehe avamiseks **Hooldusteave** [4] ning pöörduge Getinge tehnilise toe poole.

Akude vastupidavuse testi käivitamine

1. Kustutage valgustus.
2. Vajutage menüüribas **Aku testid** [1].
➤ Kuvatakse akude testimise leht.
3. Testi käivitamiseks vajutage **Akude vastupidavus** [3].
➤ Akude viimase vastupidavustesti [7] teostamise kuupäev ajakohastatakse koos akude vastupidavusajaga [8] ning edukalt toimunud testimise korral ilmub rohelist värvi linnuke. Testi ebaõnnestumise korral ilmub aga punane ristike nagu ka klahv **Hooldusteave** [4].
4. Testi ebaõnnestumise korral vajutage hooldusteabe lehe avamiseks **Hooldusteave** [4] ning pöörduge Getinge tehnilise toe poole.

**MÄRKUS**

Vastupidavuse testi on võimalik katkestada iga hetk vajutades ristile [5].

5 Tõrked ja rikked

5.1 Hoiatusmärgutuled

5.1.1 Märgutuled kupli juhtklaviatuuril

Märgutuli	Nimetus	Tähendus
	Märgutuli ei põle	Rike puudub
	Oranž märgutuli	Tõrge konfiguratsioonis (näiteks vigane kaart, kommunikatsiooniviga või muu viga); varutoite tase on liiga madal.

Tab. 25: Hoiatavad märgutuled

Märgutuli	Nimetus	Tähendus
	Märgutuli ei põle	Seade vooluvõrgu toitel
	Oranž märgutuli	Seade töötab varutoitel
	Punane vilkuv märgutuli	Seade töötab varutoitel Akud on tühjaks saamas, seade võib mõne minuti jooksul välja lülituda.

Tab. 26: Aku märgutuled

5.1.2 Märgutuled puutetundlikul ekraanil

Märgutuli	Nimetus	Tähendus
	Aku on täis	Konfiguratsioon vooluvõrgus, nähtav ainult vooluvõrgus
	Oranž märgutuli	Seade töötab varutoitel Riba number näitab aku taset.
	Punane vilkuv märgutuli	Seade töötab varutoitel Akud on tühjaks saamas, seade võib mõne minuti jooksul välja lülituda.
	Aku laetuse tuli	Seade laeb

Tab. 27: Aku märgutuled

Märgutuli	Nimetus	Tähendus
—	Märgutuli ei põle	Rike puudub
	Hoiatustuli	Tõrge konfiguratsioonis

Tab. 28: Hoiatavad märgutuled

Märgutuli	Nimetus	Täendus
—	Märgutuli ei põle	Hooldus teostatud
	Hoolduse märgutuli	Iga-aastase hoolduse vajadus

Tab. 29: Hoolduse märgutuled

5.2 Võimalikud tõrked ja rikked

Mehaanika

Tõrge	Võimalik põhjus	Korrigeeriv meede
Steriliseeritav pide ei sobitu korralikult kohale	Lukustusmehhanism on kahjustatud	Vahetage pide välja
Seadet on liiga raske käsitseda	Mehaaniline takistus	Võtke ühendust Getinge tehnilise toega

Tab. 30: Mehaanilised tõrked ja rikked funktsioonides

Elektroonika/Optika

Tõrge	Võimalik põhjus	Korrigeeriv meede
Kuppel ei sütti	Voolukatkestus	Võtke ühendust oma asutuse tehnilise teenistusega
	Muud põhjused	Võtke ühendust Getinge tehnilise toega
Kuppel ei lülitu välja	Kommunikatsiooniviga	Võtke ühendust Getinge tehnilise toega
LED-tulede segment või üks LED ei sütti	LED-kaart on vigane	Võtke ühendust Getinge tehnilise toega
Valgus virvendab	LED-kaart on vigane	Võtke ühendust Getinge tehnilise toega
Käsukslahv ei reageeri	Juhtklaviatuur on vigane	Võtke ühendust Getinge tehnilise toega
	Kommunikatsiooniviga	Võtke ühendust Getinge tehnilise toega
	See funktsioon pole teie seadmes saadaval	A

Tab. 31: Optika tõrked ja rikked

Puutetundliku ekraani veateated Maquet PowerLED II seadmel on järgmise struktuuriga:

PWD2 A B C D kus

A	Defektne kuppel (700 või 500)
B	Vaadake vigast kuplit (1, 2 või 3)
C	Defekti tüüp
D	Vigane komponent

Volista puutetundliku ekraani veateated on järgmise struktuuriga:

A: B (C) kus

A	Asjaomane detail (nt: Volista 600 1, PowerSupply jne)
B	Tõrke tüüp (nt: Communication failure, Option failure jne)
C	Rikkega element (nt: Power 2, Backup jne)

Puutetundliku ekraani veateate näide: Volista 600 1: Option failure (Backup)



MÄRKUS

Olenemata selle esinemise olukorrast, võtke ühendust Getinge tehnilise toega.

6 Puhastamine / Desinfitseerimine / Steriliseerimine

**HOIATUS!****Nakkusoht**

Puhastamise ja steriliseerimise protseduurid võivad erinevates tervishoiuasutustes ja vastavalt kohalikul tasandil jõustunud eeskirjadele oluliselt erineda.

Kasutajal tuleb võtta ühendust asutuse sanitaarhügieenispetsialistiga. Kasutada tuleb soovitatud tooteid ja protseduure.

6.1 Süsteemi puhastamine ja desinfitseerimine

**HOIATUS!****Materiaalse kahju tekke oht**

Vedeliku sattumine seadme sisemusse seadme puhastamise käigus võib kahjustada seadme toimimist.

Ärge puhastage seadet rohke veega ega pihustage puhastuslahust vahetult seadmele.

**HOIATUS!****Nakkusoht**

Teatud puhastusained või -protseduurid võivad kahjustada seadme värvkatet, millega kaasneb eralduvate kübemetede pudenemise oht operatsioonialas.

Vältida tuleb kõiki desinfitseerimisvahendeid, mis sisaldavad glutaaraldehüüdi, fenooli või joodi. Desinfitseerimine fumigeerimise meetodil ei sobi ja on keelatud.

**HOIATUS!****Põletusoht**

Mõni seadme osa jääb pärast kasutamist kuumaks.

Enne puhastamist kontrollige, kas seade on välja lülitatud ja jahtunud.

Üldteave puhastamise, desinfitseerimise ja ohutuse kohta

Tavapärase kasutuse korral on seadme juures nõutavaks puhastamise ja desinfitseerimise hoolustasemeks madalama taseme desinfitseerimine. Seade on klassifitseeritud mittekriitiliseks ja selle nakkusoht on madal. Sellele vaatamata tuleb olenevalt nakkusohust kaaluda ka desinfitseerimist keskmisel või kõrgemal tasemel.

Vastutaval asutusel tuleb hügieeni ja desinfitseerimist puudutavates küsimustes järgida riiklikke nõudeid (standardid ja juhised).

6.1.1 Seadme puhastamine

1. Eemaldage steriliseeritav pide.
2. Puhastage seadmete pinda pesuvahendiga kergelt niisutatud lapiga ning juhinduge lahuse tootja soovitudest lahuse valmistamise, toimeaja ja kasutustemperatuuri kohta. Kasutage universaalset ja kergelt leeliselist, toimeainetena näiteks lahustavat ainet ja fosfaati sisaldavat puhastusvahendit (seebilahust). Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid, kuna need võivad pindu kahjustada.
3. Eemaldage puhastusaine veega kergelt niisutatud lapi abil, seejärel kuivatage kuiva lapiga.

6.1.2 Seadme desinfitseerimine

Kandke desinfitseerimislahus ühtlaselt pindadele, kasutades selleks desinfitseerimislahusega immutatud lappi ja järgides tootjapoolseid juhiseid.

6.1.2.1 Kasutatavad desinfitseerimisained

- Desinfitseerimisained ei ole steriliseerimisained. Need võimaldavad mikroorganismide kvalitatiivse ja kvantitatiivse vähendamise.
- Kasutage üksnes pinna desinfitseerimisaineid, mis sisaldavad järgmiste toimeainete kombinatsioone:
 - Kvaternaarsed ammooniumid (Gram - bakteriostaatiline toime ja Gram + bakteritsiidne toime, varieeruv toime membraaniga viiruste suhtes, toime membraanita viirustele puudub, fungistaatiline, sporitsiidne toime puudub)
 - Guanidiini derivaadid
 - Alkoholid

6.1.2.2 Lubatud toimeained

Klass	Toimeained
Madalatasemeline desinfitseerimine	
Kvaternaarsed ammooniumid	▪ Didetsüüldimetüülammooniumkloriid ▪ Alküüldimetüülbensüülammooniumkloriid ▪ Dioktüüldimetüülammooniumkloriid
Biguaanidid	▪ Polüheksametüleen-biguaanid vesinikkloriid
Keskmisetasemeline desinfitseerimine	
Alkoholid	▪ PROPAN-2-OL
Kõrgetasemeline desinfitseerimine	
Happed	▪ Sulfamiinhape (5%) ▪ Õunhape (10%) ▪ Etüleendiamiintetraädikhape (2,5%)

Tab. 32: Kasutamiseks lubatud toimeainete loendid

Näiteid testitud, turustatavatest toodetest

- ANIOS®** toodang: Surfa'Safe®**
- Muud tooted: 20% või 45% isopropüülalkohol

6.2 Maquet Sterigripi steriliseeritavate pidemete puhastamine ja steriliseerimine

6.2.1 Ettevalmistused puhastamiseks

Kastke käepidemed kohe pärast kasutamist aldehyüde mittesisaldavasse pesu- ja desinfitseerimisvahendisse, et vältida mustuse kuivamist.

6.2.2 Puhastamise korral käsitsi

1. Uputage käepidemed 15 minutiks puhastuslahusesse.
2. Peske pehme harja ja ebemevaba lapiga.
3. Kontrollige pidemete puhtust, et veenduda, et sinna ei ole jäänud mustust. Vastasel juhul kasutage ultraheliga puhastusmeetodit.
4. Loputage kogu puhastuslahus rohke puhta veega täielikult maha.
5. Laske pidemel kuivada vabas õhus või kuivatage pide kuiva lapiga.



MÄRKUS

Soovitav on kasutada pesuvahendit, mis ei sisalda ensüüme. Ensüüme sisaldavad pesuvahendid võivad kasutatavat materjali kahjustada. Neid ei või kasutada pikemaajaliseks leotamiseks ja need tuleb loputamise eemaldada.

6.2.3 Puhastamise korral pesemis- ja desinfitseerimismasinas

Käepidemed võib desinfitseerida masinas (näiteks GETINGE tüüpi masinas) ja loputada temperatuuril kuni 93 °C. Soovitatud puhastustsüklid:

Etapp	Temperatuur	Aeg
Eelpesu	18 kuni 35 °C	60 s
Pesu	46 kuni 50 °C	5 min
Neutraliseerimine	41 kuni 43 °C	30 s
2. pesu	24 kuni 28 °C	30 s
Loputamine	92 kuni 93 °C	10 min
Kuivatamine	vabas õhus	20 min

Tab. 33: Näiteid puhastustsüklitest pesemis- ja desinfitseerimismasina kasutamisel

6.2.4 Maquet Sterigripi pidemete steriliseerimine



HOIATUS!

Nakkusoht

Soovitatud steriliseerimistsüklike arvu ületatud steriliseeritav pide ei tarvitse enam korrektselt oma toel püsida.

Ülaltoodud steriliseerimisparameetrite juures kehtib STG PSX-tüüpi sterili-seeritavate käepidemete garantii kuni viiekümne (50) kasutuskorrani ja STG HLX-tüüpi käepidemetel kuni 350 kasutuskorrani. Pidage kinni soovituslike tsüklike arvust.



MÄRKUS

Maquet Sterigripi steriliseeritavate pidemete kontseptsioon võimaldab steriliseerimist autoklaavis.

1. Veenduge, et pide ei oleks saastunud ega mõrane.
 - Juhul kui pide on saastunud, suunake see tagasi puhastusringile.
 - Kui pidemel on üks või mitu mõra, ei ole see enam kasutatav ja kuulub seetõttu utiliseerimisele kehtivate eeskirjade kohaselt.
2. Asetage pidemed steriliseerimiseadme kandikule järgides selleks ühte kolmest järgnevalt kirjeldatud meetodist.
 - Mähituna steriliseerimispakendisse (topeltpakend või sellega võrdväärne).
 - Mähituna paberist või plastikust steriliseerimiskotikesse.
 - Ilma pakendi või kotikeseta, lukustusnupp allapoole suunatud.
3. Lisage kohaldatavaid eeskirju järgides steriliseerimisprotsessi jälgida võimaldavad bioloogilised ja/või keemilised indikaatorid.
4. Käivitage steriliseerimistsükkel, lähtudes sterilisaatori tootja juhistest.

Steriliseerimise tsükkel	Temperatuur (°C)	Aeg (min)	Kuivatamine (min)
ATNC (Prion) Eelvaakum	134	18	—

Tab. 34: Näide auruga steriliseerimise tsüklist

7 Hooldus

Seadme algupärase jõudluse ja töökindluse tagamiseks tuleb kord aastas teostada hooldustoimingud ja viia läbi ülevaatus. Garantiiperioodi ajal tuleb lasta hooldustoimingud ja ülevaatused teostada Getinge spetsialistide või Getinge ametlikus esinduses. Pärast garantiiperioodi lõppemist võib hooldustoimingud ja ülevaatused lasta teostada Getinge spetsialistidel, Getinge ametlikus esinduses või haigla enda, Getinge koolituse läbinud spetsialistil. Nõutava väljaõppe saamiseks võtke ühendust müügiesindusega.

Ennetav hooldus	Viiakse läbi igal aastal
-----------------	--------------------------

Mõned komponendid tuleb seadme kasutusea jooksul välja vahetada, nende tähtaegade väljaselgitamiseks vaadake hooldusjuhendit. Hooldusjuhendis mainitakse kõiki elektrilisi, mehaanilisi ja optilisi juhtimisseadmeid ning kulumise osi, mida tuleb perioodiliselt vahetada, et säilitada töövalgustuse töökindlus ja jõudlus ning tagada nende kasutusohutus.



MÄRKUS

Hooldusjuhendi saate kohaliku Getinge'i esindaja käest. Kohaliku Getinge'i esindaja kontaktandmete leidmiseks minge lehele <https://www.getinge.com/int/contact/find-your-local-office>.

8 Tehnilised omadused

8.1 Optika karakteristikud

8.1.1 Maquet PowerLED II kupli optilised omadused



MÄRKUS

Väärtused mõõdetud võrdluskaugusel (D_{REF}) 1 meeter (39,4 tolli).

Omadused	Maquet PowerLED II 700	Maquet PowerLED II 500	Tolerants
Valgustugevus valgusti keskpunktis ($E_{c,MI}$)	15 000 kuni 160 000 lx		—
Maksimaalne valgustugevus valgusti keskpunktis ($E_{c,MI}$) ²	160 000 lx		0/-10%
Maksimaalne valgustugevus valgusti keskpunktis ($E_{c,Ref}$) ³	150 000 lx		± 10%
Valgusvälja läbimõõt d_{10}	13 / 20 / 27 cm	13 / 20 cm	±2 cm
Valguse jaotumine d_{50}/d_{10}	0,56		±0,06
Valgustussügavus üle 60%	24 / 43 / 44 cm	38 / 53 cm	±10%
Värvitemperatuur	Fikseeritud: 3800 K / 4300 K		±400 K
Värvusedastusindeks (Ra)	96		±4
Eriedastusindeks (R9)	90		±10
Eriedastusindeks (R13)	96		±4
Eriedastusindeks (R15)	95		±5
Maksimaalne kiirgustugevus (E_{Total}) ²	550 W/m ²		±10%
Kiirgustugevuse tasemel 8 ja alla selle	< 350 W/m ²		—
Kiirgusenergia ²	3,4 mW/m ² /lx		±0,4
UV-valgustus ²	≤ 0,7 W/m ²		—
FSP-süsteem	Jah		—
Valgustus keskkonnaalgustuse režiimis	< 500 lx		—

Tab. 35: Maquet PowerLED II kuplite optilised andmed vastavalt standardile IEC 60601-2-41

² Mõõdetuna maksimaalsel valgustuskaugusel (D_{MI}) 95 cm / 37,4 tolli (±10%)

³ Piiratud kuni 160 000 lx

Jääkvalgustus ⁴	Maquet PowerLED II 700	Maquet PowerLED II 500	Tolerants
Ühe kattega	77%	56%	± 10
Kahe kattega	56%	46%	± 10
Simuleeritud süvendiga	87%	100%	± 10
Ühe kattega, simuleeritud süvendiga	64%	56%	± 10
Kahe kattega, simuleeritud süvendiga	45%	46%	± 10

Tab. 36: Maquet PowerLED II 700 ja Maquet PowerLED II 500 kupli jääkvalgustus

AIM omadused ⁴	Maquet PowerLED II 700	Maquet PowerLED II 500	Tolerants
Nimivalgustus (AIM aktiveeritud)	130 000 lx		±10%
Varju vähendamine ühe nihkes katte olemasolul	100%	100%	± 10
Varju vähendamine kahe katte olemasolul	100%	75%	± 10

Tab. 37: AIM-režiimi omadused

Laseri omadused	Väärtused
Lainepikkus	650 nm
Kiirte lahkumine	0,58 mrad
Maksimaalne väljundvõimsus	1 mW

Tab. 38: Laseri omadused

Fotobioloogilised ohutegurid



HOIATUS!

Traumade tekke oht

See toode kiirgab potentsiaalselt ohtlikku optilist kiirgust. Silmakahjustuste tekke oht.

Kasutaja ei tohi vaadata otse kirurgilise valgusti poolt kiiratavasse valgusesse. Näooperatsiooni ajal peavad patsiendi silmad olema kaitstud.



HOIATUS!

Traumade tekke oht

See toode kiirgab optilist kiirgust, mis võib kahjustada kasutajat või patsienti.

Sellest tootest eralduv optiline kiirgus vastab kokkupuute piirnormidele fotobioloogiliste ohtude riski vähendamiseks, nagu on määratletud standardis IEC 60601-2-41.

⁴ Suurima valgussõõri läbimõõduga mõõdetud optilised väärtused

8.1.2 VSTII kuplite optilised omadused



MÄRKUS

Väärtused mõõdetud võrdluskaugusel (D_{REF}) 1 meeter (39,4 tolli) 3900 K ja 4500 K juures.

Andmed	Kuppel VSTII 600 ja 400	Tolerants
Valgustugevus valgusti keskpunktis ($E_{c, MI}$)	10 000 lx kuni 160 000 lx	–
Maksimaalne valgustugevus valgusti keskpunktis ($E_{c, MI}$) ⁵	160 000 lx	0/-10%
Maksimaalne valgustugevus valgusti keskpunktis ($E_{c, Ref}$) ⁶	150 000 lx	± 10%
Valgusvälja läbimõõt d_{10}	20–25 cm	±15%
Valguse jaotumine d_{50}/d_{10}	0,57	± 0,07
Valgustussügavus üle 60%	52–58 cm	± 10%
Värvitemperatuur	Fikseeritud: 3900 K Muutuv: 3900 K / 4500 K / 5100 K ⁷	± 400 K
Värviedastusindeks (Ra)	95	± 5
Eriedastusindeks (R9)	90	+10/-20
Eriedastusindeks (R13)	95	± 5
Eriedastusindeks (R15)	95	± 5
Maksimaalne kiirgustugevus (E_{Kogus}) ⁵	< 550 W/m ²	± 10%
Kiirgustugevuse tasemel 4 ja alla selle	< 350 W/m ²	–
Kiirgusenergia ⁵	3,3 mW/m ² /lx	±0,5
UV-valgus ⁵	≤ 0,7 W/m ²	–
FSP-süsteem	Jah	–
Valgustus keskkonnavalgustuse režiimis	< 500 lx	–

Tab. 39: Volista VSTII kuplite optilised andmed vastavalt standardile IEC 60601-2-41:2021

Jääkvalgustus	VSTII 600	VSTII 400	Tolerants
Ühe kattega	55%	42%	± 10
Kahe kattega	50%	45%	± 10
Simuleeritud süvendiga	100%		± 10
Ühe kattega, simuleeritud süvendiga	55%	42%	± 10
Kahe kattega, simuleeritud süvendiga	50%	45%	± 10

Tab. 40: Volista VSTII kuplite jääkvalgustus vastavalt standardile IEC 60601-2-41:2021

⁵ Mõõdetuna maksimaalsel valgustuskaugusel (D_{MI}) 95 cm / 37,4 tolli (±10%), välja arvatud juhul, kui NIR on aktiveeritud

⁶ Piiratud kuni 160 000 lx

⁷ 5300 K, kui suvand VisioNIR on aktiveeritud.

**MÄRKUS**

R9 puudutab ainult ühte spektri otsa, mis ületab 650 nm ja mille puhul silma tundlikkus on vähenenud. Seetõttu ei avalda see kirurgile pärast 50 punkti väärtuse ületamist enam värvuste eristamisel mõju. R9 suurenemisega kaasneb tingimata energia radiaani suurenemine.

Lähis-infrapuna fluorestsentskujutisega seotud vahemike kiirgustugevus maksimaalse valgustuskaukusega (D_{MI})

	VSTII Standardrežiim	VSTII VisioNIR režiim
Kiirgusintensiivsus vahemikus 710–800 nm	$\leq 35 \text{ W/m}^2$	$\leq 1,25 \text{ W/m}^2$
Kiirgustugevus vahemikus 800–870 nm	$\leq 2,1 \text{ W/m}^2$	$\leq 0,03 \text{ W/m}^2$

Tab. 41: Kiirgustihedus lähiinfrapunakiirguses

Jääkvalgustus (AIM aktiveeritud) ⁸	VSTII 600/400	Tolerants
Maksimaalne valgustugevus valgusti keskpunktis ($E_{c, Ref}$)	130 000 lx	$\pm 10\%$
Varjude vähendamine ühe nihkes kattega	86%	± 10
Varjude hajutamine, kahe kattega	58%	± 10

Tab. 42: Jääkvalgustus, kui AIM on aktiveeritud

Fotobioloogilised ohutegurid
**HOIATUS!**

Traumade tekke oht

See toode kiirgab potentsiaalselt ohtlikku optilist kiirgust. Silmakahjustuste tekke oht.

Kasutaja ei tohi vaadata otse kirurgilise valgusti poolt kiiratavasse valgusesse. Näooperatsiooni ajal peavad patsiendi silmad olema kaitstud.

**HOIATUS!**

Traumade tekke oht

See toode kiirgab optilist kiirgust, mis võib kahjustada kasutajat või patsienti.

Sellest tootest eralduv optiline kiirgus vastab kokkupuute piirnormidele fotobioloogiliste ohtude riski vähendamiseks, nagu on määratletud standardis IEC 60601-2-41.

⁸ Mõõdetuna väikese sõõri korral

8.1.3 VCSII kuplite optilised omadused



MÄRKUS

Väärtused mõõdetud võrdluskaugusel (D_{REF}) 1 meeter (39,4 tolli).

Omadused	VCSII 600 ja 400 kuplid	Tolerants
Valgustugevus valgusti keskpunktis ($E_{c,MI}$)	10 000 lx kuni 160 000 lx	–
Maksimaalne valgustugevus valgusti keskpunktis ($E_{c,MI}$) ⁹	160 000 lx	0/- 10%
Maksimaalne valgustugevus valgusti keskpunktis ($E_{c,Ref}$) ¹⁰	150 000 lx	±10%
Valgusvälja läbimõõt d_{10}	20–25 cm	±15%
Valguse jaotumine d_{50}/d_{10}	0,57	±0,07
Valgustussügavus üle 60%	52–58 cm	±10%
Värvustemperatuur	Fikseeritud: 4200 K Muutuv: 3900 K / 4200 K / 4500 K	±400 K
Värvusedastusindeks (Ra)	95	±5
Eriedastusindeks (R9)	90	+10 / -20
Eriedastusindeks (R13)	96	±4
Eriedastusindeks (R15)	95	±5
Maksimaalne kiirgustugevus (E_{Total}) ⁹	550 W/m ²	±10%
Kiirgustugevuse tasemel 4 ja alla selle	< 350 W/m ²	–
Kiirgusenergia ⁹	3,3 mW/m ² /lx	±0,5
UV-valgustus ⁹	≤ 0,7 W/m ²	–
FSP-süsteem	Jah	–
Valgustus taustvalgustuse režiimis	< 500 lx	–

Tab. 43: Volista VCSII kuplite optilised andmed standardi IEC 60601-2- 41:2021 järgi

Jääkvalgustus ¹¹	VCSII 600	VCSII 400	Tolerants
Ühe kattega	62%	55%	±10
Kahe kattega	50%	46%	±10
Simuleeritud süvendiga	100%		±10
Ühe kattega, simuleeritud süvendiga	62%	55%	±10
Kahe kattega, simuleeritud süvendiga	50%	46%	±10

Tab. 44: Volista VCSII kuplite jääkvalgustus standardi IEC 60601-2-41:2021 järgi

⁹ Mõõdetuna maksimaalsel valgustuskaugusel (D_{MI}) 95 cm / 37,4 tolli (±10%)

¹⁰ Piiratud kuni 160 000 lx

¹¹ Mõõdetuna 4200 K juures

Fotobioloogilised ohutegurid

**HOIATUS!**

Traumade tekke oht

See toode kiirgab potentsiaalselt ohtlikku optilist kiirgust. Silmakahjustuste tekke oht.

Kasutaja ei tohi vaadata otse kirurgilise valgusti poolt kiiratavasse valgusesse. Näooperatsiooni ajal peavad patsiendi silmad olema kaitstud.

**HOIATUS!**

Traumade tekke oht

See toode kiirgab optilist kiirgust, mis võib kahjustada kasutajat või patsienti.

Sellest tootest eralduv optiline kiirgus vastab kokkupuute piirnormidele fotobioloogiliste ohtude riski vähendamiseks, nagu on määratletud standardis IEC 60601-2-41.

8.2 Elektrilised omadused

8.2.1 Maquet PowerLED II

Elektrilised omadused	Maquet PowerLED II 700	Maquet PowerLED II 500
Sisendpinge	100-240 V AC, 50/60 Hz	
Võimsus	185 VA	
Kupli energiatarve	110 VA	80 VA
Kupli sisend	20-28 V DC	
LED-de arv	100	56
LED-tule keskmine kasutusiga	60 000 tundi vastavalt TM-21:2012 55 000 tundi vastavalt TM-21:2016	
Aku laadimisaeg	14 tundi	
Akude ressurss	Minimaalselt 8 tundi	
Aku tüüp	Plii-geel	

Tab. 45: Maquet PowerLED II elektriliste omaduste tabel

8.2.2 Volista VSTII

Andmed	VOLISTA VSTII 600	VOLISTA VSTII 400
Sisendpinge	100-240 V AC, 50/60 Hz	
Võimsus	185 VA	
Kupli energiatarve	90 VA	60 VA
Kupli sisend	20-28 V DC	
LED-tule keskmine kasutusiga	60 000 tundi vastavalt TM-21:2012 55 000 tundi vastavalt TM-21:2016	
Aku laadimisaeg	14 tundi	
Akude ressurss	Minimaalselt 8 tundi	
Aku tüüp	Plii-geel	

Tab. 46: Volista VSTII kuplite energiatarbivus

8.2.3 Volista VCSII

Andmed	Volista VCSII 600	Volista VCSII 400
Sisendpinge	100-240 V AC, 50/60 Hz	
Võimsus	185 VA	
Kupli energiatarve	70 VA	70 VA
Kupli sisend	20–28 V DC	
LED-tule keskmine kasutusiga	60 000 tundi vastavalt TM-21:2012 55 000 tundi vastavalt TM-21:2016	
Aku laadimisaeg	14 tundi	
Akude ressurss	Minimaalselt 8 tundi	
Aku tüüp	Plii-geel	

Tab. 47: Volista kuplite energiatarbivus

8.3 Mehaanilised omadused

8.3.1 Maquet PowerLED II

Mehaanilised omadused	Maquet PowerLED II 700	Maquet PowerLED II 500
Kupli mass tavakahvli korral	16,8 kg	12,3 kg
Kupli läbimõõt (pide kaasa arvatud)	797 mm	637 mm

Tab. 48: Mehaaniliste omaduste tabel

8.3.2 Volista

Sest Volista VCSII

Andmed	Volista VCSII 600	Volista VCSII 400
Kupli mass tavakahvli korral	13,5 kg	11,5 kg
Kupli läbimõõt	700 mm	630 mm

Tab. 49: VCSII valgusti mehaanilised omadused

Sest Volista VSTII

Andmed	Volista VSTII 600	Volista VSTII 400
Kupli mass tavakahvli korral	14 kg	13 kg
Kupli läbimõõt	700 mm	630 mm

Tab. 50: VSTII valgusti mehaanilised omadused

8.4 Kaamera ja vastuvõtja tehnilised omadused

Kaamera tehnilised omadused

Andmed	OHDII FHD QL AIR05
Andur	1/3" CMOS
Pikslite arv	~2,48 Megapikslit
Standardvideo	1080p
Pildisagedus	50/60 kaadrit sekundis
Formaat	16:9
Säriaeg	1/30 kuni 1/30000 sekundit
Lai vaatenurk (diagonaal)	68°
Tele vaatenurk (diagonaal)	6,7°
Signaal/heli	> 50 dB
Optiline suurendus (fookussuhe)	× 10
Digitaalne suurendus	× 6
Kogusuurendus	× 60
Fookus (tele lainurk)	f = 5,1 kuni 51mm
Nähtav väli (LxH) 1 m kaugusel alaküljest (tele lainurk)	865 x 530 mm kuni 20 x 12 mm
Antiflicker	Jah
Teravustamine (fookus) ¹²	Automaatne / Fookuse fikseerimine
Valge tasakaal ¹²	Automaatne / sisetingimustes / välistingimustes / manuaalne
Kontrasti reguleerimine ¹²	Jah (3 taset)
Fikseerimine (pildi külmutamine) ¹²	Jah
Eelseadistamine ¹²	6
Ülekande tüüp	Juhtmevaba
RS32 liides	Jah
Mass (ilma steriilse pidemeta)	850 g
Mõõt ilma steriilse pidemeta (Ø × K)	132 x 198 mm

Tab. 51: Kaamera tehnilised omadused

¹² üksnes puutekraanilt

AIR05 vastuvõtja tehnilised omadused

Andmed	AIR05 RECEIVER
Videoväljund	HDMI 1.4
Kaal (ilma toeta / koos toega)	400 g / 1200 g
Vastuvõtja mõõtmed	155 x 105 x 40 mm
Ülekandesagedus	60GHz
Sisendpinge	5V 2A

Tab. 52: AIR05 RECEIVER vastuvõtja tehnilised omadused

8.5 Muud omadused

Kaitse elektrilöögi eest	Klass I
Meditiiniseadmete klassifikatsioon Euroopas, Kanadas, Koreas, Jaapanis, Brasiilias ja Austraalias	Klass I
Meditiiniseadmete klassifikatsioon USA-s, Hiinas ja Taiwanis	Klass II
Kogu seadme kaitseklass	IP 20
Kuplite kaitseklass	IP 44
EMDN-kood	Z12010702
GMDN-kood	36843

Tab. 53: Normatiivsed ja regulatiivsed omadused

8.6 Kinnitus vastavuse kohta elektromagnetilise ühilduvuse nõuetele



ETTEVAATUST!

Materiaalse kahju tekke oht

Seadme kasutamine koos teiste seadmetega võib mõjutada seadme tööd ja funktsioone.

Mitte kasutada seadet teiste seadmete kõrval ega virnastatuna teiste seadmetega veendumata eelnevalt seadme ja nimetatud teiste seadmete laitmatus funktsioneerimises.



ETTEVAATUST!

Törke oht seadme funktsioneerimisel

Selliste tarvikute, andurite või kaablite kasutamine, mis ei ole selle seadme tootjatehase tarnitud või soovitatud, võib tuua kaasa elektromagnetkiirguse suurenemise või seadme immuunsustaseme languse ning põhjustada seadme mittenõuetekohase toimimise.

Kasutage üksnes tootjatehase tarnitud või soovitatud tarvikuid ja kaableid.



ETTEVAATUST!

Materiaalse kahju tekke oht

Kaasaskantava, raadiosagedustel töötava sideseadme kasutamine (ah antennijuhtmed ja välisantennid) seadme või selle juhtmete läheduses võib mõjutada seadme tööd ja funktsioneerimist.

Mitte kasutada kaasaskantavat, raadiosagedustel töötavat sideseadet seadmele lähemal kui 30 cm.



ETTEVAATUST!

Materiaalse kahju tekke oht

Kõrgsagedusliku generaatori kasutamine (nt elektrilise skalpelli) seadme läheduses võib mõjutada seadme tööd ja funktsioneerimist.

Tõrgete täheldamise korral seadme töös muutke kuplite asendit kuni häirete kadumiseni.



ETTEVAATUST!

Materiaalse kahju tekke oht

Selle seadme kasutamine mitte sobivas keskkonnas võib mõjutada seadme tööd ja funktsioneerimist.

Seade on mõeldud kasutamiseks üksnes tervishoiuteenuste osutamisele spetsialiseerunud asutustes ja ettevõtetes.



MÄRKUS

Elektromagnetilised häired võivad põhjustada valgustuse ajutise kadumise või ajutisi väreid seadme töös, mis pärast häire kadumist taastab oma funktsioonid algsetel parameetritel.

Testi tüüp	Testi meetod	Sagedusvahemik
Põhiportide emissioonide mõõtmine	EN 55011 GR1 CL A ¹³	0,15 kuni 0,5 MHz
		0,5 kuni 5 MHz
		5 kuni 30 MHz
Kiirguva elektromagnetvälja mõõtmine	EN 55011 GR1 CL A ¹³	30 kuni 230 MHz
		230 kuni 1000 MHz

Tab. 54: Kinnitus vastavuse kohta elektromagnetilise ühilduvuse nõuetele

Testi tüüp	Testi meetod	Testi tase: tervisekeskkond
Vastupidavus elektrostaatilis-tele laengutele	EN 61000-4-2	Kontakt: ± 8 kV Õhk: $\pm 2, 4, 8, 15$ kV
Vastupidavus kiirguvatele raadiosageduslikele elektromagnetväljadele	EN 61000-4-3	80 MHz, 2,7 GHz 3 V/m Mod AM 80%/1 kHz
		Traadita raadiosageduslikud sagedused 9 kuni 28 V/m Mod AM 80%/1 kHz
Transientne vastupidavus / lühiajalised pingekõikumised	EN 61000-4-4	Vahelduvvool: ± 2 kV kuni 100 kHz IO >3 m: ± 1 kV kuni 100 kHz
Vastupidavus ülepingele	EN 61000-4-5	$\pm 0,5, 1$ kV Diff $\pm 0,5$ kV, ± 1 kV, ± 2 kV Ühisrežiim
Vastupidavus elektromagnetväljadest põhjustatud häiretele	EN 61000-4-6	150 kHz, 80 MHz 3 Veff Mod AM 80%/1 kHz
		ISM 6 Veff Mod AM 80%/1 kHz
Vastupidavus pingelangudele ja lühiajalistele katkestustele	EN 61000-4-11	0% Ut, 10 ms (0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270°, 315°) 0% Ut, 20 ms 70% Ut, 500 ms 0% Ut, 5 s
Harmoonilise voolu emissioon	EN 61000-3-2	Klass A
Pinge muutused, pinge kõikumised ja värelus madalpingega avalikes elektrisüsteemides	EN 61000-3-3	Ühilduv

Tab. 55: Kinnitus vastavuse kohta elektromagnetilise ühilduvuse nõuetele

8.6.1 FCC OSA 15 (ainult USA puhul)

Sellel seadmel tehtud testide tulemused näitasid, et seade on kooskõlas A-klassi digitaalseadme nõuetega vastavalt FCC eeskirjade osale 15. Need nõuded on koostatud selleks, et pakkuda mõistlikku kaitset kahjulike häirete eest, kui seadet kasutatakse ärikeskkonnas. See seade väljastab, kasutab ja võib kiirata raadiosagedusenergiat ning kui seda ei paigaldata ega kasutata vastavalt paigaldus- ja kasutusjuhendile, siis võidakse häirida raadiosidet. Selle seadme elupiirkonnas kasutamine võib põhjustada kahjulikke häireid ning sellisel juhul peab kasutaja katma häirimisest tingitud kulud.

¹³ Selle seadmega kaasnevate emissioonide karakteristikud võimaldavad selle seadme kasutamist tööstuslinnakutes ja haiglateskkondades (A klass vastavalt standardile CISPR 11). Seadme kasutamise korral elamurajoonides (milleks on otstarbekohaselt nõutav B klass vastavalt standardile CISPR 11) ei ole raadiosideteenuste piisav kaitse selle seadmega tagatud. Vajalikuks võib osutuda korrigeerivate meetmete rakendamine kasutaja poolt, nagu näiteks seadme ümberpaigaldamine või ümbersuunamine.

9 Jäätmekäitlus

9.1 Pakendi utiliseerimine

Kõik seadme kasutamisega seonduvad pakendid kuuluvad töötlemisele keskkonnasäästlikul viisil nende taaskasutamise eesmärgil.

9.2 Toode

Seadet ei ole lubatud visata ära koos muu olmeprügiga, sest seadme utiliseerimisel lähtutakse taaskasutamise põhimõttest, mille eesmärgiks on selle taasväärtustamine, korduskasutamine või ringlussevõtt.

Kui soovite teavet selle kohta, kuidas seadet töödelda, kui seda enam ei kasutata, võtke ühendust oma kohaliku Getinge esindajaga.

Määratud steriliseeritavaid käepidemeid ei tohi visata olmejäätmete hulka.

9.3 Elektrilised ja elektroonilised koosteosad

Kõik toote eksploatatsiooni jooksul kasutatavad elektrilised ja elektroonilised koosteosad kuuluvad utiliseerimisele keskkonda säästval viisil vastavalt kohalikul tasandil jõustunud standarditele.

*MAQUET ROLITE, POWERLED II, VOLISTA, VOLISTA VISIONIR, AIM, COMFORT LIGHT, LASER POSITIONING, FSP, POWERLED, ROLITE, MAQUET, GETINGE ja GETINGE GROUP on ettevõtte Getinge AB, selle tütarettevõtete või filiaalide poolt registreeritud või patenteeritud kaubamärgid.

**DEVON on ettevõtte Covidien LP, selle tütarettevõtete või filiaalide poolt registreeritud või patenteeritud kaubamärk.

**DEROYAL on ettevõtte Covidien LP, selle tütarettevõtete või filiaalide poolt registreeritud või patenteeritud kaubamärk.

**SURFA'SAFE on laboratooriumi Laboratoires ANIOS, selle tütarettevõtete või filiaalide poolt registreeritud või patenteeritud kaubamärk.

**ANIOS on laboratooriumi Laboratoires ANIOS, selle tütarettevõtete või filiaalide poolt registreeritud või patenteeritud kaubamärk.

GETINGE 



Maquet SAS · Parc de Limère · Avenue de la Pomme de Pin · CS 10008 ARDON ·
45074 ORLÉANS CEDEX 2 · Prantsusmaa
Tel: +33 (0) 2 38 25 88 88 Faks: +33 (0) 2 38 25 88 00

IFU 01831 ET 09 2025-08-04

