



Le Cardiosave

L'assistance cardiaque sur laquelle
vous pouvez compter



Le Cardiosave

Une conception fiable

Lorsque les patients ont besoin d'un support hémodynamique, chaque minute compte. Qu'il s'agisse de stabiliser un patient après un infarctus aigu du myocarde, de gérer un choc cardiogénique, une insuffisance cardiaque ou de prendre en charge une coronarographie à haut risque, le Cardiosave permet à votre équipe d'agir avec précision et rapidité et assure des performances constantes. Conçu dans un souci de polyvalence, le système est destiné à soutenir les patients à l'hôpital et pendant leur transport. Avec le Cardiosave, l'assistance cardiaque est disponible partout, dès que vous en avez besoin. Parce que derrière chaque moment critique, il y a un patient.



Console Cardiosave

Algorithme de surveillance de présence de sang
Contrôle l'absence de perforation du ballon

Calibration automatique (zéro pression)

Lors de l'utilisation d'un ballon à fibre optique Getinge, le Cardiosave effectue une calibration automatique in-vivo au démarrage et toutes les 2 heures

Protection IPX1

Protège les composants électroniques des projections de fluides

Connexions à codes couleurs

pour faciliter la mise en place du traitement

Batteries remplaçables « à chaud »

Pas de temps d'arrêt en cas de coupure de l'alimentation secteur

Cordon d'alimentation rétractable

Permet de dégager et de sécuriser les passages



Une conception axée sur la sécurité et les performances





- L'algorithme de surveillance de présence de sang surveille le ballon pour détecter toute perforation, améliorant ainsi la sécurité du patient et réduisant le risque de dommages à la console.
- La synchronisation s'ajuste en permanence pour s'adapter aux évolutions des conditions physiologiques et hémodynamiques du patient.
- Les améliorations apportées aux composants internes augmentent les performances globales et facilitent l'entretien.





Un système pensé pour les utilisateurs

- Le modèle Hybrid permet un usage hospitalier et peut se transformer en configuration Rescue pour le transport.
- Le panneau de connexion ergonomique permet une mise en place et une gestion intuitives des câbles et tubulures dans les établissements de soins.
- Les interfaces avec les systèmes hospitaliers permettent l'intégration des Dossiers Médicaux Electroniques et la surveillance en temps réel des données patient.



Informations de commande

Produit		Référence
Cardiosave Hybrid - AS/NZS3112 Fiche de type I		0998-00-0800-31
Cardiosave Hybrid - Fiche de type J		0998-00-0800-32
Cardiosave Hybrid - Fiche de type D		0998-00-0800-33
Cardiosave Hybrid - Fiche de type K		0998-00-0800-34
Cardiosave Hybrid - Fiche de type M		0998-00-0800-35
Cardiosave Hybrid - Fiche de type B		0998-00-0800-65 (Japon)

Produit		Référence
Cardiosave Hybrid - Fiche de type I		0998-00-0800-45
Cardiosave Hybrid - Fiche de type G		0998-00-0800-52
Cardiosave Hybrid - Fiche de type B		0998-00-0800-53
Cardiosave Hybrid - Fiche de type E/F		0998-00-0800-55
Cardiosave Hybrid - Fiche de type N		0998-00-0800-36



Mentions légales :

CARDIOSAVE Hybrid / CARDIOSAVE Rescue - Console de contrepulsion par ballon intra-aortique possédant un chariot médical (CARDIOSAVE Hybrid) ou non (CARDIOSAVE Rescue) s'adaptant ainsi aux différentes situations de transport des patients. Il s'agit d'un dispositif médical de classe IIb, CE0123. Produit fabriqué par Datascope Corp., USA. Pour un bon usage, veuillez lire attentivement toutes les instructions figurant dans la notice d'utilisation du produit.

PUB-2026-0239-A, version de mai 2026



MCA00004640 Rev A - **GETINGE** ✱, Getinge et Maquet sont des marques de commerce ou des marques déposées de Getinge AB, ses succursales ou ses affiliés aux États-Unis ou dans d'autres pays · Copyright 2026 Datascope Corp. · Tous droits réservés. Consultez les instructions d'utilisation pour prendre connaissance des indications, des avertissements, des contre-indications et des précautions · 01/2026

Getinge · 1300 MacArthur Blvd., Mahwah, NJ 07430, États-Unis
Fabricant : Datascope Corp. 1300 MacArthur Blvd., Mahwah, NJ 07430, États-Unis

Getinge France · société par actions simplifiées au capital de 8.793.677,10 euros, dont le siège social est situé à MASSY (91300) – Carnot Plaza, 14/16 Avenue Carnot - immatriculée sous le numéro 562 096 297 RCS EVRY · 02 38 25 88 88 · accueil.FRARD@getinge.com

www.getinge.fr