



Accessoires pour tables d'opération

Catalogue de vente 2026

Table des matières

01	Accessoires généraux	4
-----------	----------------------	---

02	Têtières	21
-----------	----------	----

03	Supports de bras	30
-----------	------------------	----

04	Positionnement dorsal et lithotomique	39
-----------	--	----

05	Positionnement des jambes	52
-----------	---------------------------	----

06	Orthopédie et traumatologie	67
-----------	-----------------------------	----

07	Neurochirurgie	90
-----------	----------------	----

08	Aides au positionnement	103
-----------	-------------------------	-----

09	Mobilier médical	116
-----------	------------------	-----

10	Matrice et index des accessoires	125
-----------	----------------------------------	-----

A close-up photograph of a surgeon in a blue scrubs, mask, and cap, looking through a surgical light. The surgeon is wearing a blue surgical cap and a white surgical mask, with only their eyes visible through the mask. They are wearing black-rimmed glasses. The background is a bright blue wall, and a surgical light fixture is visible above the surgeon.

01 Accessoires de tables d'opération

Accessoires généraux



1003.61A0
Clameau de serrage radial

- Avec mécanisme d'auto-serrage pour le rail latéral
- Réglage radial rapide
- Fixation simultanée d'accessoires, réglage radial et mise en place du clameau sur le rail porte-accessoires

Informations techniques

Largeur x hauteur x longueur :
70 x 140 x 120 mm

Pour la fixation de tiges d'un diamètre compris entre 16 et 18 mm

Version de l'Union européenne

Peut être monté sur un rail porte-accessoires

Nettoyage machine possible



1003.23C0
Clameau de serrage radial

- Pour l'adaptation d'accessoires sur le rail porte-accessoires
- Réglage radial rapide
- Fixation simultanée d'accessoires et réglage radial

Informations techniques

Largeur x hauteur x longueur :
70 x 140 x 110 mm

Pour la fixation de tiges d'un diamètre compris entre 16 et 18 mm

Peut être monté sur un rail porte-accessoires

Nettoyage machine possible



1003.22C0
Clameau standard

- Pour l'adaptation d'accessoires sur le rail porte-accessoires

Informations techniques

Largeur x hauteur x longueur :
70 x 140 x 110 mm

Pour la fixation de tiges d'un diamètre compris entre 16 et 18 mm

Peut être monté sur un rail porte-accessoires

Nettoyage machine possible



1002.54A0
Cadre d'anesthésie souple

- Réglable individuellement
- Peut être plié dans la position souhaitée

Informations techniques

Peut être monté sur un rail porte-accessoires

2 clameaux standard à commander séparément

Combinaison recommandée avec

- clameau standard 1003.22C0



1002.57A0 Cadre d'anesthésie

- Pour le maintien de champs de bloc opératoire
- La tige verticale isolée protège le patient des électrocutions (prise de terre)
- Hauteur réglable avec un clameau standard
- Pour la mise en place et le positionnement du bras du patient en liaison avec le fixe-bras 1001.4600

Informations techniques

Hauteur ajustable : 470 – 830 mm

Hauteur totale : 860 mm

Largeur de la barre horizontale : 620 mm

Montage sur rail porte-accessoires avec clameau standard

Clameaux standard à commander séparément

Combinaison recommandée avec

- extension cadre d'anesthésie 1002.59A0



1002.59A0 Extension cadre d'anesthésie

- Extension de cadre d'anesthésie 1002.57A0
- Extension pivotable

Informations techniques

Longueur : 300 mm chacune

Comprend : jeu de 2

Uniquement en combinaison avec

- cadre d'anesthésie 1002.57A0



1002.55A0 Support de tube

- Pour une fixation du tube de ventilation en toute sécurité
- Le manche flexible permet des positionnements illimités
- Convient à de nombreux diamètres de tube

Informations techniques

Peut être monté sur un rail porte-accessoires

Clameaux standard à commander séparément



1004.15A0 Protection latérale

- Pour assurer la protection du patient lors du transfert sur la table de bloc opératoire
- Surface intérieure rembourrée de SFC
- Repliable

Informations techniques

Largeur x hauteur x longueur : 45 x 485 x 725 mm

Version de l'Union européenne

Peut être monté sur un rail porte-accessoires

Clameau standard intégré



1005.88A0
Barrière latérale de sécurité

- Pour assurer la protection du patient lors du transfert sur la table de bloc opératoire
- Repliable à 90°

Informations techniques

Largeur x hauteur x longueur :
40 x 370 x 630 mm

Charge de travail max. 20 kg à répartition égale correspondant à un poids patient de 200 kg

Clameau standard intégré

Version de l'Union européenne

Matériau du dispositif :
acier inoxydable, aluminium

Unité de conditionnement :
1 paire (2 pièces)

Pas de nettoyage mécanique

Peut être monté sur un rail
porte-accessoires



1005.89A0
Housse pour barreaux latéraux de sécurité

- Housse pour barreaux latéraux de sécurité
- Usage multiple

Informations techniques

Largeur x hauteur x longueur :
30 x 310 x 630 mm

Matériau du dispositif : Mfoam

Unité de conditionnement : 1 pièce

Peut être monté sur un barreau
latéral de sécurité



1009.01C0
Porte-sérum

- Articulation à rotule permettant un alignement vertical
- 4 crochets métalliques pour le maintien de poches à perfusion

Informations techniques

Hauteur ajustable : 870 - 1 550 mm

Charge max. par crochet : 1,25 kg

Peut être monté sur un rail
porte-accessoires

Clameau standard intégré



4009.3000
Porte-sérum

- 2 crochets métalliques pour le maintien de poches à perfusion

Informations techniques

Hauteur ajustable : 875 - 1 300 mm

Charge max. par crochet : 2 kg

Clameau standard inclus

Réglable à la verticale selon un angle de 15° à l'aide du réglage radial

Peut être monté sur un rail porte-accessoires



1003.32C0
Tablette porte-instruments Mayo

- Étagère pratique pour maintenir les instruments lors d'une intervention
- Hauteur variable
- Position flexible de l'étagère
- Angulation possible

Informations techniques

Dimensions de l'étagère (largeur x longueur) : 260 x 450 mm

Hauteur ajustable : 370 – 560 mm

Charge max. : 3 kg

Clameau standard intégré avec articulation à rotule sur la tige

Peut être monté sur un rail porte-accessoires



1002.98A0
Table à instruments

- Pour maintenir les instruments lors d'une intervention

Informations techniques

Dimensions intérieures de la surface du plateau (largeur x longueur) : 215 x 380 mm

Charge max. : 5 kg

Fixation sur une interface jambière de la table d'opération ou sur une extension de plaque de siège



1003.44A0
Cuvette

- Pour la collecte de déchets du bloc opératoire
- Facile à déplacer grâce au mécanisme de pivot

Informations techniques

Matériau : acier CrNi

Charge max. : 5 kg

Nettoyage machine possible

Montage sur une interface en forme de pointe



1003.46A0 Chariot

- Transport et stockage d'un jeu de rinçage TUR et d'un seau

Informations techniques

Articles inclus : 1 seau en acier CrNi

Charge max. : 20 kg

4 roues doubles pivotantes

Uniquement en combinaison avec

- jeu de rinçage RTU 1003.45D0



1003.45D0 Jeu de rinçage RTU

- Admission hygiénique et drainage de fluides
- Cadre de guidage avec frein assurant une utilisation sûre

Informations techniques

Comprend : 1 cadre de guidage, 1 cuvette en plastique, 1 tube de drainage, 1 bassine de rinçage, 1 couvercle de tamis, 1 tamis, 2 barres de tension

Montage sur table de bloc opératoire à l'aide des rails de guidage

Combinaison recommandée avec

- chariot 1003.46A0



1008.07E0 Récupérateur propre non stérile

- Bande urinaire et sac de drainage entièrement jetables, éliminant le nettoyage des bandes sales
- Pas de bandes qui tombent

Informations techniques

Peut être monté sur une barre latérale (UE et US)

Unité de conditionnement :
1 paquet de 10 ensembles



1008.07F0 Récupérateur propre stérile

- Bande urinaire et sac de drainage entièrement jetables – plus besoin de nettoyer les bandes sales
- Pas de bandes qui tombent

Technical information

Peut être monté sur une barre latérale (UE et US)

Unité de conditionnement :
1 paquet de 10 ensembles



1002.40A0 Bras articulé pour supports du corps

- Positionnement ultra flexible à l'aide de 3 articulations
- Verrouillage rapide avec une vis de poignée centrale
- Grande stabilité et sécurité

Informations techniques

Pour le montage des supports du corps 1002.11X0 et 1002.97A0

Peut être monté sur un rail porte-accessoires

Clameau à commander séparément



1002.19C0
Segment de raccordement pour supports du corps

- Options de réglage de hauteur et longueur
- Pivotable horizontalement

Informations techniques

Largeur x hauteur : 90 x 340 mm

Longueur : 280 – 380 mm

Clameau standard inclus

Pour le montage des supports du corps 1002.11X0 et 1002.97A0

Peut être monté sur un rail porte-accessoires



1002.11A0
Support dorsal/pelvien

- Positionnement flexible du coussin
- Le coussin peut être tourné sur l'adaptateur

Informations techniques

Coussin : largeur x longueur : 120 x 170 mm

Matériau du coussin : mousse de polyuréthane (PUR)

En combinaison avec

- fixation pour supports du corps 1002.19C0
- bras articulé 1002.40A0



1002.11B0
Support pubis/sternum

- Positionnement flexible du coussin
- Le coussin peut être tourné sur l'adaptateur

Informations techniques

Coussin : largeur x longueur : 85 x 85 mm

Matériau du coussin : mousse de polyuréthane (PUR)

En combinaison avec

- fixation pour supports du corps 1002.19C0
- bras articulé 1002.40A0



1002.11C0
Support latéral

- Positionnement flexible du coussin
- Le coussin peut être tourné sur l'adaptateur
- Bonne distribution de la pression grâce à la forme légèrement concave

Informations techniques

Coussin : largeur x longueur : 100 x 210 mm

Matériau du coussin : mousse de polyuréthane (PUR)

En combinaison avec

- fixation pour supports du corps 1002.19C0
- bras articulé 1002.40A0



1002.11D0 Rouleau d'appui

- Positionnement flexible du coussin
- Le coussin peut être tourné sur l'adaptateur

Informations techniques

Longueur du rouleau matelassé :
200 mm

Ø 80 mm

Matériau du coussin : mousse
de polyuréthane (PUR)

En combinaison avec

- fixation pour supports du corps
1002.19C0
- bras articulé 1002.40A0



1002.11E0 Support pelvien

- Pour soutenir le patient en décubitus latéral
- Positionnement flexible du coussin
- Le coussin peut être tourné sur l'adaptateur

Informations techniques

Coussin : largeur x longueur :
240 x 150 mm

Matériau du coussin : SFC

En combinaison avec

- fixation pour supports du corps
1002.19C0
- bras articulé 1002.40A0



1002.97A0 Support du corps

- Pour soutenir le patient en décubitus latéral
- Forme ovale
- Le coussin peut être tourné sur l'adaptateur

Informations techniques

Coussin : largeur x longueur :
120 x 140 mm (au point le plus large)

Épaisseur du coussin : 35 mm

Matériau du coussin : SFC

Combinaison recommandée avec

- fixation pour supports
du corps 1002.19C0
- bras articulé 1002.40A0



1002.21C0 Support latéral

- Pour attacher le patient sur les côtés
- Bonne distribution de la pression grâce à la forme légèrement concave

Informations techniques

Coussin : largeur x longueur :
100 x 215 mm

Matériau du coussin : mousse
de polyuréthane (PUR)

Hauteur hors tout : 360 mm

Peut être monté sur un rail
porte-accessoires

Clameau standard intégré



1002.36A0 Support latéral

- Pour soutenir le thorax en position semi-assise
- Bonne distribution de la pression grâce à la forme légèrement concave

Informations techniques

Coussin : largeur x longueur : 100 x 215 mm

Comprend : jeu de 2 (droite et gauche)

Matériau du coussin : mousse de polyuréthane (PUR)

Peut être monté sur un rail porte-accessoires

Clameau standard intégré



1002.17A0 Support latéral double

- Deux coussins réglables individuellement pour un soutien stable, en particulier en décubitus latéral

Informations techniques

Coussin : largeur x longueur : 85 x 85 mm

Comprend : clameau standard

Matériau du coussin : mousse de polyuréthane (PUR)

Peut être monté sur un rail porte-accessoires



1002.09C0 Épaulière

- Soutien de la zone des épaules, en particulier en position de Trendelenburg
- Adaptation individuelle à l'anatomie du patient

Informations techniques

Longueur de la barre verticale : 190 mm

Largeur x longueur du coussin : 100 x 210 mm

Comprend : 2 épaulières et 2 clameaux standard

Matériau du coussin : mousse de polyuréthane (PUR)

Peut être monté sur un rail porte-accessoires

Versions disponibles :

- 1002.09C0
Longueur de la barre horizontale : 190 mm



1001.75A0 Élargisseur de table, long

- Bonne distribution de la pression grâce au matelas SFC
- Avec rail porte-accessoires pour l'installation d'accessoires supplémentaires

Informations techniques

Largeur x longueur : 100 x 300 mm

Comprend : jeu de 2

Clameau de fixation intégré

Rail porte-accessoires EU

Peut être monté sur un rail porte-accessoires



1001.76A0 Élargisseur de table, court

- Bonne distribution de la pression grâce au matelas SFC
- Avec rail porte-accessoires pour l'installation d'accessoires supplémentaires

Informations techniques

Largeur x longueur : 100 x 200 mm
Comprend : jeu de 2
Clameau de fixation intégré
Rail porte-accessoires EU
Peut être monté sur un rail porte-accessoires



1002.94A0 Porte-cassettes radiographiques

- Pour le positionnement horizontal et la fixation d'une cassette radiographique sous le plateau de la table de bloc opératoire
- Pour les cassettes radiographiques dont le côté court a une longueur supérieure à 180 mm

Informations techniques

Diamètre de la plaque de support : 200 mm
Porte-cassette (hauteur x longueur) : 402 x 497 mm
Peut être monté sur un rail porte-accessoires
Clameau standard intégré



1002.93A0 Passe-cassettes radiographiques

- Pour accueillir une cassette radiographique
- La largeur peut être adaptée aux dimensions de la cassette
- Tige poussoir repliable

Informations techniques

Largeur variable : 360, 390, 400 mm
Longueur : 506 mm
Compatible avec
• 1118.01, 1118.06, 1118.10
• 1131, 1132, 1133
• 1160.10, 1160.30
• 1433
• 7000, 7200, 7100, 7700
• plateaux de table 1150, sauf 1150.16/20



1008.11A0 Protection contre les radiations

- Tablier souple de protection contre les rayons X
- Valeur équivalente au plomb : 0,5 mm
- 2 segments pour la partie inférieure du corps montés sur un bras pivotant
- Rail porte-accessoires intégré pour le montage d'accessoires
- 3 segments pour la partie supérieure du corps
- Protection de la partie supérieure du corps réglable individuellement

Informations techniques

Poids : 16,9 kg
Convient pour les rails porte-accessoires UE et US
Pas de nettoyage mécanique
Peut être monté sur un rail porte-accessoires
Clameau standard intégré
Référence Kenex : 312/DS-0412/6



1009.69A0 Sensor Drive

- Unité de commande sans fil pour tables de bloc opératoire avec fonction de déplacement motorisé
- Régulation précise de la vitesse à l'aide de la poignée d'accélération
- Déplacement facile de la table de bloc opératoire
- Mouvements vers l'avant et vers l'arrière possibles

Informations techniques

Vitesse maximale : 3 km/h

Peut être monté sur un rail porte-accessoires

Combinaison recommandée avec

- unités de charge 1009.70A0 ou 1009.71A0/B0

Compatible avec

- tables avec fonction de déplacement motorisé
- 1133.22B5, 7200.01B2, 1433.02B0
- 7700, 7700.01B0, B2



1003.2500 Poignées de guidage

- Déplacement confortable des tables d'opération
- Poignée avec revêtement en plastique

Informations techniques

Largeur x hauteur x longueur :
50 x 200 x 400 mm

Comprend : jeu de 2

Peut être monté sur un rail porte-accessoires

Clameau standard intégré



1180.49A0 Paire d'adaptateurs pour rails porte-accessoires

- Pour monter le support de cathéter et d'autres accessoires du rail porte-accessoires

Informations techniques

Rail porte-accessoires EU

Charge maximale par adaptateur :
10 kg

Compatible avec

- plateaux de table CF 1180.16X0



1180.47A0 Support de cathéter

- Support de cathéter pour un stockage sécurisé des cathéters pendant les interventions chirurgicales
- La protection latérale empêche toute chute des cathéters
- Se monte facilement sur l'adaptateur de rail porte-accessoires ou un plateau de table de bloc opératoire

Informations techniques

Largeur x hauteur x longueur :
600 x 190 x 1 215 mm

Charge maximale : 6 kg

En combinaison avec

- la paire de rails porte-accessoires 1180.49A0

Compatible avec

- plateaux de table CF 1180.16X0
- Plateaux de table CF 1160.16AX

**1005.40A0****Dispositif de blocage des rails porte-accessoires**

- Pour stabiliser la plaque de siège, p. ex. lors d'interventions neurochirurgicales
- Les accessoires du rail porte-accessoires peuvent être montés de manière classique

Informations techniques

Longueur : 400 mm

Rail porte-accessoires EU

Peut être monté sur un rail porte-accessoires

2 clameaux standard intégrés

**1004.91A0****Extension de rail porte-accessoires**

- Pour l'installation des accessoires de rail porte-accessoires

Informations techniques

Longueur : 490 mm

Rail porte-accessoires EU

Peut être monté sur un rail porte-accessoires

1 clameau standard intégré

**1001.54A0****Extension de rail porte-accessoires**

- Extension de rail porte-accessoires avec deux clameaux standard intégrés

Informations techniques

Longueur : 690 mm

Rail porte-accessoires EU

Peut être monté sur un rail porte-accessoires

2 clameaux standard intégrés

Combinaison recommandée avec

- plateau de table de bloc opératoire 1150.20

Peut être combiné avec

- 1008.11A0

**1004.91B0****Extension de rail porte-accessoires**

- Pour l'installation des accessoires de rail porte-accessoires

Informations techniques

Longueur : 200 mm

Matériau : acier CrNi

Rail porte-accessoires EU

1 clameau standard intégré

Se monte uniquement à l'extrémité du rail porte-accessoires



1005.22A0 Rail d'extension

- Rail porte-accessoires extrêmement long pour le montage d'accessoires sur le plateau de table en fibre de carbone

Informations techniques

Longueur : 1 700 mm

Rail porte-accessoires EU

2 clameaux standard intégrés

Uniquement en combinaison avec

- adaptateurs d'accessoires 1150.70A0 ou 1150.72A0
- 1150.16A0



1001.56A0 Sangle de fixation

- Sangle de fixation avec fermeture métallique
- Réglable en continu
- 2 demi-sangles, une longue, une courte

Informations techniques

Largeur x longueur : 120 x 1 500 mm

Matériau de la sangle : tissu polyester

Sangle lavable (95 °C)

Variante 1001.56A1 pour Magnus

Peut être monté sur un rail porte-accessoires à l'aide d'un support de sangle métallique



1001.56B0 Sangle de fixation

- Sangle de fixation avec fermeture Velcro®
- Réglable en continu
- 2 demi-sangles, une longue, une courte

Informations techniques

Largeur x longueur : 120 x 1 500 mm

Sangle lavable (60 °C)

Variante 1001.56B1 pour Magnus

Peut être monté sur un rail porte-accessoires à l'aide d'un support de sangle métallique



1001.59A0 Sangle de fixation

- Réglage infini
- Fermeture sécurisée avec clameau métallique

Informations techniques

Largeur x longueur : 120 x 1 500 mm

Matériau de la sangle : tissu polyester

Sangle lavable (60 °C)

Peut être monté sur un rail porte-accessoires à l'aide d'un support de sangle métallique



1001.59B0
Sangle de fixation

- Réglage infini
- Fermeture sécurisée avec fermeture auto-agrippante

Informations techniques

Largeur x longueur : 120 x 1 500 mm

Matériau de la sangle :
tissu polyester

Sangle lavable (60 °C)

Peut être monté sur un rail porte-
accessoires à l'aide d'un support
de sangle métallique



1008.12A0
Sangle de fixation patient, taille moyenne

- Sangle de fixation avec fermeture métallique
- Réglable en continu de 450 à 1 140 mm
- Partie centrale rembourrée de gel

Informations techniques

Largeur x hauteur x longueur :
127 x 12 x 2 430 mm

Poids maximum du patient : 227 kg

Matériau de la sangle : nylon

Pas de nettoyage mécanique

Peut être monté sur un rail
porte-accessoires

2 clameaux intégrés

Compatible avec toutes les tables
de bloc opératoire



1001.58A0
Sangle de fixation

- Sangle de fixation avec fixation Velcro®
- Réglable en continu

Informations techniques

Largeur x longueur : 120 x 2 200 mm

Matériau de la sangle :
tissu polyester

Sangle lavable (60 °C)

Compatible avec toutes les tables
de bloc opératoire



1002.18A0
Barre de support

- Réglable en hauteur
- Support stable
- Possibilité d'adaptation au sol par l'intermédiaire de l'articulation à rotule sur le socle de base

Informations techniques

Hauteur réglable : 740 - 1 205 mm

Pour montage sur une interface
tubulaire ronde (Ø 18 mm),
p. ex. clameau de serrage radial

Combinaison recommandée avec

- plateau de table d'opération pour nourrissons et enfants en bas âge 1005.78C0

**1004.07A0****Dispositif de protection de colonne de table d'opération**

- Protection contre les dommages au niveau du capot de la colonne
- Partie supérieure amovible
- Peut être monté sur le segment de base d'une table de bloc opératoire mobile avec pied à trois points

Informations techniques

Largeur x hauteur x longueur :
70 x 132 x 440 mm

Matériau du dispositif : acier inoxydable

Unité de conditionnement :
1 jeu de 4 pièces

Nettoyage machine possible

Peut être combiné avec

- Meera 7100, 7200
- Corin 7700

Compatible avec

- Corin 7700.01XX
- Meera 7100.01XX, 7200.01XX

**1132.40A0****Chariot porte-accessoires**

- Stockage compact d'accessoires destinés aux tables d'opération mobiles
- Interfaces pour plaques de tête, plaques dorsales et jambières
- 1 rail porte-accessoires pour l'installation d'accessoires de rail porte-accessoires
- Transport et stockage pratiques des accessoires

Informations techniques

Largeur x hauteur x profondeur :
820 x 1 550 x 805 mm

Jusqu'à 3 paniers grillagés

4 roues doubles pivotantes, dont
2 avec freins

Nettoyage machine possible

**1003.48A0****Chariot porte-accessoires**

- Stockage compact des accessoires destinés aux tables de bloc opératoire
- 2 rails porte-accessoires fournis
- Options de montage pour porte-jambes et arcs d'anesthésie

Informations techniques


Largeur x hauteur x profondeur :
900 x 1 450 x 576 mm

Articles inclus : 1 panier grillagé
0802.0783

Jusqu'à 4 paniers grillagés peuvent
être montés

4 roues doubles pivotantes, dont
2 avec freins

Nettoyage machine possible



0802.0783
Panier grillagé

- Pour le stockage de petits accessoires

Informations techniques

Largeur x hauteur x longueur :
275 x 135 x 835 mm

Nettoyage machine possible

En combinaison avec

- chariots porte-accessoires
1003.48A0, 1132.40A0, 1007.06A0



1007.06A0
Chariot porte-accessoires

- Stockage compact des accessoires destinés à la table de bloc opératoire Magnus

Informations techniques

Largeur x hauteur x longueur :
700 x 1 390 x 900 mm

1 panier métallique monté

2 rails porte-accessoires pour
l'installation des accessoires

4 roues doubles pivotantes, dont
2 avec freins

Combinaison recommandée avec

- panier grillagé 0802.0783

02 Accessoires de tables d'opération

Têtières

»OP 2

»OP 2



**1130.54B0****Arceau intermédiaire**

- Pour le montage d'accessoires de positionnement de la tête, p. ex. pour la neurochirurgie

Informations techniques

Montage sur une petite interface en forme ronde

Mortaise carrée pour ajouter des accessoires de positionnement de la tête, p. ex., segment de raccordement 1002.65A0

Mortaise arrondie pour Unité de base réglable Doro® 1005.50A0

**1180.36A0****Arceau intermédiaire**

- Permet la fixation de divers accessoires de positionnement de la tête
- Montage facile avec la technologie Easy Click

Informations techniques

Interface : Unité de base Magnus

Mortaise arrondie pour Unité de base réglable Doro® 1005.50A0

Mortaise carrée pour accessoires de positionnement de la tête, p. ex. fixation 1002.65A0

Compatible avec

- module articulé motorisé 1180.11A0
- 1180.32A0

**1002.07A0****Adaptateur de tête**

- Pour le montage de têtes et calottes de tête standard
- Hauteur et inclinaison réglables
- Mécanisme de sécurité pour éviter tout retrait involontaire

Informations techniques

Montage sur interface carrée

Combinaison recommandée avec

- arceau intermédiaire, p. ex. 1130.54B0

**1007.16A0****Adaptateur de tête**

- Pour le montage de têtes et calottes de tête standard
- Hauteur et inclinaison réglables
- Pivotable
- Mécanisme de sécurité pour éviter tout retrait involontaire

Informations techniques


Longueur de la barre réglable en hauteur : 340 mm

Longueur du rail porte-accessoires : 200 mm

Montage sur mortaise carrée

En combinaison avec

- arceau intermédiaire 1130.54B0



1004.05A0

Support de connexion

- Pour barre latérale UE
- Pour accessoires de positionnement de la tête
- Installation rapide et facile d'un seul côté grâce au système « Quick Lock » par une seule personne
- Largeur réglable :
Compatible avec différentes options de support de tête
- Double verrouillage empêchant tout déverrouillage accidentel
- Permet l'installation même lorsque le patient est déjà intubé

Informations techniques

Peut être monté sur une barre latérale

Poids : 4,5 kg

Poids maximal du patient: 250 kg

Compatible avec :

DORO® Adjustable Base Unit – supports de clamp crânien Integra Mayfield® et Mizuho Sugita®
Systèmes de cadre de tête ainsi que les accessoires avec fixation sur tige carrée

**1002.10A0****Adaptateur de têtère réglable**

- Pour le montage de têtères et calottes de tête standard
- Grande stabilité et sécurité
- Réglage flexible et facile à partir de 3 articulations
- Verrouillage rapide avec une seule vis de poignée centrale

Informations techniques

Poids maximum du patient : 250 kg

Largeur x longueur :
200 x 438 mm étendu

Levier de sécurité pour éviter tout retrait involontaire de l'interface

Montage sur tables de bloc opératoire, plateaux de table et accessoires avec un point de montage à tube rond

**1002.65A0****Segment de raccordement**

- Élément de raccordement pour têtère, p. ex. calotte de tête ou plaque de tête à la table de bloc opératoire
- Rail porte-accessoire pour le montage de têtères
- Réglage au moyen de 3 articulations réglables individuellement

Informations techniques

Longueur : 430 mm (étendu)

Largeur du rail porte-accessoires :
250 mm

Montage sur une interface carrée

Levier de sécurité pour éviter tout retrait involontaire de l'interface

En combinaison avec

- arceaux intermédiaires, p. ex. 1130.54B0

**1002.73A0****Têtère plate**

- Radiotransparente, à l'exception de la zone d'interface
- La plaque de support peut être déplacée longitudinalement et fixée à l'aide de 2 vis de poignée

Informations techniques

Largeur x longueur : 230 x 290 mm

Matériau du coussin : SFC

Installation sur une fixation avec une interface du rail porte-accessoires, p. ex. 1002.65A0

**1002.72A0****Têtère deux sections**

- Largeur des deux sections réglable
- Convient en décubitus ventral et dorsal
- 2 coussins SFC sans couture

Informations techniques

Largeur x hauteur x longueur :
230 x 120 x 260 mm
(largeur totale de deux sections)

Articles inclus : 1 sangle de fixation avec coussin pour front

Matériau du coussin : SFC

Installation sur une fixation (p. ex. 1002.65A0) ou un adaptateur de têtère avec rail porte-accessoires

1002.66A0**Tête réglable à une main**

- Pour le placement et le positionnement de la tête du patient
- Convient en décubitus ventral et dorsal
- Réglage rapide à une seule main
- Réglage infini
- Coussins SFC

**Informations techniques**

Comprend : sangle de fixation et coussin

Montage sur une interface carrée

Largeur x hauteur x longueur : 320 x 120 x 460 mm

Levier de sécurité pour éviter tout retrait involontaire de l'interface

Le levier de verrouillage peut être introduit et sorti

En combinaison avec

- adaptateur de tête ou plaque de tête trapézoïdale (p. ex. 1160.35AC)

1002.81D0**Tête**

- Accès à la tête du patient optimisé grâce à une conception extra-plate
- Réglage de l'inclinaison sans limites
- Réglage contrôlé par l'intermédiaire du mécanisme de freinage

**Informations techniques**

Largeur x longueur : 210 x 260 mm

Matériau du coussin : mousse de polyuréthane (PUR)

Angle de réglage : $\pm 50^\circ$

Hauteur ajustable : 80 mm

Montage sur une interface carrée

1130.81A0**Adaptateur de tête**

- Pour la mise en place de têtes ou d'arceaux intermédiaires sur la plaque dorsale inférieure

**Informations techniques**

1 paire (droite, gauche)

Montage sur une interface en forme de pointe

Compatible avec

- 1118.10
- 1131, 1132, 1133
- 1433
- 7000, 7100, 7200
- 7700
- 1160.10/30

1132.81A0**Adaptateur de tête**

- Pour la mise en place de têtes ou d'arceaux intermédiaires sur la plaque dorsale inférieure

**Informations techniques**

1 paire (droite, gauche)

Montage sur une interface en forme de pointe

Compatible avec

- 1118
- 1132

**1130.64G0****Tête**

- Pour le positionnement de la tête du patient
- Réglage rapide à l'aide d'un trigger
- Équipée d'un support porte-cassette radiographique

Informations techniques

Angle de réglage : +47°/-61°

Largeur x hauteur x longueur :
508 x 160 x 250 mm
(sans rails porte-accessoires)

Poids maximum du patient : 380 kg

Matériau du coussin : SFC

Montage sur une petite interface en forme ronde

Rail porte-accessoires EU

Combinaison recommandée avec

- plaque d'extension 1131.31BC
- adaptateur de tête 1130.81A0 ou 1132.81A0

Versions disponibles :

- 1130.64C0 avec matelas SFC, sans rail porte-accessoires
- 1130.64G0 avec matelas SFC, avec rail porte-accessoires

**1130.53B0****Tête**

- Réglage contrôlé par l'intermédiaire du mécanisme de freinage
- Options de réglage supplémentaires grâce à une double articulation - la plaque de tête peut être inclinée et relevée
- Permet un positionnement latéral confortable
- Équipée d'un support porte-cassette radiographique

Informations techniques

Angle de réglage : + 33°/-90°

Largeur x hauteur x longueur :
508 x 160 x 250 mm

Poids maximum du patient : 135 kg

Montage sur une petite interface en forme ronde

Combinaison recommandée avec

- plaque d'extension 1131.31BC
- adaptateur de tête 1130.81A0 ou 1132.81A0

Versions disponibles :

- 1130.53B0 avec matelas SFC
- 1130.53D0 avec matelas PUR

**1130.67B0****Tête**

- Réglage facile avec support pneumatique
- Le réglage peut être effectué via un levier de déblocage
- Équipée d'un support porte-cassette radiographique

Informations techniques

Angle de réglage : + 30° / - 45°

Largeur x hauteur x longueur :
540 x 160 x 295 mm

Poids maximum du patient : 380 kg

Matériau du coussin : SFC

Montage sur une petite interface en
forme ronde

Rail porte-accessoires EU

Combinaison recommandée avec

- plaque d'extension 1131.31BC
- adaptateur de tête
1130.81A0 ou 1132.81A0

**1160.64AC****Tête**

- Tête avec inclinaison
- Leviers de réglage codés par couleur
- Coussin IPC avec plaque de base intégrée – fixation sans Velcro® – disponible
- Rail porte-accessoires monté sur chaque bord extérieur
- Équipée d'un support porte-cassette radiographique (1002.93A0)
- Montage facile avec la technologie Easy Click

Informations techniques

Angle de réglage : + 84° / - 60°

Largeur x hauteur x longueur :
590 x 139 x 300 mm

Poids maximum du patient : 454 kg

Montage sur une interface en forme
de pointe1160.64AC adapté au nettoyage
mécanique

Rail porte-accessoires EU

Compatible avec

- 1160.10/30
- Tables de bloc opératoire mobiles
1133.22, 1433, 7000, 7100, 7200, 7700

Versions disponibles :

- 1160.64AC avec matelas IPC
- 1160.64BC avec matelas SFC

**1160.53AC****Tête**

- La tête peut être inclinée et relevée
- Leviers de réglage codés par couleur
- Coussin IPC avec plaque de base intégrée – fixation sans Velcro® – disponible
- Rails porte-accessoires montés sur chaque bord extérieur
- Réglage contrôlé par l'intermédiaire du mécanisme de freinage
- Équipée d'un support porte-cassette radiographique (1002.93A0)
- Montage facile avec la technologie Easy Click

Informations techniques

Vaste angle de réglage : +84°/-60°

Largeur x hauteur x longueur :
590 x 139 x 300 mm

Poids maximum du patient : 380 kg

Montage sur une interface en forme de pointe

1160.53AC adapté au nettoyage mécanique

Rail porte-accessoires EU

Compatible avec

- 1160.10/30
- tables de bloc opératoire mobiles, 1133.22, 1433, 7000, 7100, 7200, 7700

Versions disponibles :

- 1160.53AC avec matelas IPC
- 1160.53BC avec matelas SFC

**1180.50A0****Tête**

- Réglage rapide de l'inclinaison via le levier de déblocage sous la plaque
- Réglage contrôlé par l'intermédiaire du mécanisme de freinage
- Montage facile avec la technologie Easy Click

Informations techniques

Vaste angle de réglage : + 36° / - 60°

Largeur x longueur :
580 x 360 mm

Poids maximum du patient : 380 kg

Interface : Unité de base Magnus

Matériau du coussin : SFC

Rail porte-accessoires EU entourant la plaque

Combinaison recommandée avec

- plaque dorsale 1180.31A0

Compatible avec :

- 1180.10A0

**1180.53A0****Tête**

- Options de réglage supplémentaires grâce à une double articulation - la plaque de tête peut être inclinée et relevée
- Positionnement anatomique de la tête du patient en position de décubitus latéral et dorsal
- Montage facile avec la technologie Easy Click

Informations techniques

Vaste angle de réglage : + 117° / - 43°

Largeur x longueur : 550 x 350 mm

Poids maximum du patient : 380 kg

Interface : Unité de base Magnus

Matériau du coussin : SFC

Rail porte-accessoires EU

Combinaison recommandée avec

- plaque d'extension 1180.32A0

Compatible avec :

- 1180.10A0

**1180.46A0****Plaque d'extension**

- Pour rallonger le plateau de la table
- Radiotransparence sans métal

Informations techniques

Largeur x longueur : 460 x 390 mm

Poids maximum du patient : 250 kg

Matériau du coussin : SFC

Fixation à l'interface vissable

Combinaison recommandée avec

- plaque en fibre de carbone 1180.45A0

**1002.15A0****Support de tête pour opérations de l'épaule**

- Éléments latéraux repliables
- Convient à différents tours de tête
- Fixation stable de la tête

Informations techniques

Largeur x hauteur x longueur :
200 x 156 x 332 mm

Poids maximum du patient : 250 kg

Articles inclus : 2 sangles de fixation

Les coussins souples sont fixés à l'aide de Velcro® et peuvent être remplacés

Installation sur l'interface du rail porte-accessoires

Combinaison recommandée avec

- plaques pour épaules



1150.71C0

Têteière

- Têteière trapézoïdale
- Radiotransparence sans métal
- Légère

Informations techniques

Largeur x hauteur x longueur :
340 x 65 x 200 mm

Poids maximum du patient : 245 kg

Matériau du coussin : SFC

Fixation à l'interface en forme
de queue d'aronde

Combinaison recommandée avec

- plateau de table en fibre de carbone 1150.16B0

Versions disponibles :

- 1150.71B0 avec matelas SFC
en combinaison avec 1150.16B0 ;
longueur x largeur : 460 x 200 mm
- 1150.71C0,
en combinaison avec les plaques
dorsales 1150.37B0, 1150.45BC ;
longueur x largeur : 340 x 200 mm

03 Accessoires de tables d'opération

Supports de bras



**1001.44E0****Dispositif de positionnement des bras**

- Réglable individuellement
- Rotation et réglage en longueur et en hauteur
- Forme creuse du coussin pour un positionnement sûr
- Installation sécurisée du bras avec 2 sangles de fixation

Informations techniques

Longueur de l'appuie-bras : 300 mm

Articles inclus : 2 sangles de fixation

Pièce de rechange : sangle de fixation 3100.7614

Peut être monté sur un rail porte-accessoires

Clameau standard intégré

Versions disponibles :

- 1001.44E0 avec matelas SFC

**1001.44F0****Dispositif de positionnement des bras**

- Réglable individuellement
- Rotation et réglage en longueur et en hauteur
- Forme creuse du coussin pour un positionnement sûr
- Installation sécurisée du bras avec 2 sangles de fixation

Informations techniques

Longueur de l'appuie-bras : 450 mm

Articles inclus : 2 sangles de fixation

Pièce de rechange : sangle de fixation 3100.7614

Peut être monté sur un rail porte-accessoires

Clameau standard intégré

Versions disponibles :

- 1001.44D0 avec matelas PUR
- 1001.44F0 avec matelas SFC

**1008.17A0****Dispositif de positionnement des bras KTEK grand**

- Réglable individuellement
- Rotation et réglage en longueur et en hauteur
- Coussin en mousse avec pièce de fixation rembourrée intégrée pour le bras

Informations techniques

Largeur x hauteur x longueur : 317 x 16 x 450 mm

Poids : 2,8 kg

Poids maximum du patient : 227 kg

Pour les rails porte-accessoires EU et US

Matériau du dispositif : acier inoxydable, aluminium

Matériau du coussin : Mousse de polyuréthane

Comprend : 1 pièce avec rembourrage et pièce de fixation

Pas de nettoyage mécanique

Peut être monté sur un rail porte-accessoires

Clameaux à commander séparément :

- 1003.22C0 clameau standard
- 1003.23C0 clameau de serrage radial

Versions disponibles :

- 1008.17A0
- 1008.17B0

**1008.17B0****Dispositif de positionnement des bras KTEK petit**

- Réglable individuellement
- Rotation et réglage en longueur et en hauteur
- Coussin en mousse avec pièce de fixation rembourrée intégrée pour le bras

Informations techniques

Largeur x hauteur x longueur :
165 x 16 x 450 mm

Poids : 2,7 kg

Poids maximum du patient : 227 kg

Pour les rails porte-accessoires
EU et US

Matériau du dispositif :
acier inoxydable, aluminium

Matériau du coussin :
Mousse de polyuréthane

Comprend : 1 pièce avec
rembourrage et pièce de fixation

Pas de nettoyage mécanique

Peut être monté sur un rail
porte-accessoires

Clameaux à commander séparément :

- 1003.22C0 clameau standard
- 1003.23C0 clameau de serrage radial

Versions disponibles :

- 1008.17A0

**1001.6000****Dispositif de positionnement des bras**

- Utilisation à une seule main
- Réglable horizontalement et verticalement
- Levier de réglage autobloquant
- Accessoire léger

Informations techniques

Largeur x hauteur x longueur :
180 x 200 x 600 mm

Poids : 3 kg

Poids maximum du patient : 135 kg

Angle de réglage : + 30° / - 40°

Articles inclus : 1 clameau standard
et 2 sangles de fixation

Avec coussin SFC

Pièce de rechange : sangle de
fixation 3100.7614

Peut être monté sur un rail
porte-accessoires

**SU01.04990001****Dispositif de positionnement des bras**

- Distribution de la pression grâce au matelas SFC
- Rotation horizontale graduelle possible

Informations techniques

Largeur x hauteur x longueur :
145 x 575 x 210/190 mm

Poids : 2,8 kg

Poids maximum du patient : 135 kg

Degré de rotation : 0 – 180°,
par incréments de 22,5°

Comprend : clameau standard

Pour les rails porte-accessoires EU

Peut être monté sur un rail
porte-accessoires

Versions disponibles :

- SU01.04990001
avec matelas d'une hauteur
de 80 mm
- SU01.04990002 avec
matelas d'une hauteur de 60 mm

**1008.15A0****Dispositif de positionnement des bras KTEK**

- Utilisation à une seule main
- Facilement réglable
- Le clameau de fixation intégré peut être monté dans n'importe quelle position sur les rails porte-accessoires
- Radiotransparence

Informations techniques

Largeur x hauteur x longueur :
140 x 75 (coussin) x 660 mm

Poids : 1,8 kg

Poids maximum du patient : 227 kg

Pour les rails porte-accessoires EU

Matériau du dispositif : acier
inoxydable, aluminium, acier au
carbone (?)

Matériau du coussin : mousse souple

Comprend : 1 panneau de bras,
1 coussin, 2 sangles souples pour
panneau de bras

Pièces de rechange : sangles
de panneau d'accoudoir souples
(Kyra prod. n° 8310)

Pas de nettoyage mécanique

Peut être monté sur un rail
porte-accessoires

Clameau enclipsable intégré



1002.30A0 Trimano Fortis

- Le support de bras convient à diverses disciplines chirurgicales
- Simple d'utilisation grâce au système « Click & Move »
- Positionnement flexible également lors de l'intervention
- Montage facile des accessoires
- Immédiatement prêt à l'emploi sans alimentation électrique ou raccordement supplémentaire à l'air comprimé

Informations techniques

Largeur x hauteur x longueur :
110 x 390 x 900 mm

Poids : 6,4 kg

Poids maximum du patient : 250 kg

Jeux de housses stériles disponibles

Peut être monté sur un rail
porte-accessoires

En combinaison avec

- adaptateur Trimano Fortis 1002.31A0
- dispositif de positionnement des bras 1002.32A0



1002.32A0 Dispositif de positionnement des bras

- Accessoire pour Trimano Fortis
- Montage facile avec la technologie Easy Click
- Positionnement sûr du bras

Informations techniques

Largeur x hauteur x longueur :
125 x 90 x 310 mm

Poids : 0,7 kg

Poids maximum du patient : 250 kg

Articles inclus : 1 sangle de fixation

Matériau du coussin : SFC

Variante :

accoudoir 1002.43C0 pour Trimano 3D



1002.49A0 Dispositif de positionnement latéral des bras

- Réglage très flexible à partir de 3 articulations
- Verrouillage rapide avec une vis de poignée centrale
- Code couleurs pour identifier la fermeture de la vis à poignée
- Coussin arrondi pour protéger la courbure du coude ou la région axillaire

Informations techniques

Dimensions du coussin du panneau
de bras (largeur x longueur) :
130 x 520 mm

Longueur d'accoudoir étendu :
780 mm

Poids : 4 kg

Poids maximum du patient : 250 kg

Articles inclus : 2 sangles de fixation

Bras réglable : 780 mm

Peut être monté sur un rail
porte-accessoires

Clameau à commander séparément :

- 1003.22C0
- 1003.23C0
- 1003.61A0



1005.30A0
Dispositif de positionnement latéral
des bras Fisso

- Positionnement flexible grâce à 3 articulations
- Mécanisme de verrouillage central pour une fixation rapide
- Coussin ergonomique
- Coussin monté directement sur la plaque de support

Informations techniques

Bras articulé à hauteur programmable : 460 mm

Longueur du coussin : 450 mm

Poids maximum du patient : 10 kg

Clameau de fixation inclus



1001.4600
Fixe-bras

- Pour fixer l'avant-bras du patient sur un cadre d'anesthésie
- Permet de relever la position du bras
- Fixation sécurisée avec fermeture auto-agrippante

Informations techniques

Largeur x longueur : 120 x 350 mm

Poids : 0,5 kg

Poids maximum du patient : 135 kg

Sangle (largeur x longueur) : 120 x 350 mm

Sangle lavable (60 °C)

Uniquement en combinaison avec

- cadre d'anesthésie 1002.57A0



1001.63A0
Plaque polyvalente pour chirurgie du bras

- Sans métal et radiotransparente dans la section intermédiaire
- La position horizontale de la table de chirurgie de la main peut également être conservée en position de Trendelenburg
- La barre de support peut être montée des deux côtés de l'extrémité de la table
- Des accessoires supplémentaires peuvent être montés sur le rail porte-accessoires
- Radiotransparence d'un doigt à un autre en cas d'utilisation de deux tables de chirurgie de la main en combinaison avec un plateau de table en fibre de carbone et un adaptateur 1001.64X0

Informations techniques

Largeur x hauteur x longueur : 380 x 25 x 845 mm

Poids (plaque uniquement) : 5 kg

Poids maximum du patient : 454 kg

Hauteur programmable de la barre de support : 700 - 1 160 mm

Comprend : plaque polyvalente, 1 barre de support 3115.1069, 1 adaptateur en T

Rail porte-accessoires EU

Montage sur un rail porte-accessoires avec clameau de serrage radial

Clameau à commander séparément :

- 1003.22C0
- 1003.23C0
- 1003.61A0

Combinaison recommandée avec

- adaptateur pour plateau de table en fibre de carbone 1001.64X0

**1005.95A0****Plaque polyvalente pour chirurgie du bras en fibre de carbone**

- Plaque de support en fibre de carbone
- Coussin en mousse souple
- Pièce centrale radiotransparente
- La barre de support CF peut être montée des deux côtés de l'extrémité de la table

Informations techniques

Hauteur ajustable : 720 – 1 150 mm

Largeur x longueur : 525 x 820 mm

Poids : 5,6 kg

Poids maximum du patient : 270 kg

Rail porte-accessoires EU

Matériau du dispositif : fibre de carbone, aluminium, acier inoxydable

Comprend : 1 assiette polyvalente avec rembourrage, 1 barre de support

Pas de nettoyage mécanique

Peut être monté sur un rail porte-accessoires

2 clameaux de fixation inclus

**1001.64X0****Adaptateur pour le plateau de table CF**

- Pour le montage de la table de chirurgie de la main 1001.63A0 sur un plateau de table polyvalent en fibre de carbone ou un plateau de table de bloc opératoire
- Radiotransparence

Informations techniques

Articles inclus : 1 rail porte-accessoires

Rail porte-accessoires EU

Versions disponibles :

- 1001.64A0 pour plaque CF 1150.45BC, 1001.64B0 pour plaque CF 1180.45A0 et plateaux de table de bloc opératoire 1180.16A1, A2, A5, 1160.16 A1, A0
- 1001.64C0 pour plaque CF 1132.45AC et plateaux de table de bloc opératoire 1150.16B0, 1180.16A6

**1001.42A0****Dispositif de positionnement des bras**

- Radiotransparence sur 360°
- Se glisse facilement sous le matelas SFC
- Radiotransparence de la colonne vertébrale à la main possible, p. ex. avec un plateau de table polyvalent en fibre de carbone 1150.45BC

Informations techniques

Plaque de positionnement
(largeur x longueur) :
500 x 1 000 mm

Coussin SFC (largeur x longueur) :
250 x 670 mm

Comprend : 1 panneau de bras,
1 coussin SFC, 2 sangles de fixation

Pièce de rechange : sangle de fixation
3101.8434

**1001.40B0****Dispositif de protection du bras, incurvé**

- Se glisse facilement sous le matelas SFC
- Le bras du patient est protégé en toute sécurité
- La forme incurvée offre plus d'espace pour le bras

Informations techniques

Largeur x hauteur x longueur :
275 x 156 x 400 mm

Poids : 1 kg

Matière : plexiglas, transparent

Pas de nettoyage mécanique

Variante :

- 1001.40A0

Compatible avec

- tous les plateaux de table de bloc opératoire avec matelas SFC, à l'exception des modèles 1150.16B0, 1180.10, 1150.13B0, 1180.13A0

**1001.40A0****Dispositif de protection du bras**

- Se glisse facilement sous le matelas SFC
- Le bras du patient est protégé en toute sécurité

Informations techniques

Largeur x hauteur x longueur :
225 x 210 x 400 mm

Matière : plexiglas, transparent

Pas de nettoyage mécanique

Compatible avec

- tous les plateaux de table de bloc opératoire avec matelas SFC, à l'exception des modèles 1150.16B0, 1180.10, 1150.13B0, 1180.13A0

**1002.25A0****Dispositif de protection du bras**

- Dispositif de protection du bras pour le positionnement et l'immobilisation du bras du patient
- Protection robuste en acier inoxydable pour la protection du bras
- Inlay : Matelas SFC
- Soulage la tension exercée sur les muscles du dos en permettant au chirurgien de s'y appuyer

Informations techniques

Largeur x hauteur x longueur :
250 x 190 x 450 mm

Articles inclus : 2 sangles pour fixer le bras

Matériau du coussin : SFC

Peut être monté sur un rail porte-accessoires

Clameau standard intégré

**1002.24C0****Fixe-bras**

- Pour fixer le bras
- Fixation de la sangle du bras à l'aide d'une fermeture Velcro®
- Sangle amovible et lavable

Informations techniques

Largeur x hauteur x longueur :
70 x 50 x 410 mm

Poids (plaque uniquement) : 0,7 kg

Pièce de rechange : sangle 3101.0234

Peut être monté sur un rail porte-accessoires

Clameau standard intégré

Sangle lavable (60 °C)

04

Accessoires interdisciplinaires

Positionnement dorsal et lithotomique



**1160.45XC****Plaque insérable en fibre de carbone**

- Radiotransparence sur 360°
- Très grande fenêtre à rayons X selon la version et les têtes fixées

Informations techniques

Montage sur l'interface pour l'insertion des plateaux de table 1160 et de la table d'opération mobile Corin

Matériau : fibre de carbone

Avec coussin SFC

Combinaison recommandée avec

- chariot porte-accessoires pour plaques insérables en fibre de carbone 1003.86A0

En combinaison avec

- adaptateur pour plaques CF 1001.64B0
- adaptateur d'accessoires 1180.72A0

Compatible avec

- 1160.10/30
- 7.700.01

Versions disponibles :

- Plaque CF insérable 1160.45AC sans interface de tête, longueur : 1 850 mm
- Plaque CF insérable 1160.45BC avec interfaces de tête pour têtes vissables et emboîtables, longueur : 1 520 mm

**1433.45BC****Plaque insérable en fibre de carbone**

- Radiotransparence sur 360°
- Très grande fenêtre à rayons X selon la version et les têtes fixées

Informations techniques

Interface pour insertion sur 1433 de Yuno

Avec coussin SFC

Combinaison recommandée avec

- chariot porte-accessoires pour plaques insérables en fibre de carbone 1003.86A0

En combinaison avec

- adaptateur pour plaques CF 1001.64B0
- adaptateur d'accessoires 1180.72A0

Compatible avec

- Yuno 1433.01/02

Versions disponibles :

- 1433.45AC plaque insérable (version longue), sans interface de tête, longueur : 1 830 mm
- 1433.45BC plaque insérable (version courte), avec interfaces de tête pour têtes vissables et emboîtables, longueur : 1 535 mm

**1003.86A0****Chariot porte-accessoires pour plaques insérables en fibre de carbone**

- Chariot porte-accessoires pour le stockage et le transport de plaques à clips en fibre de carbone et coussins correspondants

Informations techniques

Largeur x longueur x hauteur :
700 x 850 x 1 350 mm

4 roues doubles pivotantes,
2 roues avec freins

Convient à

- plaques en fibre de carbone pour insertion
- 1433.45AC/BC pour Yuno II
- 1160.45AC/BC pour plateaux de table 1160.10/30

**1180.45A0****Plaque polyvalente en fibre de carbone**

- Radiotransparence sur 360°
- Distribution de la pression grâce au matelas SFC
- Montage facile avec la technologie Easy Click

Informations techniques

Interface : Unité de base Magnus

Matériau du coussin : SFC

Zone de radiotransparence
(largeur x longueur) : 460 x 650 mm

Interface de la tête vissable pour accueillir des accessoires supplémentaires

Compatible avec

1180.10A0

**1180.37A0****Plaque dorsale en fibre de carbone**

- Radiotransparence sur 360°
- Rail porte-accessoires court pour l'installation d'accessoires de rail porte-accessoires
- Montage facile avec la technologie Easy Click

Informations techniques

Interface : module articulé Magnus

Matériau du coussin : SFC

Rail porte-accessoires EU

Interfaces de têtes vissables et emboîtables pour l'ajout d'accessoires supplémentaires, p. ex. adaptateur d'accessoires 6005.25A0

Compatible avec

- module articulé motorisé 1180.11A0

**1180.44AC****Plaque polyvalente en fibre de carbone pour position lithotomique**

- Radiotransparence sur 360°
- Découpe sacrale extra large
- Fixation possible de plaques jambières ou porte-jambes
- Montage facile avec la technologie Easy Click
- Interface en forme ronde pour plaques jambières 1133.53, 1133.58, 1118.50B0

Informations techniques

Dimensions générales
(largeur x longueur) : 576 x 852 mm

Zone de radiotransparence
(largeur x longueur) : 400 x 530 mm

Interface : Unité de base Magnus

Matériau du coussin : SFC

Rail porte-accessoires EU (court)

Compatible avec

- 1180.10A0

**1150.45BC****Plaque polyvalente en fibre de carbone**

- Radiotransparence sur 360°
- Compatibilité CT

Informations techniques

Largeur x longueur : 600/395 x 900 mm

Matériau du coussin : SFC

Interface en queue d'aronde pour le montage d'accessoires spécifiques de positionnement de la tête, p. ex. calotte de tête 1002.04B0

Montage sur une interface en forme de pointe

Combinaison recommandée avec

- adaptateur d'accessoires 1150.72B0

Compatible avec

- 1150.19/25/30

**1433.33AC****Plaque dorsale en fibre de carbone**

- Radiotransparence sur 360°
- Fixation possible d'accessoires pour le positionnement de la tête
- Distribution de la pression grâce au matelas SFC
- Montage facile avec la technologie Easy Click

Informations techniques

Largeur x longueur : 530 x 495 mm

Matériau du coussin : SFC

Interfaces de têtes vissables et emboîtables pour l'ajout d'accessoires supplémentaires, p. ex. adaptateur d'accessoires 6005.25A0 ou support de clameau crânien 1005.48B0

Montage sur une interface en forme de pointe

Compatible avec

- 1131, 1132, 1133, 1433, 7200, 7100, 1160.10/30, 7700

**1132.45AC****Plaque dorsale**

- Radiotransparence sur 360°
- Distribution de la pression grâce au matelas SFC
- Possibilité de montage d'un adaptateur d'accessoires avec rails porte-accessoires

Informations techniques

Largeur x longueur : 520 x 1 155 mm

Matériau du coussin : SFC

Montage sur une interface en forme de pointe

Combinaison recommandée avec

- adaptateur d'accessoires 1150.72A0
- support d'accessoires 1003.87A0

Compatible avec

- 1118.06/10, 1131, 1132, 1133, 1433, 7000, 7100, 7200, 1160.10/30, 7700

**1003.87A0****Support d'accessoires pour plaque dorsale en fibre de carbone**

- Stockage compact de la plaque dorsale 1132.45AC et du coussin SFC associé

Informations techniques

Largeur x hauteur x longueur : 540 x 900 x 700 mm

4 roues doubles pivotantes, dont 2 avec freins

**1150.72A0****Adaptateur d'accessoires**

- Pour le montage d'accessoires de rail porte-accessoires sur un plateau de table de bloc opératoire en fibre de carbone et des plaques dorsales en fibre de carbone
- Radiotransparent dans le segment intermédiaire

Informations techniques

Rail porte-accessoires EU

Versions disponibles :

- 1150.72A0 convient à une utilisation avec le plateau de table 1150.16B0 (longueur du rail porte-accessoires : 400 mm)
- plaque CF 1132.45AC
- plateau de table CF 1180.16A6
- 1150.72B0 convient à une utilisation avec la plaque CF 1150.45BC (longueur du rail porte-accessoires : 300 mm)

**1150.70A0****Adaptateur d'accessoires**

- Pour le montage d'accessoires de rail porte-accessoires sur le plateau de table de bloc opératoire 1150.16B0
- Radiotransparence

Informations techniques

Longueur du rail porte-accessoires : 340 mm

Rail porte-accessoires EU

Compatible avec

- 1150.16B0
- 1180.16A6
- 1132.45AC

**1180.72X0****Adaptateur d'accessoires**

- Pour le montage d'accessoires sur des plaques en fibre de carbone
- Plaque polyvalente 1180.45A0
- Plateaux de table 1180.16X0
- Barre CF radiotransparente dans le segment intermédiaire

Informations techniques

Longueur du rail porte-accessoires : 300 mm

Rail porte-accessoires EU

Versions disponibles :

- 1180.72A0 convient aux plaques CF 1180.16A1/A2/A3/A5, 1180.45AC, aux plaques CF insérables 1160.45XC, 1433.45XC et aux plateaux de table CF 1160.16A0/A1/A2
- 1180.72B0 convient au plateau de table de transfert 1180.12A0

**1180.31A0****Plaque dorsale**

- Pour la configuration modulaire d'un plateau de table Magnus
- Excellente répartition de la pression grâce au coussin hybride
- Montage facile avec la technologie Easy Click

Informations techniques

Largeur x longueur : 580 x 365 mm (avec rail latéral)

Interface : module articulé Magnus

Rail porte-accessoires EU

Compatible avec

- module articulé motorisé 1180.11A0



1160.32AC Plaque d'extension

- Pour la configuration du plateau de table d'opération
- Montage sur une interface en forme de pointe
- Montage facile avec la technologie Easy Click

Informations techniques

Largeur x longueur x hauteur :
590 x 250 x 158 mm (avec rail latéral)

Rail porte-accessoires EU

Compatible avec

- 1160.10/30,
- tables de bloc opératoire mobiles 1118.06/10, 1131, 1132, 1133, 1433, 7200, 7100, 7000, 7700

Versions disponibles

- 1160.32AC avec matelas IPC
- 1160.32BC avec matelas SFC
- 1160.32DC avec coussin IPC, lavable



1160.33XC Plaque d'extension, courte

- Pour la configuration du plateau de table d'opération
- Spécialement pour les interventions sur la tête et le cou
- Possibilité de montage du kit de mise à niveau pour les supports de clameaux crâniens
- Montage facile avec la technologie Easy Click

Informations techniques

Largeur x hauteur x longueur :
590 x 158 x 160 mm

Poids : 5,6 kg

Poids maximum du patient : 545 kg

Rail porte-accessoires EU

Matériau du coussin : SFC, IPC

Montage sur une interface en forme de pointe

Compatible avec

- 1160.10/30
- tables de bloc opératoire mobiles 1118.06/10, 1131, 1132, 1133, 1433, 7200, 7100, 7000, 7700

Versions disponibles

- 1160.33BC avec matelas SFC, avec rail porte-accessoires UE
- 1160.33DC avec matelas IPC, rail porte-accessoires UE, lavable

Uniquement en combinaison avec

- plaque d'extension 1160.32XC
- extension de plaque de siège 1160.55XC
- extension de plaque de siège 1131.55BC



1160.36A0 Kit de mise à niveau pour support standard de clameaux crâniens Doro®

- À combiner avec un support standard pour clameaux crâniens Doro® et l'unité de base réglable Doro® 1005.50A0

Informations techniques

Poids : 0,9 kg

Poids maximum du patient : 250 kg

Comprend : 1 paire

Uniquement en combinaison avec

- Plaque d'extension 1160.33XC (peut être commandée séparément)

**1160.36B0****Kit de mise à niveau pour support standard de clameaux crâniens Sugita**

- Kit de mise à niveau pour combinaison avec un support standard de clameaux crâniens Sugita

Informations techniques

Poids : 0,8 kg

Poids maximum du patient : 250 kg

Comprend : 1 paire

Uniquement en combinaison avec

- Plaque d'extension 1160.33XC (peut être commandée séparément)

**1150.31B0****Plaque dorsale**

- Plaque dorsale avec griffe et petite interface en forme de pointe

Informations techniques

Largeur x longueur : 540 x 300 mm

Angle de réglage + 90°/-60°

Rail porte-accessoires EU

Installation sur une interface en forme de crochet

Compatible avec

- 1150.20/30

Versions disponibles

- 1150.31B0 avec matelas SFC
- 1150.31D0 avec matelas PUR

**1160.35AC****Plaque dorsale**

- Plaque trapézoïdale pour un accès étroit à la tête et aux épaules
- Permettant des interventions sur la tête, p. ex. des interventions ORL
- Mortaise carrée supplémentaire pour accessoires de positionnement de la tête
- Montage facile avec la technologie Easy Click
- Mortaise carrée pour accessoires de positionnement de la tête

Informations techniques

Largeur x longueur : 546 x 278 mm

Montage sur une interface en forme de pointe

Compatible avec

- 1160.10/30
- tables de bloc opératoire mobiles 1118.06/10, 1133.22, 1433, 7000, 7100, 7200, 7700

Versions disponibles

- 1160.35AC avec matelas IPC, lavable
- 1160.35BC avec matelas SFC

**1180.32A0****Plaque d'extension**

- Pour la configuration modulaire d'un plateau de table de bloc opératoire Magnus
- Excellente répartition de la pression grâce au coussin hybride
- Montage facile avec la technologie Easy Click

Informations techniques

Largeur x longueur : 580 x 230 mm
(avec rail porte-accessoires)

Interface : Unité de base Magnus

Matériau du coussin : SFC

Rail porte-accessoires EU

Compatible avec

- unité de base 1180.10A0

**1131.31BC****Plaque d'extension**

- Pour rallonger le plateau de la table
- Rails de guidage pour cassettes radiographiques
- Montage facile avec la technologie Easy Click

Informations techniques

Largeur x longueur : 590 x 250 mm

Matériau du coussin : SFC

Rail porte-accessoires EU

Montage sur une interface en forme de pointe

Compatible avec

- 1118, 1131, 1132.21/22, 1133
- 1433
- 7000, 7100, 7200, 7700
- 1160.10/30

**1180.11A0****Module articulé motorisé**

- Haute maniabilité grâce à deux moteurs contrôlés séparément
- Excellente répartition de la pression grâce au coussin hybride
- Montage facile avec la technologie Easy Click

Informations techniques

Largeur x longueur : 580 x 300 mm

Interface : Unité de base Magnus

Matériau du coussin : SFC

Articles inclus : 2 modules articulés, 1 plaque matelassée 1180.11A1

Rail porte-accessoires EU

Compatible avec

- 1180.10

**1180.11B0****Module articulé motorisé**

- Haute maniabilité grâce à deux moteurs contrôlés séparément
- Amélioration de la distribution de la pression grâce au coussin hybride
- Montage facile avec la technologie Easy Click
- Plaque matelassée avec découpe sacrale

Informations techniques

Largeur x longueur : 580 x 345 mm

Interface : Unité de base Magnus

Matériau du coussin : SFC

Articles inclus : 2 modules articulés, 1 plaque matelassée 1180.11B1

Rail porte-accessoires EU

Compatible avec

- 1180.10



1180.11A1
Plaque matelassée

- Permet le montage des plaques dorsales sur le module articulé motorisé
- Amélioration de la distribution de la pression grâce au coussin hybride
- Montage facile

Informations techniques

Largeur x longueur : 520 x 320 mm

Matériau du coussin : SFC

En combinaison avec

- module articulé motorisé 1180.11X0

Compatible avec

- 1180.10



1180.11B1
Plaque matelassée

- Permet le montage de plaques jambières sur le module articulé motorisé
- Amélioration de la distribution de la pression grâce au coussin hybride
- Montage facile
- Avec découpe sacrale

Informations techniques

Largeur x longueur : 520 x 345 mm

Matériau du coussin : SFC

En combinaison avec

- module articulé motorisé 1180.11X0

Compatible avec

- 1180.10



1180.11C1
Plaque de siège urologique

- À utiliser avec le module articulé 1180.11X0
- Plaque matelassée avec découpe sacrale permettant un bon accès au champ opératoire
- La plaque est équipée de rails de guidage pour l'insertion d'un jeu de rinçage TUR
- Bonne répartition de la pression grâce au coussin hybride

Informations techniques

Largeur x longueur : 520 x 345 mm

Matériau du coussin : SFC

Montage sur le module articulé motorisé 1180.11X0

Combinaison recommandée avec

- jeu de rinçage RTU 1003.45D0



1180.55A0
Module universel

- Extension du plateau de la table
- Avec découpe sacrale
- Distribution de la pression grâce au matelas SFC
- Montage facile avec la technologie Easy Click

Informations techniques

Largeur x longueur : 582 x 160 mm

Interface : Unité de base Magnus

Matériau du coussin : SFC

Rail porte-accessoires EU

Compatible avec

- 1180.10

**1160.55AC****Extension de plaque siège**

- Pour agrandir le plateau de table, p. ex. pour des applications de radiographie et de RTU
- Plaque d'assise avec découpe gyn.
- Équipée de rails de guidage pour l'insertion de cassettes radiographiques
- Montage facile avec la technologie Easy Click
- Pour une utilisation avec des procédures RTU, commander un jeu de rails 1160.56A0

Informations techniques

Largeur x hauteur x longueur :
590 x 158 x 250 mm

Poids maximum du patient : 454 kg

Rail porte-accessoires EU

Montage sur une interface en forme de pointe

Compatible avec

- 1160.10/30
- 1118.06, 1118.10, 1133.22, 1433.02, 7000, 7100, 7200, 7700

Versions disponibles :

- 1160.55AC avec matelas IPC
- 1160.55BC avec matelas SFC
- 1160.55DC avec matelas IPC, lavable

À commander séparément :

- 1160.56A0 Rails de guidage pour kit de rinçage TUR, paire

**1150.55HC****Extension de plaque de siège**

- Pour rallonger le plateau de la table
- Spécialement conçue pour des applications de radiographie et de RTU
- Avec découpe sacrale
- Distribution de la pression grâce au matelas SFC

Informations techniques

Largeur x longueur : 573 x 260 mm

Matériau du coussin : SFC

Rail porte-accessoires EU

Montage sur une interface en forme de pointe

Compatible avec

- 1150.19/30

Variante :

- 1150.55DC lavable

**1131.55BC****Extension de plaque de siège**

- Pour rallonger le plateau de la table pour une radiotransparence de la zone pelvienne
- Rails de guidage pour cassettes radiographiques ou jeu de rinçage RTU
- Avec découpe gyn.
- Montage facile avec la technologie Easy Click

Informations techniques

Largeur x longueur : 590 x 250 mm

Articles inclus : 2 rails de guidage à combiner avec le jeu de rinçage TUR 1003.45D0

Matériau du coussin : SFC

Rail porte-accessoires EU

Montage sur une interface en forme de pointe

Compatible avec

- 1118, 1131, 1132.21/22, 1133, 1433, 7000, 7100, 7200, 7700, 1160.10/30

**1130.55B0****Extension de plaque de siège**

- Pour agrandir le plateau de table pour la radiotransparence de la région du bassin, p. ex., dans le cadre d'interventions urologiques
- Rail de guidage pour cassettes radiographiques ou jeu de rinçage RTU

Informations techniques

Largeur x longueur : 573 x 260 mm

Rail porte-accessoires EU

Montage sur une interface en forme de pointe

Combinaison recommandée avec

- jeu de rinçage RTU 1003.45D0

Compatible avec

- 1118.01 et 1118.03

Versions disponibles :

- 1130.55A0 avec coussin PUR
- 1130.55B0 avec coussin SFC

**1001.74B0****Ensemble de table d'opération bariatrique**

- Pour l'extension de la zone du plateau de table
- Pour le placement et le positionnement de patients souffrant d'obésité
- Jeu de 3 paires d'extension de table et 2 coussins SFC extra larges et extra épais

Informations techniques

Poids maximum du patient : 545 kg

Largeur x longueur des élargisseurs de table : 133 x 300 mm

Largeur x hauteur x longueur des coussins SFC :

- a) 760 x 100 x 870 mm
- b) 760 x 100 x 250 mm

Rail porte-accessoires EU

Matériau du coussin : SFC

Comprend 3 paires d'élargisseurs et 2 coussins

Montage sur rails latéraux ou plateau de table

Clameaux de fixation intégrés

Uniquement en combinaison avec

- 7700, 1160.10, 1160.32BC, 1160.55BC

Versions disponibles :

- Coussin SFC 1001.74B0



1005.78C0

Plateau de table d'opération pour nourrissons et enfants en bas âge

- Pour le placement et le positionnement de nourrissons et enfants en bas âge
- Bon accès grâce à la conception étroite
- Les accessoires du rail porte-accessoires peuvent être montés de manière classique

Informations techniques

Largeur x hauteur x longueur :
410 x 120 x 910 mm

Articles inclus : 1 plateau de table
et 1 barre de support

Matériau du coussin : SFC

2 rails porte-accessoires EU

Montage sur une interface en forme
de pointe

Compatible avec

- Tables de bloc opératoire 1118, 1131, 1132, 1133, 7000, 7100, 7200, 7700, 1160.10/30

05 Accessoires interdisciplinaires

Positionnement des jambes





1003.80A0 Porte-jambe

- Réglage avec support pneumatique
- Le support de pieds et de mollets s'adapte automatiquement lorsque la position de la jambe est ajustée
- Utilisation à une seule main

Informations techniques

Largeur x longueur x hauteur :
1 027 x 240 x 185 mm

Poids net : 6 kg

Poids maximum du patient : 250 kg

1 paire fournie

1 paire de clameaux à lame (1003.24A0) est incluse dans la livraison



1003.81A0 Coquilles porte-jambe, standard

- Pour positionner et soutenir la jambe en position lithotomique
- Ailes latérales pour un soutien stable de la zone des mollets et des genoux

Informations techniques

Largeur x longueur x hauteur :
220 x 385 x 566 mm

Poids net : 5,1 kg

1 paire fournie

Convient à

- poids du patient jusqu'à 180 kg

Uniquement en combinaison avec

- porte-jambe (1003.80A0)



1003.82A0 Coquilles porte-jambe, adipositas

- Pour positionner et soutenir la jambe en position lithotomique
- Ailes latérales pour un soutien stable de la zone des mollets et des genoux
- Convient particulièrement aux patients bariatriques

Informations techniques

Largeur x longueur x hauteur :
260 x 385 x 566 mm

Poids net : 6,9 kg

1 paire fournie

Convient à

- patients jusqu'à 250 kg

Uniquement en combinaison avec

- porte-jambe (1003.80A0)



1003.24A0 Clameau avec interface à lame

- Pour l'adaptation d'accessoires sur le rail porte-accessoires
- Spécialement conçu pour le montage d'accessoires avec interface à lame
- Permet de rapprocher le point de rotation du porte-jambe de l'articulation de la hanche

Informations techniques

Largeur x longueur x hauteur :
60 x 85 x 130 mm

Charge maximale : 49,2 kg



1008.08A0
Porte-jambe KTEK 250 Junior

- Pour positionner et soutenir la jambe en position lithotomique
- Pour les patients petits
- Utilisation à une seule main
- Botte sans aile

Informations techniques

Largeur x hauteur x longueur :
28 x 40 x 100 mm

Poids : 4,6 kg par porte-jambe

Poids maximum du patient : 113 kg

Plage de lithotomie +85 / - 55°,
plage d'abduction +25 / -9°

Matériau du coussin : mousse souple

Matériau de la sangle : silicone

Unité de conditionnement :
1 paire (2 pièces)

Pas de nettoyage mécanique

Pas de clameau intégré

Combinaison recommandée avec

- Chariot porte jambe KTEK 1008.02B0

Uniquement en combinaison avec

- Clameau de fixation 1008.05A0 pour rail porte-accessoires UE (peuvent être commandés séparément)



1008.09A0
Porte-jambe KTEK 800

- Pour positionner et soutenir la jambe en position lithotomique
- Réglage avec support pneumatique
- Le support de pieds et de mollets s'adapte automatiquement lorsque la position de la jambe est ajustée
- Utilisation à une seule main
- Botte avec aile latérale pour soutenir la zone des mollets et des genoux

Informations techniques

Largeur x hauteur x longueur :
28 x 40 x 100 mm

Poids : 6,6 par porte-jambe

Poids maximum du patient : 363 kg

Plage de lithotomie +85 / - 55°,
plage d'abduction +25 / -9°

Matériau du coussin : mousse souple

Matériau de la sangle : silicone

Unité de conditionnement :
1 paire (2 pièces)

Pas de nettoyage mécanique

Pas de clameau intégré

Peut être monté sur un rail porte-accessoires à l'aide d'un clameau à lame

Combinaison recommandée avec

- Chariot porte jambe KTEK 1008.02B0

Uniquement en combinaison avec

- Clameau de fixation 1008.05A0 pour rail porte-accessoires UE (peuvent être commandés séparément)



1008.05A0
Clameau de fixation

- Serrage avec interface à lame
- Pour le montage d'étriers KTEK sur le rail porte-accessoires

Informations techniques

Largeur x hauteur x longueur :
54 x 54 x 76 mm

Unité d'emballage : comprend
1 clameau

Convient à

- combinaison avec étriers KTEK



1008.02B0
Chariot porte jambe KTEK

- Pour le stockage et le transport de 2 étriers KTEK
- Avec petit bac de rangement pour accessoires

Informations techniques

Largeur x hauteur x longueur :
549 x 549 x 1 035 mm

Poids : 5 kg

1 pièce fournie

Pas de nettoyage mécanique

En combinaison avec

- Étriers KTEK et colliers de fixation

Uniquement en combinaison avec

- Étriers KTEK



1002.2300
Porte-jambe

- Pour soutenir la jambe avec des sangles de talon
- Adaptable à différentes longueurs de jambes
- Pivotable

Informations techniques

Hauteur : 865 mm

Comprend : 1 porte-jambe

Les boucles sont lavables

Pièce de rechange : sangle 3101.0334

Peut être monté sur un rail porte-accessoires

Clameaux standard à commander séparément



1001.65A0
Porte-jambe

- Pour positionner et soutenir la jambe en position lithotomique
- Version Goepel
- Positionnement confortable grâce à un espace de positionnement suffisant et à une géométrie appropriée
- Réglage de la plaque de mollet par l'intermédiaire de l'articulation à rotule

Informations techniques

Comprend : 1 porte-jambe,
1 sangle de support

Inlay : Matelas SFC

Pièce de rechange : sangle 3101.2754,
coussin 9093.4593

Peut être monté sur un rail porte-accessoires à l'aide d'un clameau

Le clameau de serrage radial (1003.23C0) peut être commandé séparément



1001.73A0 Porte-jambe

- Porte-jambe extra large
- Pour positionner et soutenir la jambe en position lithotomique
- Convient particulièrement aux patients bariatriques

Informations techniques

Comprend : 1 porte-jambe,
2 sangles de fixation

Inlay : Matelas SFC

Peut être monté sur un rail porte-
accessoires à l'aide d'un clameau
de serrage

Le clameau de serrage radial
(1003.23C0) peut être commandé
séparément



1008.10A0 Assistance au levage pour coquille porte-jambe

- Réglage assisté par vérin à gaz
- Inlay : coussin en mousse souple

Informations techniques

Largeur x hauteur x longueur :
356 x 152 x 720 mm

Poids : 4,6 kg

Poids maximum du patient : 227 kg

Matériau du dispositif :
acier inoxydable, aluminium

Matériau du coussin : mousse souple

Unité de conditionnement :
1 paire (2 pièces)

Pas de nettoyage mécanique

Peut être monté sur un rail porte-
accessoires à l'aide d'un clameau à
lame

Pas de clameau intégré

Uniquement en combinaison avec

- Clameau de fixation 1008.05A0
pour rail porte-accessoires UE
(peuvent être commandés
séparément)



1130.65A0 Plaque de transfert

- Pour le placement et le positionnement des jambes
- Radiotransparence
- Accessoire léger
- Montage et démontage rapides et faciles

Informations techniques

Largeur x longueur (avec goupilles) :
505 x 700 mm

Matériau du coussin : SFC

Montage sur une interface en forme
de pointe

Compatible avec

- 1118.01, 1118.06, 1118.10
- 1131, 1132, 1133
- 1433
- 7000, 7100, 7200
- 7700
- 1160.10/30

**1132.65A0****Plaque de transfert**

- Pour le positionnement pré- et post-opératoire des jambes en position lithotomique
- Accessoire léger pour un environnement de travail ergonomique
- Montage et dépose rapides et faciles

Informations techniques

Largeur x longueur (sans goupilles) :
493 x 930 mm

Montage sur une interface en forme de pointe

Compatible avec

- 1118.01, 1118.06, 1118.10
- 1131, 1132, 1133
- 1433
- 7000, 7100, 7200
- 7700
- 1160.10/30

**1180.57A0****Plaque de transfert**

- Pour le positionnement pré- et post-opératoire des jambes en position lithotomique
- Accessoire léger pour un environnement de travail ergonomique
- Montage et dépose rapides et faciles grâce à la technologie Easy Click

Informations techniques

Largeur (avec coussin) x longueur :
577 x 925 mm

Interface : module articulé Magnus

Combinaison recommandée avec

- coussin de panneau de transfert 1180.56A0

Compatible avec

- module articulé motorisé 1180.11B0
- module universel 1180.55A0/A1

**1180.56A0****Matelas pour plaque de transfert**

- Coussin SFC pour un meilleur confort de positionnement des jambes

Informations techniques**Combinaison recommandée avec**

- panneau de transfert 1180.57A0

**1180.51A0****Clameau d'adaptation avec plaque de transfert**

- Fixation et démontage rapides et faciles grâce au panneau de transfert léger
- Pour le positionnement pré- et post-opératoire des jambes en position lithotomique

Informations techniques

Largeur x longueur de la plaque de transfert : 510 x 900 mm

Interface : module articulé Magnus 1180.11B0

Comprend : 2 clameaux d'adaptation, 1 plaque de transfert

Matériau du coussin : SFC

Rail porte-accessoires EU

Compatible avec

- module articulé motorisé 1180.11B0



1130.70AC

Plaque jambière Maquetmatic

- Positionnement anatomique des jambes à l'aide d'une plaque jambière à quatre segments
- Permet un positionnement confortable en position lithotomique
- Les plaques jambières peuvent être pliées indépendamment et écartées vers l'extérieur
- Plaques pour mollets et cuisses amovibles
- Coquilles porte-jambes et porte-mollets pouvant remplacer les plaques pour cuisses et mollets

Informations techniques

Largeur x longueur : 785 x 940 mm

Matériau du coussin : SFC

Rail porte-accessoires EU

Montage sur une interface en forme de pointe

Combinaison recommandée avec

- coquilles porte-jambes 1005.01B0
- segment intermédiaire 1130.71B0

Compatible avec

- 1118.01, 1118.06, 1118.10
- 1131, 1132, 1133
- 1433
- 7000, 7100, 7200
- 7700
- 116010/30



1130.71B0

Segment intermédiaire

- Distribution de la pression grâce au matelas SFC

Informations techniques

Uniquement en combinaison avec

- Maquetmatic 1130.70AC



1005.01B0

Coquilles porte-jambe

- Pour soutenir et positionner les jambes d'un patient

Informations techniques

Comprend : 1 paire de coquilles porte-jambes et 2 sangles de maintien

Pièce de rechange : sangle 3101.2754, coussin 9093.4593

En combinaison avec

- Plaque jambière Maquetmatic



1180.48B0 Plaque jambière légère

- Accès facile grâce aux plaques jambières écartables
- Plaque jambière légère pour un environnement de travail ergonomique
- Distribution de la pression grâce au matelas SFC

Informations techniques

Largeur
- avec coussin : 540 mm
- avec rail porte-accessoires : 585 mm
Longueur : 922 mm

Interface : module articulé Magnus

Matériau du coussin : SFC

Rail porte-accessoires EU

Compatible avec

- module articulé motorisé 1180.11B0



1118.60B0 Paire de plaques jambières

- Réglage en douceur avec support pneumatique
- Avec articulation pour écartement
- Recommandé pour une utilisation avec des tables d'opération sans réglage motorisé des jambes

Informations techniques

Largeur x longueur : 570 x 750 mm

Angle de réglage :
inclinaison 90°/vers le bas 90°

Poids maximum du patient : 250 kg

Matériau du coussin : SFC

Rail porte-accessoires EU

Montage sur une interface en forme de pointe

Compatible avec

- 1118.06, 1118.10
- 7000.01, 7100, 7200
- 1133.22
- 1433.02
- 1160.10/30



1150.73BC Paire de plaques jambières

- Plaque jambière multifonctionnelle en quatre parties
- Convient à la position gécubitale
- Plaques de mollet et de cuisse réglables séparément
- Plaque de mollet amovible
- Grande stabilité

Informations techniques

Largeur x longueur : 548 x 923 mm

Poids maximum du patient : 380 kg

Poids : 11 kg / plaque

Rail porte-accessoires EU

Montage sur une interface en forme de pointe

Compatible avec

- 1150.19/30

Versions disponibles :

- 1150.73BC avec matelas SFC
- 1150.73DC avec matelas PUR

**1118.50B0****Paire de plaques jambières**

- Réglage en douceur avec support pneumatique
- Écartement des plaques jambières par l'intermédiaire de l'interface de plaque jambière
- Recommandé pour une utilisation avec des tables d'opération sans réglage motorisé des jambes

Informations techniques

Largeur (avec rail latéral) x longueur : 570 x 750 mm

Poids : 11 kg par plaque

Poids maximum du patient : 135 kg

Matériau du coussin : SFC

Rail porte-accessoires EU

Montage sur une interface en forme de pointe

Combinaison recommandée avec

- 1118.01B0/K0, 1118.06B0/K0

Compatible avec

- 1118.01, 1118.06, 1118.10
- 1131, 1132, 1133
- 1433
- 7000, 7100, 7200
- 1160.10/30

**1133.67BC****Paire de plaques jambières en fibre de carbone**

- Plaque jambière légère en 2 parties
- Radiotransparence sur 360°
- Possibilité d'écartement
- Distribution de la pression grâce au matelas SFC

Informations techniques

Largeur x longueur : 235 x 910 mm

Poids maximum du patient : 225 kg

Matériau du coussin : SFC

Matériau de la plaque : fibre de carbone

Montage sur une interface en forme de pointe

Compatible avec

- 1118.10
- 1131, 1132, 1133
- 1433
- 7000, 7100, 7200
- 7700
- 1160.10/30

**1007.42AC****Paire de plaques jambières**

- Positionnement confortable pré- et post-opératoire pour le patient
- Meilleur confort de travail pour le personnel médical pendant la période pré- et post-opératoire
- Les segments intermédiaires amovibles s'adaptent facilement aux plaques CF à 1 et 3 orifices
- Plaque jambière dédiée pour Yuno II

Informations techniques

Largeur x hauteur x longueur :
253 x 166 x 1 320 mm

Poids : 14 kg (paire)

Poids maximum du patient : 250 kg

Rails porte-accessoires EU et US

Matériau du coussin : SFC

Montage sur une interface en forme de pointe

Combinaison recommandée avec

- Yuno II
- Plaque d'extension en fibre de carbone 1433.66AC/BC

Compatible avec

- 1433.02

**1160.50AC****Paire de plaques jambières**

- Écartement à double articulation permettant un bon accès à la zone entre les jambes du patient
- La plaque jambière au poids optimisé permet un montage à l'arrière convivial sur la table d'opération

Informations techniques

Largeur x longueur : 580 x 850 mm

Poids : 19,5 kg (paire)

Poids maximum du patient : 545 kg

Matériau du coussin : IPC, SFC

Rail porte-accessoires EU

Options de nettoyage :
1160.50DC nettoyage mécanique

Montage sur une interface en forme de pointe

Compatible avec

- 7000, 7100, 7200
- 7700
- 1433.02
- 1160.10/30

Versions disponibles :

- 1160.50AC avec coussin IPC
- 1160.50BC avec coussin SFC
- 1160.50DC avec coussin IPC, lavable

1133.58BC**Plaque jambière**

- Plaque jambière en une partie
- Distribution de la pression grâce au matelas SFC
- Montage facile et rapide

**Informations techniques**

Largeur x hauteur x longueur :
585 x 175 x 651 mm

Matériau du coussin : SFC

Poids maximum du patient : 454 kg

Rail porte-accessoires EU

Montage sur une interface
en forme de pointe

Compatible avec

- 1118.06, 1118.10
- 1131, 1132, 1133
- 1433
- 7000, 7100, 7200
- 7700
- 1160.10/30

1150.64B0**Paire de plaques jambières**

- Pour le positionnement des jambes en association avec des procédures de traction
- Plaques jambières légères
- Déblocage rapide pour le démontage

**Informations techniques**

Largeur x longueur : 250 x 680 mm

Poids : 9 kg (paire)

Poids maximum du patient :
225 kg, 1150.64E0 = 250 kg

Matériau du coussin : SFC

Installation sur mortaise carrée
de la table de bloc opératoire ou
du dispositif de traction

Unité de conditionnement : 1 paire

En combinaison avec

- 1118, 1132, 1133, 7000, 7100, 7200
avec dispositif d'extension 1419.X0
- 1150.19/30
avec dispositif d'extension 1150.59AC
- 1180.10
avec dispositif d'extension 1180.19A0
- 1150.64E0 uniquement en
combinaison avec la plaque
d'adaptation pour traction
1433.41AC ou la plaque de support
pour extension 1160.59AC

Compatible avec

- 1150.20

Versions disponibles :

- 1150.64B0 avec matelas SFC 80 mm
- 1150.64E0 avec matelas SFC 40 mm

**1133.53BC****Paire de plaques jambières**

- Écartement à double articulation permettant un bon accès à la zone entre les jambes du patient
- Distribution de la pression grâce au matelas SFC

Informations techniques

Largeur x longueur : 250 x 680 mm

Poids : 9,5 kg/plaque

Poids maximum du patient : 454 kg

Matériau du coussin : SFC

Rail porte-accessoires EU

Montage sur une interface en forme de pointe

Compatible avec

- 1118.06, 1118.10
- 1133
- 1433
- 7000, 7100, 7200
- 7700
- 1160.10/30

**1180.54A0****Paire de plaques jambières**

- Plaque jambière multifonctionnelle en quatre parties
- Convient à la position gécubitale
- Plaques de mollet et de cuisse réglables séparément
- Plaque de mollet amovible
- Grande stabilité
- Installation facile avec la technologie Easy Click

Informations techniques

Largeur avec coussin : 520 mm, largeur avec rail porte-accessoires : 580 mm, Longueur : 922 mm

Interface : module articulé Magnus

Poids : 12,5 kg/plaque

Poids maximum du patient : 380 kg

Rail porte-accessoires EU

Compatible avec

- module articulé motorisé 1180.11B0

Versions disponibles :

- 1180.54A0 avec coussin PUR
- 1180.54B0 avec coussin SFC



1180.41A0
Matelas pour dispositif
de positionnement rectal

- Support du corps pour position g nu-cubitale
- Pour un positionnement anatomique pendant les interventions rectales
- Soutien du bassin et r duction de la pression exerc e sur la sangle abdominale

Informations techniques

Largeur x longueur x hauteur :
 627 x 380 x 395 mm

Mat riau du coussin : SFC

En combinaison avec

- module articul  1180.11X0
- plaques jambi res 1180.54X0



1133.73BC
Paire de plaques jambi res

- Plaque jambi re multifonctionnelle en quatre parties
- Convient   la position g nucubitale
- Plaques de mollet et de cuisse r glables s par ment
- Plaque de mollet amovible

Informations techniques

Largeur x longueur : 583 x 850 mm

Poids : 12 kg par plaque

Poids maximum du patient : 454 kg

Mat riau du coussin : SFC

Rail porte-accessoires EU

Montage sur une interface en forme de pointe

Compatible avec

- 1133
- 1433
- 7000, 7100, 7200
- 7700
- 1160.10/30



1133.73AC
Paire de plaques jambières

- Plaque jambière multifonctionnelle en quatre parties
- Convient à la position gécubitale
- Plaques de mollet et de cuisse réglables séparément
- Plaque de mollet amovible

Informations techniques

Largeur x longueur : 853 x 882 mm

Poids : 12 kg par plaque

Poids maximum du patient : 454 kg

Matériau du coussin : IPC

Compatible avec

- 1133.22
- 1433.02
- 7000, 7100, 7200
- 7700
- 1160.10/30



1001.86C0
Plaque de pied

- Support de pied pour les positions debout
- Réglage correct sur le plan axial à l'aide de l'articulation rotative
- En position debout, un support supplémentaire de la jambe avec une sangle de fixation de la jambe est nécessaire, p. ex. sangle pour jambe 1008.06B0 ou 1008.06D0
- Jeu de 2

Informations techniques

Largeur x hauteur x longueur : 335 x 380 x 315 mm

Plaque de pied (largeur x longueur) : 300 x 300 mm

Poids : 7,3 kg

Poids maximum du patient : 250 kg

Matériau du coussin : SFC

Peut être monté sur un rail porte-accessoires

Clameau standard intégré



1001.66A0
Porte-jambe

- Pour le placement et le positionnement de la jambe du patient pendant la désinfection de la peau
- Support de pied amovible
- Hauteur réglable avec le clameau

Informations techniques

Barre (largeur x longueur) : 410 x 710 mm

Hauteur du coussin : 80 mm

Matériau du coussin : mousse de polyuréthane (PUR)

Peut être monté sur un rail porte-accessoires à l'aide d'un clameau

Clameau standard à commander séparément



1008.06B0
Sangles KTEK Nissen, standard

- Fixation de la jambe du patient dans la zone de la cuisse
- Soulagement de la pression grâce au matelas souple

Informations techniques

Largeur x hauteur x longueur : 125 x 12 x 2 430 mm

Poids du produit : 2 pièces = 9 kg

Poids : 4,5 kg/sangle

Poids maximum du patient : 227 kg

Unité de conditionnement : 1 paire avec 2 clameaux de rail porte-accessoires

Pas de nettoyage mécanique



1008.06D0
Sangles KTEK Nissen, bariatriques

- Fixation de la jambe du patient dans la zone de la cuisse
- Soulagement de la pression grâce au matelas souple

Informations techniques

Largeur x hauteur x longueur :
 126 x 13 x 2 430 mm

Poids du produit : 2 pièces = 9 kg

Poids : 12 kg par plaque

Poids maximum du patient : 363 kg

Unité de conditionnement : 1 paire et
 4 clameaux

Pas de nettoyage mécanique



1001.57A0
Sangle de fixation de la jambe

- Pour fixer les jambes du patient sur une plaque jambière à sections multiples

Informations techniques

Largeur x longueur : 120 x 1 300 mm

Comprend : 1 sangle de fixation
 de la jambe

Matériau de la sangle : tissu
 polyester

Sangle lavable (60 °C)

Compatible avec

- plaques jambières en 2 et en
 4 parties



1001.4700
Fixe-jambe

- Pour fixer la partie inférieure de la jambe sur une plaque jambière fendue

Informations techniques

Comprend : 1 fixe-jambes

Sangle lavable (60 °C)

Compatible avec

- plaques jambières en 2 et en
 4 parties

06

Accessoires de tables d'opération

Orthopédie et traumatologie





1003.60D0

Dispositif pour interventions mini-invasives

- Pour l'arthroscopie de la hanche et les endoprothèses de la hanche par chirurgie mini-invasive
- Barre CF radiotransparente
- Haute stabilité grâce aux larges roues directrices
- Manipulation ergonomique grâce au support pneumatique
- Possibilité de réglage de la barre CF horizontalement et verticalement
- Adaptable à la longueur des jambes du patient et à la position des pieds par coulissement continu du plateau de table
- Montage sur un plateau de table ou un dispositif d'extension

Informations techniques

Longueur de la barre en fibre de carbone : 1 465 mm

Comprend : 1 barre en fibre de carbone,
1 chariot avec dispositif de tension et clameau à rotation et à pivotement,
1 hypomochlion

Combinaison recommandée avec

- botte de traction 1003.75A0 et/ou plaque de pied 1001.97A0

Compatible avec

- 1150.20, plateaux de table pour extension 1160.59, 1433.41
- dispositifs de traction 1419.01X0 1150.59, 1180.19



1180.19A0

Dispositif d'extension

- Conversion rapide d'un plateau de table universel Magnus en plateau de table pour la traction
- Montage aisé des barres
- Bon accès à l'amplificateur de brillance
- Transport et montage simples à l'aide du chariot
- Stockage compact de tous les accessoires dans le chariot

Informations techniques

Interface : Unité de base Magnus

Articles inclus : 1 armoire, 2 barres télescopiques (1 courte, 1 longue), 2 extensions de barre, 1 dispositif de tension, 1 support pour plaque de pied, 1 barre de contre-traction, 1 extension de rail porte-accessoires, 1 clameau à rotation et pivotement, 1 clameau pour étrier de traction avec rotation, 1 barre de support, 1 clameau de serrage radial

Matériau du coussin : SFC

Rail porte-accessoires EU

Combinaison recommandée avec

- botte de traction 1003.75A0
- plaque de pied 1001.97A0
- paire de plaques jambières 1150.64B0

Compatible avec

- 1180.10

**1150.59AC****Dispositif d'extension**

- Conversion rapide d'une table de bloc opératoire universelle en table de traction
- Montage facile sur la table de bloc opératoire
- Bon accès à l'amplificateur de brillance
- Combinaison possible avec les plaques jambières (1150.64B0)
- Transport et montage simples à l'aide du chariot
- Stockage compact de tous les accessoires dans le chariot

Informations techniques

Comprend : 1 paire d'adaptateurs, 1 cadre de support, des barres télescopiques (1 courte, 1 longue), 1 dispositif de tension, 2 extensions de barre, 1 support pour plaque de pied, 1 barre de contre-traction, 1 extension de rail porte-accessoires, 1 clameau à rotation et à pivotement, 1 clameau pour étrier de traction avec rotation, 1 clameau de serrage radial, 1 barre de support, 1 armoire

Matériau du coussin : SFC

Rail porte-accessoires EU

Combinaison recommandée avec

- botte de traction 1003.75A0

Compatible avec

- 1150.19/30

**1419.01X0****Dispositif de traction**

- Conversion rapide d'une table d'opération classique en une table d'extension
- Fixation possible des plaques jambières pendant la phase de préparation
- Montage facile des barres de traction
- Bon accès à l'amplificateur de brillance
- Stockage compact de tous les accessoires dans l'armoire
- Montage ergonomique à l'aide du chariot

Informations techniques

Comprend : 1 armoire avec panier, 1 paire d'adaptateurs, des barres télescopiques (1 courte, 1 longue), 1 dispositif de tension, 1 support pour plaque de pied, 2 barres de support, 2 clameaux de serrage radial, 1 barre de contre-traction, 1 rouleau matelassé pour barre de contre-traction, 1 extension de rail porte-accessoires

Matériau du coussin : SFC

Combinaison recommandée avec

- botte de traction 1003.75A0
- plaque de pied 1001.97A0
- plaques jambières 1150.64X0

Versions disponibles :

- 1419.01B0 compatible avec 7000, 7100, 7200 au niveau de l'interface inversée uniquement
- 1419.01JC compatible avec 7000, 7100, 7200 au niveau de l'interface normale et inversée
- 1419.01C0 compatible avec 1118.01, 1118.06, 1118.10
- 1419.01HC compatible avec 1133.22 au niveau de l'interface inversée

**1160.59BC****Plaque de support pour extension**

- Plateau de table pour interventions orthopédiques
- Conversion rapide et facile d'un plateau de table de bloc opératoire universel en plateau de table pour les interventions avec traction

Informations techniques

Montage sur l'interface pour insertion

Matériau du coussin : SFC

Combinaison recommandée avec

- paire de plaques jambières 1150.64E0
- botte de traction 1003.75A0
- plaque de pied 1001.97A0

Compatible avec

- 1160.10/30
- 7700

Versions disponibles :

- 1160.59AC sans accessoires
- 1160.59BC avec accessoires :
1 armoire, 1 plateau de table pour traction, 1 jeu de barres de traction, des barres télescopiques (1 courte, 1 longue), 1 barre de contre-traction, 1 rouleau matelassé, 1 barre d'adaptateur gauche, 1 barre d'adaptateur droit, 1 extension de barre, 1 dispositif de tension, 1 support pour plaque de pied, 1 extension de rail porte-accessoires, 1 clameau à rotation et à pivotement, 1 clameau pour étrier de traction

**1433.41AC****Plaque d'adaptation pour extension**

- Montage facile des barres de traction
- Bon accès à l'amplificateur de brillance
- Combinaison possible avec des accessoires d'extension existants
- Simple à utiliser

Informations techniques

Matériau du coussin : SFC

2 segments de plaque d'assise amovibles

Montage sur l'interface pour insertion

Compatible avec

- 1433.01 et 1433.02

Versions disponibles :

- 1433.41AC sans accessoires de traction
- 1433.41BC avec des accessoires de traction :
barres télescopiques (1 courte, 1 longue), 1 dispositif de tension, 1 support pour plaque de pied, 2 barres de support, 2 clameaux de serrage radial, 1 barre de contre-traction, 1 extension de rail porte-accessoires, 2 extensions de barre, 1 clameau à rotation et pivotement, 1 clameau pour étrier de traction avec rotation

Combinaison recommandée avec

- chariot pour accessoires 1160.57A0 (peut être commandé séparément)



1003.72AC Adaptateur de traction

Conversion de Maquet Corin ou Maquet Ote-sus vers une configuration orthopédique spécialisée

- Châssis en acier inoxydable avec technologie de transpondeur
- Interface insérable pour plaque d'extension 1433.66 sans accessoires de traction

Informations techniques


L x l x H: 680 x 535 x 250 mm

Compatible avec

- 1160.10, 1160.30, 7700 en combinaison avec 1433.66AC/BC

Matériau du dispositif

- Acier inoxydable



1007.40B0 Barre de traction avec rotule

Pour arthroscopie de la hanche, interventions mini-invasives et approche antérieure directe (DAA)

- Pour fractures du fémur
- Réglage de la barre : horizontal et vertical
- Adaptable à la longueur de la jambe du patient grâce au curseur coulissant
- Barre en fibre de carbone radiotransparente

Informations techniques

L x l x H : 2284 x 331 x 573 mm

Compatible avec

- 1160.10, 1160.30, 7700 en combinaison avec 1003.72AC

Comprend

- Glissière



1007.41B0 Barre de traction

- Pour arthroscopie de la hanche et fractures du fémur
- Réglage de la barre : horizontal
- Adaptable à la longueur de la jambe du patient grâce au curseur coulissant
- Barre en fibre de carbone radiotransparente

Informations techniques

L x l x H : 2258 x 287 x 351 mm

Compatible avec

- 1160.10, 1160.30, 7700 en combinaison avec 1003.72AC

Comprend

- Glissière



1007.46B0 Chariot pour barres de traction

- Pour le stockage et le transport
- Permet le montage facile des barres de traction sur les tables Maquet Ote-sus et Maquet Corin

Informations techniques

Comprend : 1 chariot

Seulement en combinaison avec :

- barres de traction 1007.41B0 et 1007.40B0



1160.57A0
Chariot pour accessoires

- Stockage compact des accessoires de traction

Informations techniques

Articles inclus : 1 panier grillagé

Largeur x longueur : 850 x 650 mm

4 roues doubles pivotantes, dont 2 avec freins

Combinaison recommandée avec

- 1160.59AC et 1433.41AC



1433.66AC
Plaque d'extension à 3 orifices

- Radiotransparence sur 360°
- Bon accès au bassin grâce au positionnement variable de la barre de contre-traction
- 2 éléments de segment de plaque d'assise amovibles pouvant être montés : barre de contre-traction
- Barre de contre-traction incluse

Informations techniques

Largeur x hauteur x longueur : 515 x 80 x 1 150 mm

Poids : 6,8 kg

Poids maximum du patient : 250 kg

Matériau : fibre de carbone, avec coussin SFC

Pas de nettoyage mécanique

Montage sur l'interface pour insertion

Compatible avec

- 1433.01/02



1433.66BC
Plaque d'extension à 1 orifice

- Radiotransparence sur 360°
- Distribution de la pression grâce au matelas SFC
- 2 éléments de segment de plaque d'assise amovibles pouvant être montés : barre de contre-traction
- Barre de contre-traction incluse

Informations techniques

Largeur x longueur x hauteur : 515 x 1 150 x 80 mm

Poids : 6,9 kg

Poids maximum du patient : 250 kg

Matériau : fibre de carbone, avec coussin SFC

Pas de nettoyage mécanique

Montage sur l'interface pour insertion

Compatible avec

- 1433.01/02



1007.40A0
Barre de traction avec articulation à rotule

- Pour arthroscopie et interventions mini-invasives de la hanche
- Pour fractures du fémur
- Possibilité de réglage des barres : horizontalement et verticalement
- Adaptable à la longueur des jambes du patient par coulissement du chariot
- Barre en fibre de carbone radiotransparente

Informations techniques

Longueur : 2 471 mm

Matériau de la barre : fibre de carbone

Combinaison recommandée avec

- dispositif de tension 1007.43A0
- chariot porte-accessoires 1007.47A0

Convient à

- Yuno II 1433.02



1007.41A0 Barre de traction

- Pour arthroscopie de la hanche et fractures du fémur
- Réglage de la barre : horizontalement
- Adaptable à la longueur des jambes du patient par coulisement du chariot
- Barre en fibre de carbone radiotransparente

Informations techniques

Longueur : 2 454 mm

Matériau : fibre de carbone

Combinaison recommandée avec

- dispositif de tension 1007.43A0
- réglage vertical 1007.51X0
- dispositif de tension 1003.7300
- chariot porte-accessoires 1007.47A0

Convient à

- Yuno II 1433.02



1007.46A0 Armoire pour barre de traction

- Pour le stockage et le transport
- Permet un montage facile des barres de traction sur Yuno II

Informations techniques

Comprend : 1 chariot de transport

Uniquement en combinaison avec

- barres de traction 1007.40A0 et 1007.41A0



1007.44A0 Clameau coulissant avec rail porte-accessoires

- Le rail porte-accessoires sur le clameau peut être utilisé pour monter des accessoires sur une barre de traction

Informations techniques

Rail porte-accessoires EU

Convient à

- barres de traction 1007.40A0 et 1007.41A0



1007.47A0 Chariot porte-accessoires

- Stockage compact et transport des accessoires pour Yuno II

Informations techniques

Largeur x hauteur x profondeur : 750 x 1 450 x 820 mm

4 roues doubles pivotantes, dont 2 avec freins

Convient à

- Accessoires Yuno II



1433.42A0
Crochet pour fémur

- Maintien du fémur pour opérations mini-invasives de la hanche
- Conception anatomique

Informations techniques

Comprend : crochet pour fémur (gauche et droit), 1 bras de support, 1 clameau avec mortaise carrée

Matériau : acier inoxydable

Tous les composants peuvent être stérilisés

Montage sur un rail porte-accessoires

Compatible avec

- 1433.01 et 1433.02



1003.55A0
Barre de traction, version fibre de carbone

- Radiotransparente à 360° à l'exception de la zone d'interface

Informations techniques

Longueur : 1 374 mm

Articles inclus : 1 paire

Matériau : fibre de carbone

Combinaison recommandée avec

- clameau coulissant 1003.58B0 pour fixation du dispositif de tension

Compatible avec

- 1150.20, dispositifs d'extension 1419.01X0, 1150.59AC, 1180.19A0
- plaque d'adaptation pour traction 1433.41AC
- plaque de support pour extension 1160.59AC



1003.58B0
Clameau coulissant

- Montage d'un dispositif de tension sur une barre en fibre de carbone
- Avec interface sur rail porte-accessoires

Informations techniques

À utiliser en combinaison avec la barre de traction CF 1003.55A0 uniquement

Rail porte-accessoires EU

En combinaison avec

- dispositif de tension 1003.3700
- dispositif de tension 1007.43A0 plus réglage vertical



1004.85B0
Barre de contre-traction du fémur

- Pour le positionnement de la cuisse du patient pendant la traction en décubitus latéral
- Soutien périnéal courbé radiotransparent
- Support périnéal réglable en hauteur à l'aide de la manivelle

Informations techniques

Comprend : 1 barre de contre-traction pour le fémur et 1 plaque d'extension

Matériau des coussins : mousse de polyuréthane (PUR)

Montage sur mortaise carrée latérale

Compatible avec

- plateau de table 1150.20B0/D0
- dispositifs d'extension 1419.01X0, 1150.59AC, 1160.59AC, 1180.19A0, 1433.41AC
- clameau d'adaptation 1007.50AC

1007.50AC Clameau d'adaptation



- Pour combinaison avec des accessoires supplémentaires
- Positionnement latéral du patient pendant le traitement du fémur possible

Informations techniques

Compatible avec Yuno II

Montage sur une interface en forme de pointe

Uniquement en combinaison avec

- plaques d'extension 1433.66BC (1 orifice) et 1433.66AC (3 orifices)
- barre de contre-traction du fémur 1004.85X0

1003.57B0 Extension de plaque de siège, fibre de carbone



- Accès facile au bassin grâce au positionnement variable de la barre de contre-traction
- Radiotransparence sur 360°
- Rouleau de soutien latéral en fibre de carbone pour soutenir le fémur
- Distribution de la pression grâce au matelas SFC

Informations techniques

Matériau : fibre de carbone, PUR, SFC

Combinaison recommandée avec

- dispositif pour interventions mini-invasives 1003.60D0
- dispositif d'extension 1180.19X0

Compatible avec

- 1150.20
- dispositifs d'extension 1150.59AC, 1180.19A0
- plaque d'adaptation pour traction 1433.41AC
- plaque de support pour extension 1160.59AC

1004.8700 Clameau de plaques jambières



- Pour installer les plaques jambières sur une barre de traction
- Soutien du positionnement anatomique des jambes

Informations techniques

Jeu de 2

Installation sur des barres de traction standard de plateaux de table de traction ou de dispositifs de traction

Combinaison recommandée avec

- plaque jambière 1150.64X0

1433.67A0 Adaptateur tibial



- Pour installation de la barre de contre-traction du tibia et du péroné 1003.50X0

Informations techniques

Articles inclus : matelas SFC compatible avec plaque d'extension à 1 orifice

Uniquement en combinaison avec

- plaques d'extension CF 1433.66AC/BC

**1003.50C0****Barre de contre-traction du tibia et du péroné**

- Pour le positionnement et l'immobilisation de la jambe en cas de fractures du tibia
- Repositionnement facile de l'os à l'aide du réglage de la hauteur et de l'inclinaison du rouleau matelassé
- Radiotransparence dans la zone du rouleau matelassé

Informations techniques

Interface : plateau de positionnement pour l'extension

Articles inclus : 1 rouleau matelassé

Matériau du coussin : mousse de polyuréthane (PUR)

Compatible avec

- 1150.20
- dispositifs d'extension 1419.01X0, 1150.59AC, 1180.19A0
- plaque d'adaptation pour traction 1433.41AC
- plaque de support pour extension 1160.59AC

Versions disponibles

- 1003.50A0 avec guide horizontal (50 x 50 mm) pour barre télescopique avec dimension intérieure claire de 40 mm
- 1003.50C0 avec guide horizontal (40 x 40 mm) pour barre télescopique avec dimension intérieur claire de 35 mm

**1004.93B0****Fixation du condyle**

- Pour une fixation précise du genou
- Réglage individuel grâce à des disques latéraux asymétriques

Informations techniques

Comprend : 2 unités

Matériau du coussin : mousse de polyuréthane (PUR)

Uniquement en combinaison avec

- barre de contre-traction du tibia et du péroné 1003.50X0

**1003.5100****Barre de guidage**

- Pour corriger la direction de tension du tibia

Informations techniques**Compatible avec**

- 1150.20
- dispositifs d'extension 1419.01X0, 1150.59AC, 1180.19A0
- plaque d'adaptation pour traction 1433.41AC
- plaque de support pour extension 1160.59AC



1004.42B0 Bras de support articulé

- Pour le montage d'une barre télescopique et d'un dispositif de tension, permettant l'exécution de la traction
- Réglage précis grâce à la barre horizontale inclinable

Informations techniques

Uniquement en combinaison avec

- barre de contre-traction du tibia et du péroné 1003.50C0

Versions disponibles

- 1004.42B0 pour combinaison avec une barre télescopique de 35 mm
- 1004.42A0 pour combinaison avec une barre télescopique de 40 mm



1003.34A0 Clameau à rotation et à pivotement

- Pour le montage d'une botte de traction ou d'une plaque de pied
- Réglage précis de la botte à l'aide de la fonction de rotation et d'inclinaison

Informations techniques

Installation sur l'interface du rail porte-accessoires

En combinaison avec

- dispositif de tension 1003.3700
- montage sur plaque de pied 1003.49B0
- dispositif de tension 1007.43A0



1003.54A0 Extension de barre

- Allongement ou réduction de la barre télescopique en position de traction
- Adaptation précise de la barre d'extension à la taille du patient, p. ex., pour les enfants

Informations techniques

Combinaison recommandée avec

- dispositif de tension 1003.3700

Compatible avec

- 1150.20
- dispositifs d'extension 1419.01X0, 1150.59AC, 1180.19A0
- plaque d'adaptation pour traction 1433.41AC
- plaque de support pour extension 1160.59AC



1003.35A0 Clameau pour étrier de traction avec rotation

- Pour le montage et le positionnement des barres de tension pour la traction
- Réglage précis de la barre grâce à la fonction de rotation

Informations techniques

Installation sur l'interface du rail porte-accessoires

En combinaison avec

- dispositif de tension 1003.3700
- montage sur plaque de pied 1003.49B0
- dispositif de tension 1007.43A0



1003.3700 Dispositif de traction

- Pour l'exécution de la traction
- Réglage fin manuel de la traction à l'aide d'une manivelle
- Réglable via une articulation sphérique et une barre télescopique verticale
- Rail porte-accessoires pour le montage d'autres accessoires

Informations techniques

En combinaison avec

- plateaux de table pour traction ou dispositifs de traction
- clameau à rotation et à pivotement 1003.34A0 possible
- accessoires pour accueillir le pied
- clameau pour étrier de traction avec rotation 1003.35A0 possible



1003.49B0 Support pour plaque de pied

- Pour le maintien de la jambe saine en position de traction à l'aide d'autres accessoires

Informations techniques

Combinaison recommandée avec

- plateaux de table pour traction ou dispositifs de traction
- plaque de pied ou botte de traction



1007.43A0 Dispositif de traction

- Exécution facile de la traction fine à l'aide d'une manivelle
- Réglage de la jambe à l'aide d'une articulation sphérique
- Réglage précis de la jambe grâce à la fonction de rotation et d'inclinaison intégrée
- Échelle pour une bonne orientation lors de l'utilisation de la fonction de rotation
- Rotation ergonomique possible grâce au manche en étoile
- Rotation libre possible

Informations techniques

Combinaison recommandée avec

- barres de traction 1007.40A0 et 1007.41A0 en combinaison avec le réglage vertical 1007.51A0/B0
- accessoires adaptés au pied, p. ex. botte de traction 1003.75A0 ou plaque de pied 1001.97A0



1007.52A0 Extension de barre

- Pour allonger la barre de traction 1007.40A0

Informations techniques

Largeur x hauteur : 248 x 278 mm

En combinaison avec

- barre de traction 1007.40A0 uniquement

1007.51B0**Barre verticale courte**

- Pour le logement et le réglage vertical d'un dispositif de tension
- Pour les fractures fémorales
- Montage facile

**Informations techniques**

Longueur : 500 mm

Uniquement en combinaison avec

- dispositif de tension 1007.43A0

Combinaison recommandée avec

- barre de traction 1007.41A0

1007.51A0**Réglage vertical, long**

- Pour le logement et le réglage vertical d'un dispositif de tension
- Pour arthroscopie de la hanche et fractures fémorales
- Montage facile

**Informations techniques**

Longueur : 800 mm

Uniquement en combinaison avec

- dispositif de tension 1007.43A0

Combinaison recommandée avec

- barre de traction 1007.41A0
- barre télescopique 1003.59V0

1003.59V0**Barre télescopique**

- En combinaison avec un dispositif de traction
- À utiliser à la place d'une barre télescopique pour atteindre des forces de traction plus élevées, p. ex. pour l'arthroscopie de la hanche

**Informations techniques****En combinaison avec**

- 1007.51A0 nécessaire
- dispositifs de traction 1419.01X0, 1150.59AC, 1180.19A0
- plaque d'adaptation pour traction 1433.41AC
- plaque de support pour extension 1160.59AC

Compatible avec

- 1150.20

Variante :

- Jeu de barres de traction 1003.59C0

1004.86B0**Support universel**

- Soutien de la jambe saine en position d'extension
- Installation sécurisée avec 2 sangles de fixation

**Informations techniques**

Articles inclus : 2 sangles de fixation

Matériau du coussin : mousse de polyuréthane (PUR)

Pièce de rechange : sangle 3100.7614

Combinaison recommandée avec

- dispositif de tension 1003.3700

**1004.8800****Clameau de rail porte-accessoires**

- Pour le montage d'accessoires sur le rail porte-accessoires à l'aide d'un clameau de serrage

Informations techniques

Rail porte-accessoires EU

Montage sur des barres de traction métalliques standard

**1007.45A0****Plaque de support**

- Pour soutenir la jambe du patient
- Peut être montée sur le clameau coulissant 1007.44A0 à l'aide d'un clameau (p. ex. 1003.23C0)

Informations techniques

Largeur x longueur x hauteur de la plaque : 252 x 290 x 465

Hauteur ajustable : 465 mm


Matériau du coussin : SFC

Combinaison recommandée avec

- clameau coulissant 1007.44A0 et clameau de serrage standard ou radial

Compatible avec

- 1433.02

**1007.48A0****Cadre pour champ opératoire stérile**

- Pour maintenir une couverture de champ opératoire stérile
- Montage facile sur la table de bloc opératoire
- Longueur réglable de la barre horizontale

Informations techniques

Comprend : 2 barres verticales et 1 barre horizontale

Plage de réglage de la barre horizontale : 1 500 x 2 800 mm

1 clameau de serrage à commander séparément

En combinaison avec

- barres de traction 1007.40/41A0
- dispositifs de traction et plateaux de table orthopédiques possibles

**1007.49A0****Extension de châssis**

- Pour le soutien des jambes du patient en décubitus latéral et ventral
- Positionnement flexible de la jambe grâce à la plage de réglage
- Montage facile

Informations techniques

Comprend : 1 barre horizontale et 1 barre verticale

Uniquement en combinaison avec

- dispositifs de tension 1003.3700 et 1007.43A0

Combinaison recommandée avec

- plaque de pied 1001.97A0
- Clameau pour étrier de traction avec rotation 1003.35A0

**1003.3600****Dispositif pour plâtrer le bassin**

- Pour le soutien du bassin pendant l'application d'un plâtre moulé
- Pour enfants et adultes
- Application facile du plâtre grâce à la barre de contre-traction réglable en hauteur

Informations techniques

Comprend : 2 supports pelviens amovibles, 1 adulte, 1 enfant

Installation sur mortaise carrée de la table de bloc opératoire

Compatible avec

- dispositif de traction 1180.19 et 1419
- plateau de table de bloc opératoire 1150.20
- Tables de bloc opératoire 1425 et 1433.02
- plaque de support pour extension 1160.59BC
- 1433.41AC

**1001.97A0****Plaques pour pied**

- Fixation sécurisée du pied avec fermeture auto-agrippante à l'aide de sangles Velcro®
- Adaptable à la largeur du pied
- Coussin de protection du talon

Informations techniques

Jeu de 2

Pièce de rechange : sangle 9300.0943, doublure en caoutchouc 9010.2444, coussin pour talon 9010.2454

Combinaison recommandée avec

- clameau à rotation et à pivotement 1003.34A0
- dispositif de tension 1003.3700
- montage sur plaque de pied 1003.49B0
- dispositif de tension 1007.43A0

**1003.75A0****Botte de traction**

- Botte de traction pour le positionnement et l'immobilisation du pied et du mollet pendant des interventions orthopédiques
- Coquille extrêmement robuste
- 2 poignées de chaque côté pour un réglage facile
- Taille 37 – 45


Informations techniques

Comprend : 1 botte de traction, 1 paquet de 10 x 1003.76A0

Installation sur l'interface du rail porte-accessoires

Combinaison recommandée avec

- dispositif de tension 1003.3700 et 1007.43A0
- montage sur plaque de pied 1003.49B0

**1003.76A0****Inlay et supports de montage à usage unique, grande taille**

- Inlay pour botte de traction
- Matériau doux pour la peau
- Pour bottes taille 37 – 45

Informations techniques

Unité de conditionnement : 1 lot de 10 inlays, chacun avec 2 supports

Compatible avec

- botte de traction 1003.75A0 uniquement

Variante :

- 1003.76C0 pour botte de traction 1003.75C0



1003.77A0
Inlay réutilisable

- Inlay réutilisable pour botte de traction
- Matériau doux pour la peau
- Dimensions : 37–45

Informations techniques

Jeu de 2

Unité de conditionnement :
1 jeu de 2 pièces

En combinaison avec

- supports de fixation à usage unique 1003.78A0

Compatible avec

- botte de traction 1003.75A0 uniquement



1003.78A0
Supports de fixation à usage unique

- Pour la stabilisation du pied du patient
- Montage facile et rapide

Informations techniques

Unité de conditionnement :
1 lot de 15 paires de supports

Comprend : 1 lot de 15 paires de supports

Combinaison recommandée avec

- inlay réutilisable 1003.77A0

Compatible avec

- botte de traction 1003.75A0 uniquement



1003.75C0
Botte de traction, petite

- Botte de traction pour le positionnement et l'immobilisation du pied et du mollet pendant des interventions orthopédiques
- Coquille extrêmement robuste
- 2 poignées de chaque côté pour un réglage facile
- Pour bottes de petite taille 32 – 37

Informations techniques

Comprend : 1 botte de traction,
1 paquet de 10 x 1003.76C0

Installation sur l'interface du rail porte-accessoires

Combinaison recommandée avec

- dispositifs de tension 1003.3700 et 1007.43A0
- montage sur plaque de pied 1003.49B0
- inlay et supports de fixation à usage unique 1003.76C0



1001.8700
Plaque de pied, adulte

- Soutien du pied en position d'extension

Informations techniques

Fourni individuellement

Uniquement en combinaison avec

- botte de traction 1001.8800

Combinaison recommandée avec

- clameau à rotation et à pivotement 1003.34A0
- dispositif de tension 1003.3700
- montage sur plaque de pied 1003.49B0
- dispositif de tension 1007.43A0



1001.8800
Botte de traction, adulte

- Fixation sécurisée du pied à l'aide des 3 boucles sur la guêtre en cuir
- Distribution de la pression grâce au matelas intérieur

Informations techniques

Jeu de 2

Uniquement en combinaison avec

- plaque de pied 1001.8700



1001.9000
Plaque de pied, pédiatrique

- Soutien du pied en position d'extension

Informations techniques

Fourni individuellement

Uniquement en combinaison avec

- botte de traction pour enfants 1001.9100

Combinaison recommandée avec

- clameau à rotation et à pivotement 1003.34A0
- dispositif de tension 1003.3700
- montage sur plaque de pied 1003.49B0
- dispositif de tension 1007.43A0



1001.9100
Botte de traction, pédiatrique


- Fixation sécurisée du pied à l'aide des 3 boucles sur la guêtre en cuir
- Distribution de la pression grâce au matelas intérieur

Informations techniques

Jeu de 2

Uniquement en combinaison avec

- plaque de pied 1001.9000



1001.92C0
Support d'aisselle

- Barre de contre-traction radiotransparente
- Support d'aisselle matelassé

Informations techniques


Matériau du coussin : mousse de polyuréthane (PUR)

Peut être monté sur un rail porte-accessoires

Clameau standard intégré

Uniquement en combinaison avec

- support de coude 1004.23C0

**1004.23C0****Support de l'articulation du coude**

- Pour repositionner les fractures du coude
- Plage de mouvements adaptée à l'anatomie du patient

Informations techniques

Peut être monté sur un rail porte-accessoires

Clameau standard intégré

En combinaison avec

- support d'aisselle 1001.92C0
- fixe-bras Weinberger 1001.48A0

**1004.9800****Dispositif de positionnement de l'humérus**

- Pour le repositionnement des fractures de l'humérus
- Soutien à l'enclouage intramédullaire en cas de fractures de l'humérus
- Positionnement axillaire correct de l'avant-bras à l'aide du rail porte-accessoires inclinable

Informations techniques

Comprend : 1 clameau standard, 1 barre verticale, 1 barre horizontale réglable avec rail porte-accessoires

Peut être monté sur un rail porte-accessoires

Combinaison recommandée avec

- barre de contre-traction de l'humérus 1004.8000
- fixe-bras Weinberger 1001.48A0

**1001.48A0****Fixe-bras Weinberger**

- Fixation sécurisée de la main

Informations techniques

Matériau : plaque de main et fixation des doigts en plastique

Stérilisable

Combinaison recommandée avec

- dispositif de positionnement de l'humérus 1004.9800

**1004.8000****Barre de contre-extension de l'humérus**

- Pour l'enclouage intramédullaire en cas de fractures de l'humérus
- Coussin radiotransparent

Informations techniques

Peut être monté sur un rail porte-accessoires

Clameau à commander séparément :

- 1003.22C0 clameau standard
- 1003.23C0 clameau de serrage radial
- 1003.61A0 clameau de serrage radial

Combinaison recommandée avec

- dispositif de positionnement de l'humérus 1004.9800
- fixe-bras Weinberger 1001.48A0

1001.45C0**Plaque de positionnement du bras**

- Pour le soutien de l'humérus en décubitus ventral
- Radiotransparence, bon accès au bras en C
- Montage parallèle ou à angle droit

**Informations techniques**

Largeur x longueur : 210 x 260 mm

Réglable en hauteur : 100 mm

Matériau du coussin : mousse de polyuréthane (PUR)

Clameau standard fourni

Peut être monté sur un rail porte-accessoires

1002.30A0**Trimano Fortis**

- Le support de bras convient à diverses disciplines chirurgicales
- Simple d'utilisation grâce au système « Click & Move »
- Positionnement flexible également lors de l'intervention
- Montage facile des accessoires
- Immédiatement prêt à l'emploi sans alimentation électrique ou raccordement supplémentaire à l'air

**Informations techniques**

Jeux de housses stériles disponibles

Peut être monté sur un rail porte-accessoires

En combinaison avec

- adaptateur Trimano Fortis 1002.31A0
- dispositif de positionnement des bras 1002.32A0

1002.31A0**Adaptateur Trimano Fortis**

- Adaptateur pour le montage d'accessoires sur Trimano Fortis
- Stérilisable

**Informations techniques****En combinaison avec**

- Appuie-bras pour position latérale 1002.43A0/B0
- barre de contre-traction du coude Trimano 1002.45A0
- fixation de doigts Trimano 1002.48A0
- appuie-bras à usage unique 1002.52A0

Variante :

- adaptateur 1002.42A0 pour Trimano 3D (1002.41A0)

1002.48A0**Fixation de doigts Trimano**

- Fixation sécurisée de la main pendant l'intervention
- Installation à l'aide de la technologie Easy Click

**Informations techniques**

Matériau : plaque de main et fixation des doigts en plastique

Stérilisable

Revêtement stérile 1002.44D0 à commander séparément

Compatible avec

- adaptateurs Trimano Fortis 1002.42A0 et 1002.31A0

**1002.43B0****Appuie-bras pour position semi-assise**

- Appuie-bras pour bras de support Trimano
- Pour soutenir et fixer le bras en position semi-assise

Informations techniques

Longueur : 270 mm

Matériau : acier

Stérilisable

Uniquement en combinaison avec

- adaptateur 1002.42A0 pour Trimano 1002.41A0
- adaptateur Trimano Fortis 1002.31A0 pour Trimano 1002.30A0
- jeu stérile 1002.44A0

**1002.43A0****Appuie-bras pour position latérale**

- Accessoire pour bras de support Trimano
- Pour décubitus latéral

Informations techniques

Longueur : 270 mm

Matériau : acier

Stérilisable

Uniquement en combinaison avec

- adaptateur 1002.42A0 pour Trimano 1002.41A0
- adaptateur Trimano Fortis 1002.31A0 pour Trimano 1002.30A0
- jeu stérile 1002.44A0

**1002.45A0****Barre de contre-traction du coude Trimano**

- Accessoire pour bras de support Trimano
- Pour l'enclouage intramédullaire en cas de fractures de l'humérus
- Radiotransparence
- Installation facile avec la technologie Easy Click

Informations techniques

Comprend : rouleau rembourré de 60 mm et 90 mm de diamètre

Longueur de la barre de contre-traction : 226 mm

Matériau : PUR et fibre de carbone

Revêtement stérile 1002.44C0 à commander séparément

En combinaison avec

- adaptateur Trimano Fortis 1002.42A0 et 1002.31A0

**1002.52A0****Appuie bras à usage unique**

- Accessoire pour Trimano 3D et Trimano Fortis
- Fixation légère et sûre du bras pendant l'intervention
- À usage unique

Informations techniques

Comprend : accoudoir à usage unique, bandage, housse stérile

Unité de conditionnement : Jeu de 6 (comprend : accoudoir à usage unique, bandage et housse stérile)



1180.34A0 Module d'épaule

- Plaque dorsale pour chirurgie de l'épaule
- Accès aisé à l'épaule grâce aux modules d'épaule amovibles
- Support de tête pivotable et inclinable
- Réglage de l'inclinaison par l'intermédiaire de l'interface motorisée
- Distribution de la pression grâce au matelas SFC
- Les rails porte-accessoires permettent d'utiliser des accessoires supplémentaires

Informations techniques

Largeur x longueur : 582 x 760/870 mm

Interface : module articulé Magnus

Articles inclus : 1 adaptateur de têtère

Rail porte-accessoires EU

Combinaison recommandée avec

- support de tête 1002.15A0
- chariot 1180.34T0

Compatible avec

- module articulé motorisé 1180.11A0



1180.34T0 Chariot

- Pour le stockage et le transport du module d'épaule 1180.34A0
- Montage facile de la plaque dorsale sur le module articulé Magnus
- Options de stockage pour les plaques jambières, plaques d'extension et têtères

Informations techniques

Largeur x hauteur x longueur : 850 x 910 x 790 mm

4 roues doubles pivotantes, dont 2 avec freins



1007.18B0 Plaque dorsale pour opérations d'épaule

- Bon accès à l'épaule grâce aux modules d'épaule amovibles
- Support de tête pivotable et inclinable
- Réglage de l'inclinaison à l'aide d'une manivelle
- Distribution de la pression grâce au matelas SFC

Informations techniques

Largeur x longueur : 575 x 550 mm

Articles inclus : 1 adaptateur de têtère

Matériau du coussin : SFC

Rail porte-accessoires EU

Montage sur une interface en forme de pointe

Combinaison recommandée avec

- support de tête 1002.15A0
- chariot 1007.20A0

Compatible avec

- 1118, 1131, 1132, 1133, 1433, 7000, 7100, 7200, 7700



1007.20A0 Chariot

- Pour le transport et le montage facile des plaques dorsales pour la chirurgie de l'épaule
- Stockage compact des plaques dorsales
- Fixation possible d'un panier grillagé pour le stockage des accessoires

Informations techniques

Largeur x hauteur x longueur : 835 x 725 x 735 mm

Pour plaque d'épaule 1433.34AC, commander le kit d'adaptation 3102.3089

Compatible avec

- plaques d'épaule 1007.18B0, 1007.19BC, 1007.21B0

À commander séparément :

- panier grillagé 0802.0783

**1132.34A0****Plaque dorsale pour opérations de l'épaule**

- Les modules d'épaule amovibles permettent un bon accès à l'épaule
- Support de tête pivotable et inclinable
- Distribution de la pression grâce au matelas SFC

Informations techniques

Largeur x longueur : 530 x 290 mm

Articles inclus : 1 adaptateur de têtère

Matériau du coussin : SFC

Montage sur une interface en forme de pointe

Combinaison recommandée avec

- support de tête 1002.15A0

Compatible avec

- 1118.06/10, 1131, 1132, 1133, 1160.10/30, 1433, 7000, 7100, 7200, 7700

**1433.34AC****Plaque dorsale en fibre de carbone pour interventions de l'épaule**

- Modules d'épaule amovibles permettant un bon accès à l'épaule
- Les rails porte-accessoires peuvent être retirés des modules d'épaule
- Les supports latéraux s'adaptent de manière flexible à la taille du patient
- Réglage de l'inclinaison par l'intermédiaire de l'interface motorisée
- Montage simple de supports de bras grâce à des rails porte-accessoires supplémentaires

Informations techniques

Dimensions du coussin (largeur x longueur) : 503 x 540 mm

Articles inclus : 2 supports latéraux, 2 rails porte-accessoires

Matériau du coussin : SFC

Transport et stockage possibles sur le chariot 1007.20A0 avec kit d'adaptation 3102.3089

Rail porte-accessoires EU

Montage sur une interface en forme de pointe

Combinaison recommandée avec

- adaptateur de têtère 1002.10A0
- support de tête 1002.15A0

Compatible avec

- 1131, 1132.21/22, 1133, 1160.10/30, 1433, 7100, 7200, 7700

**1007.19BC****Plaque dorsale pour opérations de l'épaule**

- Bon accès à l'épaule grâce aux modules d'épaule amovibles
- Support de tête pivotable et inclinable
- Réglage de l'inclinaison par l'intermédiaire de l'interface motorisée
- Distribution de la pression grâce au matelas SFC

Informations techniques

Largeur x longueur : 600 x 530 mm

Articles inclus : 1 adaptateur de têtère

Matériau du coussin : SFC

Rail porte-accessoires EU

Montage sur une interface en forme de pointe

Combinaison recommandée avec

- support de tête 1002.15A0
- chariot 1007.20A0

Compatible avec

- 1150.19/25/30

**1007.21B0****Plaque dorsale pour opérations de l'épaule**

- Accès facile à l'épaule grâce aux modules d'épaule amovibles
- Support de tête pivotable et inclinable
- Réglage de l'inclinaison par l'intermédiaire de l'interface motorisée
- Distribution de la pression grâce au matelas SFC

Informations techniques

Largeur x longueur : 600 x 550 mm

Articles inclus : 1 adaptateur de tête

Rail porte-accessoires EU

Montage sur une interface en forme de pointe

Combinaison recommandée avec

- support de tête pour opérations de l'épaule 1002.15A0
- chariot 1007.20A0

Compatible avec

- 1131
- 1132.21/22
- 1133
- 1433
- 7100, 7200, 7700
- 1160.10/30

**1009.02C0****Dispositif de fixation pour opérations du ménisque**

- Positionnement flexible de la jambe à l'aide du clameau de serrage radial
- Rouleau matelassé radiotransparent

Informations techniques

Largeur : 367 mm

Hauteur hors tout : 600 mm

Matériau du coussin : mousse de polyuréthane (PUR)

Peut être monté sur un rail porte-accessoires

Le clameau de serrage radial 1003.23C0 à commander séparément

**1004.84A0****Dispositif de positionnement du genou**

- Pour assister le chirurgien lors d'interventions sur le genou
- Réglage motorisé à l'aide d'un pédalier
- Fixation sécurisée de la cuisse
- Adaptable à différents diamètres de cuisses
- Soulagement de la pression grâce au coussin en gel ultra doux

Informations techniques

Comprend : 1 dispositif de positionnement, 1 pédalier, 5 sangles

Tension : 220 V

Pièces de rechange : sangle 3101.6183, coussin de gel 4006.1700

Peut être monté sur un rail porte-accessoires



1004.84B0

Dispositif de positionnement du genou

- Immobilisation de la cuisse lors d'interventions sur le genou
- Réglage manuel à l'aide du clameau de serrage radial
- Fixation sécurisée de la cuisse
- Adaptable à différents diamètres de cuisses
- Soulagement de la pression grâce au coussin en gel ultra doux

Informations techniques

Comprend : 1 dispositif de positionnement, 1 clameau de serrage radial, 1 coussin de gel, 1 sangle

Pièces de rechange : sangle 3101.6183, coussin de gel 4006.1700

Peut être monté sur un rail porte-accessoires



1008.14C0

Porte-jambe arthroscopique

- Immobilisation de la cuisse lors d'interventions sur le genou
- Largeur réglable pour différents diamètres de jambe
- Fixation sûre de la cuisse grâce à la sangle secure-lock
- Soulagement de la pression grâce au coussin à usage unique

Informations techniques

Largeur x hauteur x longueur : 64 x 190 x 305 mm

Poids : 1,8 kg sans clameau

Poids maximum du patient : 227 kg

Matériau du dispositif : acier inoxydable, polycarbonate

Unité de conditionnement : 1 pièce sans inlay

Comprend : 1 pièce avec sangle de verrouillage sécurisée, 1 clameau de barre rond, sans inlay à usage unique

Pas de nettoyage mécanique

Peut être monté sur un rail porte-accessoires

Clameau de barre rond intégré (UE)

Combinaison recommandée avec

- 1008.14B0



1008.14B0

Inlay à usage unique pour porte-jambe arthroscopique

- Coussin à usage unique pour porte-jambe arthroscopique
- Revêtement antimicrobien
- Non stérile

Informations techniques

Rails porte-accessoires EU et US

Matériau du coussin : à usage unique

Unité de conditionnement : 1 unité/boîte = 12 pièces


À usage unique

Peut être monté sur le porte-jambe arthroscopique

Combinaison recommandée avec

- 1008.14C0 porte-jambe arthroscopique

07 Accessoires de tables d'opération **Neurochirurgie**



**1005.50A0****Unité de base réglable Doro®**

- L'unité de base réglable fait partie d'un système permettant de positionner et d'immobiliser la tête du patient pour la chirurgie de la tête et du cou
- Pour fixer un clameau crânien
- Pour positionner un patient en décubitus ventral ou dorsal
- Pour une utilisation dans des applications neurochirurgicales sans imagerie
- Unité de base réglable avec clé pour le réglage de la largeur

Informations techniques

Largeur x hauteur : 547 x 213 mm

Poids : 3,2 kg

Matériau du dispositif : aluminium

Montage sur une interface arrondie, p. ex. arceaux intermédiaires 1130.54B0 et 1180.36A0 et barre de fixation transversale 1005.2300

En combinaison avec

- adaptateur pivotant Doro® 1005.51A0
- Clameau crânien Doro® QR3 1005.52C0

Compatible avec

- 1160.36A0 Kit de mise à niveau

**1005.52C0****Clameau crânien Doro® QR3**

- Sa forme unique permet de placer la sonde d'intubation, même en décubitus ventral.
- Aucun jeu entre le support d'arc et la base du clameau crânien lorsqu'il est verrouillé.
- Un jeu minimal entre la base du clameau crânien et le bras d'extension assure une stabilité élevée et réduit le risque de perte de navigation.
- Échelle des pressions facile à lire en unités métriques et impériales.
- Interface de rail rapide pour fixer solidement les systèmes d'écarteur et les dispositifs de suivi de navigation
- Avec réceptacles pour pointes crâniennes pour fixation rigide du crâne

Informations techniques

Hauteur : 284 mm

Poids : 1,8 kg

Matériaux : alliage léger et acier CrNi

Pointes à commander séparément : Goupilles réutilisables Doro® pour adultes 1005.53B0, goupilles réutilisables Doro® pour enfants 1005.53A0, pointes crâniennes à usage unique stériles Doro®, adultes 1005.67A0

Combinaison recommandée avec

- pointes réutilisables ou à usage unique

Uniquement en combinaison avec

- Unité de base réglable Doro® 1005.50A0
- adaptateur pivotant Doro® 1005.51A0

**1005.53B0****Pointes crâniennes réutilisables Doro®, adulte**

- Pointes pour fixation de la tête du patient à un clameau crânien
- À usage multiple
- Stérilisable

Informations techniques

Matériau : acier inoxydable

Jeu de 3

En combinaison avec

- clameaux crâniens
1005.52C0 et 1005.49B0 1005.42A0 /
1005.48B0 / 1005.53X0 / 1005.67A0

Versions disponibles :

- Pointes réutilisables Doro® pour enfants 1005.53A0
- Pointes réutilisables Doro® pour adultes 1005.53B0

**1005.67A0****Pointes crâniennes stériles à usage unique Doro®, adulte**

- À usage unique
- Pour adultes

Informations techniques

Jeu de 36

Matériau : acier inoxydable

En combinaison avec

- clameaux crâniens
1005.52C0 / 1005.49B0 / 1005.42A0
1005.48B0 / 1005.53X0 / 1005.67A0

**1005.56A0****Calotte de tête pivotante Doro®, adulte**

- Pour support de tête anatomique
- Avec barre d'extension pour traction sur la colonne vertébrale
- Convient en décubitus ventral et dorsal
- Soulagement de la pression grâce au coussin de gel extra-doux

Informations techniques

Matériau du coussin : Gel

Uniquement en combinaison avec

- Unité de base réglable Doro®
1005.50A0
- Adaptateur pivotant Doro®
1005.51A0

**1005.51A0****Adaptateur pivotant Doro®**

- Pour raccorder l'unité de base réglable à l'aide d'un clameau crânien
- Pivotable à 360°
- Réglage flexible du système de tète en fonction de la position du patient

Informations techniques

Matériau du dispositif : aluminium

Uniquement en combinaison avec

- Clameau crânien Doro®
QR31005.52C0
- Unité de base réglable Doro®
1005.50A0



1005.2300
Arceau de fixation bilatérale

- Fixation sécurisée du clameau crânien au patient en position assise
- Adaptable à la largeur de la table d'opération

Informations techniques

Peut être monté sur un rail porte-accessoires

2 clameaux peuvent être commandés séparément :
1003.22C0, 1003.23C0, 1003.61A0

Combinaison recommandée avec

- Unité de base réglable Doro® 1005.50A0



1005.49B0
Clameau crânien radiotransparent Doro®

- Avec réceptacles pour pointes crâniennes pour fixation rigide du crâne
- Radiotransparence sans métal

Informations techniques

Poids maximum du patient : 250 kg

Les pointes doivent être commandées séparément, p. ex. pointes à usage unique 1005.67A0 ou pointes réutilisables 1005.53B0

En combinaison avec

- Adaptateur pivotant radiotransparent Doro® 1005.64A0
- Membre de transition Doro® 1005.63A0, 1005.63B0
- support de clameau crânien 1005.48B0



1005.48B0
Support du clameau crânien

- Pour fixer un clameau crânien radiotransparent
- Réglage flexible avec 3 articulations
- Radiotransparence sans métal
- Montage facile à l'aide de la technologie Easy Click

Informations techniques

Largeur x hauteur x longueur :
399 x 200 x 360 mm

Poids maximum du patient : 250 kg

Plage de réglage : +135°/-110° pour l'articulation 1, 360° pour toutes les autres articulations

Installation sur une interface de tête emboîtable

En combinaison avec

- plaques dorsales en fibre de carbone 1189.37A0, 1433.33AC
- plaques insérables en fibre de carbone 1433.45BC, 1160.45BC
- clameau crânien radiotransparent 1005.49B0
- 1180.16A0/A1/A2/A3/A5 plateaux de table CF avec interface en forme de pointe
- 1160.16A0, A2

Variante :

- 1005.48A0 pour adaptation du clameau crânien (Mayfield® Infinity XR2 ou clameau crânien A-2002 de la société Integra)



1005.42A0
Pince crânienne DORO® LUCENT

- Réduction des artefacts radiographiques
- Profil réduit – mais espace accru pour la tête
- Mécanisme de déverrouillage unique
- Repères de positionnement
- Conçue pour tous les patients (des adultes aux enfants)
- Nettoyage automatisé
- Kit pédiatrique : 1005.42B0

Informations techniques

En combinaison avec

- Support de pince crânienne 1005.48B0
- Adaptateur pivotant DORO® 1005.64A0 radiotransparent
- Interface crânienne DORO® 1005.72A0 radiotransparente
- 1005.64A0, 1005.48B0



1005.71A0
Adaptateur de table Doro® Maquet, radiotransparent

- Pour connexion d'un système de têtère Doro® pour la chirurgie de la tête avec la table de bloc opératoire
- Radiotransparence sans métal

Informations techniques

Fixation à l'interface en forme de queue d'aronde

En combinaison avec

- adaptateur d'accessoires 6005.25A0
- plaque polyvalente en fibre de carbone 1150.45BC
- autres accessoires de positionnement de la tête



1005.63A0
Membre de transition Doro® radiotransparent, long

- Version longue
- En combinaison avec un clameau crânien Doro®
- Radiotransparence sans métal

Informations techniques

En combinaison avec

- Adaptateur de table Doro® Maquet, radiotransparent 1005.71A0
- Adaptateur pivotant radiotransparent Doro® 1005.64A0
- Membre de transition Doro® radiotransparent, court 1005.63B0



1005.63B0
Membre de transition Doro® radiotransparent, court

- Version courte
- En combinaison avec un clameau crânien Doro®
- Radiotransparence sans métal

Informations techniques

En combinaison avec

- Adaptateur de table Doro® Maquet, radiotransparent 1005.71A0
- Adaptateur pivotant radiotransparent Doro® 1005.64A0
- Membre de transition Doro® radiotransparent, court 1005.63A0



1005.64A0
Adaptateur pivotant radiotransparent Doro®

- Pour fixation sur le clameau crânien DORO®
- Radiotransparence

Informations techniques

En combinaison avec

- Membre de transition Doro® radiotransparent 1005.63A0/B0
- clameau crânien radiotransparent 1005.49B0
- 1005.42A0



1005.72A0
Interface Doro® radiotransparent

- Pour le montage d'un clameau crânien radio-transparent ou d'un adaptateur pivotant en aluminium
- Radiotransparence sans métal

Informations techniques

En combinaison avec

- adaptateur pivotant Doro® 1005.51A0
- Clameau crânien 1005.49B0 (radiotransparent)
- 1005.42A0



1002.03A0
Calotte de tête

- Pour un support de tête anatomiquement correct
- Convient en décubitus ventral et dorsal
- Radiotransparence sans métal
- Soulagement de la pression grâce au matelas en gel ultra doux
- Adaptation individuelle à l'anatomie du patient grâce à 3 articulations rotatives
- Installation sur une interface de têtère emboîtable

Informations techniques

Largeur x hauteur x longueur :
399 x 176 x 371 mm

Poids maximum du patient : 250 kg

En combinaison avec

- plaque dorsale CF 1180.37A0
- plaque dorsale CF 1433.33AC
- plaques insérables en fibre de carbone 1160.45BC et 1433.45BC

Compatible avec

- plateaux de table en fibre de carbone 1180.16A1/A2/A3/A5
- 1160.16A0, A2



1007.12A0
Rouleau de guidage pour extension côté tête

- Positionnement optimal du patient grâce à la longueur et à la hauteur programmables

Informations techniques

Montage sur le rail porte-accessoires de l'adaptateur de têtère

En combinaison avec

- Têtère deux sections 1002.72A0
- fixation 1002.65A0



1002.83A0

Tête inclinable

- Radiotransparence sans métal
- Montage facile avec la technologie Easy Click

Informations techniques

Largeur x hauteur x longueur :
455 x 155 x 324 mm

Poids du produit : 2,8 kg

Poids maximum du patient : 250 kg

Hauteur : max. 155 mm

Longueur : max. 428 mm

Inclinaison : +90° / - 45°

Matériau du coussin : SFC

Installation sur une interface de
tête emboîtable

Combinaison recommandée avec

- Plaques dorsales CF
1180.37AC, 1433.33AC
- plaques insérables en fibre
de carbone
1433.45BC, 1160.45BC

Convient à

- plateaux en fibre de carbone
1180.16A0/A1/A2/A3/A5
- 1160.16A0, A2



1002.82A0

Tête rigide

- Radiotransparence sans métal
- Montage avec la technologie Easy Click

Informations techniques

Poids maximum du patient : 250 kg

Poids du produit : 2,1 kg

Largeur x hauteur x longueur :
420 x 155 x 303 mm

Matériau du coussin : SFC

Installation sur une interface
de tête emboîtable

Combinaison recommandée avec

- Plaques dorsales CF
1180.37A0, 1433.33AC
- plaques insérables en CF
1433.45BC, 1160.45BC

Compatible avec

- plateaux de table en fibre
de carbone
1180.16A0/A1/A3/A5
avec interface en forme de pointe
- 1160.16A0, A2

**1002.04B0****Calotte de tête**

- Pour un support de tête anatomiquement correct
- Radiotransparence sans métal
- Soulagement de la pression grâce au matelas en gel ultra doux
- Adaptation individuelle à l'anatomie du patient à l'aide de 2 articulations rotatives

Informations techniques

Poids maximum du patient : 200 kg

Grand angle de réglage $\pm 50^\circ$

Fixation à l'interface en forme de queue d'aronde

En combinaison avec

- 1180.37A0 et 1433.33BC avec adaptateur d'accessoires 6005.25A0
- plaques polyvalentes en fibre de carbone 1160.45BC et 1433.45BC avec adaptateur d'accessoires 6005.25A0
- 1180.45BC
- 1150.30BB0/D0 avec plaque polyvalente en fibre de carbone 1150.45BC

Compatible avec

- 1150.16B0

**1007.24A1****Cadre universel pour le positionnement du patient**

- Pour décubitus ventral, dorsal et latéral
- Radiotransparence à 360°
- Miroir pour contrôler la position du tube
- Accès facile au champ opératoire grâce à la conception étroite
- Conception étroite du cadre permettant un bon accès à la radiographie
- Transport et montage simples à l'aide du chariot

Informations techniques

Hauteur réglable : 600 – 900 mm

Articles inclus : 1 armoire, 1 paire d'adaptateurs, 1 adaptateur de têtère, 1 miroir, 2 dispositifs de positionnement des bras, 1 têtère en plexiglas, 1 paire de rails porte-accessoires réglables, 1 clameau de rail porte-accessoires, 1 segment intermédiaire

Mortaise carrée pour accessoires de positionnement de la tête

Mortaise arrondie pour support standard

Montage sur une interface en forme de pointe

Compatible avec

- 1118.01B0/K0, 1118.06B0/K0, 1118.10B0/ K0
- 1133.22B4/B5
- Meera : 7000.01B0, 7100.01B0/B2, 7200.01B0/B2
- 1150.30B0/D0
- 1180.10A0 : adaptateur 1007.27A0 à commander séparément
- 7700.01A0, B0, A2, B2
- 1160.16/30
- Maquet Yuno II : 1433.02b0

**6005.25A0****Adaptateur d'accessoires**

- Pour le montage d'accessoires avec une interface en forme de queue d'aronde sur une plaque en fibre de carbone
- Radiotransparence sans métal
- Convient à une utilisation en IRM

Informations techniques

Poids maximum du patient : 180 kg

Articles inclus : 2 vis

Matériau : fibre de carbone

Combinaison possible avec

- plaques insérables en fibre de carbone 1433.45BC, 1160.45BC
- plaque polyvalente CF 1180.45A0
- plaque dorsale CF 1180.37A0
- plaque dorsale CF 1433.33AC

**1007.27A0****Adaptateur pour cadre universel pour Magnus**

- Pour le montage du cadre universel de positionnement du patient 1007.24A1 sur le système de table de bloc opératoire Magnus

Informations techniques

1 paire

Uniquement en combinaison avec

- module articulé motorisé 1180.11A0

**1007.26A0****Plaque de support courte**

- Pour décubitus dorsal et latéral
- Bon accès à la région de la tête
- Radiotransparence sans métal

Informations techniques

Longueur : 850 mm

Matériau du coussin : SFC

En combinaison avec

- cadre universel pour le positionnement du patient 1007.24A1

**1007.26B0****Plaque de support longue**

- Pour décubitus ventral, dorsal et latéral
- Grande fenêtre d'imagerie
- Radiotransparence sans métal

Informations techniques

Longueur : 1 350 mm

Matériau du coussin : SFC

En combinaison avec

- cadre universel pour le positionnement du patient 1007.24A1

**1007.28B0****Éléments de positionnement réglables**

- Pour le positionnement du patient en décubitus ventral sur le cadre universel
- Réglable sur trois plans : verticalement, horizontalement, latéralement
- Petite zone de contact pour une radiographie simple de la colonne vertébrale

Informations techniques

Comprend : 2 éléments pour thorax ,
2 éléments pour hanche,
1 coussin pour thorax

Matériau du coussin : SFC

Combinaison recommandée avec

- housses à usage unique 1007.29A0

En combinaison avec

- cadre universel pour le positionnement du patient 1007.24A1

**1007.25A0****Clameau de rail porte-accessoires**

- Pour l'ajout d'accessoires supplémentaires sur l'interface du rail porte-accessoires

Informations techniques

Montage possible sur une barre

Rail porte-accessoires EU

En combinaison avec

- cadre universel pour le positionnement du patient 1007.24A1

**1007.30A0****Adaptateur pour cadre radiotransparent de chirurgie de la colonne vertébrale**

- Permet d'adapter le cadre radio transparent pour chirurgie de la colonne vertébrale
- Radiotransparence sans métal

Informations techniques**En combinaison avec**

- cadre universel pour le positionnement du patient 1007.24A1

**1008.01A0****Cadre incurvé pour chirurgie du rachis KTEK**

- Convient particulièrement à la chirurgie de la colonne vertébrale
- La courbure offre un espace suffisant entre les vertèbres
- La courbure peut être ajustée à l'aide de la manivelle
- Possibilité de régler la largeur des éléments de courbure
- Radiotransparence

Informations techniques

Largeur x hauteur x longueur :
444 x 254 x 720 mm

Poids : 11 kg

Poids maximum du patient : 272 kg

Manivelle incluse



1008.02A0 Chariot KTEK Curve

- Stockage et transport du cadre incurvé pour chirurgie du rachis KTEK
- Bac de rangement pour la manivelle dans la partie supérieure du chariot
- Petit bac de rangement pour accessoires dans le segment de base

Informations techniques

Largeur x hauteur x longueur :
549 x 1 035 x 549 mm

Poids : 5 kg

À commander séparément

En combinaison avec

- 1008.01A0
Cadre incurvé pour chirurgie du rachis KTEK



1008.03A0 Housses confort Curve

- Housses de confort à usage unique à utiliser avec le cadre pour colonne vertébrale incurvé

Informations techniques

Unité de conditionnement :
1 unité = 6 pièces

Comprend : housses de coussin en mousse cosmétique, cale tête, coussin de tige latérale, coussins d'accoudoir

Protection

- Combinaison avec le cadre incurvé pour chirurgie du rachis 1008.01A0 KTEK



1008.03B0 Housse standard Curve

- Housses standard à usage unique à utiliser avec le cadre pour colonne vertébrale incurvé

Informations techniques

Unité de conditionnement :
1 unité = 6 pièces

Comprend : housses de rembourrage en mousse standard, cale tête, coussin de tige latérale, coussins d'accoudoir

Protection

- Combinaison avec le cadre incurvé pour chirurgie du rachis 1008.01A0 KTEK



1008.03C0 Cale-tête

- Cale-tête à usage unique pour positionner la tête en décubitus ventral

Informations techniques

Matériau du coussin : mousse

Unité de conditionnement :
1 unité = 6 pièces

Comprend : 1 cale-tête

Protection

- Combinaison avec le cadre incurvé pour chirurgie du rachis 1008.01A0 KTEK

**1007.04D0****Support à genoux**

- Pour le positionnement du patient en position agenouillée
- Positionnement flexible avec support de mollet réglable en hauteur
- Réglage manuel du support de mollet à l'aide d'une manivelle
- L'installation sur la table de bloc opératoire est facilitée par l'utilisation d'un chariot
- Montage sur le module articulé Magnus

Informations techniques

Poids maximum du patient : 135 kg/
en combinaison avec 1180.10 : 250 kg

Interface :
module articulé Magnus 1180.11A0

Matériau du coussin : SFC

Rail porte-accessoires EU

Combinaison recommandée avec

- chariot 1007.07D0
- arceau de siège avec supports de bassin 1007.05A0

Versions disponibles :

- 1007.04BC convient pour 1131.12B0, 1133.22B4/B5, 7100.01B0/B2, 7200.01B0/B2, 1160.10A0/B0/D0, 1160.30A0/B0/D0, 7700.01A0/B0/A2/B2
- 1007.04D0 compatible avec 1180.10A0

**1007.53A0****Support à genoux**

- Pour le positionnement genu-pectoral du patient
- Support de mollet réglable en hauteur
- Réglage manuel du support de mollet à l'aide d'une manivelle
- L'installation sur la table de bloc opératoire est facilitée par l'utilisation du chariot

Informations techniques

Matériau du coussin : SFC

Rail porte-accessoires EU

Montage sur une interface en forme de pointe

Combinaison recommandée avec

- chariot 1007.54A0
- arceau de siège avec supports de bassin 1007.05A0

Compatible avec

- 1118.01B0/K0
- 1118.06B0/K0
- 1133.22B4/B5
- 7000.01B0
- 7100.01B0/B2
- 7200.01B0/B2
- 1160.10A0/B0/D0
- 1160.30A0/B0/D0
- 1433.02B0
- 7700.01A0, B0, A2, B2



1007.07A0 Chariot

- Pour le support et le transport du support à genoux
- Facilite le montage ergonomique du support à genoux

Informations techniques

Articles inclus : 1 panier grillagé

Versions disponibles :

- 1007.07A0 pour le support à genoux 1007.04BC
- 1007.07D0 pour le support à genoux 1007.04D0



1007.54A0 Armoire

- Pour le support et le transport
- Permet un montage facile du support à genoux 1007.53A0

Informations techniques

En combinaison avec

- support à genoux 1007.53A0



1007.05A0 Arceau de siège avec supports de bassin

- Pour le soutien pelvien lors d'interventions
- Supports latéraux immobilisant les cuisses
- Largeur ajustable

Informations techniques

Comprend : 1 arceau de siège avec rouleau matelassé, 2 supports de bassin latéraux

Matériau des coussins : mousse de polyuréthane (PUR)

2 clameaux de réglage peuvent être commandés séparément : 1003.22C0, 1003.23C0

En combinaison avec

- support à genoux 1007.04D0/1007.04BC et 1007.53A0



1004.75A0 Arceau repose-main

- Pour soutenir les mains et les bras du chirurgien pendant l'intervention
- Le support de poignet peut être rabattu à 180°
- Réglable en hauteur

Informations techniques

Largeur x hauteur : 355 x 240 mm

Articles inclus : 1 clameau standard

Montage sur l'interface du rail porte-accessoires

Combinaison recommandée avec

- adaptateur de têtère 1002.07A0
- fixation 1002.65A0
- adaptateur de têtère 1007.16A0/BO

08 Accessoires de tables d'opération

Aides au positionnement



Têtières



4006.01A0

Anneau appuie-tête fermé Oasis Elite, adolescent

- Pour soutenir et positionner la tête du patient
- Pour adolescents, version fermée

Informations techniques

Hauteur : 34 mm

Ø 140 mm

Matière : Gel en silicone

Convient à

- réchauffement dans une armoire chauffante



4006.02A0

Anneau appuie-tête fermé Oasis Elite, adulte

- Pour soutenir et positionner la tête du patient
- Pour adultes, version fermée

Informations techniques

Hauteur : 50 mm

Ø 200 mm

Matière : Gel en silicone

Convient à

- réchauffement dans une armoire chauffante



4006.03A0

Anneau appuie-tête ouvert Oasis Elite, adolescent

- Pour soutenir et positionner la tête du patient
- Pour adolescents, version petite
- Ouverture d'un côté

Informations techniques

Hauteur : 34 mm

Ø 140 mm

Matière : Gel en silicone

Convient à

- réchauffement dans une armoire chauffante



4006.04A0

Anneau appuie-tête ouvert Oasis Elite, adulte

- Pour soutenir et positionner la tête du patient
- Pour adultes
- Ouverture d'un côté

Informations techniques

Hauteur : 54 mm

Ø 200 mm

Matière : Gel en silicone

Convient à

- réchauffement dans une armoire chauffante



4006.19A0

Tête de décubitus ventral Oasis Elite, grande

- Pour adultes
- Pour le soutien, le positionnement et la protection de la tête en décubitus ventral
- Les découpes latérales offrent de l'espace pour les tubes de ventilation

Informations techniques

Largeur x hauteur x longueur :
240 x 140 x 280 mm

Matière : Gel en silicone

Convient à

- réchauffement dans une armoire chauffante



4006.20A0

Tête de décubitus ventral Oasis Elite, moyenne

- Pour adolescents
- Pour le soutien, le positionnement et la protection de la tête en décubitus ventral
- Échancrures latérales laissant de la place aux tubes de respiration

Informations techniques

Largeur x hauteur x longueur :
273 x 135 x 220 mm

Matière : Gel en silicone

Convient à

- réchauffement dans une armoire chauffante



4006.21A0

Tête de décubitus dorsal Oasis Elite, adulte

- Pour adultes
- Pour le soutien, le positionnement et la protection de la tête en décubitus dorsal

Informations techniques

Largeur x hauteur x longueur :
237 x 90 x 275 mm

Matière : Gel en silicone



4006.22A0

Tête de décubitus dorsal Oasis Elite, adolescent

- Pour adolescents
- Pour le soutien, le positionnement et la protection de la tête en décubitus dorsal

Informations techniques

Largeur x hauteur x longueur :
230 x 65 x 275 mm

Matière : Gel en silicone

Convient à

- réchauffement dans une armoire chauffante



4006.23A0

Dispositif de protection de la tête Azure

- Pour soutenir et positionner le patient

Informations techniques

Largeur x hauteur x longueur :
250 x 50 x 260 mm

Matériau : Gel en silicone

Convient à

- réchauffement dans une armoire chauffante



1000.5700

Anneau appui-tête

- Pour le placement et le positionnement de la tête du patient

Informations techniques

Hauteur : 40 mm

Ø 210 mm

Matériau : mousse de polyuréthane (PUR)

Matelas pour table d'opération



4006.05A0

Coussin universel pour table d'opération

- Pour recouvrir la surface plane de la table d'opération
- Pour garantir une répartition uniforme du poids du patient

Informations techniques

Largeur x hauteur x longueur :
520 x 10 x 520 mm

Matière : Gel en silicone

Convient à

- réchauffement dans une armoire chauffante



4006.06A0

Coussin de table Oasis longueur 3/4

- Version longue
- Pour recouvrir la surface plane de la table d'opération
- Pour garantir une répartition uniforme du poids du patient

Informations techniques

Largeur x hauteur x longueur
520 x 10 x 1 150 mm

Matière : Gel en silicone

Convient à

- réchauffement dans une armoire chauffante



4006.07A0

Coussin de table Oasis pleine longueur

- Version extra-longue
- Pour recouvrir la surface plane de la table d'opération
- Pour garantir une répartition uniforme du poids du patient

Informations techniques

Largeur x hauteur x longueur :
520 x 10 x 1 800 mm

Matière : Gel en silicone

Convient à

- réchauffement dans une armoire chauffante



4006.08A0

Section pour le torse Oasis

- Pour couvrir une zone spécifique de la table d'opération
- Avec découpe sacrale

Informations techniques

Largeur x hauteur x longueur :
500 x 10 x 990 mm

Matière : Gel en silicone

Convient à

- réchauffement dans une armoire chauffante



4006.09A0
Coussin de table périnéal Oasis

- Pour couvrir une zone spécifique de la table d'opération
- Avec découpe sacrale

Informations techniques

Largeur x hauteur x longueur :
520 x 10 x 520 mm

Matière : Gel en silicone

Convient à

- réchauffement dans une armoire chauffante



4006.24A0
**Dispositif de protection
de la zone sacrée Azure, petit**

- Soutien de la zone sacrée du patient
- Garantit une répartition plus uniforme du poids

Informations techniques

Largeur x hauteur x longueur :
380 x 25 x 400 mm

Matière : Gel en silicone

Convient à

- réchauffement dans une armoire chauffante

Supports de bras



4006.12A0 Coussin pour panneau de bras Oasis

- Petit modèle
- Pour le positionnement et le soutien du bras étendu d'un patient

Informations techniques

Largeur x hauteur x longueur :
115 x 10 x 395 mm

Matière : Gel en silicone



4006.13A0 Coussin pour panneau de bras Oasis

- Grand modèle
- Pour le positionnement et le soutien du bras étendu d'un patient

Informations techniques

Largeur x hauteur x longueur :
200 x 10 x 600 mm

Matière : Gel en silicone

Combinaison recommandée avec

- dispositif de positionnement du bras 1001.44D0



4006.26A0 Dispositif de protection du bras Azure, court

- Petit modèle
- Pour le positionnement et le soutien du bras du patient

Informations techniques

Largeur x hauteur x longueur :
140 x 30 x 330 mm

Matière : Gel en silicone



4006.27A0 Dispositif de protection du bras Azure, long

- Grand modèle
- Pour le positionnement et le soutien du bras du patient

Informations techniques

Largeur x hauteur x longueur :
180 x 35 x 460 mm

Matière : Gel en silicone

Combinaison recommandée avec

- dispositif de positionnement du bras 1001.44D0

Repose-jambes et coussins de protection du talon



4006.14A0

Coussins pour étrier à coquille Oasis

- Matelas supplémentaire pour améliorer le confort du positionnement

Informations techniques

Largeur x hauteur x longueur :
220 x 10 x 320 mm

Articles inclus : 2 unités

Matière : Gel en silicone

Convient à

- réchauffement dans une armoire chauffante



4006.15A0

Coussins pour étrier à coquille Oasis

- Matelas supplémentaire pour améliorer le confort du positionnement

Informations techniques

Largeur x hauteur x longueur :
245 x 10 x 395 mm

Jeu de 2

Matière : Gel en silicone

Convient à

- réchauffement dans une armoire chauffante



4006.17A0

Coussin pour cuisse Oasis

- Pour soulager la pression

Informations techniques

Largeur x hauteur x longueur :
130 x 10 x 520 mm

Matière : Gel en silicone

Convient à

- réchauffement dans une armoire chauffante



4006.28A0

Dispositif de protection de la jambe Azure

- Pour le positionnement et le soutien de la jambe du patient
- Garantit une répartition plus uniforme du poids du patient

Informations techniques

Largeur x hauteur x longueur :
180 x 40 x 515 mm

Matière : Gel en silicone

Convient à

- réchauffement dans une armoire chauffante



4006.16A0
Coussins pour talon Oasis Elite

- Pour soutenir la jambe au niveau de la cheville

Informations techniques

Largeur x hauteur x longueur :
 100 x 70 x 180 mm

Jeu de 2

Matière : Gel en silicone

Convient à

- réchauffement dans une armoire chauffante



4006.29A0
Dispositifs de protection du talon Azure

- Pour positionner et soutenir le talon

Informations techniques

Largeur x hauteur x longueur :
 175 x 30 x 190 mm

Jeu de 2

Matière : Gel en silicone

Convient à

- réchauffement dans une armoire chauffante

Repose-jambes et coussins de protection du talon



4006.10A0 Dispositif universel de positionnement du patient Oasis

- Version moyenne
- Pour soutenir la position du patient

Informations techniques

Largeur x hauteur x longueur :
100 x 60 x 290 mm

Matière : Gel en silicone

Convient à

- réchauffement dans une armoire chauffante



4006.11A0 Dispositif universel de positionnement du patient Oasis

- Grand modèle
- Pour soutenir la position du patient

Informations techniques

Largeur x hauteur x longueur :
120 x 70 x 345 mm

Matière : Gel en silicone

Convient à

- réchauffement dans une armoire chauffante



4006.25A0 Rouleau de thorax à fond plat Oasis Elite

- Pour soutenir la position du patient

Informations techniques

Largeur x hauteur x longueur :
140 x 110 x 505 mm

Matière : Gel en silicone

Convient à

- réchauffement dans une armoire chauffante



1003.7400 Coussin

- Semi-circulaire
- Pour le placement et le positionnement du patient

Informations techniques

Largeur x hauteur x longueur :
190 x 115 x 478 mm

Matière : mousse de polyuréthane (PUR)



4006.18A0

Dispositif de positionnement latéral Oasis Elite

- Pour soutenir le patient allongé sur le côté sur la table de bloc opératoire
- Prévention de la survenue de lésions nerveuses et de points de pression

Informations techniques

Largeur x longueur : 500 x 720 mm, hauteur jusqu'à 160 mm

Matière : Gel en silicone



4006.3200

Coussin de positionnement latéral

- Pour le positionnement et le soutien du patient en décubitus latéral

Informations techniques

Largeur x hauteur x longueur : 520 x 230 x 413 mm

Matière : Gel de silicone/SFC

Fixation possible sur les rails porte-accessoires de la table d'opération à l'aide de sangles Velcro®



1000.77A0

Coussin tunnel

- Pour le placement et le positionnement des jambes du patient, en particulier en décubitus latéral

Informations techniques

Largeur x hauteur x longueur : 400 x 220 x 650 mm

Matériau du coussin : SFC



1000.6900

Double traversin

- Pour le positionnement du patient, en particulier pour soutenir la nuque et les épaules en décubitus dorsal

Informations techniques

Largeur x hauteur x longueur : 500 x 100 x 440 mm

Matériau du coussin : SFC



1001.94A0
Support de jambe

- Pour positionner le patient, en particulier ses jambes

Informations techniques

Largeur x hauteur x longueur :
450 x 200 x 600 mm

Matériau du coussin : SFC



1000.5600
Coussin

- Pour positionner le patient, en particulier lors d'interventions chirurgicales sur la colonne vertébrale

Informations techniques

Dimensions extérieures
largeur x hauteur x longueur :
460 x 100 x 840 mm

Découpe abdominale
(largeur x longueur) : 200 x 370 mm

Matériau du coussin : SFC



4006.3100
Coussin de positionnement en décubitus ventral

- Pour positionner le patient, en particulier lors d'interventions chirurgicales sur la colonne vertébrale

Informations techniques

Dimensions de la découpe :
Largeur du thorax : 250 mm
Largeur du bassin : 190 mm
Longueur : 580 mm

Dimensions extérieures :
largeur x longueur x hauteur :
480 x 1 014 x 140 mm

Matériau du coussin : mousse spéciale



1000.68C0
Coussin

- Pour positionner le patient, en particulier lors d'interventions chirurgicales sur la colonne vertébrale

Informations techniques

Coussin pour le thorax
(largeur x hauteur x longueur) :
500 x 160 x 250 mm

Coussin pour le bassin
(largeur x hauteur x longueur) :
500 x 160 x 340 mm

Matériau des coussins : SFC



1000.24A0

Rouleau matelassé pour barre de contre-extension

- Pour rembourrer une barre de contre-traction afin de positionner le patient

Informations techniques

Ø (externe) 180 mm

Hauteur : 190 mm

Matière : SFC

En combinaison avec

- barre de contre-traction, p. ex. 1004.90B0



1000.78A0

Matelas immobilisateur à dépression

- Le remplissage Microspace s'adapte parfaitement à la morphologie
- Avec découpe sacrale
- Sans latex
- Radiotransparence
- Compatible IRM et TDM

Informations techniques

Largeur x longueur : 750 x 1 250 mm

Longueur de la découpe entre l'épaule et le sacrum : 1 000 mm

Remplissage : système Microspace

Housse : mousse de polyuréthane (PUR)

Film antidérapant 1101.6864 disponible

A low-angle, upward-looking photograph of two surgeons in an operating room. The surgeons are wearing blue scrubs, light blue bouffant caps, and white surgical masks. They are looking down towards the camera. In the foreground, a pair of surgical forceps is visible, held by a gloved hand. The background shows the circular surgical light fixture and white flexible ventilation ducts hanging from the ceiling.

09

Accessoires de tables d'opération

**Mobilier médical
pour bloc opératoire**



4403.9302

Support pour instruments

- Table à instruments pour la mise en place d'instruments médicaux pendant l'intervention
- Étagère amovible non pivotante
- Hauteur programmable manuellement

Informations techniques

Dimensions de l'étagère (largeur x longueur) : 600 x 400 mm

Hauteur ajustable : 800 - 1 200 mm

Charge max. : 30 kg

Matériau : acier CrNi

4 roues doubles pivotantes (Ø 75 mm), 2 roues avec freins



4464.98A0

Table à instruments Mayo

- Table à instruments conçue pour contenir des conteneurs à ustensiles stérilisés, des plateaux de table à instruments, des instruments, des écouvillons et d'autres petits objets nécessaires à l'intervention
- Étagère emboutie et lisse
- Hauteur programmable grâce à une pédale

Informations techniques

Hauteur programmable hydrauliquement : 990 - 1 355 mm

Charge max. : 30 kg

3 roues doubles pivotantes (Ø 75 mm)

Versions disponibles :

- 4464.98A0, dimensions de l'étagère : 600 x 400 mm
- 4464.98B0, dimensions de l'étagère : 700 x 500 mm



4464.9X00

Support pour instruments

- Table à instruments pour contenir des conteneurs à ustensiles stérilisés, des plateaux à instruments, des instruments, des écouvillons et d'autres petits objets nécessaires à l'intervention
- Étagère emboutie et lisse
- Le plateau de table peut pivoter de +90° à -90°
- Fixation du plateau de table avec un levier sous l'étagère
- Hauteur programmable grâce à une pédale
- Segment pieds bas

Informations techniques

Hauteur programmable hydrauliquement : 960 - 1 355 mm

Charge max. : 30 kg

3 roues doubles pivotantes (Ø 50 mm)

Versions disponibles :

- 4464.9500, dimensions de l'étagère : 600 x 400 mm
- 4464.9600, dimensions de l'étagère : 700 x 500 mm



4809.9003

Porte-bassine

- Pour la collecte de consommables usagés, par exemple médicaments, liquides, serviettes et produits similaires
- 2 bassines amovibles
- Poignée pour faciliter les manœuvres

Informations techniques

Hauteur : 825 mm

Ø de la base : 635 mm

2 bassines (6 l chacune)

Charge max. par bassine : 4 kg

Matériau : acier CrNi

5 roues doubles pivotantes (Ø 50 mm)



4404.32X3

Table à instruments

- Table d'accessoires hygiénique avec 2 étagères amovibles
- Facile à manœuvrer dans le bloc opératoire
- Résistant aux désinfectants
- Surface finement polie et résistante à la saleté

Informations techniques

Dimensions de l'étagère
(largeur x longueur) :
625 x 425 mm

2 étagères amovibles

Charge max. par étagère : 20 kg

4 roues doubles pivotantes, dont
2 avec freins

Versions disponibles :

- 4404.32A3, hauteur 800 mm, espace entre les étagères : 500 mm
- 4404.32B3, hauteur 900 mm, espace entre les étagères : 600 mm
- 4404.32C3, hauteur 1 000 mm, espace entre les étagères : 700 mm



4405.32X3

Table à instruments

- Table d'accessoires hygiénique avec 2 étagères amovibles
- Facile à manœuvrer dans le bloc opératoire
- Résistant aux désinfectants
- Surface finement polie et résistante à la saleté

Informations techniques

Dimensions de l'étagère
(largeur x longueur) :
720 x 625 mm

2 étagères amovibles

Charge max. par étagère : 20 kg

4 roues doubles pivotantes, dont
2 avec freins

Versions disponibles :

- 4405.32A3, hauteur 800 mm, espace entre les étagères : 500 mm
- 4405.32B3, hauteur 900 mm, espace entre les étagères : 600 mm
- 4405.32C3, hauteur 1 000 mm, espace entre les étagères : 700 mm



4406.32X3

Table à instruments

- Table d'accessoires hygiénique avec 2 étagères amovibles
- Facile à manœuvrer dans le bloc opératoire
- Résistant aux désinfectants
- Surface finement polie et résistante à la saleté

Informations techniques

Dimensions de l'étagère
(largeur x longueur) :
940 x 625 mm

2 étagères amovibles

Charge max. par étagère : 20 kg

4 roues doubles pivotantes, dont
2 avec freins

Versions disponibles :

- 4406.32A3, hauteur 800 mm, espace entre les étagères 500 mm
- 4406.32B3, hauteur 900 mm, espace entre les étagères 600 mm
- 4406.32C3, hauteur 1 000 mm, espace entre les étagères 700 mm



4402.9002

Table de positionnement de la main et du bras

- Pour positionner la main et le bras du patient
- Plateau de table pivotant $\pm 45^\circ$
- Le plateau de table peut être incliné de $\pm 29^\circ$
- La plaque est radio-transparente
- Peut être fixée dans une position confortable pour le patient et le chirurgien

Informations techniques

Dimensions du plateau de table
largeur x longueur : 450 x 450 mm

Hauteur ajustable : 650 – 950 mm

Charge max. : 25 kg

4 roues ($\varnothing$ 75 mm),
toutes équipées de freins

Uniquement en combinaison avec

- coussin SFC 4000.05A0



4000.05A0

Coussin

- Le coussin SFC est utilisé en combinaison avec la table de positionnement de la main et du bras 4402.9002
- Radiotransparence

Informations techniques

Largeur x hauteur x longueur :
450 x 30 x 450 mm

Sangle Velcro® sous le coussin
pour une fixation à la table de la main
et du bras



4902.3503

Chariot de mise au rebut

- Unité mobile pour la collecte de déchets ou de fluides dans le bloc opératoire
- Seau amovible

Informations techniques

Hauteur jusqu'au bord supérieur du seau : 465 mm

Base de l'anneau : Ø 466 mm

Capacité du seau : 15 litres

Charge max. : 20 kg

Seau : acier CrNi

4 roues doubles pivotantes

Versions disponibles :

- 4901.3503
armoire sans poignée de guidage
- 4902.3503
chariot avec poignée de guidage, hauteur : 800 mm



4906.9003

Tabouret marchepied pour bloc opératoire

- Tabouret marchepied pour bloc opératoire pour un meilleur accès au champ opératoire
- 1 marche avec bande striée antidérapante
- Marche soudée sans joints

Informations techniques

Dimensions (largeur x longueur) : 603 x 350 mm

Charge max. : 125 kg

Matériau : acier CrNi

Pieds en caoutchouc conducteurs

Versions disponibles :

- 4906.9003, hauteur : 130 mm
- 4906.9103, hauteur : 220 mm



4907.9003

Tabouret marchepied pour bloc opératoire

- Tabouret marchepied pour bloc opératoire pour un meilleur accès au champ opératoire
- 2 marches avec bande striée antidérapante
- Marches soudées sans joints

Informations techniques

Dimensions (largeur x longueur) : 605 x 650 mm

Hauteur : 220/440 mm

Charge max. : 100 kg

Matériau : acier CrNi

Pieds en caoutchouc conducteurs



4805.91A3 Tige porte-sérum IRM

- Porte-sérum adapté à une utilisation dans des zones IRM jusqu' à 3 Tesla
- Distance minimale par rapport à l'IRM : 50 cm
- Tige porte-sérum composée de pièces antimagnétiques uniquement
- 4 crochets porte-bouteilles
- 1 verre collecteur
- Convient aux perfusions par gravité

Informations techniques

Hauteur programmable :
1 300 – 2 090 mm

Charge max. : 2 kg par crochet porte-bouteille

Matériau : aluminium et plastique

Roues antistatiques

5 roues doubles pivotantes (Ø 50 mm) avec freins



4805.91B3 Porte-sérum

- Tige porte-sérum adaptée pour poches de perfusion, bouteilles et 1 pompe
- Hauteur programmable possible d'une seule main
- 4 crochets porte-bouteilles
- 1 verre collecteur
- Convient aux perfusions par gravité

Informations techniques

Hauteur ajustable : 1 350 x 2 350 mm

Charge max. : 2 kg par crochet porte-bouteille

Matériau : acier CrNi

Roues antistatiques

5 roues (Ø 80 mm), toutes équipées de freins



4001.59A0 Bassine

- Bassine de 5 litres avec échelle intérieure à utiliser avec le porte-bassine chauffant
- Stérilisable

Informations techniques

Ø 320 mm

Hauteur : 120 mm

Matériau : acier CrNi

Nettoyage machine possible

Combinaison recommandée avec

- porte-bassine chauffant 4904.95/96A0
- bague de serrage 4001.60A0



4001.60A0 Bague de serrage

- Bague de serrage pour fixation de draps stériles en combinaison avec une bassine et le porte-bassine chauffant

Informations techniques

Ø 305 mm

Hauteur : 70 mm

Matériau : acier CrNi

Nettoyage machine possible

Combinaison recommandée avec

- porte-bassine chauffant 4904.95/96A0
- bassine 4001.59A0



4904.95A0

Porte-bassine chauffant

- Réchauffement de sérums physiologiques
- Mouillage ou réchauffement de compresses et serviettes
- Plage de températures de 35 à 60 °C réglée à l'aide du bouton
- Surveillance de la température sur l'écran LED
- Thermostat de sécurité

Informations techniques

Hauteur ajustable : 1 050 x 1 350 mm

Largeur hors tout : 650 mm

Longueur de câble : 5 700 mm

Charge max. : 6 kg

Matériau : acier CrNi

Plaque chauffante revêtue de téflon

5 roues doubles pivotantes (Ø 75 mm), dont 3 conductrices et 2 équipées de freins

Combinaison recommandée avec

- bassine 4001.59A0
- bague de serrage 4001.60A0

Variante :

- 4904.96A0 avec fiche secteur pour la Suisse



4632.01A0

Tabouret pivotant pneumatique pour bloc opératoire

- Tabouret pivotant mobile pour une utilisation flexible en salle d'opération
- Assise ronde rembourrée
- Roues revêtues
- Système de freinage central
- Pédale pour un réglage pratique de la hauteur

Informations techniques

Réglage en hauteur pneumatique : 570 – 740 mm

Assise rembourrée : Ø 350 mm, noir

Épaisseur du coussin : 100 mm

Charge max. : 200 kg

Non conducteur

5 roues doubles (Ø 50 mm)

Versions disponibles :

- 4632.01A0 sans dossier
- 4632.01E0 avec dossier rembourré



4634.01A0
Tabouret pivotant hydraulique
pour bloc opératoire

- Tabouret pivotant mobile pour une utilisation flexible en salle d'opération
- Assise ronde rembourrée
- Roues revêtues
- Système de freinage central
- Pédale pour un réglage pratique de la hauteur

Informations techniques

Réglage hydraulique de la hauteur :
 600 – 840 mm

Assise rembourrée : Ø 350 mm, noir

Épaisseur du coussin : 100 mm

Charge max. : 200 kg

5 roues doubles (Ø 50 mm)

Conducteur

Versions disponibles :

- 4634.01A0 sans dossier
- 4634.01C0 avec dossier rembourré



4602.3402
Tabouret pivotant pour bloc opératoire

- Tabouret pivotant mobile pour une utilisation flexible en salle d'opération
- Assise ronde rembourrée
- 5 roues doubles pour plus de stabilité

Informations techniques

Hauteur programmable manuellement :
 460 – 670 mm

Assise rembourrée : Ø 330 mm

Épaisseur du coussin : 70 mm

Charge max. : 200 kg

Conducteur

5 roues doubles pivotantes (Ø 50 mm)

10

Vue d'ensemble
**Matrice et index
des accessoires**



Matrice et index des accessoires

pour une orientation facile

Explication de la
matrice d'accessoires

		Page	Maquet Magnus 1180.10A0	Maquet Magnus 1180.16A1/A2/A3/A5/A6	Maquet Otesus 1160.10A0/D0	Maquet Otesus 1160.30A0/D0	Maquet Otesus 1160.16A0/A1/A2	Alphamaquet 1150.16B0	Alphamaquet 1150.20B0/D0	Alphamaquet 1150.30B0/D0	Corin 7700.01A0/B0/A2/B2	Alphamaxx 1133.22B4/B5	Maquet Meera 7200.01B0/B2	Maquet Meera ST 7100.01B0/B2	Maquet Meera CL 7000.01B0	Maquet Lyra 1118.10B0/K0	Betaclassic 1118.01B0/K0	Maquet Yuno II 1433.02B0
0802.0783	Panier grillagé	19	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b
1000.24A0	Rouleau matelassé pour barre de contre-traction	116	e	e	e		e	e	e	e	e	e	e	e		e	e	

Référence

Nom de l'article

Option de combinaison

Nom de la table de bloc opératoire

- a** Auxiliaire de positionnement
- b** Chariot porte- accessoires
- c** Mobilier médical
- d** Installable sur l'interface d'une table de bloc opératoire
- e** À utiliser uniquement sur l'interface d'une table de bloc opératoire en combinaison avec d'autres accessoires
- f** Accessoires de rails porte-accessoires
- g** Accessoires de rails porte-accessoires, uniquement en combinaison avec d'autres accessoires

		Page	a Auxiliaire de positionnement b Armoire porte-accessoires c Mobilier médical d Installable sur l’interface d’une table de bloc opératoire e À utiliser uniquement sur l’interface d’une table de bloc opératoire en combinaison avec d’autres accessoires f Accessoires de rails porte-accessoires g Accessoires de rails porte-accessoires, uniquement en combinaison avec d’autres accessoires Maquet Magnus 1180.10A0 Maquet Magnus 1180.16A1/A2/A3/A5/A6 Maquet Otesus 1160.10A0/D0 Maquet Otesus 1160.30A0/D0 Maquet Otesus 1160.16A0/A1/A2 Alphamaquet 1150.16B0 Alphamaquet 1150.20B0/D0* Alphamaquet 1150.30B0/D0* Corin 7700.01A0/B0/A2/B2 Alphamaxx 1133.22B4/B5 Maquet Meera 7200.01B0/B2 Maquet Meera ST 7100.01B0/B2 Maquet Meera CL 7000.01B0 Maquet Lyra 1118.10B0/K0 Betaclassic 1118.01B0/K0 Maquet Yuno II 1433.02B0															
0802.0783	Panier grillagé	19	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b
1000.24A0	Rouleau matelassé pour barre de contre-traction	115	e		e	e			e	e	e	e	e	e	e	e	e	e
1000.5600	Coussin	114	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
1000.5700	Anneau appuie-tête	106	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
1000.68C0	Coussin	114	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
1000.6900	Double traversin	113	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
1000.77A0	Coussin tunnel	113	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
1000.78A0	Matelas immobilisateur à dépression	115	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
1001.40A0	Dispositif de protection du bras ¹	37		a	a		a		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
1001.40B0	Dispositif de protection du bras, ² incurvé	37		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
1001.42A0	Dispositif de positionnement des bras ³	37	e	d	e	e	g	d	e	e	a	e	e	e	e	e	e	e
1001.44E0	Support de bras	31	f	g	f	f	g	g	f	f	f	f	f	f	f	f	f	f
1001.44F0	Support de bras	31	f	g	f	f	g	g	f	f	f	f	f	f	f	f	f	f
1001.44D0	Dispositif de positionnement du bras PUR	31	f	g	f	f	g	g	f	f	f	f	f	f	f	f	f	f
1001.45C0	Plaque de positionnement du bras	84	f		f	f			f	f	f	f	f	f	f	f	f	f
1001.4600	Fixe-bras	35	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g
1001.4700	Fixe-jambe	65	a		a	a			a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
1001.48A0	Fixe-bras Weinberger	83	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e
1001.54A0	Extension de rail porte-accessoires	15	f		f	f			f	f		f	f	f	f	f	f	f
1001.56A0	Sangle de fixation	16	f	f	f	f	f	f	f	f	f	f	f	f	f	f	f	f
1001.56B0	Sangle de fixation	16	f	f	f	f	f	f	f	f	f	f	f	f	f	f	f	f
1001.57A0	Sangle de fixation de la jambe	65	a		a	a			a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
1001.58A0	Sangle de fixation	17	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
1001.59A0	Sangle de fixation	16	f	g	f	f	g	g	f	f	f	f	f	f	f	f	f	f
1001.59B0	Sangle de fixation	17	f	g	f	f	g	g	f	f	f	f	f	f	f	f	f	f
1001.6000	Support de bras	32	f	g	f	f	g	g	f	f	f	f	f	f	f	f	f	f
1001.63A0	Plaque polyvalente pour chirurgie du bras	35	e	g	e	e	g	g	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e
1001.64X0	Adaptateur pour plateaux de table CF	36	e	d			d											
1001.64C0	Adaptateur pour plateau de table CF (pas pour 1160.16A2)	36			e	e	d	d			e	e	e	e	e	e		e
1001.65A0	Porte-jambe	54	g		g	g			g	g	g	g	g	g	g	g	g	g
1001.66A0	Porte-jambe	64	g		g	g			g	g	g	g	g	g	g	g	g	g
1001.73A0	Porte-jambe	55	g		g	g			g	g	g	g	g	g	g	g	g	g

¹ adapté à 1160.10/30 avec SFC, 7.700.01B0/B2

² adapté à 1160.10/30 avec SFC, 7.700.01B0/B3

³ adapté à 1160.10/30 avec SFC, 7.700.01B0/B4

*Produit déjà vendu

		Page	Accessoires															
			Maquet Magnus 1180.10A0	Maquet Magnus 1180.16A1/A2/A3/A5/A6	Maquet Otesus 1160.10A0/D0	Maquet Otesus 1160.30A0/D0	Maquet Otesus 1160.16A0/A1/A2	Alphamaquet 1150.16B0	Alphamaquet 1150.20B0/D0*	Alphamaquet 1150.30B0/D0*	Corin 7700.01A0/B0/A2/B2	Alphamaxx 1133.22B4/B5	Maquet Meera 7200.01B0/B2	Maquet Meera ST 7100.01B0/B2	Maquet Meera CL 7000.01B0	Maquet Lyra 1118.10B0/K0	Betaclassic 1118.01B0/K0	Maquet Yuno II 1433.02B0
a	Auxiliaire de positionnement																	
b	Armoire porte-accessoires																	
c	Mobilier médical																	
d	Installable sur l'interface d'une table de bloc opératoire																	
e	À utiliser uniquement sur l'interface d'une table de bloc opératoire en combinaison avec d'autres accessoires																	
f	Accessoires de rails porte-accessoires																	
g	Accessoires de rails porte-accessoires, uniquement en combinaison avec d'autres accessoires																	
1001.74B0	Kit bariatrique, UE	49			d						d							
1001.75A0	Extension de la largeur de table, longue	12	f		f	f			f	f	f	f	f	f	f	f	f	
1001.76A0	Extension de la largeur de table, courte	13	f		f	f			f	f	f	f	f	f	f	f	f	
1001.86C0	Plaque de pied	64	f		f	f			f	f	f	f	f	f	f	f	f	
1001.8700	Plaque de pied, adulte	81	e		e	e			e	e	f	e	e	e	e	e	e	
1001.8800	Botte de traction, adulte	82	e		e	e			e	e	e	e	e	e	e	e	e	
1001.9000	Plaque de pied, enfant	82	e		e	e			e	e	e	e	e	e	e	e	e	
1001.9100	Botte de traction, enfant	82	e		e	e			e	e	e	e	e	e	e	e	e	
1001.92C0	Support d'aisselle	82	f		f	f			f	f	f	f	f	f	f	f	f	
1001.94A0	Repose-jambes	114	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	
1001.97A0	Plaque de pied	80	e		e	e			e	e	e	e	e	e	e	e	e	
1002.03A0	Calotte de tête	95	e	d	e	e	e				e	e	e	e	e	e	e	
1002.04B0	Calotte de tête	97	e		e	e		d		e	e	e	e	e	e	e	e	
1002.07A0	Adaptateur de têtiera	21	e		e	e			e	e	e	e	e	e	e	e	e	
1002.09C0	Épauliera	12	f		f	f			f	f	f	f	f	f	f	f	f	
1002.10A0	Adaptateur de têtiera réglable	23			e	e					e	e	e	e	e	e	e	
1002.11A0	Support dorsal/pelvien	10	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	
1002.11B0	Support pubis/sternum	10	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	
1002.11C0	Support latéral	10	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	
1002.11D0	Rouleau de soutien	11	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	
1002.11E0	Support pelvien	11	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	
1002.15A0	Support de tête pour opérations de l'épaule	29	g		g	g	g		g	g	g	g	g	g	g	g	g	
1002.17A0	Support latéral double	12	f	g	f	f	g	g	f	f	f	f	f	f	f	f	f	
1002.18A0	Barre de support	17	e		e	e			e	e	e	e	e	e	e	e	e	
1002.19C0	Segment de raccordement pour supports du corps	10	f	g	f	f	g	g	f	f	f	f	f	f	f	f	f	
1002.21C0	Support latéral	11	f	g	f	f	g	g	f	f	f	f	f	f	f	f	f	
1002.2300	Porte-jambe	54	g		g	g			g	g	g	g	g	g	g	g	g	
1002.24C0	Fixe-bras	38	f	g	f	f	g	g	f	f	f	f	f	f	f	f	f	
1002.25A0	Dispositif de protection du bras	38	f	g	f	f	g	g	f	f	f	f	f	f	f	f	f	
1002.30A0	Trimano Fortis	34	f	g	f	f	g	g	f	f	f	f	f	f	f	f	f	
1002.31A0	Adaptateur Trimano Fortis	84	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	
1002.32A0	Support de bras	34	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	

		Page																
			Maquet Magnus 1180.10A0	Maquet Magnus 1180.16A1/A2/A3/A5/A6	Maquet Otesus 1160.10A0/D0	Maquet Otesus 1160.30A0/D0	Maquet Otesus 1160.16A0/A1/A2	Alphamaquet 1150.16B0	Alphamaquet 1150.20B0/D0*	Alphamaquet 1150.30B0/D0*	Corin 7700.01A0/B0/A2/B2	Alphamaxx 1133.22B4/B5	Maquet Meera 7200.01B0/B2	Maquet Meera ST 7100.01B0/B2	Maquet Meera CL 7000.01B0	Maquet Lyra 1118.10B0/K0	Betaclassic 1118.01B0/K0	Maquet Yuno II 1433.02B0
a	Auxiliaire de positionnement																	
b	Armoire porte-accessoires																	
c	Mobilier médical																	
d	Installable sur l’interface d’une table de bloc opératoire																	
e	À utiliser uniquement sur l’interface d’une table de bloc opératoire en combinaison avec d’autres accessoires																	
f	Accessoires de rails porte-accessoires																	
g	Accessoires de rails porte-accessoires, uniquement en combinaison avec d’autres accessoires																	
1002.36A0	Support latéral	12	f		f	f			f	f	f	f	f	f	f	f	f	f
1002.40A0	Bras articulé pour supports du corps	9	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g
1002.42A0	Adaptateur Trimano	84	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g
1002.43A0	Appuie-bras pour position latérale	85	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g
1002.43B0	Appuie-bras pour position semi-assise	85	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g
1002.45A0	Barre de contre-extension du coude Trimano	85	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g
1002.48A0	Fixation de doigts Trimano	84	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g
1002.49A0	Dispositif de positionnement latéral des bras	34	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g
1002.52A0	Appuie-bras à usage unique	85	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g
1002.54A0	Cadre d’anesthésie souple	5	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g
1002.55A0	Support de tube	6	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g
1002.57A0	Cadre d’anesthésie	6	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g
1002.59A0	Extension cadre d’anesthésie	6	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g
1002.65A0	Fixation	23	e		e	e			e	e	e	e	e	e	e	e	e	e
1002.66A0	Tête réglable à une main	24	e		e	e			e	e	e	e	e	e	e	e	e	e
1002.72A0	Tête deux sections	23	e		e	e			e	e	e	e	e	e	e	e	e	e
1002.73A0	Tête plate	23	e		e	e			e	e	e	e	e	e	e	e	e	e
1002.81D0	Tête	24	e		e	e			e	e	e	e	e	e	e	e	e	e
1002.82A0	Tête rigide	96	e	d	e	e	d				e	e	e	e	e	e		e
1002.83A0	Tête inclinable	96		d	e	e	d				e	e	e	e	e	e		e
1002.93A0	Passe-cassette	13	d		d	d				d	d	d	d	d	d	d	d	d
1002.94A0	Support porte-cassettes	13	f		f	f			f	f	f	f	f	f	f	f	f	f
1002.97A0	Support du corps	11	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g
1002.98A0	Table d’instrumentation	8			d	d				d	d	d	d	d	d	d	d	d
1003.22C0	Clameau standard	5	f	g	f	f	g	g	f	f	f	f	f	f	f	f	f	f
1003.23C0	Clameau de serrage radial	5	f	g	f	f	g	g	f	f	f	f	f	f	f	f	f	f
1003.32C0	Support pour instruments Mayo	8	f	g	f	f	g	g	f	f	f	f	f	f	f	f	f	f
1003.34A0	Clameau à rotation et pivotement	76	e		e	e			e	e	e	e	e	e	e	e	e	e
1003.35A0	Clameau pour étrier de traction avec rotation	76	e		e	e			e	e	e	e	e	e	e	e	e	e
1003.3600	Dispositif pour plâtrer le bassin	80	e		e	e			d	e	e	e	e	e	e	e	e	e
1003.3700	Dispositif de traction	77	e		e	e			e	e		e	e	e	e	e	e	e
1003.44A0	Cuvette	8			d	d				d		d	d	d	d	d	d	d
*Produit déjà vendu																		

		Page	Accessoires															
			Maquet Magnus 1180.10A0	Maquet Magnus 1180.16A1/A2/A3/A5/A6	Maquet Otesus 1160.10A0/D0	Maquet Otesus 1160.30A0/D0	Maquet Otesus 1160.16A0/A1/A2	Alphamaquet 1150.16B0	Alphamaquet 1150.20B0/D0*	Alphamaquet 1150.30B0/D0*	Corin 7700.01A0/B0/A2/B2	Alphamaxx 1133.22B4/B5	Maquet Meera 7200.01B0/B2	Maquet Meera ST 7100.01B0/B2	Maquet Meera CL 7000.01B0	Maquet Lyra 1118.10B0/K0	Betaclassic 1118.01B0/K0	Maquet Yuno II 1433.02B0
a	Auxiliaire de positionnement																	
b	Armoire porte-accessoires																	
c	Mobilier médical																	
d	Installable sur l’interface d’une table de bloc opératoire																	
e	À utiliser uniquement sur l’interface d’une table de bloc opératoire en combinaison avec d’autres accessoires																	
f	Accessoires de rails porte-accessoires																	
g	Accessoires de rails porte-accessoires, uniquement en combinaison avec d’autres accessoires																	
1003.45D0	Jeu de rinçage RTU	9	e		e	e				e	e	e	e	e	e	e	e	
1003.46A0	Chariot	9	b		b	b				b	b	b	b	b	b	b	b	
1003.48A0	Chariot porte- accessoires	18	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	
1003.49B0	Support pour plaque de pied	77	e		e	e			e	e	e	e	e	e	e	e	e	
1003.50C0	Barre de contre-traction du tibia et du péroné	75	e		e	e			d	e	e	e	e	e	e	e	e	
1003.5100	Barre de guidage	75	e		e	e			e	e	e	e	e	e	e	e	e	
1003.54A0	Extension de barre	76	e		e	e			e	e	e	e	e	e	e	e	e	
1003.55A0	Barre de traction, version fibre de carbone	73	a		e	e			d	e	e	e	e	e	e	e	e	
1003.57B0	Extension de plaque de siège, fibre de carbone	74	e		e	e			d	e	e	e	e	e	e	e	e	
1003.58B0	Clameau coulissant	73	e		e	e			e	e	e	e	e	e	e	e	e	
1003.59V0	Barre télescopique	78	e		e	e			d	e	e	e	e	e	e	e	e	
1003.60D0	Dispositif pour interventions mini-invasives	67	e		e	e			d	e	e	e	e	e	e	e	e	
1003.61A0	Clameau de serrage radial	5	f	g	f	f	g	g	f	f	f	f	f	f	f	f	f	
1003.72AC	Adaptateur de traction	70			f	f	f				f							
1003.7400	Coussin	112	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	
1003.75A0	Botte de traction	80	e		e	e			e	e	e	e	e	e	e	e	e	
1003.75C0	Botte de traction, petite	81	e		e	e			e	e	e	e	e	e	e	e	e	
1003.76A0	Inlay et supports de montage à usage unique, grande taille	80	e		e	e			e	e	e	e	e	e	e	e	e	
1003.76C0	Inlay et supports de montage à usage unique, petite taille	80	e		e	e			e	e	e	e	e	e	e	e	e	
1003.77A0	Inlay réutilisable	81	e		e	e			e	e	e	e	e	e	e	e	e	
1003.78A0	Supports de fixation à usage unique	81	e		e	e			e	e	e	e	e	e	e	e	e	
1003.80A0	Porte-jambe	52	g		g	g			g	g	g	g	g	g	g	g	g	
1003.81A0	Coquille porte-jambe, standard	52	g		g	g			g	g	g	g	g	g	g	g	g	
1003.82A0	Coquille porte-jambe, adipositas	52	g		g	g			g	g	g	g	g	g	g	g	g	
1003.24A0	Serrage avec interface à lame	52	f		f	f			f	f	f	f	f	f	f	f	f	
1003.86A0	Chariot porte-accessoires pour plaques insérables en fibre de carbone	41			b	b					b						b	
1003.87A0	Support d’accessoires pour plaque dorsale en fibre de carbone	42			b	b					b	b	b	b	b	b	b	
1004.05A0	Support de connexion	22	f	f	f	f	f					f	f	f	f	f	f	
1004.07A0	Dispositif de protection de la colonne de table d'opération	18									d	d	d					
1004.15A0	Protection latérale	6	f		f	f			f	f		f	f	f	f	f	f	
1004.23C0	Support de l’articulation du coude	83	f		f	f			f	f		f	f	f	f	f	f	
1004.42B0	Bras de support articulé	76	e		e	e			e	e		e	e	e	e	e	e	

		Page																
			Maquet Magnus 1180.10A0	Maquet Magnus 1180.16A1/A2/A3/A5/A6	Maquet Otesus 1160.10A0/D0	Maquet Otesus 1160.30A0/D0	Maquet Otesus 1160.16A0/A1/A2	Alphamaquet 1150.16B0	Alphamaquet 1150.20B0/D0*	Alphamaquet 1150.30B0/D0*	Corin 7700.01A0/B0/A2/B2	Alphamaxx 1133.22B4/B5	Maquet Meera 7200.01B0/B2	Maquet Meera ST 7100.01B0/B2	Maquet Meera CL 7000.01B0	Maquet Lyra 1118.10B0/K0	Betaclassic 1118.01B0/K0	Maquet Yuno II 1433.02B0
a	Auxiliaire de positionnement																	
b	Armoire porte-accessoires																	
c	Mobilier médical																	
d	Installable sur l'interface d'une table de bloc opératoire																	
e	À utiliser uniquement sur l'interface d'une table de bloc opératoire en combinaison avec d'autres accessoires																	
f	Accessoires de rails porte-accessoires																	
g	Accessoires de rails porte-accessoires, uniquement en combinaison avec d'autres accessoires																	
1004.75A0	Arceau repose-main	102	e		e	e			e	e			e	e	e	e	e	e
1004.8000	Barre de contre-traction de l'humérus	83	f		f	f			f	f			f	f	f	f	f	f
1004.84A0	Dispositif de positionnement des genoux	88	f		f	f			f	f	f		f	f	f	f	f	f
1004.84B0	Dispositif de positionnement des genoux	89	f		f	f			f	f	f		f	f	f	f	f	f
1004.85B0	Barre de contre-traction du fémur	73	e		e	e			d	e	e		e	e	e	e	e	e
1004.86B0	Support universel	78	e		e	e			e	e	e		e	e	e	e	e	e
1004.8700	Clameau de plaques jambières	74	e		e	e			e	e	e		e	e	e	e	e	e
1004.8800	Clameau pour rail porte-accessoires	79	e		e	e			e	e	e		e	e	e	e	e	e
1004.91A0	Extension de rail porte-accessoires	15	f		f	f			f	f	f		f	f	f	f	f	f
1004.91B0	Extension de rail porte-accessoires	15	f		f	f			f	f	f		f	f	f	f	f	f
1004.93B0	Fixation du condyle	75	e		e	e			e	e	e		e	e	e	e	e	e
1004.9800	Dispositif de positionnement de l'humérus	83	f		f	f			f	f	f		f	f	f	f	f	f
1005.01B0	Coquilles porte-jambe	57	e		e	e			e	e	e		e					e
1005.22A0	Rail d'extension	16						g										
1005.2300	Arceau de fixation bilatérale	93	g		g	g			g	g	g	g	g	g	g	g	g	g
1005.30A0	Dispositif de positionnement latéral des bras Fisso	35	f		f	f			f	f	f		f	f	f	f	f	f
1005.40A0	Dispositif de verrouillage des rails porte-accessoires	15	f		f	f	f		f	f	f		f	f	f	f	f	f
1005.48B0	Support de clameau crânien (pas 1160.16A1)	93	e	d	e	e	d		e				e	e	e	e		e
1005.49B0	Clameau crânien radiotransparent	93	e	e	e	e	e	e	e	e	e		e	e	e	e		e
1005.50A0	Unité de base réglable Doro®	91	e		e	e			e	e	e		e	e	e	e	e	e
1005.51A0	Adaptateur pivotant Doro®	92	e		e	e			e	e	e		e	e	e	e	e	e
1005.52C0	Clameau crânien Doro® QR3	91	e		e	e			e	e	e		e	e	e	e	e	e
1005.53A0	Pointes réutilisables pour enfants Doro®	92	e	e	e	e	e	e	e	e	e		e	e	e	e	e	e
1005.53B0	Pointes réutilisables pour adultes Doro®	92	e	e	e	e	e	e	e	e	e		e	e	e	e	e	e
1005.56A0	Calotte de tête pivotante Doro®, adulte	92	e		e	e	e		e	e	e		e	e	e	e	e	e
1005.63A0	Membre de transition Doro® radiotransparent, long	94	e		e	e	e	e	e	e	e		e	e	e	e	e	e
1005.63B0	Membre de transition Doro® radiotransparent, court	94	e		e	e	e	e	e	e	e		e	e	e	e	e	e
1005.64A0	Adaptateur pivotant radiotransparent Doro®	95	e		e	e	e	e	e	e	e		e	e	e	e	e	e
1005.67A0	Pointes crâniennes stériles à usage unique Doro®, adulte	92	e	e	e	e	e	e	e	e	e		e	e	e	e	e	e
1005.71A0	Adaptateur de table Doro® Maquet, radiotransparent	94	e		e	e		d	e	e	e		e	e	e	e		e
1005.72A0	Clameau crânien d'interface Doro® radiotransparent	95	e	e	e	e	e	e	e	e	e		e	e	e	e		e
1005.78C0	Plateau de table d'opération pour nourrissons et enfants en bas âge	50										d	d	d	d	d	d	

*Produit déjà vendu

		Page	a b c d e f g Auxiliaire de positionnement Armoire porte-accessoires Mobilier médical Installable sur l'interface d'une table de bloc opératoire À utiliser uniquement sur l'interface d'une table de bloc opératoire en combinaison avec d'autres accessoires Accessoires de rails porte-accessoires Accessoires de rails porte-accessoires, uniquement en combinaison avec d'autres accessoires															
			Maquet Magnus 1180.10A0	Maquet Magnus 1180.16A1/A2/A3/A5/A6	Maquet Otesus 1160.10A0/D0	Maquet Otesus 1160.30A0/D0	Maquet Otesus 1160.16A0/A1/A2	Alphamaquet 1150.16B0	Alphamaquet 1150.20B0/D0*	Alphamaquet 1150.30B0/D0*	Corin 7700.01A0/B0/A2/B2	Alphamaxx 1133.22B4/B5	Maquet Meera 7200.01B0/B2	Maquet Meera ST 7100.01B0/B2	Maquet Meera CL 7000.01B0	Maquet Lyra 1118.10B0/K0	Betaclassic 1118.01B0/K0	Maquet Yuno II 1433.02B0
1005.88A0	Barrière latérale de sécurité	7	f	f	f	f	f	f	f	f	f	f	f	f	f	f	f	f
1005.89A0	Housse pour barreaux latéraux de sécurité	7	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g
1005.95A0	Plaque polyvalente pour chirurgie du bras en fibre de carbone	36	f		f	f			f	f	f	f	f	f	f	f	f	f
1007.04BC	Support à genoux	101			d	d					d	d	d	d	d	d		
1007.04D0	Support à genoux	101	d															
1007.05A0	Arceau de siège avec support du bassin	102	g		g	g				g	g	g	g	g	g	g	g	g
1007.06A0	Chariot porte-accessoires	19	b															
1007.07A0	Chariot	102			b	b			b	b	b	b	b	b	b	b	b	b
1007.07D0	Chariot	102	b															
1007.12A0	Rouleau de guidage pour extension côté tête	95	e		e	e			e	e	e	e	e	e	e	e	e	e
1007.16A0	Adaptateur de têtère	21	e		e	e			e	e	e	e	e	e	e	e	e	e
1007.18B0	Plaque dorsale pour opérations de l'épaule	86			d	d					d	d	d	d	d	d	d	d
1007.19BC	Plaque dorsale pour opérations de l'épaule	87								d								
1007.20A0	Chariot	86			b	b			b	b	b	b	b	b	b	b	b	b
1007.21B0	Plaque dorsale pour opérations de l'épaule	88			d	d					d	d	d	d				d
1007.24A1	Cadre universel pour le positionnement du patient	97	e		e	e				e	e	e	e	e	e	e	e	e
1007.25A0	Clameau pour rail porte-accessoires	99	e		e	e				e	e	e	e	e	e	e	e	e
1007.26A0	Plaque de support courte	98	e		e	e				e	e	e	e	e	e	e	e	e
1007.26B0	Plaque de support longue	98	e		e	e				e	e	e	e	e	e	e	e	e
1007.27A0	Adaptateur pour cadre universel pour Magnus	98	e															
1007.28B0	Éléments de positionnement réglables	99	e		e	e				e	e	e	e	e	e	e	e	e
1007.30A0	Adaptateur pour cadre radio-transparent pour chirurgie de la colonne vertébrale	99	e		e	e				e	e	e	e	e	e	e	e	e
1007.40A0	Barre de traction avec articulation à rotule	71																d
1007.40B0	Barre de traction avec rotule	70			f	f	f				f							
1007.41A0	Barre de traction	72																d
1007.41B0	Barre de traction	70			f	f	f				f							
1007.42AC	Paire de plaques jambières	60																d
1007.43A0	Dispositif de traction	77	e		e	e			e	e	e	e	e	e	e	e	e	e
1007.44A0	Clameau coulissant avec rail porte-accessoires	72																e
1007.45A0	Plaque de support	79																e
1007.46A0	Chariot pour barre de traction	72																b
1007.46B0	Chariot pour barres de traction	70																

*Produit déjà vendu

		Page																	
			Maquet Magnus 1180.10A0	Maquet Magnus 1180.16A1/A2/A3/A5/A6	Maquet Otesus 1160.10A0/D0	Maquet Otesus 1160.30A0/D0	Maquet Otesus 1160.16A0/A1/A2	Alphamaquet 1150.16B0	Alphamaquet 1150.20B0/D0*	Alphamaquet 1150.30B0/D0*	Corin 7700.01A0/B0/A2/B2	Alphamaxx 1133.22B4/B5	Maquet Meera 7200.01B0/B2	Maquet Meera ST 7100.01B0/B2	Maquet Meera CL 7000.01B0	Maquet Lyra 1118.10B0/K0	Betaclassic 1118.01B0/K0	Maquet Yuno II 1433.02B0	
a	Auxiliaire de positionnement																		
b	Armoire porte-accessoires																		
c	Mobilier médical																		
d	Installable sur l’interface d’une table de bloc opératoire																		
e	À utiliser uniquement sur l’interface d’une table de bloc opératoire en combinaison avec d’autres accessoires																		
f	Accessoires de rails porte-accessoires																		
g	Accessoires de rails porte-accessoires, uniquement en combinaison avec d’autres accessoires																		
1007.47A0	Chariot porte-accessoires	72																b	
1007.48A0	Cadre pour champ opératoire stérile	79	f		f	f				f	f	f	f	f	f	f	f	f	
1007.49A0	Extension de châssis	79	e		e	e				e	e	e	e	e	e	e	e		
1007.50AC	Clameau d’adaptation	74																e	
1007.51A0	Réglage vertical, long	78																e	
1007.51B0	Barre verticale courte	78	e		e	e				e	e	e	e	e	e	e	e	e	
1007.52A0	Extension de barre	77																d	
1007.53A0	Support à genoux	101			d	d						d	d	d	d	d	d	d	
1007.54A0	Chariot	102			b	b						b	b	b	b	b		b	
1008.01A0	Cadre incurvé pour chirurgie du rachis KTEK	99	e	e	e	e	e				e	e	e	e	e	e	e	e	
1008.02A0	Chariot KTEK Curve	100	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	
1008.02B0	Chariot porte jambe KTEK	54	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	
1008.03A0	Housses de confort Curve	100																	
1008.03B0	Housses standard Curve	100																	
1008.03C0	Cale-tête	100																	
1008.05A0	Clameau de fixation	54	f		f	f				f	f	f	f	f	f	f	f	f	
1008.06B0	Sangles KTEK Nissen, standard	64	f		f	f				f	f	f	f	f	f	f	f	f	
1008.06D0	Sangles KTEK Nissen, bariatriques	65	f		f	f				f	f	f	f	f	f	f	f	f	
1008.08A0	Porte-jambe KTEK 250 Junior	53	g		g	g				g	g	g	g	g	g	g	g	g	
1008.07E0	Récupérateur propre non stérile	9	f	f	f	f	f	f		f	f	f	f	f	f	f	f	f	
1008.07F0	Récupérateur propre stérile	9	f	f	f	f	f	f		f	f	f	f	f	f	f	f	f	
1008.09A0	Porte-jambe KTEK 800	53	g		g	g				g	g	g	g	g	g	g	g	g	
1008.10A0	Assistance au levage pour coquille porte-jambe	53	g		g	g				g	g	g	g	g	g	g	g	g	
1008.11A0	Protection contre les radiations	13	f	f	f	f	f	f		f	f	f	f	f	f	f	f	f	
1008.12A0	Sangle de sécurité du patient, taille moyenne	17	f		f	f				f	f	f	f	f	f	f	f	f	
1008.14C0	Porte-jambe arthroscopique	89	f		f	f				f	f	f	f	f	f	f	f	f	
1008.14B0	Inlay pour porte-jambe arthroscopique	89																	
1008.15A0	Dispositif de positionnement des bras KTEK	33	f	f	f	f	f	f		f	f	f	f	f	f	f	f	f	
1008.17A0	Dispositif de positionnement des bras KTEK grand	31	f	f	f	f	f	f		f	f	f	f	f	f	f	f	f	
1008.17B0	Dispositif de positionnement des bras KTEK petit	31	f	f	f	f	f	f		f	f	f	f	f	f	f	f	f	
1009.01C0	Porte-sérum	7	f	g	f	f	g	f		f	f	f	f	f	f	f	f	f	
1009.02C0	Barre de fixation pour opérations du ménisque	88	f		f	f				f	f	f	f	f	f	f	f	f	

*Produit déjà vendu

		Page	a Auxiliaire de positionnement b Armoire porte-accessoires c Mobilier médical d Installable sur l’interface d’une table de bloc opératoire e À utiliser uniquement sur l’interface d’une table de bloc opératoire en combinaison avec d’autres accessoires f Accessoires de rails porte-accessoires g Accessoires de rails porte-accessoires, uniquement en combinaison avec d’autres accessoires Maquet Magnus 1180.10A0 Maquet Magnus 1180.16A1/A2/A3/A5/A6 Maquet Otesus 1160.10A0/D0 Maquet Otesus 1160.30A0/D0 Maquet Otesus 1160.16A0/A1/A2 Alphamaquet 1150.16B0 Alphamaquet 1150.20B0/D0* Alphamaquet 1150.30B0/D0* Corin 7700.01A0/B0/A2/B2 Alphamaxx 1133.22B4/B5 Maquet Meera 7200.01B0/B2 Maquet Meera ST 7100.01B0/B2 Maquet Meera CL 7000.01B0 Maquet Lyra 1118.10B0/K0 Betaclassic 1118.01B0/K0 Maquet Yuno II 1433.02B0															
1009.69A0	Sensor Drive	14										f	f	f				f
1118.50B0	Paire de plaques jambières	59			d	d							d	d	d	d	d	d
1118.60B0	Paire de plaques jambières	58														d	d	
1130.53B0	Têteière SFC	25			e	e				e	e	e	e	e	e	e	e	e
1130.53D0	Têteière PUR	25			e	e				e	e	e	e	e	e	e	e	d
1130.54B0	Arceau intermédiaire	21			e	e				e	e	e	e	e	e	e	e	d
1130.55B0	Extension de la plaque de siège	49																d
1130.64C0	Têteière	25			e	e				e	e	e	e	e	e	e	e	d
1130.64G0	Têteière	25			e	e				e	e	e	e	e	e	e	e	d
1130.65A0	Panneau de transfert	55			d	d					d	d	d	d	d	d	d	d
1130.67B0	Têteière	26			e	e				e	e	e	e	e	e	e	e	d
1130.70AC	Plaque jambière Maquetmatic	57			d	d						d	d	d	d	d	d	d
1130.71B0	Segment intermédiaire	57											d	d	d	d	d	d
1130.81A0	Adaptateur de têteière	24			d	d						d	d	d	d	d	d	d
1131.31BC	Plaque d’extension	46			d	d						d	d	d	d	d	d	d
1131.55BC	Extension de la plaque de siège	49			d	d						d	d	d	d	d	d	d
1132.34A0	Plaque dorsale pour opérations de l’épaule	87			d	d						d	d	d	d	d	d	d
1132.40A0	Chariot porte-accessoires	18	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b
1132.45AC	Plaque dorsale	42			d	d						d	d	d	d	d	d	d
1132.65A0	Panneau de transfert	56			d	d						d	d	d	d	d	d	d
1132.81A0	Adaptateur de têteière	24															d	d
1133.53BC	Paire de plaques jambières	62			d	d						d	d	d	d	d	d	d
1133.58BC	Plaque jambière	61			d	d						d	d	d	d	d	d	d
1133.67BC	Paire de plaques jambières en fibre de carbone	59			d	d						d	d	d	d	d	d	d
1133.73AC	Paire de plaques jambières	64			d	d						d	d	d	d	d	d	d
1133.73BC	Paire de plaques jambières	63			d	d						d	d	d	d	d	d	d
1150.31B0	Plaque dorsale	45									d							
1150.31D0	Plaque dorsale	45								d	d							
1150.45BC	Plaque polyvalente en fibre de carbone	42									d							
1150.55HC	Extension de la plaque de siège	48								d	d							
1150.59AC	Dispositif d’extension	68									d							
1150.64B0	Paire de plaques jambières	61	e		e	e				d	e	e	e	e	e	e	e	e

*Produit déjà vendu

		Page																		
			Maquet Magnus 1180.10A0	Maquet Magnus 1180.16A1/A2/A3/A5/A6	Maquet Otesus 1160.10A0/D0	Maquet Otesus 1160.30A0/D0	Maquet Otesus 1160.16A0/A1/A2	Alphamaquet 1150.16B0	Alphamaquet 1150.20B0/D0*	Alphamaquet 1150.30B0/D0*	Corin 7700.01A0/B0/A2/B2	Alphamaxx 1133.22B4/B5	Maquet Meera 7200.01B0/B2	Maquet Meera ST 7100.01B0/B2	Maquet Meera CL 7000.01B0	Maquet Lyra 1118.10B0/K0	Betaclassic 1118.01B0/K0	Maquet Yuno II 1433.02B0		
a	Auxiliaire de positionnement																			
b	Armoire porte-accessoires																			
c	Mobilier médical																			
d	Installable sur l’interface d’une table de bloc opératoire																			
e	À utiliser uniquement sur l’interface d’une table de bloc opératoire en combinaison avec d’autres accessoires																			
f	Accessoires de rails porte-accessoires																			
g	Accessoires de rails porte-accessoires, uniquement en combinaison avec d’autres accessoires																			
1150.64E0	Paire de plaques jambières	61																d		
1150.70A0	Adaptateur d’accessoires	43		e					d			e	e	e	e	e	e			
1150.71B0	Tête	29							d											
1150.71C0	Tête	29									e									
1150.72A0	Adaptateur d’accessoires	43						d	d			e	e	e	e	e	e	e		
1150.72B0	Adaptateur d’accessoires	43										e								
1150.73BC	Paire de plaques jambières	58										d								
1150.73DC	Paire de plaques jambières	58										d								
1160.32AC	Plaque d’extension	44				d	d					d	d	d	d	d	d	d		
1160.32BC	Plaque d’extension	44				d	d					d	d	d	d	d	d	d		
1160.32DC	Plaque d’extension, lavable	44				d	d													
1160.33BC	Plaque d’extension,	44				d	d					d	d	d	d	d	d	d		
1160.33DC	Plaque d’extension, lavable	44				d	d													
1160.35AC	Plaque dorsale	45				d	d					d	d	d	d	d	d	d		
1160.35BC	Plaque dorsale	45				d	d					d	d	d	d	d	d	d		
1160.36A0	Kit de mise à niveau pour support standard de clameaux crâniens Doro®	44				e	e					e	e	e	e	e	e	e		
1160.36B0	Kit de mise à niveau pour support standard de clameaux crâniens Sugita	45				e	e					e	e	e	e	e	e	e		
1160.45AC	Plaque insérable en fibre de carbone	40				d	d					d								
1160.45BC	Plaque insérable en fibre de carbone	40				d	d					d								
1160.50AC	Paire de plaques jambières	60				d	d					d	d	d	d	d		d		
1160.50BC	Paire de plaques jambières	60				d	d					d	d	d	d	d		d		
1160.50DC	Paire de plaques jambières	60				d	d													
1160.53AC	Tête	27				d	d					d	d	d	d	d		d		
1160.53BC	Tête	27				d	d					d	d	d	d	d		d		
1160.55AC	Extension de la plaque de siège	48				d	d					d	d	d	d	d	d	d		
1160.55BC	Extension de la plaque de siège	48				d	d					d	d	d	d	d	d	d		
1160.55DC	Extension de la plaque de siège	48				d	d													
1160.57A0	Chariot pour accessoires	71				b	b					b								
1160.59BC	Plaque de support pour extension	69				d	d					d								
1160.64AC	Tête	26				d	d					d	d	d	d	d		d		
1160.64BC	Tête	26				d	d					d	d	d	d	d		d		
1180.11A0	Module articulé motorisé	46	d																	
*Produit déjà vendu																				

*Produit déjà vendu

		Page	a Auxiliaire de positionnement b Armoire porte-accessoires c Mobilier médical d Installable sur l’interface d’une table de bloc opératoire e À utiliser uniquement sur l’interface d’une table de bloc opératoire en combinaison avec d’autres accessoires f Accessoires de rails porte-accessoires g Accessoires de rails porte-accessoires, uniquement en combinaison avec d’autres accessoires Maquet Magnus 1180.10A0 Maquet Magnus 1180.16A1/A2/A3/A5/A6 Maquet Otesus 1160.10A0/D0 Maquet Otesus 1160.30A0/D0 Maquet Otesus 1160.16A0/A1/A2 Alphamaquet 1150.16B0 Alphamaquet 1150.20B0/D0* Alphamaquet 1150.30B0/D0* Corin 7700.01A0/B0/A2/B2 Alphamaxx 1133.22B4/B5 Maquet Meera 7200.01B0/B2 Maquet Meera ST 7100.01B0/B2 Maquet Meera CL 7000.01B0 Maquet Lyra 1118.10B0/K0 Betaclassic 1118.01B0/K0 Maquet Yuno II 1433.02B0															
1180.11A1	Plaque matelassée	47	e															
1180.11B0	Module articulé motorisé	46	d															
1180.11B1	Plaque matelassée	47	e															
1180.11C1	Plaque de siège urologique	47	d															
1180.19A0	Dispositif d’extension	67	e															
1180.31A0	Plaque dorsale	43	e															
1180.32A0	Plaque d’extension	46	d															
1180.34A0	Module d’épaule	86	e															
1180.34T0	Chariot	86	b															
1180.36A0	Arceau intermédiaire	21	d															
1180.37A0	Plaque dorsale en fibre de carbone	41	e															
1180.41A0	Matelas pour dispositif de positionnement rectal	63	e															
1180.44AC	Plaque polyvalente en fibre de carbone pour position lithotomique	41	d															
1180.45A0	Plaque polyvalente en fibre de carbone	41	d															
1180.46A0	Plaque d’extension	28	e		e	e										e		
1180.47A0	Support de cathéter	14		f			f											
1180.48B0	Plaque jambière légère	58	e															
1180.49A0	Paire d’adaptateurs pour rails porte-accessoires	14		f			f											
1180.50A0	Tête	27	d															
1180.51A0	Clameau d’adaptation avec panneau de transfert	56	e															
1180.53A0	Tête	28	d															
1180.54A0	Paire de plaques jambières	62	e															
1180.54B0	Paire de plaques jambières	62	d															
1180.55A0	Module universel	47	e															
1180.56A0	Matelas pour panneau de transfert	56	d															
1180.57A0	Panneau de transfert	56	d															
1180.72X0	Adaptateur d’accessoires	43	e	d	e	e	d			e						e		
1419.01B0	Dispositif de traction	68										e	e	e				
1419.01C0	Dispositif de traction	68													e	e		
1419.01HC	Dispositif de traction	68									e							
1419.01JC	Dispositif de traction	68										e	e	e				
1433.33AC	Plaque dorsale en fibre de carbone	42			d	d				d	d	d	d	d		d		

*Produit déjà vendu

		Page	a b c d e f g Auxiliaire de positionnement Armoire porte-accessoires Mobilier médical Installable sur l'interface d'une table de bloc opératoire À utiliser uniquement sur l'interface d'une table de bloc opératoire en combinaison avec d'autres accessoires Accessoires de rails porte-accessoires Accessoires de rails porte-accessoires, uniquement en combinaison avec d'autres accessoires															
			Maquet Magnus 1180.10A0	Maquet Magnus 1180.16A1/A2/A3/A5/A6	Maquet Otesus 1160.10A0/D0	Maquet Otesus 1160.30A0/D0	Maquet Otesus 1160.16A0/A1/A2	Alphamaquet 1150.16B0	Alphamaquet 1150.20B0/D0*	Alphamaquet 1150.30B0/D0*	Corin 7700.01A0/B0/A2/B2	Alphamaxx 1133.22B4/B5	Maquet Meera 7200.01B0/B2	Maquet Meera ST 7100.01B0/B2	Maquet Meera CL 7000.01B0	Maquet Lyra 1118.10B0/K0	Betaclassic 1118.01B0/K0	Maquet Yuno II 1433.02B0
1433.34AC	Plaque dorsale en fibre de carbone pour interventions de l'épaule	87			d	d					d	d	d	d	d			d
1433.41AC	Plaque d'adaptation pour traction	69																d
1433.42A0	Crochet pour fémur	73																f
1433.45AC	Plaque en fibre de carbone pour insertion	40																d
1433.45BC	Plaque insérable en fibre de carbone	40																d
1433.66AC	Plaque d'extension en fibre de carbone à 3 orifices	71																d
1433.66BC	Plaque d'extension en fibre de carbone à 1 orifice	71																d
1433.67A0	Adaptateur tibial	74																e
4000.05A0	Coussin	119	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c
4001.59A0	Bassine	121	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c
4001.60A0	Bague de serrage	121	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c
4006.01A0	Anneau appuie-tête fermé Oasis Elite, adolescent	104	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
4006.02A0	Anneau appuie-tête fermé Oasis Elite, adulte	104	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
4006.03A0	Anneau appuie-tête ouvert Oasis Elite, adolescent	104	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
4006.04A0	Anneau appuie-tête ouvert Oasis Elite, adulte	104	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
4006.05A0	Coussin universel pour table d'opération	107	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
4006.06A0	Coussin de table Oasis longueur ¾	107	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
4006.07A0	Coussin de table Oasis pleine longueur	107	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
4006.08A0	Section pour le torse Oasis	107	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
4006.09A0	Coussin de table périnéal Oasis	108	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
4006.10A0	Dispositif universel de positionnement du patient Oasis	112	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
4006.11A0	Dispositif universel de positionnement du patient Oasis	112	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
4006.12A0	Coussin pour panneau de bras Oasis	109	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
4006.13A0	Coussin pour panneau de bras Oasis	109	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
4006.14A0	Coussins pour étrier à coquille Oasis	110	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
4006.15A0	Coussins pour étrier à coquille Oasis	110	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
4006.16A0	Coussin pour talon Oasis Elite	111	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
4006.17A0	Coussin pour cuisse Oasis	110	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
4006.18A0	Dispositif de positionnement latéral Oasis Elite	113	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
4006.19A0	Tête de décubitus ventral Oasis Elite, grande	105	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
4006.20A0	Tête de décubitus ventral Oasis Elite, moyenne	105	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
4006.21A0	Tête de décubitus dorsal Oasis Elite, adulte	105	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a

*Produit déjà vendu

		Page																
			Maquet Magnus 1180.10A0	Maquet Magnus 1180.16A1/A2/A3/A5/A6	Maquet Otesus 1160.10A0/D0	Maquet Otesus 1160.30A0/D0	Maquet Otesus 1160.16A0/A1/A2	Alphamaquet 1150.16B0	Alphamaquet 1150.20B0/D0*	Alphamaquet 1150.30B0/D0*	Corin 7700.01A0/B0/A2/B2	Alphamaxx 1133.22B4/B5	Maquet Meera 7200.01B0/B2	Maquet Meera ST 7100.01B0/B2	Maquet Meera CL 7000.01B0	Maquet Lyra 1118.10B0/K0	Betaclassic 1118.01B0/K0	Maquet Yuno II 1433.02B0
a	Auxiliaire de positionnement																	
b	Armoire porte-accessoires																	
c	Mobilier médical																	
d	Installable sur l’interface d’une table de bloc opératoire																	
e	À utiliser uniquement sur l’interface d’une table de bloc opératoire en combinaison avec d’autres accessoires																	
f	Accessoires de rails porte-accessoires																	
g	Accessoires de rails porte-accessoires, uniquement en combinaison avec d’autres accessoires																	
4006.22A0	Tête de décubitus dorsal Oasis Elite, adolescent	105	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	
4006.23A0	Dispositif de protection de la tête Azure	106	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	
4006.24A0	Dispositif de protection de la zone sacrée Azure, petit	108	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	
4006.25A0	Rouleau de thorax à fond plat Oasis Elite	112	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	
4006.26A0	Dispositif de protection du bras Azure, court	109	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	
4006.27A0	Dispositif de protection du bras Azure, long	109	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	
4006.28A0	Disposition de protection de la jambe Azure	110	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	
4006.29A0	Dispositifs de protection du talon Azure	111	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	
4006.3100	Coussin de positionnement en décubitus ventral	114	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	
4006.3200	Coussin de positionnement latéral	113	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	
4009.3000	Porte-sérum	8	f	g	f	f	f	g	f	f	f	f	f	f	f	f	f	
4402.9002	Table de positionnement de la main et du bras	119	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	
4403.9302	Support pour instruments	117	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	
4404.32A3	Table d’instrumentation	118	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	
4404.32B3	Table d’instrumentation	118	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	
4404.32C3	Table d’instrumentation	118	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	
4405.32A3	Table d’instrumentation	118	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	
4405.32B3	Table d’instrumentation	118	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	
4405.32C3	Table d’instrumentation	118	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	
4406.32A3	Table d’instrumentation	119	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	
4406.32B3	Table d’instrumentation	119	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	
4406.32C3	Table d’instrumentation	119	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	
4464.9500	Support pour instruments	117	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	
4464.9600	Support pour instruments	117	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	
4464.98A0	Table à instruments Mayo	117	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	
4464.9X00	Support pour instruments	117	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	
4602.3402	Tabouret pivotant pour bloc opératoire	123	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	
4632.01A0	Tabouret pivotant pneumatique pour bloc opératoire	122	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	
4632.01E0	Tabouret pivotant pneumatique pour bloc opératoire	122	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	
4634.01A0	Tabouret pivotant hydraulique pour bloc opératoire	123	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	
4634.01C0	Tabouret pivotant hydraulique pour bloc opératoire	123	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	
4805.91A3	Tige porte-sérum IRM	121	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	

*Produit déjà vendu

		Page																
			Maquet Magnus 1180.10A0	Maquet Magnus 1180.16A1/A2/A3/A5/A6	Maquet Otesus 1160.10A0/D0	Maquet Otesus 1160.30A0/D0	Maquet Otesus 1160.16A0/A1/A2	Alphamaquet 1150.16B0	Alphamaquet 1150.20B0/D0*	Alphamaquet 1150.30B0/D0*	Corin 7700.01A0/B0/A2/B2	Alphamaxx 1133.22B4/B5	Maquet Meera 7200.01B0/B2	Maquet Meera ST 7100.01B0/B2	Maquet Meera CL 7000.01B0	Maquet Lyra 1118.10B0/K0	Betaclassic 1118.01B0/K0	Maquet Yuno II 1433.02B0
a	Auxiliaire de positionnement																	
b	Armoire porte-accessoires																	
c	Mobilier médical																	
d	Installable sur l'interface d'une table de bloc opératoire																	
e	À utiliser uniquement sur l'interface d'une table de bloc opératoire en combinaison avec d'autres accessoires																	
f	Accessoires de rails porte-accessoires																	
g	Accessoires de rails porte-accessoires, uniquement en combinaison avec d'autres accessoires																	
4805.91B3	Porte-sérum	121	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	
4809.9003	Porte-bassine	117	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	
4901.3503	Chariot de mise au rebut	120	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	
4902.3503	Chariot de mise au rebut	120	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	
4904.95A0	Porte-bassine chauffant	122	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	
4904.96A0	Porte-bassine chauffant, version suisse	122	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	
4906.9003	Tabouret marchepied pour bloc opératoire	120	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	
4906.9103	Tabouret marchepied pour bloc opératoire	120	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	
4907.9003	Tabouret marchepied pour bloc opératoire	120	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	
6005.25A0	Adaptateur d'accessoires	98	e		e	e											e	
SU01.04990001	Panneau de bras pivotant	33	f	g	f	f	g	g	f	f	f	f	f	f	f	f	f	
SU01.04990002	Panneau de bras pivotant	33	f	g	f	f	g	g	f	f	f	f	f	f	f	f	f	

*Produit déjà vendu

Index

A

Adaptateur d'accessoires	
1150.70A0	43
1150.72A0	43
1180.72X0	43
6005.25A0	98
Adaptateur de table Doro® Maquet, radiotransparent	
1005.71A0	94
Adaptateur de tête	
1002.07A0	21
1007.16A0	21
1130.81A0	24
1132.81A0	24
Adaptateur de tête réglable	
1002.10A0	23
Adaptateur de traction	
1003.72AC	70
Adaptateur intermédiaire Doro®	
1005.72A0	95
Adaptateur pivotant Doro®	
1005.51A0	92
Adaptateur pour cadre radio-transparent pour chirurgie de la colonne vertébrale	
1007.30A0	99
Adaptateur pour cadre universel pour Magnus	
1007.27A0	98
Adaptateur pour plateaux de table CF	
1001.64X0	36
Adaptateur tibial	
1433.67A0	74
Adaptateur Trimano Fortis	
1002.31A0	84
Anneau appuie-tête	
1000.5700	106
Anneau appuie-tête fermé Oasis Elite, adolescent	
4006.01A0	104
Anneau appuie-tête fermé Oasis Elite, adulte	
4006.02A0	104
Anneau appuie-tête ouvert Oasis Elite, adolescent	
4006.03A0	104
Anneau appuie-tête ouvert Oasis Elite, adulte	
4006.04A0	104

Appuie-bras à usage unique	
1002.52A0	85
Appuie-bras pour position latérale	
1002.43A0	85
Appuie-bras pour position semi-assise	
1002.43B0	85
Arceau de siège avec support du bassin	
1007.05A0	102
Arceau intermédiaire	
1130.54B0	21
1180.36A0	21
Arceau repose-main	
1004.75A0	102
Arceau de fixation bilatérale	
1005.2300	93
Assistance au levage pour coquille porte-jambe	
1008.10A0	55

B

Bague de serrage	
4001.60A0	121
Barrière latérale de sécurité	
1005.88A0	7
Barre de contre-extension du coude Trimano	
1002.45A0	85
Barre de contre-traction de l'humérus	
1004.8000	83
Barre de contre-traction du fémur	
1004.85B0	73
Barre de contre-traction du tibia et du péroné	
1003.50C0	75
Barre de fixation pour opérations du ménisque	
1009.02C0	88
Barre de guidage	
1003.5100	75
Barre de support	
1002.18A0	17
Barre de traction	
1007.41A0	72
1007.41B0	70
Barre de traction avec articulation à rotule	
1007.40A0	71
Barre de traction avec rotule	
1007.40B0	70
Barre de traction, version fibre de carbone	
1003.55A0	73
Barre télescopique	
1003.59V0	78
Barre verticale courte	
1007.51B0	78
Bassine	
4001.59A0	121

Botte de traction	
1003.75A0	80
Botte de traction, adulte	
1001.8800	82
Botte de traction, enfant	
1001.9100	82
Botte de traction, petite	
1003.75A0	80
Bras articulé pour supports du corps	
1002.40A0	9
Bras de support articulé	
1004.42B0	76

C

Cadre d'anesthésie	
1002.57A0	6
Cadre d'anesthésie souple	
1002.54A0	5
Cadre incurvé pour chirurgie du rachis KTEK	
1008.01A0	99
Cadre pour champ opératoire stérile	
1007.48A0	79
Cadre universel pour le positionnement du patient	
1007.24A1	97
Cale-tête	
1008.03C0	100
Calotte de tête	
1002.03A0	95
1002.04B0	97
Tête deux sections	
1002.72A0	23
Tête réglable à une main	
1002.66A0	24
Calotte de tête pivotante Doro®, adulte	
1005.56A0	92
Chariot	
1003.46A0	9
1007.54A0	102
1007.07A0	102
1007.20A0	86
1180.34T0	86
Chariot de mise au rebut	
4901.3503	120
4902.3503	120
Chariot porte jambe KTEK	
1008.02B0	54
Chariot KTEK Curve	
1008.02A0	100
Chariot porte-accessoires	
1003.48A0	18
1007.06A0	19
1007.47A0	72
1132.40A0	18
1160.57A0	71
Chariot porte-accessoires pour plaques insérables en fibre de carbone	
1003.86A0	41

Chariot pour barre de traction	
1007.46A0	72
1007.46B0	70
Clameau à rotation et pivotement	
1003.34A0	76
Clameau coulissant	
1003.58B0	73
Clameau coulissant avec rail porte-accessoires	
1007.44A0	72
Clameau crânien, aluminium	
1005.52C0	91
Clameau crânien d'interface Doro®, radiotransparent	
1005.64A0	95
Clameau crânien radiotransparent	
1005.49B0	93
Clameau d'adaptation	
1007.50AC	74
Clameau d'adaptation avec panneau de transfert	
1180.51A0	56
Clameau de plaques jambières	
1004.8700	74
Clameau de serrage radial	
1003.23C0	5
1003.61A0	5
Clameau pour étrier de traction avec rotation	
1003.35A0	76
Clameau pour rail porte-accessoires	
1004.8800	79
1007.25A0	99
Clameau standard	
1003.22C0	5
Clameau de fixation	
1008.05A0	54
Coussins pour étrier à coquille Oasis	
4006.14A0	110
4006.15A0	110
Coquilles porte-jambe	
1005.01B0	57
Coquilles porte-jambe, adipositas	
1003.82A0	52
Coquilles porte-jambe, standard	
1003.81A0	52
Coussin	
1000.5600	114
1000.68C0	114
1003.7400	112
4000.05A0	119
Coussin de positionnement en décubitus ventral	
4006.3100	114
Coussin de positionnement latéral	
4006.3200	113
Coussin de table Oasis longueur $\frac{3}{4}$	
4006.06A0	107
Coussin de table Oasis pleine longueur	
4006.07A0	107

Coussin de table périnéal Oasis	
4006.09A0	108
Coussin pour cuisse Oasis	
4006.17A0	110
Coussin pour panneau de bras Oasis	
4006.12A0	109
4006.13A0	109
Coussin pour talon Oasis Elite	
4006.16A0	111
Coussin tunnel	
1000.77A0	113
Coussin universel pour table d'opération	
4006.05A0	107
Crochet pour fémur	
1433.42A0	73
Cuvette	
1003.44A0	8
D	
Dispositif de positionnement de l'humérus	
1004.9800	83
Dispositif de positionnement des bras KTEK	
1008.15A0	33
Dispositif de positionnement des bras	
SU01.04990001	33
Dispositif de positionnement des bras KTEK grand	
1008.17A0	31
Dispositif de positionnement des bras KTEK petit	
1008.17B0	32
Dispositif de positionnement des genoux	
1004.84A0	88
1004.84B0	89
Dispositif de positionnement latéral Oasis Elite	
4006.18A0	113
Dispositif de positionnement latéral des bras	
1002.49A0	34
Dispositif de positionnement latéral des bras Fisso	
1005.30A0	35
Dispositif de protection de la colonne de table d'opération	
1004.07A0	18
Dispositif de protection de la tête Azure	
4006.23A0	106
Dispositif de protection de la zone sacrée Azure, petit	
4006.24A0	108
Dispositif de protection du bras	
1001.40A0	37
1002.25A0	38
Dispositif de protection du bras Azure, court	
4006.26A0	109
Dispositif de protection du bras Azure, long	
4006.27A0	109
Dispositif de protection du bras, coudé	

1001.40B0	37
Dispositif de traction	
1003.3700	77
1007.43A0	77
Dispositif de traction	
1419.01X0	68
Dispositif de verrouillage des rails porte-accessoires	
1005.40A0	15
Dispositif d'extension	
1150.59AC	68
1180.19A0	67
Dispositif pour plâtrer le bassin	
1003.3600	80
Dispositif universel de positionnement du patient Oasis	
4006.10A0	112
4006.11A0	112
Dispositif pour interventions mini-invasives	
1003.60D0	67
Dispositifs de protection du talon Azure	
4006.29A0	111
Disposition de protection de la jambe Azure	
4006.28A0	110
Double traversin	
1000.6900	113
E	
Élargisseur de table, longue	
1001.75A0	12
Éléments de positionnement réglables	
1007.28B0	99
Épaulière	
1002.09C0	12
Porte-jambe KTEK 250 Junior	
1008.08A0	53
Porte-jambe KTEK 800	
1008.09A0	53
Extension de barre	
1003.54A0	76
1007.52A0	77
Extension de châssis	
1007.49A0	79
Extension de la plaque de siège	
1130.55B0	49
1131.55BC	49
1150.55HC	48
1160.55AC	48
Extension de plaque de siège, fibre de carbone	
1003.57B0	74
Extension de rail porte-accessoires	
1001.54A0	15
1004.91A0	15
1004.91B0	15
Extension cadre d'anesthésie	
1002.59A0	6

F

Fixation	
1002.65A0.....	23
Fixation de doigts Trimano	
1002.48A0.....	84
Fixation du condyle	
1004.93B0.....	75
Fixe-bras	
1001.4600.....	35
1002.24C0.....	38
Fixe-bras Weinberger	
1001.48A0.....	83
Fixe-jambe	
1001.4700.....	65

H

Housse pour barreaux latéraux de sécurité	
1005.89A0.....	7
Housses de confort Curve	
1008.03A0.....	100
Housses standard Curve	
1008.03B0.....	100

I

Inlay et supports de montage à usage unique, grande taille	
1003.76C0.....	80
Inlay et supports de montage à usage unique, petite taille	
1003.76A0.....	80
Inlay pour porte-jambe arthroscopique	
1008.14B0.....	89
Inlay réutilisable	
1003.77A0.....	81

J

Jeu de rinçage RTU	
1003.45D0.....	9

K

Kit bariatrique, UE	
1001.74B0.....	49
Kit de mise à niveau pour support standard de clameaux crâniens Doro®	
1160.36A0.....	44
Kit de mise à niveau pour support standard de clameaux crâniens Sugita	
1160.36B0.....	45

M

Matelas immobilisateur à dépression	
1000.78A0.....	115
Matelas pour dispositif de positionnement rectal	
1180.41A0.....	63
Matelas pour panneau de transfert	
1180.56A0.....	56
Membre de transition Doro® radiotransparent	
1005.63A0.....	94

1005.63B0.....	94
Module articulé motorisé	
1180.11A0.....	46
1180.11B0.....	46
Module d'épaule	
1180.34A0.....	86
Module universel	
1180.55A0.....	47

P

Paire de plaques jambières en fibre de carbone	
1133.67BC.....	59
Paire d'adaptateurs pour rails porte-accessoires	
1180.49A0.....	14
Panier grillagé	
0802.0783.....	19
Panneau de transfert	
1130.65A0.....	55
1132.65A0.....	56
1180.57A0.....	56
Passe-cassette	
1002.93A0.....	13
Plaque de pied	
1001.86C0.....	64
1001.97A0.....	80
Plaque de pied, adulte	
1001.8700.....	81
Plaque de pied, enfant	
1001.9000.....	82
Plaque de positionnement du bras	
1001.45C0.....	84
Plaque de siège urologique	
1180.11C1.....	47
Plaque de support	
1007.45A0.....	79
Plaque de support courte	
1007.26A0.....	98
Plaque de support longue	
1007.26B0.....	98
Plaque jambière Maquetmatic	
1130.70AC.....	57
Plaque de support pour extension	
1160.59BC.....	69
Plaque dorsale	
1132.45AC.....	42
1150.31B0.....	45
1160.35AC.....	45
1180.31A0.....	43
Plaque dorsale en fibre de carbone	
1433.33AC.....	42
1180.37A0.....	41
Plaque dorsale en fibre de carbone pour interventions de l'épaule	
1433.34AC.....	87
Plaque d'extension en fibre de carbone à 3 orifices	
1433.66AC.....	71
Plaque dorsale pour opérations de l'épaule	

1007.18B0.....	86
1007.19BC.....	87
1007.21B0.....	88
1132.34A0.....	87
Plaque d'adaptation pour extension	
1433.41AC.....	69
Plaque d'extension	
1131.31BC.....	46
1160.32AC.....	44
1180.46A0.....	28
1180.32A0.....	46
Plaque d'extension en fibre de carbone à 1 orifice	
1433.66BC.....	71
Plaque insérable en fibre de carbone	
1160.45XC.....	40
Plaque insérable en fibre de carbone	
1433.45BC.....	40
Plaque jambière	
1133.58BC.....	61
Plaque jambière légère	
1180.48B0.....	58
Plaque matelassée	
1180.11A1.....	47
1180.11B1.....	47
Plaque polyvalente en fibre de carbone	
1180.45A0.....	41
Plaque polyvalente en fibre de carbone	
1150.45BC.....	42
Plaque polyvalente en fibre de carbone pour position lithotomique	
1180.44AC.....	41
Plaque polyvalente pour chirurgie du bras	
1001.63A0.....	35
Plateau de table d'opération pour nourrissons et enfants en bas âge	
1005.78C0.....	50
Paire de plaques jambières	
1007.42AC.....	60
1118.60B0.....	58
1118.50B0.....	59
1133.53BC.....	62
1133.73AC.....	64
1133.73BC.....	63
1150.64B0.....	61
1150.73BC.....	58
1160.50AC.....	60
1180.54A0.....	62
Pointes crâniennes réutilisable Doro®	
1005.53B0.....	92
Pointes crâniennes stériles à usage unique Doro®, adulte	
1005.67A0.....	92
Pointes réutilisables	
1005.53X0.....	92
Porte-bassine	
4809.9003.....	117
Porte-bassine chauffant	
4904.95A0.....	122
Porte-jambe	
1001.65A0.....	54

1001.66A0	64
1001.73A0	55
1002.2300	54
1003.80A0	52

Porte-jambe arthroscopique	
1008.14C0	89

Porte-sérum	
1009.01C0	7
4009.3000	8
4464.9X00	117
4805.91B3	121

Protection contre les radiations	
1008.11A0	13

Protection latérale	
1004.15A0	6

R

Rail d'extension	
1005.22A0	16

Récupérateur propre non stérile	
1008.07E0	9

Récupérateur propre non stérile	
1008.07F0	9

Repose-jambes	
1001.94A0	114

Rouleau de guidage pour extension côté tête	
1007.12A0	95

Rouleau de soutien	
1002.11D0	11

Rouleau de thorax à fond plat Oasis Elite	
4006.25A0	112

Rouleau matelassé pour barre de contre-traction	
1000.24A0	115

Réglage vertical, long	
1007.51A0	78

S

Sangle de fixation	
1001.56A0	16
1001.56B0	16
1001.58A0	17
1001.59A0	16
1001.59B0	17

Sangle de fixation de la jambe	
1001.57A0	65

Sangle de sécurité du patient, taille moyenne	
1008.12A0	17

Sangles KTEK Nissen, bariatriques	
1008.06D0	65

Sangles KTEK Nissen, standard	
1008.06B0	64

Section pour le torse Oasis	
4006.08A0	107

Segment de raccordement pour supports du corps	
1002.19C0	10

Segment intermédiaire	
-----------------------	--

1130.71B0	57
-----------------	----

Sensor Drive	
1009.69A0	14

Serrage avec interface à lame	
1003.24A0	52

Support de bras	
1001.42A0	37
1001.44E0	31
1001.44F0	31
1001.6000	32
1002.32A0	34

Support de cathéter	
1180.47A0	14

Support de clameau crânien	
1005.48B0	93

Support de connexion	
1004.05A0	22

Support de l'articulation du coude	
1004.23C0	83

Support de tube	
1002.55A0	6

Support de tête pour opérations de l'épaule	
1002.15A0	28

Support dorsal/pelvien	
1002.11A0	10

Support du corps	
1002.97A0	11

Support d'accessoires pour plaque dorsale en fibre de carbone	
1003.87A0	42

Support d'aisselle	
1001.92C0	82

Support latéral	
1002.11C0	10
1002.21C0	11
1002.36A0	12

Support latéral double	
1002.17A0	12

Support pelvien	
1002.11E0	11

Support porte-cassettes	
1002.94A0	13

Support pour instruments	
4403.9302	117

Support pour instruments Mayo	
1003.32C0	8

Support pour plaque de pied	
1003.49B0	77

Support pubis/sternum	
1002.11B0	10

Support universel	
1004.86B0	78

Support à genoux	
1007.04D0	101
1007.53A0	101

Supports de fixation à usage unique	
1003.78A0	81

T

Table de positionnement de la main et du bras	
4402.9002	119

Table d'instrumentation	
1002.98A0	8
4404.32X3	118
4405.32X3	118
4406.32X3	119

Table d'opération avec bras en fibre de carbone	
1005.95A0	36

Table à instruments Mayo	
4464.98A0	117

Tabouret marchepied pour bloc opératoire	
4906.9003	120
4907.9003	120

Tabouret pivotant hydraulique pour bloc opératoire	
4634.01A0	123

Tabouret pivotant pneumatique pour bloc opératoire	
4632.01A0	122

Table avec extension, courte	
1001.76A0	13

Tabouret pivotant pour bloc opératoire	
4602.3402	123

Tige porte-sérum IRM	
4805.91A3	121

Trimano Fortis	
1002.30A0	34, 84

Tête	
1002.81D0	24
1130.64G0	25
1130.53B0	25
1130.67B0	26
1150.71C0	29
1160.64AC	26
1160.53AC	27
1180.50A0	27
1180.53A0	28

Tête de décubitus dorsal Oasis Elite, adolescent	
4006.22A0	105

Tête de décubitus dorsal Oasis Elite, adulte	
4006.21A0	105

Tête de décubitus ventral Oasis Elite, grande	
4006.19A0	105

Tête de décubitus ventral Oasis Elite, moyenne	
4006.20A0	105

Tête inclinable	
1002.83A0	96

Tête plate	
1002.73A0	23

Tête rigide	
1002.82A0	96

U

Unité de base réglable Doro®	
1005.50A0	91

Ces informations s'adressent exclusivement aux professionnels de la santé ou à d'autres publics professionnels et sont fournies à titre indicatif uniquement. Elles ne sont pas exhaustives et ne doivent donc pas remplacer le mode d'emploi, le manuel d'entretien ou les conseils médicaux. Getinge décline toute responsabilité en cas d'action ou d'omission d'une partie s'appuyant sur la présente documentation ; l'utilisateur s'y fie à ses risques et périls.

Il est possible que les thérapies, solutions ou produits mentionnés ne soient pas disponibles ou autorisés dans votre pays. Les informations ne peuvent être copiées ou utilisées, intégralement ou partiellement, sans l'autorisation écrite de Getinge.

Fabricant · Maquet GmbH · Kehler Str. 31 · 76437 Rastatt · Germany · info@getinge.com

Getinge France · société par actions simplifiées au capital de 8.793.677,10 euros, dont le siège social est situé à MASSY (91300) – Carnot Plaza, 14/16 Avenue Carnot - immatriculée sous le numéro 562 096 297 RCS EVRY · 02 38 25 88 88 · accueil.FRARD@getinge.com.

© 2026 Getinge | Getinge et **GETINGE** ✱ sont des marques commerciales ou des marques déposées de Getinge AB, de ses filiales ou de ses sociétés affiliées. DMS-0002131 v2 | Tous droits réservés.

PUB-2020-0280-G, version de juin 2026

GETINGE ✱