




Ballon intra-aortique Mega 7.5 Fr. et 8 Fr.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Ballons Mega 7.5 Fr. et 8 Fr. avec kit d'insertion

Référence	Ballon				
	Volume nominal (cc)	Longueur ballon (mm)	Diamètre du ballon à 2 psi (mm)	Longueur insérable (mm)	Taille du guide (mm)
0684-00-0294-01	30	178	16	723	0.64 mm (0.025")
0684-00-0295-01	40	229	16	723	0.64 mm (0.025")
0684-00-0296-01	50	258	17.4	723	0.64 mm (0.025")

Informations de commande

Produit	Référence
Ballon Mega 7,5 Fr 30 cc avec kit d'insertion et 2 Statlocks*	0684-00-0294-01
Ballon Mega 7,5 Fr 30 cc avec kit d'insertion, 2 Statlocks et adaptateur Arrow	0684-00-0294-02
Ballon Mega 7,5 Fr 40 cc avec kit d'insertion et 2 Statlocks*	0684-00-0295-01
Ballon Mega 7,5 Fr 40 cc avec kit d'insertion, 2 Statlocks et adaptateur Arrow	0684-00-0295-02
Ballon Mega 8 Fr 50 cc avec kit d'insertion et 2 Statlock*	0684-00-0296-01
Ballon Mega 8 Fr 50 cc avec kit d'insertion, 2 Statlocks et adaptateur Arrow	0684-00-0296-02

Configuration

Packaging
Pochette individuelle, ouverture par le coin
Durée de vie
Usage unique
Durée de conservation
3 ans à partir de la date de fabrication
Pour plus d'informations, contactez votre représentant local.


Accessoires	Référence
Kit d'insertion seul pour Mega 7,5 Fr 30/40 cc	0884-00-0019-21
Kit d'insertion seul pour Mega 8 Fr 50 cc	0884-00-0019-17

Les kits d'insertion pour Mega comprennent :

- Un introducteur renforcé de 15 cm (6") avec valve hémostatique
- Un dilateur pour introducteur
- Un dilateur pour artère
- Une aiguille angiographique calibre 18 Ga
- Un guide acier inoxydable, J 3mm, couvert PTFE de 0.64 mm (0.025") x 145 cm
- Un guide acier inoxydable
- Un bouchon Luer
- Un robinet 3 voies
- Deux tubulures de pression de 122 cm (4')
- Une rallonge de ballon de 168 cm (5'6") pour 30cc/40cc seulement
- Une rallonge de ballon de 170 cm (5'7") pour 50cc seulement

Rallonges de ballon de 168 cm (5'6") pour ballons 30cc/40cc (pack de 10)	0684-00-0275
Rallonges de ballon de 170 cm (5'7") pour ballons 50cc (pack de 10)	0684-00-0526
StatLock* (fixation du ballon - pack de 20)	0684-00-0472
Adaptateur console Arrow pour ballons de 25 à 40 cc (pack de 5)	0684-00-0510-01
Adaptateur console Arrow pour ballons de 50 cc (pack de 5)	0684-00-0510-02

Guide des tailles



MCA00003496 REV.B - Getinge, et **GETINGE** * sont des marques commerciales ou des marques déposées de Getinge AB, de ses filiales ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis ou dans d'autres pays. StatLock est une marque commerciale ou une marque déposée de C.R. Bard, Inc. ou d'une société affiliée - Copyright 2025 Datascope Corp. - Tous droits réservés. Se référer au mode d'emploi pour les indications, avertissements, contre-indications et précautions actuels - 04/2025

PUB-2025-0317-A, version d'octobre 2025

Getinge France - société par actions simplifiées au capital de 8.793.677,10 euros, dont le siège social est situé à MASSY (91300) - Carnot Plaza, 14/16 Avenue Carnot - immatriculée sous le numéro 562 096 297 RCS EVRY - 02 38 25 88 88 - accueil.FRARD@getinge.com

Getinge - 45 Barbour Pond Drive - Wayne, NJ 07470 - USA
Datascope Corp. - 15 Law Drive - Fairfield, NJ 07004 - USA

www.getinge.fr

GETINGE *