

Botte de traction

Un accessoire pour les chirurgies orthopédiques et traumatologiques

Les bottes de traction sont des aides de positionnement importantes pour les procédures d'orthopédie et de traumatologie. Mais il peut être difficile ou assez coûteux de nettoyer et de désinfecter en profondeur la plupart des bottes de traction traditionnelles. Un nettoyage incomplet peut augmenter le risque de contamination croisée et les coûts associés aux infections nosocomiales.

Développée en étroite collaboration avec des équipes chirurgicales, la botte de traction a été conçue pour répondre à une variété de besoins. Il s'agit d'une solution de positionnement qui vise à contribuer à améliorer les résultats chirurgicaux en orthopédie et en traumatologie.



Aux Etats-Unis, les infections du site opératoire représentent environ un tiers des coûts liés aux infections nosocomiales.¹ En réduisant le risque de contamination croisée dans la salle d'opération, les hôpitaux peuvent améliorer la sécurité des patients et limiter les coûts des soins prolongés.



Stabilité en cas de forte force de traction

La botte de traction est conçue pour les opérations où de fortes forces de traction sont appliquées à travers le pied du patient, comme le repositionnement du fémur ou les arthroplasties de hanche. Lorsqu'elle est montée sur des accessoires de traction Getinge existants, la botte de traction permet un positionnement stable du pied du patient.

Il est possible d'atteindre un poids proportionnel de 250 kg pour le patient. La conception permet une répartition uniforme de la pression des forces de traction jusqu'à 80 kg / 756 Nm tout en évitant les forces de cisaillement.

¹ https://cddep.org/tool/overall_and_unit_costs_five_most_common_hospital_acquired_infections_hais_us/



Installation et utilisation

La botte de traction peut être fixée par le dessus ou le côté en utilisant une interface universelle. Aucun outil ou accessoire supplémentaire n'est requis.

Taille unique*

La taille unique* convient à la plupart des patients, ce qui permet d'avoir une botte de traction disponible pour un usage quotidien ou pour la planification de la préparation aux catastrophes.

Incrustation hygiénique

La botte de traction utilise un cadre en métal lisse facile à nettoyer et une incrustation hygiénique jetable ou réutilisable dans le but de minimiser le risque de contamination croisée.

Caractéristiques de sécurité

La botte de traction offre de nombreuses fonctionnalités de sécurité.

- Double rembourrage au niveau de l'articulation de la cheville pour une protection supplémentaire
- Un système de cliquet spécialement conçu vise à protéger la botte contre une ouverture accidentelle
- Une traction stable peut être maintenue tout au long de la procédure

Informations techniques

L x l x H (sans incrustation)	315 x 320 x 299 mm
Max. poids du patient même en traction totale	250 kg
Forces de traction 80 kg	80 kg
Poids propre (système de cliquet et incrustation inclus)	1,175 kg

Information pour la commande

Nom du produit	Numéro de produit
Botte de traction	1003.75A0
Incrustation jetable incl. supports de montage	1003.76A0
Incrustation réutilisable	1003.77A0
Supports de montage jetables	1003.78A0

* Convient pour une gamme de pointure allant du 35 au 45 (UE) / 3 à 11 (États-Unis)

Mentions légales - Chaussure d'extension 1003.75A0 - Utilisé en combinaison avec une table d'opération et un dispositif d'extension, dispositif destiné à l'immobilisation du pied et de la jambe juste avant, pendant et après une intervention chirurgicale ainsi que pour l'examen et le traitement. Il s'agit d'un dispositif médical de classe I. Produit fabriqué par Condor MedTec GmbH, Allemagne. Pour un bon usage veuillez lire attentivement toutes les instructions figurant dans la notice d'utilisation du produit.
PUB-2020-0134-B, version de février 2024.

Getinge France - société par actions simplifiées au capital de 8.793.677,10 euros, dont le siège social est situé à MASSY (91300) – Carnot Plaza, 14/16 Avenue Carnot - immatriculée sous le numéro 562 096 297 RCS EVRY - 02 38 25 88 88 - accueil.FRARD@getinge.com

www.getinge.fr

GETINGE 