

Détergent Getinge Clean Enzymatic

Nettoyant doux au pH neutre

Le détergent Getinge Clean Enzymatic pénètre et dégrade les protéines et les matières organiques.

Le détergent Getinge Clean Enzymatic allie la puissance de la technologie de nettoyage multienzymatique avec les avantages d'un lavage par aspersion en machine. Sa formule est destinée à éliminer les matières protéinées des instruments et dispositifs médicaux.

Outre une utilisation en laveurs-désinfecteurs automatisés, il convient également pour une utilisation en éviers et bains à ultrasons. Le détergent Enzymatic est efficace dans l'eau dure et adoucie et convient à la plupart des types de matériaux.



Disponible en bidons de 5 l, 25 l et 205 l

Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Getinge local:

Getinge France · société par actions simplifiées au capital de 8.793.677,10 euros, dont le siège social est situé à MASSY (91300) – Carnot Plaza, 14/16 Avenue Carnot - immatriculée sous le numéro 562 096 297 RCS EVRY · 02 38 25 88 88 · accueil.FRARD@getinge.com

Mentions légales

Getinge Enzymatic Detergent/Getinge Enzymatic Plus - Détergent enzymatique neutre destiné aux laveurs désinfecteurs, aux bains à ultrasons et au nettoyage manuel. Il s'agit d'un produit de classe I. Produit fabriqué par Quadralene Limited, Royaume-Uni. Pour un bon usage, veuillez lire attentivement toutes les instructions figurant dans la notice d'utilisation du produit. PUB-2022-0496-B, version de janvier 2024.

www.getinge.fr

GETINGE 