

Trimano Fortis

Vers plus d'ergonomie

Depuis des années, le support de bras Trimano 3D « prête main-forte » en salle d'opération. Getinge poursuit cette réussite avec le Trimano Fortis.



Trimano Fortis est synonyme de force, de flexibilité et d'avantages ergonomiques en salle d'opération. Il s'agit d'une évolution du support de bras Trimano 3D. Trimano Fortis est plus robuste que son prédécesseur et améliore la capacité de charge* et le maniement. Trimano Fortis s'appuie sur les caractéristiques du support de bras Trimano 3D. Il présente également des avantages ergonomiques pour les praticiens. La force requise pour desserrer la poignée a été réduite, ce qui a pour but de faciliter le repositionnement.

* poids proportionnel max. du bras du patient de 250 kg

Les avantages :

- **Utilisation :** Trimano Fortis ne nécessite ni alimentation électrique, ni branchement supplémentaire
- **Aide au travail :** grâce à ses applications polyvalentes, le bras Trimano vise à améliorer les conditions de travail de l'équipe chirurgicale
- **Mobilité :** le système « Click and Move » favorise la liberté de mouvement dans toutes les directions tout en visant une fixation stable lorsque la poignée est relâchée
- **Polyvalence :** grâce à sa large gamme d'accessoires, le bras Trimano peut être utilisé dans une multitude de spécialités chirurgicales
- **Compatibilité :** peut être utilisé avec toutes les tables d'opération équipées d'un rail porte-accessoires
- **Optimisez votre investissement :** compatible avec les anciennes versions Trimano (sauf exceptions), ce qui signifie que les accessoires existants peuvent être utilisés

Une main supplémentaire en salle d'opération

Le maintien et le levage des extrémités du corps lors d'interventions orthopédiques demandent un effort aux assistants en chirurgie. Cette tâche est assurée par le bras Trimano Fortis.

Le bras Trimano Fortis peut être directement fixé au rail porte-accessoires de la table d'opération et est prêt à l'emploi. Aucune autre connexion n'est nécessaire. Il peut être déplacé dans toutes les directions et être fixé solidement quelle que soit sa position.

Les fonctionnalités du bras Trimano – comme l'utilisation multidisciplinaire, les options de positionnement flexible, la capacité de charge accrue et le confort de manipulation – ont pour but d'en faire un outil important en salle d'opération. Et comme le Trimano Fortis est en grande partie compatible avec la version précédente, vous pouvez continuer à utiliser votre équipement existant.

Références de commande et accessoires compatibles

1002.30A0	Trimano Fortis
1002.31A0	Adaptateur Fortis
1002.32A0	Plaque pour bras Fortis, SFC
1002.43A0	Appui-bras, position latérale
1002.43B0	Appui-bras, position semi-assise
1002.52A0	Appui-bras, jetable, stérile
1002.45A0	Barre de contre-traction
1002.48A0	Fixation de doigts

Les consommables ne sont pas listés, veuillez vous référer au [catalogue d'accessoires pour tables opératoires](#).



Traitement de l'épaule en position semi-assise



Traitement du poignet en décubitus dorsal



Chirurgie plastique en décubitus latéral



Traitement du coude en décubitus ventral

Mentions légales : Bras de support TRIMANO FORTIS 3D - Associé à l'adaptateur TRIMANO FORTIS et en combinaison avec des accessoires spécifiques, dispositif destiné à supporter le bras d'un patient, soutenir un patient, servir de fixe-poignet et fixer un écarteur, juste avant, pendant et après une intervention chirurgicale ainsi que pour l'examen et le traitement. Il s'agit d'un dispositif médical de classe I. Produit fabriqué par MAQUET GmbH, Allemagne. Pour un bon usage, veuillez lire attentivement toutes les instructions figurant dans la notice d'utilisation du produit. PUB-2017-0026-C, version de janvier 2024.

Maquet GmbH · Kehler Str. 31 · 76437 Rastatt · Allemagne · +49 7222 932-0

Trouvez votre représentant commercial Getinge local sur le site :

Getinge France · société par actions simplifiée au capital de 8.793.677,10 euros, dont le siège social est situé à MASSY (91300) – Carnot Plaza, 14/16 Avenue Carnot · immatriculée sous le numéro 562 096 297 RCS EVRY · 02 38 25 88 88 · accueil.FRARD@getinge.com

www.getinge.fr

GETINGE 