

Utilisation de câbles plus longs entre l'interface utilisateur et l'unité pneumatique des ventilateurs Servo

Compte tenu de la situation actuelle vis-à-vis de l'infection à Coronavirus Covid-19, nous souhaitons vous communiquer notre position vis-à-vis de l'utilisation d'un câble plus long entre l'unité pneumatique et l'interface utilisateur des ventilateurs Servo :

- Un câble plus long nécessiterait des tests approfondis en ce qui concerne les interférences et la compatibilité électromagnétique (IEM et CEM).
- Nous n'avons pas, actuellement, de solution validée que nous pouvons recommander mais nous investiguons différentes possibilités.
- L'utilisation de câbles non fournis par Getinge ou l'extension de câbles fournis par Getinge peut compromettre la sécurité et la performance du ventilateur, comme décrit dans le manuel d'utilisation.

Dr. Miray Kärnekull
Medical Director
Maquet Critical Care AB

Jennie Haag
Director Product Management
Maquet Critical Care AB