

Getinge Pack

VHP-Sterilisationsverpackung

Sterilisationsrollen und -beutel

Bieten hochwertige und starke mikrobielle Barrieren für alle Ihre aufbereiteten Krankenhausinstrumente.

Sterilisationsrollen und -beutel aus DuPont™ Tyvek® bieten medizinischem Personal eine einfache und sichere Methode zur Verpackung von Medizinprodukten, die in Wasserstoffperoxid- (H_2O_2) und Ozonsterilisatoren sterilisiert werden sollen.

Die Rollen und Beutel aus hochwertigem Tyvek®-Material und mehrschichtiger PET/PE-Copolymerfolie stellen eine wirksame mikrobielle Barriere für alle Ihre aufbereiteten Krankenhausinstrumente sicher.

Die wasserbasierten und ungiftigen, auf der Tyvek®-Oberfläche aufgedruckten Prozessindikatoren zeigen durch die Veränderung ihrer Farbe optisch an, ob das jeweilige Paket aufbereitet wurde oder nicht.

Unser breites Angebot an Standardgrößen ermöglicht eine optimale Wahl der richtigen Verpackungsgröße für jedes Instrument sowie für Doppelverpackungen.

Die Getinge Pack VHP-Sterilisationsrollen und -beutel verfügen über eine CE-Kennzeichnung und erfüllen die Normen ISO 11607-1, ISO 11140-1 und EN 868-5.



Hauptmerkmale

- Verbesserte Barriere mit hochwertigem Tyvek®-Gewebe (1059B)
- Verstärkte Folie zur Vermeidung von Rissen während des Öffnens
- Dreifachbanddichtung für eine höhere Integrität der Verpackung
- Präziser und ungiftiger externer Prozessindikator

Prozessindikator VH2O2

Verpackungsart	Vor der Sterilisation	Nach der Sterilisation
VHP-Sterilisationsrollen	Rot	Blau (oder heller)
VHP-Sterilisationsbeutel	Rot	Blau (oder heller)

Bestellinformationen – VHP-Sterilisationsrolle

Bezeichnung	Bestellnr.
VHP-Sterilisationsrolle 5 cm x 70 m	6005500359
VHP-Sterilisationsrolle 7,5 cm x 70 m	6005500360
VHP-Sterilisationsrolle 10 cm x 70 m	6005500361
VHP-Sterilisationsrolle 15 cm x 70 m	6005500362
VHP-Sterilisationsrolle 20 cm x 70 m	6005500027
VHP-Sterilisationsrolle 25 cm x 70 m	6005500028
VHP-Sterilisationsrolle 30 cm x 70 m	6005500029
VHP-Sterilisationsrolle 35 cm x 70 m	6005500030
VHP-Sterilisationsrolle 40 cm x 70 m	6005500031



Bestellinformationen – VHP-Sterilisationsbeutel

Bezeichnung	Bestellnr.
VHP-Sterilisationsbeutel 7,5 x 20 cm	6005500363
VHP-Sterilisationsbeutel 10 x 28 cm	6005500364
VHP-Sterilisationsbeutel 15 x 30 cm	6005500032
VHP-Sterilisationsbeutel 20 x 40 cm	6005500033
VHP-Sterilisationsbeutel 25 x 45 cm	6005500034



DuPont™ und Tyvek® sind eingetragene Marken von E.I. du Pont de Nemours and Company.

Ihren lokalen Getinge-Vertriebspartner finden Sie unter der folgenden Adresse:

Getinge Deutschland GmbH • Kehler Str. 31 • 76437 Rastatt • Deutschland • +49 7222 932-0 • info.vertrieb@getinge.com
Getinge Österreich GmbH • Lemböckgasse 49 • 1230 Wien • Österreich • +43 1 8651487-0 • info-at@getinge.com
Getinge Schweiz AG • Wilerstrasse 75 • 9200 Gossau • Schweiz • +41 71 335 03 03 • info@getinge.ch