

Bestellinformationen


Advanta V12 ballonexpandierbarer gecoverter Stent

5–10 mm Durchmesser, 0,035" Führungsdraht

Stent Durchmesser / Länge	Bestellnummer 80 cm Katheterlänge	Bestellnummer 120 cm Katheterlänge	Verkürzte Länge		Einführschleusen Kompatibilität
			8 ATM Nennndruck	12 ATM Nennberstdruck	
5 x 16 mm	85340	85350	15,9 mm	15,6 mm	6 Fr
5 x 22 mm	85341	85351	21,3 mm	21,0 mm	6 Fr
5 x 32 mm	85388	85394	32,3 mm	32,3 mm	7 Fr
5 x 38 mm	85320	85330	37,2 mm	37,7 mm	7 Fr
5 x 59 mm	85321	85331	58,6 mm	60,0 mm	7 Fr
6 x 16 mm	85342	85352	15,7 mm	15,1 mm	6 Fr
6 x 22 mm	85343	85353	20,8 mm	20,2 mm	6 Fr
6 x 32 mm	85389	85395	31,7 mm	31,5 mm	7 Fr
6 x 38 mm	85322	85332	36,6 mm	37,0 mm	7 Fr
6 x 59 mm	85323	85333	57,8 mm	58,7 mm	7 Fr
7 x 16 mm	85344	85354	15,0 mm	14,2 mm	7 Fr
7 x 22 mm	85345	85355	20,1 mm	19,4 mm	7 Fr
7 x 32 mm	85390	85396	31,3 mm	31,2 mm	7 Fr
7 x 38 mm	85324	85334	35,8 mm	35,7 mm	7 Fr
7 x 59 mm	85325	85335	57,1 mm	57,5 mm	7 Fr
8 x 32 mm	85391	85397	30,0 mm	29,6 mm	7 Fr
8 x 38 mm	85326	85336	34,7 mm	34,7 mm	7 Fr
8 x 59 mm	85327	85337	56,0 mm	56,5 mm	7 Fr
9 x 32 mm	85392	85398	28,7 mm	29,2 mm	7 Fr
9 x 38 mm	85328	85338	33,7 mm	32,7 mm	7 Fr
9 x 59 mm	85329	85339	54,6 mm	54,0 mm	7 Fr
10 x 38 mm	85360	85364	30,8 mm	30,9 mm	7 Fr
10 x 59 mm	85361	85365	53,3 mm	52,5 mm	7 Fr

12 mm Large Diameter, 0,035" Führungsdraht

Stent Durchmesser / Länge	Bestellnummer 80 cm Katheterlänge	Bestellnummer 120 cm Katheterlänge	Verkürzte Länge		Einführschleusen-Kompatibilität
			8 ATM Nennndruck	10 ATM Nennberstdruck	
12 x 29 mm	85370	85379	25,6 mm	25,3 mm	9 Fr
12 x 41 mm	85371	85380	37,6 mm	37,1 mm	9 Fr
12 x 61 mm	85372	85381	58,2 mm	57,6 mm	9 Fr

Der Advanta V12 Stent ist nicht in den USA erhältlich. Getinge, **GETINGE**  sind Warenzeichen oder eingetragene Marken von Getinge AB, ihren Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen in den USA oder anderen Ländern. Copyright 2023 Atrium Medical Corp. Alle Rechte vorbehalten. 04/2023 · PN 011529 Rev AB. DE-01B · 01/2024

Hersteller: · Atrium Medical Corporation · 40 Continental Blvd · Merrimack, NH 03054 · USA · +1 603-880-1433

Ihren lokalen Getinge-Vertriebspartner finden Sie unter der folgenden Adresse:

Getinge Deutschland GmbH · Kehler Str. 31 · 76437 Rastatt · Deutschland · +49 7222 932-1200 · info.vertrieb@getinge.com

Getinge Österreich GmbH · Lemböckgasse 49 · 1230 Wien · Österreich · +43 1 8651487-0 · info-at@getinge.com

Getinge Schweiz AG · Quellenstrasse 41B · 4310 Rheinfelden · Schweiz · +41 71 335 03 03 · info@getinge.ch