

Draft 03.03.2023

Halter für Getinge Assured Wash Monitor und Getinge Assured Wash Monitor U

Der Test wird in einen Wash Monitor Holder eingesetzt und dann im jeweiligen Reiniger platziert. Dadurch wird ein kontaminiertes chirurgisches Instrument simuliert.

Der Halter für den Getinge Assured Wash Monitor und den Getinge Assured Wash Monitor U ist eine zusätzliche Vorrichtung für die routinemäßige Überwachung automatisierter Reinigungsvorgänge in Reinigungs- und Desinfektionsgeräten und Ultraschall-Reinigungsgeräten.



Halter Getinge Assured Wash Monitor R und F

Der Getinge Assured Wash Monitor R und F Holder ist eine zusätzliche Vorrichtung für die routinemäßige Überwachung automatisierter Reinigungsprozesse für Hohlkörperinstrumente in Reinigungs- und Desinfektionsgeräten sowie in Ultraschall-Reinigungsgeräten.



Bestellinformationen

| Produkt | VE | Bestellnr. |
|---|---------|------------|
| Getinge Assured Wash Monitor | 25 St. | 503864500 |
| Getinge Assured Wash Monitor | 50 St. | 503864600 |
| Getinge Assured Wash Monitor | 100 St. | 503864700 |
| Getinge Assured Wash Monitor Ultrasonic | 50 St. | 503865200 |
| Getinge Assured Wash Monitor F/R | 25 St. | 6005500586 |
| Getinge Assured Wash Monitor U/L | 25 St. | 6005500587 |
| Getinge Assured Wash Monitor Holder | | 6005500585 |
| Getinge Assured Wash Monitor F Holder | | 503865100 |
| Getinge Assured Wash Monitor R Holder | | 503865000 |

Hersteller:

Getinge Infection Control AB • P.O. Box 69 • SE-305 05 Getinge • Sweden

Ihren lokalen Getinge-Vertriebspartner finden Sie unter der folgenden Adresse:

Getinge Deutschland GmbH • Kehler Str. 31 • 76437 Rastatt • Deutschland • +49 7222 932-0 • info.vertrieb@getinge.com

Getinge Österreich GmbH • Lemböckgasse 49 • 1230 Wien • Österreich • +43 1 8651487-0 • info-at@getinge.com

Getinge Schweiz AG • Wilerstrasse 75 • 9200 Gossau • Schweiz • +41 71 335 03 03 • info@getinge.ch

www.getinge.com

GETINGE 