



# Maquet Sensor Drive

Optimierter Patiententransport

## Müheloses Manövrieren

Maquet Sensor Drive ist eine infrarotgesteuerte Bedieneinheit für den Fahrtrieb der OP-Tische Maquet Alphamaxx und Maquet Meera. Wie bei einem Motorrad-Gasgriff werden durch Drehen des Handgriffes der Antrieb und die Geschwindigkeit gesteuert. Durch eine Vorwärts- bzw. Rückwärtsdrehung entsteht eine entsprechende Vorwärts- und Rückwärtsbewegung des OP-Tisches. Der Maquet Sensor Drive trägt zu einer sicheren Nutzung des OP-Tisches bei und erhöht den Komfort für das Personal.

## Optimierter Patiententransport

Das leichte Manövrieren des OP-Tisches spielt eine wichtige Rolle für einen sicheren und effektiven Patiententransport, vor allem in engen Räumen und überfüllten OP-Fluren. Der Maquet Sensor Drive bietet eine genau dosierbare Geschwindigkeitssteuerung, die es dem Pflegepersonal ohne größeren Aufwand ermöglicht, in engen Bereichen das Risiko einer Kollision zu reduzieren.

## Einfache Bedienung

Der Handgriff wird an die Gleitschiene des OP-Tisches montiert, in der Regel an der Kopfplatte. Hierdurch kann das OP-Team und Pflegepersonal mit nur einer Hand den OP-Tisch bewegen und gleichzeitig steuern. Somit bleibt eine Hand frei, mit der das Personal in der Lage ist, dem Patienten in kritischen Situationen besser helfen zu können.

## Flexible Nutzung

Ein einzelner Maquet Sensor Drive kann für mehrere OP-Tische eingesetzt werden. Durch die Eingabe einer Codekombination kann sich der Maquet Sensor Drive mit dem ausgewählten OP-Tisch verbinden. Darüber hinaus kann der Maquet Sensor Drive bei vielen älteren Maquet Alphamaxx OP-Tischen nach einem entsprechenden Update von Maquet verwendet werden.



## Technische Daten

Höchstgeschwindigkeit	3 km/h
Bremsweg	< 800 mm mit einer Last von 250 kg
L x B x H (inklusive Handgriff)	277 x 136 x 72 mm
Artikelnummer	1009.69A0 Maquet Sensor Drive, EU-Version
Akku-Laufzeit	Kapazität für ca. 2,5 Stunden Dauerbetrieb
Aufladen	mit Standard-Ladestation der Fernbedienung
OP-Tisch-Kompatibilität	Maquet Alphamaxx (1133.22) mobiler OP-Tisch mit Fahrtrieb Maquet Meera (7200.01) mobiler OP-Tisch mit Fahrtrieb