

Gleichzeitiger Einsatz eines Beatmungsgeräts bei mehreren Patienten

Angesichts der Coronavirus-Pandemie und der damit verbundenen Lungenerkrankung COVID-19 möchten wir hiermit die folgende Erklärung zur gleichzeitigen Verwendung eines Beatmungsgeräts bei mehreren Patienten abgeben:

- Das vorgeschlagene Verfahren zur gleichzeitigen Beatmung von mehr als einem Patienten mit einem Beatmungsgerät wird von Getinge nicht empfohlen und ist nicht validiert.
- Es gibt mehrere Risiken, unter anderem eine unzureichende Leistung und die Möglichkeit einer Kreuzkontamination, die weder Teil unserer Risikoanalyse noch der klinischen Prüfungen waren.
- Aus diesem Grund liegt die Entscheidung, ein Beatmungsgerät bei mehreren Patienten gleichzeitig zu verwenden, hinsichtlich der damit verbundenen Risiken und Vorteile im alleinigen Ermessen des Anwenders.

Bitte lesen Sie unter den folgenden Links eine gemeinsame Erklärung der US-amerikanischen klinischen Verbände SCCM / AARC / ASA / ASPF / AACN / CHEST, in der sie sich gegen die gleichzeitige Verwendung eines Beatmungsgeräts bei mehreren Patienten aussprechen.

<https://www.sccm.org/Disaster/Joint-Statement-on-Multiple-Patients-Per-Ventilato>
<https://www.aarc.org/joint-statement-guidance-document-on-multiple-patients-per-ventilator/>

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Miray Karnekull
Medical Director Maquet
Critical Care AB