




Servo-u MR

MRT kompatibles Beatmungsgerät

The power of you

**Magnetfeldanzeige**

Zeigt den Sicherheitsabstand zum MR-Scanner an und warnt bei zu geringer Entfernung.

Automatischer Verriegelungsgriff

Sperrt alle Räder gleichzeitig, sobald Sie den Griff loslassen.

Flexible Positionierung

Schlauchanschlüsse für den Patienten und ein drehbarer Bildschirm erleichtern die Platzierung auf beiden Seiten des MRT-Tisches.

Distanz-Ansicht und Servo Compass

So können Sie Vitalparameter und Alarmer bei Abweichungen vom vorgegebenen Zielbereich auf einen Blick vom Kontrollraum aus erkennen.

Entwickelt für maximale Sicherheit. Auf Ihre Anforderungen abgestimmt.

Seien wir ehrlich: An einem typischen Arbeitstag müssen Sie sich wegen vieler Dinge Sorgen machen. Die Beatmung bei der Magnetresonanztomographie muss nicht dazu gehören.

Entspannen Sie sich für einen Moment

Die Positionierung kann eine große Herausforderung sein. Darum haben wir beim Design großen Wert auf unsere Magnetfeldanzeige gelegt. Mithilfe der visuellen und akustischen Hinweise finden Sie eine sichere Position.

Der automatische Verriegelungsgriff bietet zusätzliche Unterstützung, da er alle vier Räder gleichzeitig sperrt, sobald Sie das Beatmungsgerät loslassen. Der große 15"-Bildschirm kann um 360° geneigt und gedreht werden, um optimale Sicht aus jedem Winkel zu ermöglichen.

Servo-u Beatmungsgeräte reduzieren auch die Arbeitsbelastung und minimieren Anwendungsfehler und Notfälle.¹ Das Servo-u MR-kompatible Beatmungsgerät ist eine effektive Ergänzung der Servo-Produktfamilie und ist für den Einsatz mit 1,5T- oder



3T-MRT-Geräten bis 20 mT ausgelegt. Die einheitliche Benutzeroberfläche reduziert den Schulungsbedarf und erleichtert die Übergabe von Patienten.

In guten Händen

Patienten mit sehr unterschiedlichen Bedürfnissen kommen zur MRT. Deshalb unterstützt Servo-u MR alle Patientenkategorien, auch Neugeborene. Die Möglichkeiten reichen von invasiver und nicht-invasiver Beatmung bis hin zur High-Flow-Therapie. Außerdem wird das System mit einer Reihe von definierten Zubehörteilen und Verbrauchsmaterialien geliefert.

Es ist einfach, die schonende Beatmung vom Kontrollraum aus aufrecht zu erhalten. Wie hektisch es auch sein mag, die Distanz-Ansicht und Servo Compass bieten einen

eindeutigen, sofortigen Überblick, ob die Vitalparameter mit den Beatmungszielen übereinstimmen.

Auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten

Natürlich ist die Maschine selbst nur ein Teil des Ganzen. Unsere Spezialisten unterstützten bereits vor mehr als 25 Jahren das erste Beatmungsgerät für die Magnetresonanztomographie und sind seitdem an der Produktentwicklung beteiligt. Wir sind in Ihrer Nähe und betreuen weltweit mehr als 100.000 Servo-Beatmungsgeräte, von der Intensivstation bis zum MRT.

Willkommen in der Servo-Produktfamilie – The new power of you.

Literaturhinweise

1. Morita PP, Weinstein PB, Flewelling CJ, Banez CA, Chiu TA, Iannuzzi M, Patel AH, Shier AP, Cafazzo JA. The usability of ventilators: a comparative evaluation of use safety and user experience. Critical Care 2016;20:263.



Getinge ist ein globaler Anbieter von innovativen Lösungen für Operationssäle, Intensivstationen, Sterilisationsabteilungen sowie für Unternehmen und Institutionen im Bereich Life Science. Auf der Grundlage unserer Erfahrungen aus erster Hand und engen Partnerschaften mit klinischen Experten, medizinischen Fachkräften und medizintechnischen Spezialisten verbessern wir den Alltag der Menschen nicht nur heute, sondern auch morgen.

Möglicherweise steht die behördliche Zulassung zur Vermarktung von Servo-u MR in Ihrem Land noch aus. Weitere Informationen sind erhältlich über die zuständige Getinge-Vertretung.

Hersteller: Maquet Critical Care AB · 171 54 Solna, Sweden · Phone: +46 (0)10-335 00 00 · info@getinge.com

Ihren lokalen Getinge-Vertriebspartner finden Sie unter der folgenden Adresse:

Getinge Deutschland GmbH · Kehler Str. 31 · 76437 Rastatt · Deutschland

Getinge Österreich GmbH · Lemböckgasse 49 · 1230 Wien · Österreich

Getinge Schweiz AG · Wilerstrasse 75 · 9200 Gossau · Schweiz

www.getinge.com