

Advanta V12 Large Diameter



Vertrauenswürdig. Zuverlässig. Bewährt.

Jetzt größer.

- Erweiterung Ihrer Behandlungsmöglichkeiten mit ballonexpandierbaren gecoverten Stents mit einem Durchmesser von 12 mm.
- Die vollständige PTFE-Umhüllung sorgt für ein glattes Durchflusslumen.
- Über 15 Jahre konstante, dauerhafte Leistung.

Bestellinformationen

Advanta V12 ballonexpandierbarer gecoverter Stent 5–10 mm Durchmesser, 0,035" Führungsdraht


Stent Durchmesser/Länge	Bestellnummer 80 cm Katheterlänge	Bestellnummer 120 cm Katheterlänge	Verkürzte Länge		Einführschleusen Kompatibilität
			8 ATM Nennndruck	12 ATM Nennberstdruck	
5 x 16 mm	85340	85350	15,9 mm	15,6 mm	6 Fr
5 x 22 mm	85341	85351	21,3 mm	21,0 mm	6 Fr
5 x 32 mm	85388	85394	32,3 mm	32,3 mm	7 Fr
5 x 38 mm	85320	85330	37,2 mm	37,7 mm	7 Fr
5 x 59 mm	85321	85331	58,6 mm	60,0 mm	7 Fr
6 x 16 mm	85342	85352	15,7 mm	15,1 mm	6 Fr
6 x 22 mm	85343	85353	20,8 mm	20,2 mm	6 Fr
6 x 32 mm	85389	85395	31,7 mm	31,5 mm	7 Fr
6 x 38 mm	85322	85332	36,6 mm	37,0 mm	7 Fr
6 x 59 mm	85323	85333	57,8 mm	58,7 mm	7 Fr
7 x 16 mm	85344	85354	15,0 mm	14,2 mm	7 Fr
7 x 22 mm	85345	85355	20,1 mm	19,4 mm	7 Fr
7 x 32 mm	85390	85396	31,3 mm	31,2 mm	7 Fr
7 x 38 mm	85324	85334	35,8 mm	35,7 mm	7 Fr
7 x 59 mm	85325	85335	57,1 mm	57,5 mm	7 Fr
8 x 32 mm	85391	85397	30,0 mm	29,6 mm	7 Fr
8 x 38 mm	85326	85336	34,7 mm	34,7 mm	7 Fr
8 x 59 mm	85327	85337	56,0 mm	56,5 mm	7 Fr
9 x 32 mm	85392	85398	28,7 mm	29,2 mm	7 Fr
9 x 38 mm	85328	85338	33,7 mm	32,7 mm	7 Fr
9 x 59 mm	85329	85339	54,6 mm	54,0 mm	7 Fr
10 x 38 mm	85360	85364	30,8 mm	30,9 mm	7 Fr
10 x 59 mm	85361	85365	53,3 mm	52,5 mm	7 Fr

12 mm Large Diameter, 0,035" Führungsdraht

Neue verfügbare Größe

Stent Durchmesser/Länge	Bestellnummer 80 cm Katheterlänge	Bestellnummer 120 cm Katheterlänge	Verkürzte Länge		Einführschleusen Kompatibilität
			8 ATM Nennndruck	10 ATM N ennberstdruck	
12 x 29 mm	85370	85379	25,6 mm	25,3 mm	9 Fr
12 x 41 mm	85371	85380	37,6 mm	37,1 mm	9 Fr
12 x 61 mm	85372	85381	58,2 mm	57,6 mm	9 Fr

Der ballonexpandierbare gecoverte Stent Advanta V12 ist CE-gekennzeichnet und für die Wiederherstellung und Verbesserung der Durchgängigkeit iliakaler und renaler Arterien zugelassen. Die renale Zulassung gilt für die Durchmesser von 5 bis 7 mm. Der Advanta V12 verfügt über die Zulassung des kanadischen Gesundheitsministeriums für die Wiederherstellung der Durchgängigkeit iliakaler Läsionen. Der Advanta V12 Stent ist nicht in den USA erhältlich.

Der ballonexpandierbare gecoverte Stent Advanta V12 wird von der Atrium Medical Corporation hergestellt • Durch folgende internationale und US-Patente geschützt: <http://patents.maqet.com>. • Getinge, **GETINGE** , und Atrium sind Warenzeichen oder eingetragene Marken von Getinge AB, ihren Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen in den USA oder anderen Ländern • Atrium ist registriert beim Patent- und Markenamt der USA. • Copyright 2020 Atrium Medical Corp. • Alle nicht ausdrücklich gewährten Rechte vorbehalten. • Beachten Sie die Gebrauchsanweisung zu aktuellen Hinweisen, Warnungen, Kontraindikationen und Vorsichtsmaßnahmen. • 02/20

Getinge • 40 Continental Blvd • Merrimack, NH 03054 • USA • +1 603-880-1433

PN 011529 Rev AA

Ihren lokalen Getinge-Vertriebspartner finden Sie unter der folgenden Adresse:

Getinge Deutschland GmbH • Kehler Str. 31 • 76437 Rastatt • Deutschland • +49 7222 932-0 • info.vertrieb@getinge.com

Getinge Österreich GmbH • Lemböckgasse 49 • 1230 Wien • Österreich • +43 1 8651487-0 • info-at@getinge.com

Getinge Schweiz AG • Wilerstrasse 75 • 9200 Gossau • Schweiz • +41 71 335 03 03 • info@getinge.ch

www.getinge.de