



Getinge Clean Rinse Aid

リンス剤

器材をきれいに仕上げ、乾燥時間も短縮します

製品概要

Getinge Clean リンス剤は、ウォッシャーディスインフェクター（以下WD）の最終すすぎ工程で使用して乾燥時間の短縮を助けつつ、スケールの付着も防止します。ISO 15883に準拠したゲティング製WDにおいて洗浄試験・適合性を検証済みです。



すべての物品



乾燥促進剤

特徴

- 高い乾燥促進効果で、乾燥時間を短縮できます。
- 界面活性剤をベースにしたすすぎ添加剤です。
- 器材表面にシミや斑点が残るのを防ぎ、きれいな表面に仕上げます。
- クエン酸の効果で、スケール（水垢）の蓄積を防止します。
- 無発泡仕様で、WDによる機械作用を妨げません。
- 防食性に優れており、耐水性のあるほとんどの材質に使用できます。(*1)(*2)

(*1) ポリカーボネートには使用できません。

(*2) ステンレス以外の金属、および樹脂によっては、変化をきたす場合があるため、使用前に必ずご確認ください。

(*3) pHは、洗浄時に使用する水質と水量に応じて変化します。

(*4) 洗浄時に使用する水質と水量に応じて可変するため、洗浄方法（装置）に応じた調整が必要です。

基本情報

用途	WDでのすすぎ添加剤（乾燥促進）
液性	酸性（出荷時）
pH	2.2（出荷時の代表値） 6.5～7.5（実用液の代表値）（*3）
主成分	非イオン界面活性剤、 陰イオン界面活性剤、クエン酸 他
外観	微黄色・透明液体
使用量	0.2～1 ml/L（*4）
使用温度	50℃以上

Getinge Clean リンス剤

内容量	5 L
品番	503435431
JANコード	45821309252
使用有効期限	製造より24ヶ月

※仕様は予告なく変更することがあります。

GETINGE



ゲティンググループ・ジャパン株式会社

〒140-0002 東京都品川区東品川2-2-8 スフィアタワー天王洲
TEL：03-5463-8313

本情報は、専門家を対象とした情報提供のみを目的としているため、取扱説明書、サービスマニュアルまたは医療アドバイスの代わりとして用いることはできません。ゲティングは、この資料に基づいて行われたいかなる者の行為または不作為に対しても、一切の責任または義務を負いません。ご使用になられる場合は、ご自身の責任において行ってください。ここに述べられたソリューションや製品は、国によっては利用できない、または許可されていない場合があります。ゲティングの書面による許可なく、本情報の全部または一部を複製または使用することはできません。

www.getinge.com/jp