



Getinge Clean Dry & Milk S

ドライ&ミルク S

これ1本で、器材の潤滑・防錆および乾燥促進まで

製品概要

Getinge Cleanドライ&ミルクSは、ウォッシャーディスインフェクター（以下WD）の最終すすぎ工程にて使用します。ISO 15883に準拠したゲティング製WDにおいて、洗浄試験・適合性を検証済みです。



一般医療用鋼製器材用



潤滑剤



乾燥促進剤

特徴

- 1本で、潤滑・防錆効果、および乾燥促進効果が得られます。
- シリコンフリーの潤滑成分で、器材の接合部や可動部を十分に潤滑し、錆の発生を抑え、器材を長持ちさせます。
- 乾燥促進成分配合で、乾燥時間を短縮し、ムラのないきれいな仕上がりになります。
- 低発泡仕様で、WDによる機械作用を妨げません。
- 防食性に優れており、耐水性のあるほとんどの材質に使用できます。(*1)

(*1) ステンレス以外の金属、および樹脂によっては、変化をきたす場合があるため、使用前に必ずご確認ください。

(*2) pHは、洗浄時に使用する水質と水量に応じて変化します。

(*3) 洗浄時に使用する水質と水量に応じて可変するため、洗浄方法（装置）に応じた調整が必要です。

基本情報

用途	WDでの被洗浄物の潤滑および乾燥促進	
液性	中性（出荷時）	
pH	6～8（出荷時の代表値） 7.3（実用液の代表値）	(*2)
主成分	非イオン界面活性剤、防錆剤 他	
外観	無色～微黄色・透明～やや不透明液体	
使用量	2～5 ml/L	(*3)
使用温度	50℃以上	(*3)

Getinge Cleanドライ&ミルクS

内容量	4.5 L
品番	LJP-D5401
JANコード	4582130925300
使用有効期限	製造より24ヶ月

※仕様は予告なく変更することがあります。



ゲティンググループ・ジャパン株式会社

〒140-0002 東京都品川区東品川2-2-8 スフィアタワー天王洲
TEL：03-5463-8313

本情報は、専門家を対象とした情報提供のみを目的としているため、取扱説明書、サービスマニュアルまたは医療アドバイスの代わりとして用いることはできません。ゲティングは、この資料に基づいて行われたいかなる者の行為または不作為に対しても、一切の責任または義務を負いません。ご使用になられる場合は、ご自身の責任において行ってください。ここに述べられたソリューションや製品は、国によっては利用できない、または許可されていない場合があります。ゲティングの書面による許可なく、本情報の全部または一部を複製または使用することはできません。

www.getinge.com/jp