

Getinge Standardsteuerung für GSS-Dampfsterilisatoren

– sichere Datenintegrität und Konnektivität

Getinge bietet ein neues B&R-Steuerungssystem für Dampfsterilisatoren an, um die zukünftigen Anforderungen der Digitalisierung, der einfachen Qualifizierung und Validierung zu erfüllen. So können mühelos Höchstleistungen, mehr Produktivität und ein schlanker Herstellungsprozess in Ihrer pharmazeutischen Produktion oder Forschungseinrichtung erreicht werden.

B&R ist das Standardsteuerungssystem für die Dampfsterilisatoren der GSS-Serie und wird standardmäßig mit einem 7-Zoll-Display oder optional mit einem 10-Zoll-Display geliefert.

Bedienerfreundlich

Die GSS-Dampfsterilisatoren greifen auf eine bewährte Menüstruktur zurück, die den Fokus auf eine einfache Bedienung legt.

Eine benutzerfreundliche und intuitive Benutzeroberfläche mit Voreinstellungen für gängige Sterilisationsprozesse unterstützt den Bediener bei der Gewährleistung von Prozesssicherheit und Wiederholbarkeit in der Forschung oder in der pharmazeutischen Produktion.

Benutzermanagement

Die B&R-Steuerung bietet verschiedene Zugriffsebenen und eine verbesserte Benutzerverwaltung. Das Steuerungssystem kann über standardisierte OPC UA-Protokolle mit externen Systemen wie SCADA und BMS verbunden werden.

Netzwerkdrucker und Netzwerkspeicher können implementiert und für mehr Flexibilität angepasst werden, um Ihren spezifischen Anforderungen und Ihrer IT-Infrastruktur zu entsprechen.



Konnektivität

Verbesserte Konnektivität zur Erfüllung der Anforderungen an den Datenaustausch und die Datenverwaltung, einschließlich Netzwerkdrucker und Netzwerkspeicher.



21 CFR Part 11

Das B&R-Steuerungssystem kann gemäß 21 CFR Part 11 für den präzisen und zuverlässigen Umgang mit elektronischen Aufzeichnungen konfiguriert werden. Es kann sichere, mit Zeitstempel versehene Prüfprotokolle generieren, um den steigenden globalen und lokalen Anforderungen gerecht zu werden.



Prozesssteuerung

Die B&R-Steuerung wurde für eine konsistente Prozesskontrolle und Wiederholbarkeit optimiert.

Produktmerkmale

– Steuerungssysteme

	B&R [Std]	Siemens [O]	Allen-Bradley [O]
Benutzermanagement			
Audit Trail Datenintegrität (Part 11)			
Konnektivität (SCADA)			
PDF-Batch-Bericht			
Gedruckte Grafik im Chargenprotokoll			

Unsere Dienstleistungen umfassen:

**Ersatzteilkpakete • Kalibrierdienstleistungen • Aufrüstungen •
Bediener- und Technikerschulungen • Prozessüberprüfungen • Qualifizierungs-/Validierungsdienstleistungen**

Mit einem Servicevertrag mit Getinge können Sie sich beruhigt zurücklehnen. Unser weltweites Dienstleistungsnetz sorgt für fachkundige vorbeugende, vorausschauende und reaktive Instandhaltung, damit Sie Ihre Betriebszeit und Sicherheit maximieren können – und Ihr Betrieb immer reibungslos läuft.

Erfahren Sie mehr über unsere Lösungen: www.getinge.de/LifeScience



Unsere Tradition

Alle unsere Dampfsterilisatoren werden in Getinge, Schweden, entwickelt und hergestellt – dort, wo im Jahr 1904 alles begann. Seitdem haben wir uns zu einem globalen Unternehmen entwickelt, aber das Herz unserer Produktion liegt immer noch in der Nähe unseres Hauptsitzes, damit wir Qualität und Kontrolle gewährleisten können. Wir sind stolz auf unsere Ingenieurleistungen und legen großen Wert auf Details.

Getinge Infection Control AB • PO. Box 69 • SE-305 05 Getinge• Sweden • Phone: +46 (0) 10 335 00 00 • info@getinge.com

Ihren lokalen Getinge-Vertriebspartner finden Sie unter der folgenden Adresse:

Getinge Deutschland GmbH • Kehler Str. 31 • 76437 Rastatt • Deutschland • +49 7222 932-0 • lifescience.deras@getinge.com

Getinge Österreich GmbH • Lemböckgasse 49 • 1230 Wien • Österreich • +43 1 8651487-0 • info-at@getinge.com

Getinge Schweiz AG • Quellenstrasse 41B • 4310 Rheinfelden • Schweiz • +41 61 836 47 70 • info@getinge.ch

www.getinge.com

GETINGE 